

WIR GRATULIEREN

Mit dem Kauf dieses Massagegerätes haben Sie Gesundheitsbewusstsein bewiesen. Damit Sie auf lange Zeit die Vorzüge dieses Gerätes nutzen können, möchten wir Sie bitten, die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem persönlichen Eve.

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

Dieses Gerät ist wartungsfrei. Evtl. erforderliche Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachkraft durchgeführt werden. Unsachgemäßer Gebrauch sowie unautorisierte Reparatur sind aus Sicherheitsgründen untersagt und führen zum Garantieverlust.

Um eine übermäßige Anregung der Muskulatur und Nerven zu vermeiden, sollten Sie die empfohlene Massagezeit von 15 Min. nicht überschreiten.


Jede Massage – auch die Handmassage – muss unterbleiben, während Sie sich in einer Schwangerschaft befinden und/oder bei Ihnen eine oder mehrere der folgenden Beschwerden im Massagebereich vorliegen: junge Verletzungen, trombotische Erkrankungen, Entzündungen und Schwellungen aller Art, sowie Krebs. Bei Behandlung von Gebrechen und Leiden ist vor einer Massage die Absprache mit Ihrem Arzt empfohlen.

LIEFERUMFANG

- Massagegerät Eve
- Batterien 3 x 1,5 V AAA

INBETRIEBNAHME

Öffnen Sie die Abdeckung wie unten beschrieben gegen den Uhrzeigersinn und setzen Sie die Batterien ein. Schließen Sie die Abdeckung.



TECHNISCHE DATEN

Maße: 96 x 96 x 90 cm

Gewicht: 170 g

Nennleistung: 1,8 W

Batterien: 3 x 1,5 V AAA

Spritzwassergeschützt nach IPX5

Zertifikate:



VIBRATION

AUSSTATTUNG / FUNKTIONEN


Modernes Design, eine angenehme Haptik und überall einsetzbar. Ein kleines Massagegerät mit großer Wirkung. – Das ist Eve!

Durch die drei beleuchteten Massagearme und der gezielten Vibration wird eine punktgenaue und angenehme Massage erzielt. Das Gerät lässt sich einfach und sicher an individuellen Körperpartien wie Rücken, Nacken, Arme und Beine anwenden. Die Massage regt den Blutkreislauf an, löst Verspannungen und fördert die Durchblutung. Das belebt den Körper und aktiviert neue Energie.

Aufgrund seiner Größe und ergonomischen Form passt „Eve“ in jede Handtasche und kann so als ständiger Begleiter für eine Massage zwischendurch bspw. im Büro, im Flugzeug oder auch unterwegs, eingesetzt werden.



BEDIENFELD

Betätigen Sie die  Taste um das Eve zu starten. Um die Massage zu beenden die Taste nochmals drücken.

STÖRUNGSSUCHE

Fehler
Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden

Behebung
Prüfen Sie ob die Batterien richtig herum eingelegt sind.

Wechseln Sie die Batterien.

Die Massage ist zu „schwach“

Wechseln Sie die Batterien.

EU-KOMFORMITÄTSERKLÄRUNG

Entspricht den europäischen Richtlinien 2006/95/EC.

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit. Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen.

Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile wie z.B. Stoffabdeckungen. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewährleistungszeit.

Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist.

Die Gewährleistung vom Händler beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und/oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstanden sind.

Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Hersteller heraus, dass das Gewährleistungsverlangen einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
tel. (+49) (0 52 54) 9 30 98 - 0
fax (+49) (0 52 54) 9 30 98 - 30
info@casada.com
www.casada.com

Copyright Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von CASADA International GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiterverwendet werden.
Copyright (c) 2012 CASADA International GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.





CONGRATULATIONS

With the purchase of this massage device you have shown awareness of your health. In order for you to enjoy the advantages of your massage device in the long term, we ask you to read and adhere to the instruction manual carefully.

We wish you a lot of fun with your personal Eve.

SAFETY CONDITIONS

This equipment is maintenance free. Any necessary repairs must be performed by an authorised professional. Improper use and unauthorised repairs are prohibited for safety reasons and will void the warranty.

In order to prevent excessive stress on muscles and nerves, the recommended massage time of 15 minutes should not be exceeded.


Any massage – also massage by hand – has to be avoided during pregnancy and/or in case of one or more complaints in the area of the massage: head diseases recent injuries, thrombotic illnesses, inflammations and swelling of any kind as well as cancer. Consultation of your physician is recommended prior to any treatment of afflictions and ailments.

IN THE PACKAGE

- Massage device Eve
- Batteries 3 x 1,5 V AAA

START UP

Turn the upper cover counterclockwise, as shown in the picture, and insert three AAA dry batteries. Close the cover.



TECHNICAL DATA

Measurements: 96 x 96 x 90 cm
Weight: 170 g
Rated power: 1,8 W
Battery: 3 x 1,5 V AAA
Water resistance IPX5
Certificates:



VIBRATION

EQUIPMENT / FUNCTIONS

Modern Design, a pleasant feeling and is useable everywhere. A small massage device with a big impact – that is Eve!

A precise and pleasant massage is achieved by the three illuminated massage arms and focused vibration. The device is easily and safely applied to individual areas of the body like, the back, neck, arms and legs. The massage stimulates the circulation and relieves hardened muscles and enhances blood circulation. This revitalizes the body and activates new energy.

Because of the size and the ergonomic form, Eve fits in every pocket-book and therefore can be used for example in the office, airplane and also just when travelling.



CONTROL PANEL

Press the ① button to start the massager. Press the button again to stop the massager.

TROUBLESHOOTING

Error
The massage device cannot operate.

Adjustment
Check whether the batteries are correctly installed.

Replace batteries.

The massage is too „weak“

Replace batteries.

CONFORMITY DECLARATION

Corresponds to the European guidelines 2006/95/EC.

WARRANTY CONDITIONS

The dealer grants the statutory warranty period on the product described overleaf. The warranty applies from the date of purchase. The date of purchase is demonstrated by the sales receipt.

The dealer is to repair or replace products registered within Germany which are found to be defective free of charge. Parts subject to wear and tear such as cloth covers are not covered. To assert your claim, simply return the defective product with the sales receipt before the end of the warranty period.

The warranty claim does not apply if it is established that a defect has occurred e.g. through external influence or as a result of repair or alteration not carried out by the manufacturer or an authorized dealer.

The warranty granted by the seller is limited to repair or replacement of the product. Under this warranty, the manufacturer or seller has no further liability and is not responsible for damage caused by disregard of the operating instructions and/or improper use of the product.

If inspection of the product by the seller reveals that the warranty claim relates to a defect not covered by the warranty or that the warranty period has expired, the cost of the inspection and repair are to be borne by the customer.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
phone (+49) (0 52 54) 9 30 98 - 0
fax (+49) (0 52 54) 9 30 98 - 30
info@casada.com
www.casada.com

Copyright Images and texts are subject to the copyright of Casada International GmbH and may not be used for other purposes without express confirmation.

Copyright (c) 2012 Casada International GmbH. All rights reserved.

