





NESSA

double electric breast pump






INSTRUCTIONS FOR USE


ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА - INSTRUCCIONES DE USO - INSTRUÇÕES DE USO - ISTRUZIONI PER L'USO - MODE D'EMPLOI -
GEBRAUCHSANWEISUNG - INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE - INSTRUKCJA UŻYCIA - UPUTSTVO ZA UPOTREBU - УПАТСТВО ЗА
УПОТРЕБА - ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЪЗОВАНИЮ - ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ - UPUTE ZA KORIŠTENJE - NÁVOD
K POUŽITÍ - INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - KULLANIM İÇİN TALİMATLAR -
تعليمات للاستخدام




I.







II.






II.



III.



IV.

When to Wash	Breast Shield 	Breast Pump Kit 	Bottle & Cap 
Before 1st use	☞ wash ☞ sanitize	☞ wash ☞ sanitize	☞ wash ☞ sanitize
After each use	☞ wash	☞ wash	☞ wash
Once per day	☞ sanitize	☞ sanitize	☞ sanitize

V.



A



B



C

VI.

Freshly Expressed Breast Milk Storage Guidelines (for Healthy Term Babies)

Room Temperature ²	Cooler With Ice Pack ³	Refrigerator ⁴	Freezer ⁵
4-6 hours ⁶ at 66-78°F (19-26°C)	24 hours ⁷ at 59°F (15°C)	3-8 days ⁸ at 39°F or lower (4°C)	6-12 months ⁹ 0 - -4°F (-18 - -20°C)

VII.

Thank you for buying our product. Please read this manual carefully before using and keep it for easily checking in the future. Wish you have a pleasant using experience with our smart electric breast pump.

PRODUCT FEATURES

- BPA-free materials & Compatible: Pump and accessories are made of BPA-free materials. Connector is compatible with most standard baby bottles.
- Anti-back flow protection design: Closed system to prevent breastmilk from backing up to the pump, prevent infection, and keep the milk fresh.
- Super soft silicone breast shield: The flexible, ultra-soft silicone breast shield feels comfortable, reduces pressure and helps massage the breast to promote letdown and optimize milk flow.
- Smart touch screen technology: Digital display features a memory button, timer and backlight for easy tracking and recording pump sessions.
- Meet different needs: 9 levels Massage mode & 9 levels Pumping mode & 9 Levels Bionic mode.
- Quiet and Lightweight: The quiet breast pump allows for discreet pumping anywhere. Lightweight, portable pump designed for moms on the go who pump several times a day.
- Large battery capacity: Uses a large capacity rechargeable lithium battery, fully charged can be used for 2 hours, no need to connect to AC power. Moms can enjoy pumping anywhere at anytime.

I. PRODUCT COMPONENTS

1. Dust cap (x2); 2. Silicone shield (x2); 3. Connector (x2); 4. Diaphragm cap (x2); 5. Silicone diaphragm (x2); 6. Silicone valve (x4); 7. Milk bottle (x2); 8. Nipple set (x2); 9. Bottle base (x2); 10. Charging cable; 11. USB adaptor; 12. Main unit; 13. Airtube
 Technical Specification: Power in: 110-240V 50-60Hz; Power Out: 5V 1A; Size: 105*105*53mm; Weight: 275g; Battery capacity and type: 3.7V 1400mAh Li-ion.

II. ASSEMBLING YOUR BREAST PUMP

1. Wash hands thoroughly with soap and water before touching breast pump, breast pump kit and breast.
 2. Press the silicone diaphragm and cap into the connector.
 3. Push the breastshield onto the connector.
 4. Put the valve into the connector. Lock the milk bottle into the connector by rotating clockwise until tight.
 5. Push the tube into the cap/s and main unit. Push two tubes if you choose double side pumping. Tap the screen to turn on the main unit.
- A- Single side pumping; B- Double side pumping;
- Check breast pump kit components for wear or damage before use. Replace if necessary.
 - Always inspect all parts prior to use for cleanliness.
 - To prevent damage to the breast pump all components must be completely dry before use.

III. ICON DISPLAY

1. Bionic mode; 2. Massage mode 3. Battery Indicator; 4. Power button; 5. Suction decrease; 6. Suction level; 7. Pumping mode; 8. Time indicator; 9. Mode change; 10. Suction increase;
 Power button Press 2 seconds to turn on or to turn off the breast pump.

1. Your breast pump will begin in Massage Mode. Adjust the pumping level using the (-)(+) buttons to find a comfortable level. Massage Mode is fast sucking pump rhythm, which stimulates milk flow.
 2. After two minutes, your pump will automatically transition to Pumping Mode. Adjust the pumping level using the (-)(+) buttons to find your maximum comfortable level of pumping. If your milk begins to flow before two minutes, press the Mode change button to manually transition to Pumping Mode.
- Pumping Mode is slower sucking/pumping rhythm for gentle and efficient milk removal after milk has started flowing.
3. Once you are pumping in the Pumping Mode, increase the speed/vacuum (+) until pumping feels slightly uncomfortable (not painful), then decrease slightly using the button (-).
 4. You can switch to the Bionic Mode when the milk flow stops. Bionic Mode aims to trigger another let-down by combining fast and slow pumping rhythms.
- Modes: Massage Mode L1-L9; Pumping Mode L1-L9; Bionic L1-L9.
- Battery Indicator: Indicates remaining battery life. Please charge breast pump when low in battery.
- Time Indicator: Indicates the length of your pumping session. The pump will automatically switch off after 30 minutes use.

IV. OPERATING YOUR BREAST PUMP

Step 1- Place the breast shield on your breast so that your nipple is properly centered in the tunnel.

Step 2- Hold the breast shield and connector onto your breast with your thumb and index finger. Support your breast with the palm of your hand.

Step 3- Turn on the breast pump by tapping the power button and choose the mode you prefer.

Step 4- Turn off the breast pump by pressing the power button. Remove the bottle from the connector. Install the nipple set if you are going to feed the baby right away or transfer the freshly expressed milk into a milk storage bag/container and store it in a freezer or refrigerator.

V. CLEANING INSTRUCTIONS

Wash before first and after each use!

Step 1- Disassemble all parts as shown in I. Remove the cap from the breast shield. Separate the connector from the breast shield, diaphragm, cap, valve and bottle. Rinse the Dust cap (I-1); Silicone shield (I-2); Connector (I-3); Silicone diaphragm (I-5); Valve (I-6); Nipple set (I-8); Milk bottle (I-7) and Bottle base (I-9) in cool water. NOTE: Never wash the Main unit (I-12); Charging cable (I-10), USB adapter (I-11) and Airtube (I-13) to avoid permanent damage to the product. Wipe with a damp cloth (not wet) and dry immediately.

Step 2- Soak in warm water for 5 minutes, then wash and rinse.

Step 3- Allow parts to air dry. Store dry parts in a cool place when not in use.

Do not store wet or damp parts

WHEN TO WASH AND SANITIZE:

- BEFORE FIRST USE WASH AND SANITIZE: the Breast shield (I-2); Breast pump kit (I-3; I-5; I-6); Nipple set (I-8) and Milk bottle (I-7).
- AFTER EACH USE WASH: the Breast shield (I-2); Breast pump kit (I-3; I-5; I-6); Nipple set (I-8) and Milk bottle (I-7).
- ONCE PER DAY SANITIZE: the Breast shield (I-2); Breast pump kit (I-3; I-5; I-6); Nipple set (I-8) and Milk bottle (I-7).

Note:

- Before first use, charge the breast pump battery for 2 hours by connecting the pump to a power source with the USB connector. The battery icon will appear fully charged on the display when charging is complete.
- Take care not to damage parts of the breast pump kit during cleaning.
- Store the dry breast pump kit in a clean bag or container until next use.
- Wash hands thoroughly.

VI. LONG-TERM STORAGE

Your breast pump contains a rechargeable battery. To preserve your breast pump, when not in use for an extended amount of time, it will automatically transition into storage mode. Before storing your breast pump for an extended amount of time, remember to:

A - Clean breast pump kit B - Clean the breast pump C - Make sure breast pump battery is fully charged.

TROUBLESHOOTING

If breast pump does not power on:

- Check whether the breast pump is plugged into a working electric outlet.
- Check whether the USB cable is working, using another device.

If there is low or no suction:

- Check whether all breast pump connections are secure.
- Disassemble and assemble the pump set. Make sure all pieces are clean and not damaged.
- While pumping, make sure the breast shield is completely sealed around your breast.

If there is a breast milk overflow:

- Turn off the breast pump and unplug the USB cable from the electrical outlet.
- Use a damp (not wet) cloth to wipe the breast pump.
- When all components are dry, reassemble.

VII. FRESHLY EXPRESSED BREASTMILK STORAGE GUIDELINES (FOR HEALTHY TERM BABIES).

2. Room temperature; 3. Cooler with ice pack; 4. Refrigerator; 5. Freezer; 6. 4-6 hours at 19-26 °C (66-78°F); 7. 24 hours at 15 °C (59°F); 8. 3-8 days at 4 °C (39°F); 9. 6-12 months at -18- -20 °C (0- -4°F).

Complied with EN 14350, EN 55014, EN 61000.

Gracias por comprar nuestro producto. Lea este manual detenidamente antes de utilizarlo y guárdelo para consultarlo fácilmente en el futuro. Deseamos que tenga una experiencia de uso agradable con nuestro extractor de leche eléctrico inteligente.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- **Materiales libres de BPA y compatibles:** la bomba y los accesorios están fabricados con materiales libres de BPA. El conector es compatible con la mayoría de los biberones estándar.
- **Diseño de protección antirretorno:** sistema cerrado para evitar que la leche materna regrese al extractor, evitar infecciones y mantener la leche fresca.
- **Embudo de silicona súper suave:** El protector de seno de silicona ultra suave y flexible se siente cómodo, reduce la presión y ayuda a masajear el seno para promover la bajada y optimizar el flujo de leche.
- **Tecnología de pantalla táctil inteligente:** la pantalla digital cuenta con un botón de memoria, temporizador y retroiluminación para facilitar el seguimiento y el registro de las sesiones de bombeo.
- **Satisfacer diferentes necesidades:** modo de masaje de 9 niveles y modo de bombeo de 9 niveles y modo biónico de 9 niveles.
- **Silencioso y liviano:** el extractor de leche silencioso permite un bombeo discreto en cualquier lugar. Extractor de leche portátil y ligero diseñado para mamás activas que extraen leche varias veces al día.
- **Batería de gran capacidad:** Utiliza una batería de litio recargable de gran capacidad, la carga completa se puede utilizar durante 2 horas, sin necesidad de conectarla a la alimentación de CA. Las mamás pueden disfrutar de la extracción de leche en cualquier lugar y en cualquier momento.

I. COMPONENTES DEL PRODUCTO

1. Tapa antipolvo (x2); 2. Escudo de silicona (x2); 3. Conector (x2); 4. Tapa de diafragma (x2); 5. Diafragma de silicona (x2); 6. Válvula de silicona (x4); 7. Botella de leche (x2); 8. Juego de pezones (x2); 9. Base de botella (x2); 10. Cable de carga; 11. Adaptador USB; 12. Unidad principal; 13. Tubo de aire
Especificaciones técnicas: Entrada de energía: 110-240 V 50-60 Hz; Salida de energía: 5V 1A; Tamaño: 105*105*53mm; Peso: 275g; Capacidad y tipo de batería: 3,7V 1400 mAh Li-ion.

II. MONTAJE DE SU BOMBA DE LECHE

1. Lávese bien las manos con agua y jabón antes de tocar el extractor de leche, el kit del extractor de leche y el seno.
 2. Presione el diafragma de silicona y la tapa en el conector.
 3. Empuje el protector de pecho en el conector.
 4. Coloque la válvula en el conector. Bloquee la botella de leche en el conector girándola en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede apretada.
 5. Empuje el tubo en la(s) tapa(s) y en la unidad principal. Empuje dos tubos si elige el bombeo de doble lado. Toque la pantalla para encender la unidad principal.
- A- Bombeo de un solo lado; B- Bombeo de doble cara;
- Revise los componentes del kit del extractor de leche para ver si están desgastados o dañados antes de usarlos. Reemplace si es necesario.
 - Inspeccione siempre todas las piezas antes de usarlas para verificar que estén limpias.
 - Para evitar daños al extractor de leche, todos los componentes deben estar completamente secos antes de su uso.

tercero VISUALIZACIÓN DE ICONOS

1. Modo biónico; 2. Modo de masaje 3. Indicador de batería; 4. Botón de encendido; 5. Disminución de la succión; 6. Nivel de succión; 7. Modo de bombeo; 8. Indicador de tiempo; 9. Cambio de modo; 10. Aumento de succión;
Botón de encendido Presione 2 segundos para encender o apagar el extractor de leche.

1. Su extractor de leche comenzará en modo de masaje. Ajuste el nivel de bombeo usando los botones (-)(+) para encontrar un nivel cómodo. El modo de masaje es el ritmo de la bomba de succión en ayunas, lo que estimula el flujo de leche.
 2. Después de dos minutos, su bomba pasará automáticamente al modo de bombeo. Ajuste el nivel de bombeo con los botones (-)(+) para encontrar el nivel de bombeo máximo que le resulte cómodo. Si su leche comienza a fluir antes de los dos minutos, presione el botón de cambio de modo para pasar manualmente al modo de extracción.
 - El modo de bombeo es un ritmo de succión/bombeo más lento para una extracción de leche suave y eficiente después de que la leche ha comenzado a fluir.
 3. Una vez que esté bombeando en el modo de bombeo, aumente la velocidad/vacio (+) hasta que el bombeo se sienta un poco incómodo (sin dolor), luego disminuya ligeramente usando el botón (-).
 4. Puede cambiar al modo biónico cuando se detenga el flujo de leche. El modo biónico tiene como objetivo desencadenar otra bajada combinando ritmos de bombeo rápidos y lentos.
- Modos: Modo de masaje L1-L9; Modo de bombeo L1-L9; Biónica L1-L9.
- Indicador de batería: indica la vida restante de la batería. Cargue el extractor de leche cuando tenga poca batería.

IV. FUNCIONAMIENTO DE SU BOMBA DE LECHE

Paso 1: coloque el protector de senos en su seno para que su pezón quede correctamente centrado en el túnel.

Paso 2: sostenga el protector de senos y el conector sobre su seno con el pulgar y el índice. Sostenga su seno con la palma de su mano.

Paso 3- Encienda el extractor de leche tocando el botón de encendido y elija el modo que prefiera.

Paso 4- Apague el extractor de leche presionando el botón de encendido. Retire la botella del conector. Instale el juego de tetinas si va a alimentar al bebé de inmediato o transfiera la leche recién extraída a una bolsa/recipiente de almacenamiento de leche y guárdela en un congelador o refrigerador.

V. INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

¡Lavar antes del primer y después de cada uso!

Paso 1: desmonte todas las piezas como se muestra en I. Quite la tapa del protector de pecho. Separe el conector del protector de senos, el diafragma, la tapa, la válvula y el biberón. Enjuague la tapa antipolvo (I-1); escudo de silicona (I-2); Conector (I-3); Diafragma de silicona (I-5); Válvula (I-6); Juego de pezones (I-8); Botella de leche (I-7) y Base de botella (I-9) en agua fría. NOTA: Nunca lave la unidad principal (I-12); Cable de carga (I-10); adaptador USB (I-11) y Airtube (I-13) para evitar daños permanentes al producto. Limpiar con un paño húmedo (no mojado) y secar inmediatamente.

Paso 2: remoje en agua tibia durante 5 minutos, luego lave y enjuague.

Paso 3: permita que las piezas se sequen al aire. Guarde las piezas secas en un lugar fresco cuando no las utilice.

No almacene piezas mojadas o húmedas

CUÁNDO LAVAR Y DESINFECTAR:

• ANTES DEL PRIMER USO LAVAR Y DESINFECTAR: el escudo de mama (I-2); Kit extractor de leche (I-3; I-5; I-6); Juego de tetinas (I-8) y Biberón (I-7).

• DESPUÉS DE CADA USO LAVAR: el Embudo (I-2); Kit extractor de leche (I-3; I-5; I-6); Juego de tetinas (I-8) y Biberón (I-7).

• DESINFECTE UNA VEZ AL DÍA: el escudo del seno (I-2); Kit extractor de leche (I-3; I-5; I-6); Juego de tetinas (I-8) y Biberón (I-7).

Nota:

• Antes del primer uso, cargue la batería del extractor de leche durante 2 horas conectando el extractor a una fuente de alimentación con el conector USB. El icono de la batería aparecerá completamente cargado en la pantalla cuando se complete la carga.

• Tenga cuidado de no dañar las piezas del kit extractor de leche durante la limpieza.

• Guarde el kit de extractor de leche seco en una bolsa o recipiente limpio hasta el próximo uso.

• Lávese bien las manos.

VI. ALMACENAMIENTO A LARGO PLAZO

Su extractor de leche contiene una batería recargable. Para conservar su extractor de leche, cuando no se utilice durante un período de tiempo prolongado, pasará automáticamente al modo de almacenamiento. Antes de almacenar su extractor de leche durante un período prolongado de tiempo, recuerde:

A - Limpie el kit del extractor de leche B - Limpie el extractor de leche C - Asegúrese de que la batería del extractor de leche esté completamente cargada.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el extractor de leche no se enciende:

• Verifique si el extractor de leche está enchufado a un tomacorriente que funcione.

• Compruebe si el cable USB funciona utilizando otro dispositivo.

Si la succión es baja o nula:

• Verifique si todas las conexiones del extractor de leche están seguras.

• Desmontar y montar el grupo motobomba. Asegúrese de que todas las piezas estén limpias y no dañadas.

• Mientras bombea, asegúrese de que el protector de senos esté completamente sellado alrededor de su seno.

Si hay un desbordamiento de leche materna:

• Apague el extractor de leche y desenchufe el cable USB del tomacorriente.

• Utilice un paño húmedo (no mojado) para limpiar el extractor de leche.

• Cuando todos los componentes estén secos, vuelva a armar.

VIII. PAUTAS DE ALMACENAMIENTO DE LECHE MATERNA FRESCA (PARA BEBÉS A TÉRMINO SALUDABLES).

2. Temperatura ambiente; 3. Refrigerador con bolsa de hielo; 4. Refrigerador; 5. Congelador; 6. 4-6 horas a 19-26 °C (66-78° F); 7. 24 horas a 15 °C (59° F); 8. 3-8 días a 4°C (39° F); 9. 6-12 meses a -18- -20° C (0- -4° F).

Cumple con EN 14350, EN 55014, EN 61000.

Благодарим ви, че закупихте нашия продукт. Моля, прочетете внимателно тази инструкция преди употреба и я запазете за справка в бъдеще. Пожелавам ви приятно изживяване при използване на нашата интелигентна електрическа помпа за кърма.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

- Без BPA & Съвместим: Помпата и аксесоарите са изработени от материали без BPA. Помпата е съвместима с повечето стандартни бебешки шишета с широко гърло.
- Система за предотвратяване на обратния поток: Затворена система, която предотвратява попадането на кърма в устройството. Предпазва устройството от повреждане и кърмата чиста.
- Мека силиконова фуния за гърди: Мека силиконова фуния, която допринася за комфорта на майката, намалява налягането и участва в масажирането на гърдата, за да насърчи стимулирането и оптимизирането на притока на кърма.
- Сензорен дисплей: Сензорен дисплей, функция памет за запис на последните сесии и таймер за лесно проследяване.
- Задоволяване на различни нужди: Функция Масаж - 9 нива, функция Изцеждане - 9 нива и функция Изцеждане с неравномерно изпомпване - 9 нива на работа.
- Тиха и лека: Тихата помпа за кърма позволява дискретно изпомпване навсякъде. Лека, преносима, предназначена за майки в движение, които изцеждат кърмата си няколко пъти на ден.
- USB презаредима батерия: Издръжлива литиева батерия с 2-часов живот на батерията, след пълно зареждане. Микро USB порт със стандартен USB кабел за свързване към източник на хранване.

I. КОМПОНЕНТИ НА ПРОДУКТА

1. Предпазен капак (x2); 2. Силиконова фуния (x2); 3. Тяло на помпата (x2); 4. Капак на тялото на помпата (x2); 5. Силиконовата диафрагма (x2); 6. Силиконова клапа (x4); 7. Шише (x2); 8. Биберонов сет (x2); 9. Поставка за шише (x2); 10. Зареждащ кабел; 11. USB адаптор; 12. Основно устройство; 13. Въздушна тръба.
- Техническа спецификация: Входно хранване: 110-240V 50-60Hz; Изходно хранване: 5V 1A; Размер: 105x105x53mm; Тегло: 275g; Капацитет и тип на батерията: 3.7V 1400mAh Li-ion.

II. СГЛОбЯВАНЕ НА ПОМПАТА ЗА КЪРМА

1. Измийте добре ръцете си със сапун и вода, преди да докоснете помпата, аксесоарите и гърдите.
 2. Натиснете силиконовата диафрагма и капака в тялото на помпата.
 3. Натиснете силиконовата фуния върху тялото на помпата.
 4. Поставете силиконовата клапа в тялото на помпата. Затегнете шишето за мляко, като завъртите по посока на часовниковата стрелка, докато се затегне.
 5. Натиснете въздушната тръба в капака на тялото на помпата и основното устройство. Натиснете двете тръби, ако изберете двойно изпомпване. Докоснете екрана, за да включите помпата.
- A- Единично изпомпване; B- Двойно изпомпване;
- Преди употреба проверете компонентите на помпата за кърма за износване или повреда. Заменете, ако е необходимо.
 - Винаги проверявайте всички части дали са чисти преди употреба.
 - За да предотвратите увреждане, всички компоненти на помпата трябва да са напълно сухи преди употреба.

III. ЦИФРОВ ДИСПЛЕЙ

1. Режим изцеждане с неравномерно изпомпване; 2. Режим масаж; 3. Индикатор за батерията; 4. Бутон за включване; 5. Бутон за намаляване на засмукването; 6. Текущо ниво; 7. Режим на изцеждане; 8. Индикатор за време; 9. Смяна на режима; 10. Бутон за увеличаване на засмукването; Бутон за включване: Задръжте за 2 секунди, за да включите или изключите помпата за кърма.

1. Помпата ще започне с режим Масаж. Регулирайте нивото на изпомпване с помощта на (-) (+) бутоните, за да намерите подходящо ниво за вас. Функцията Масаж включва бърз ритъм на засмукване, с цел стимулиране на притока на мляко.
 2. След две минути помпата автоматично ще премине към фаза на Изцеждане. Регулирайте нивото на изцеждане с помощта на (-) (+) бутоните, за да намерите подходящото ниво за вас. Ако млякото потече преди да изтекат тези 2 минути, натиснете бутона за Смяна на режима за ръчно преминаване към режим на Изцеждане. Функцията Изцеждане включва по-бавен ритъм на засмукване, с цел пълноценно изцеждане на кърмата.
 3. В режим Изцеждане увеличете силата на засмукване (използвайте бутона (+)), докато усетите лек дискомфорт (уверете се, че не усещате болка), след това намалете леко с (-) бутона.
 4. Можете да превключите в Режим Изцеждане с неравномерно изпомпване, когато потокът на мляко спре. Режим Изцеждане с неравномерно изпомпване има за цел да задейства още едно изцеждане чрез комбиниране на бързи и бавни изпомпващи ритми.
- Режим на работа: Режим на масаж L1-L9; Режим на изцеждане L1-L9; Режим Изцеждане с неравномерно изпомпване L1-L9.
- Индикатор за батерията Показва оставащия живот на батерията. Моля, заредете помпата за кърма, когато батерията е изтощена.
- Индикатор за време: Показва продължителността на вашата сесия на изцеждане. Помпата ще се изключи автоматично след 30 минути използване.

IV. ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Стъпка 1- Поставете силиконовата фуния на гърдата си, така че зърното да е центрирано правилно в отвора.

Стъпка 2- Задръжте силиконовата фуния и тялото на помпата върху гърдата с палец и показалец. Подпирайте гърдата си с дланта си.

Стъпка 3- Включете помпата, като натиснете бутона за захранване и изберете режима, който предпочитате.

Стъпка 4- Изключете помпата за кърма, като натиснете бутона за захранване след употреба. Развийте бутилката с мляко от тялото на помпата.

Инсталирайте биберония сет, ако веднага ще храните бебето с изцеденото мляко. В останалите случаи прехвърлете изцеденото мляко в плик/контейнер за съхранение на кърма и съхранявайте в хладилник или фризер.

V. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

Почистете преди първата и след всяка употреба!

Стъпка 1- Разглобете всички части, както е показано в I. Отстранете капака от силиконовата фуния. Разглобете тялото на помпата, силиконовата фуния, диафрагмата, капака, клапата и шишето. Изплакнете Предпазния капак (I-1); Силиконовата фуния (I-2); Тялото на помпата (I-3); Силиконова диафрагма (I-5); Клапа (I-6); Биберония сет (I-8); Шишето (I-7) и поставката за шише (I-9) в хладка вода.

ВНИМАНИЕ: Никога не мийте Оновното устройство на помпата (I-12); Зареждащия кабел (I-10); USB адаптора (I-11) и Въздушната тръба (I-13), за да избегнете трайни повреди на продукта. Избършете с влажна кърпа и подсушете веднага.

Стъпка 2- Накинете в топла вода за 5 минути, след това измийте и изплакнете.

Стъпка 3- Оставете частите да изсъхнат на въздух. Съхранявайте сухите части на хладно място, когато не се използват.

Не съхранявайте мокри или влажни части.

КОГА ДА ИЗМИВАТЕ И КОГА ДА СТЕРИЛИЗИРАТЕ:

• ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА ИЗМИЙТЕ И СТЕРИЛИЗИРАЙТЕ: Силиконовата фуния (I-2); Частите (I-3; I-5; I-6); Биберония сет (I-8) и шишето за мляко (I-7).

• СЛЕД ВСЯКА УПОТРЕБА ИЗМИЙТЕ: Силиконовата фуния (I-2); Частите (I-3; I-5; I-6); Биберония сет (I-8) и шишето за мляко (I-7).

• ВЕДНЪЖ НА ДЕН СТЕРИЛИЗИРАЙТЕ: Силиконовата фуния (I-2); Частите (I-3; I-5; I-6); Биберония сет (I-8) и шишето за мляко (I-7).

Забележка:

• Преди първо използване, заредете помпата с помощта на USB кабела и адаптора в продължение на 2 часа.

• Внимавайте да не повредите части от комплекта за кърма по време на почистване.

• Съхранявайте комплекта за помпа в чиста торба или контейнер до следваща употреба.

• Измийте добре ръцете си.

VI. ДЪЛГОСРОЧНО СЪХРАНЕНИЕ

Вашата помпа за кърма съдържа акумулаторна батерия. Когато не се използва за продължителен период от време, батерията автоматично ще премине в режим на съхранение. Преди да съхранявате помпата за кърма за продължителен период от време, не забравяйте да:

A- Почистите компонентите на помпата; B- Почистите помпата; C- Уверете се, че батерията на помпата е напълно заредена.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Ако помпата за кърма не се включва:

• Проверете дали помпата е включена в работещ електрически контакт.

• Проверете дали USB кабелът работи на друго устройство.

Ако има слабо или няма засмукване:

• Проверете дали всички връзки на помпата и компонентите са слобени.

• Разглобете и слобете помпата. Уверете се, че всички части са чисти и не се повредени.

• Докато изцеждате, уверете се, че силиконовата фуния е плътно и правилно позиционирана около гърдата.

Ако има изтичане на мляко:

• Изключете помпата за гърди и извадете USB кабела от електрически контакт.

• Използвайте влажна (не мокра) кърпа, за да избършете помпата за гърди.

• Когато всички компоненти са сухи, слобете отново.

VII. РЪКОВОДСТВА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА КЪРМА (ЗА ЗДРАВО РОДЕНИ БЕБЕТА).

2. Стайна температура; 3. Охладител с пакет с лед; 4. Хладилник; 5. Фризер; 6. 4-6 часа при 19-26° C (66-78° F); 7. 24 часа при 15° C (59° F); 8. 3-8 дни при 4° C (39° F); 9. 6-12 месеца при -18- -20° C (0- -4° F).

Съответства на изискванията на стандарт EN 14350, EN 55014, EN 61000.

Obrigado por comprar nosso produto. Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o para fácil verificação no futuro. Desejo que você tenha uma experiência de uso agradável com nossa bomba tira leite elétrica inteligente.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Materiais sem BPA e compatíveis: A bomba e os acessórios são feitos de materiais sem BPA. O conector é compatível com a maioria das mameadeiras padrão.
- Design de proteção anti-retorno: sistema fechado para evitar que o leite materno volte para a bomba, prevenir infecções e manter o leite fresco.
- Protetor de peito de silicone super macio: O protetor de peito de silicone flexível e ultra macio é confortável, reduz a pressão e ajuda a massagear o peito para promover a descida e otimizar o fluxo de leite.
- Tecnologia de tela sensível ao toque inteligente: O visor digital possui um botão de memória, temporizador e luz de fundo para facilitar o rastreamento e a gravação das sessões de bombeamento.
- Atenda a diferentes necessidades: modo de massagem de 9 níveis e modo de bombeamento de 9 níveis e modo biônico de 9 níveis.
- Silencioso e Leve: O extrator de leite silencioso permite um bombeamento discreto em qualquer lugar. Bomba leve e portátil projetada para mães em movimento que bombeiam várias vezes ao dia.
- Grande capacidade da bateria: Usa uma bateria de lítio recarregável de grande capacidade, totalmente carregada pode ser usada por 2 horas, sem necessidade de conectar à alimentação CA. As mães podem desfrutar de bombeamento em qualquer lugar a qualquer hora.

I. COMPONENTES DO PRODUTO

1. Tampa de poeira (x2); 2. Escudo de silicone (x2); 3. Conector (x2); 4. Tampa do diafragma (x2); 5. Diafragma de silicone (x2); 6. Válvula de silicone (x4); 7. Frasco de leite (x2); 8. Conjunto de mamilos (x2); 9. Base de garrafa (x2); 10. Cabo de carregamento; 11. Adaptador USB; 12. Unidade principal; 13. Tubo de ar
Especificação técnica: Potência em: 110-240V 50-60Hz; Saída de energia: 5V 1A; Tamanho: 105*105*53mm; Peso: 275g; Capacidade e tipo de bateria: 3.7V 1400mAh Li-ion.

II. MONTANDO SUA BOMBA DE PEITO

1. Lave bem as mãos com água e sabão antes de tocar na bomba tira leite, no kit da bomba tira leite e no peito.
 2. Pressione o diafragma de silicone e a tampa no conector.
 3. Empurre o peitoral no conector.
 4. Coloque a válvula no conector. Trave a garrafa de leite no conector girando no sentido horário até apertar.
 5. Empurre o tubo na tampa/s e na unidade principal. Empurre dois tubos se você escolher bombeamento de lado duplo. Toque na tela para ligar a unidade principal.
- A- Bombeamento unilateral; B- Bombeamento lateral duplo;
- Verifique os componentes do kit da bomba tira leite quanto a desgaste ou danos antes de usar. Substitua se necessário.
 - Sempre inspecione todas as peças antes do uso quanto à limpeza.
 - Para evitar danos ao extrator de leite, todos os componentes devem estar completamente secos antes do uso.

III. EXIBIÇÃO DE ÍCONES

1. Modo biônico; 2. Modo de massagem 3. Indicador de bateria; 4. Botão liga/desliga; 5. Diminuição da sucção; 6. Nível de sucção; 7. Modo de bombeamento; 8. Indicador de tempo; 9. Mudança de modo; 10. Aumento da sucção;
Botão liga/desliga Pressione por 2 segundos para ligar ou desligar a bomba tira leite.

1. Sua bomba tira leite começará no Modo Massagem. Ajuste o nível de bombeamento usando os botões (-)(+) para encontrar um nível confortável. O modo de massagem é o ritmo da bomba de sucção em jejum, que estimula o fluxo de leite.
 2. Após dois minutos, sua bomba passará automaticamente para o modo de bombeamento. Ajuste o nível de bombeamento usando os botões (-)(+) para encontrar seu nível máximo de bombeamento confortável. Se o leite começar a fluir antes de dois minutos, pressione o botão de mudança de modo para fazer a transição manual para o modo de extração.
 - O modo de bombeamento é um ritmo de sucção/bombeamento mais lento para uma remoção suave e eficiente do leite depois que o leite começa a fluir.
 - 3.0 uma vez que você está bombeando no modo de bombeamento, aumente a velocidade/vácuo (+) até que o bombeamento pareça um pouco desconfortável (não doloroso), então diminua um pouco usando o botão (-).
 4. Você pode alternar para o modo biônico quando o fluxo de leite parar. O Bionic Mode visa desencadear outra decepção, combinando ritmos de bombeamento rápidos e lentos.
- Modos: Modo de Massagem L1-L9; Modo de bombeamento L1-L9; L1-L9 biônico.
- Indicador de bateria: Indica a vida útil restante da bateria. Carregue a bomba tira leite quando a bateria estiver fraca.

4. FUNCIONANDO SUA BOMBA DE PEITO

Passo 1- Coloque o protetor de mama em seu peito para que seu mamilo fique bem centrado no túnel.

Passo 2- Segure o protetor de mama e o conector em seu peito com o polegar e o dedo indicador. Apoie o peito com a palma da mão.

Passo 3- Ligue o extrator de leite tocando no botão liga / desliga e escolha o modo de sua preferência.

Passo 4- Desligue a bomba tira leite pressionando o botão liga/desliga. Remova a garrafa do conector. Instale o conjunto de mamilos se for alimentar o bebê imediatamente ou transfira o leite recém-extraído para um saco/recipientes de armazenamento de leite e armazene-o em um freezer ou geladeira.

V. INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

Lave antes e depois de cada uso!

Passo 1- Desmonte todas as peças conforme mostrado em I. Remova a tampa do funil. Separe o conector do funil, diafragma, tampa, válvula e frasco. Enxágue a tampa de poeira (I-1); Blindagem de silicone (I-2); Conector (I-3); Diafragma de silicone (I-5); Válvula (I-6); Conjunto de mamilos (I-8); Garrafa de leite (I-7) e base da garrafa (I-9) em água fria. NOTA: Nunca lave a unidade principal (I-12); Cabo de carregamento (I-10), adaptador USB (I-11) e Airtube (I-13) para evitar danos permanentes ao produto. Limpe com um pano úmido (não molhado) e seque imediatamente.

Passo 2- Mergulhe em água morna por 5 minutos, depois lave e enxágue.

Passo 3- Permita que as peças sequem ao ar. Armazene as peças secas em local fresco quando não estiverem em uso.

Não armazene peças molhadas ou úmidas

QUANDO LAVAR E SANITIZAR:

- ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO LAVE E HIGIENIZE: o peitoral (I-2); Kit de bomba tira leite (I-3; I-5; I-6); Conjunto de mamilos (I-8) e garrafa de leite (I-7).
- LAVAGEM APÓS CADA USO: o protetor de peito (I-2); Kit de bomba tira leite (I-3; I-5; I-6); Conjunto de mamilos (I-8) e garrafa de leite (I-7).
- UMA VEZ POR DIA HIGIENIZAR: o mamilo (I-2); Kit de bomba tira leite (I-3; I-5; I-6); Conjunto de mamilos (I-8) e garrafa de leite (I-7).

Observação:

- Antes da primeira utilização, carregue a bateria da bomba tira leite durante 2 horas ligando a bomba a uma fonte de alimentação com o conector USB. O ícone da bateria aparecerá totalmente carregado no visor quando o carregamento estiver concluído.
- Tome cuidado para não danificar as peças do kit da bomba tira leite durante a limpeza.
- Guarde o kit de extrator de leite seco em um saco ou recipiente limpo até o próximo uso.
- Lave bem as mãos.

VI. ARMAZENAMENTO DE LONGO PRAZO

A sua bomba tira leite contém uma bateria recarregável. Para preservar sua bomba tira leite, quando não estiver em uso por um longo período de tempo, ele passará automaticamente para o modo de armazenamento. Antes de guardar o seu extrator de leite por um longo período de tempo, lembre-se de:

A - Limpar o kit do extrator de leite B - Limpar o extrator de leite C - Certifique-se de que a bateria do extrator de leite esteja totalmente carregada.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se a bomba tira leite não ligar:

- Verifique se o extrator de leite está conectado a uma tomada elétrica em funcionamento.
- Verifique se o cabo USB está funcionando usando outro dispositivo.

Se houver baixa ou nenhuma sucção:

- Verifique se todas as conexões da bomba tira leite estão seguras.
- Desmonte e monte o conjunto da bomba. Certifique-se de que todas as peças estejam limpas e não danificadas.
- Durante a extração, certifique-se de que o funil está completamente vedado à volta do seu peito.

Se houver excesso de leite materno:

- Desligue a bomba tira leite e desconecte o cabo USB da tomada elétrica.
- Use um pano úmido (não molhado) para limpar a bomba tira leite.
- Quando todos os componentes estiverem secos, remonte.

VII. DIRETRIZES PARA ARMAZENAMENTO DE LEITE RECENTEMENTE EXPRESSO (PARA BEBÊS SAUDÁVEIS DE TERMO).

2. Temperatura ambiente; 3. Refrigerador com bolsa de gelo; 4. Frigorífico; 5. Congelador; 6. 4-6 horas a 19-26°C (66-78°F); 7. 24 horas a 15°C (59°F); 8. 3-8 dias a 4°C (39°F); 9. 6-12 meses a -18~-20°C (0~-4°F).

Em conformidade com EN 14350, EN 55014, EN 61000.

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo per un facile controllo in futuro. Ti auguro una piacevole esperienza di utilizzo con il nostro tiralatte elettrico intelligente.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Materiali privi di BPA e compatibili: la pompa e gli accessori sono realizzati con materiali privi di BPA. Il connettore è compatibile con la maggior parte dei biberon standard.
- Design anti-riflusso: sistema chiuso per impedire al latte materno di tornare al tiralatte, prevenire infezioni e mantenere il latte fresco.
- Coppetta per il seno in silicone super morbida: la coppetta per il seno in silicone flessibile e ultra morbida è confortevole, riduce la pressione e aiuta a massaggiare il seno per favorire il rilassamento e ottimizzare il flusso del latte.
- Tecnologia touch screen intelligente: il display digitale è dotato di pulsante di memoria, timer e retroilluminazione per un facile monitoraggio e registrazione delle sessioni di pompaggio.
- Soddisfare diverse esigenze: 9 livelli Modalità massaggio e 9 livelli Modalità pompaggio e 9 livelli Modalità bionica.
- Silenzioso e leggero: il tiralatte silenzioso consente un'aspirazione discreta ovunque. Tiralatte leggero e portatile progettato per le mamme in movimento che tirano più volte al giorno.
- Grande capacità della batteria: utilizza una batteria al litio ricaricabile di grande capacità, completamente carica può essere utilizzata per 2 ore, non è necessario collegarsi all'alimentazione CA. Le mamme possono divertirsi a pompare ovunque e in qualsiasi momento.

I. COMPONENTI DEL PRODOTTO

1. Cappuccio antipolvere (x2); 2. Scudo in silicone (x2); 3. Connettore (x2); 4. Cappuccio del diaframma (x2); 5. Diaframma in silicone (x2); 6. Valvola in silicone (x4); 7. Bottiglia per il latte (x2); 8. Set di capezzoli (x2); 9. Base bottiglia (x2); 10. Cavo di ricarica; 11. Adattatore USB; 12. Unità principale; 13. Camera d'aria
Specifiche tecniche: Potenza in: 110-240 V 50-60 Hz; Uscita di alimentazione: 5 V 1 A; Dimensioni: 105 * 105 * 53 mm; Peso: 275 g; Capacità e tipo della batteria: aglioli di litio da 3,7V 1400 mAh.

II. COME ASSEMBLARE IL TIRANTE SENO

1. Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di toccare il tiralatte, il kit per tiralatte e il seno.
 2. Premere il diaframma in silicone e il cappuccio nel connettore.
 3. Spingere la coppa per il seno sul connettore.
 4. Inserire la valvola nel connettore. Bloccare la bottiglia del latte nel connettore ruotandola in senso orario finché non è ben serrata.
 5. Spingere il tubo nell'i tappo/i e nell'unità principale. Spingere due tubi se si sceglie il pompaggio a doppio lato. Toccare lo schermo per accendere l'unità principale.
- A- Pompaggio su un solo lato; B- Pompaggio a doppio lato;
- Controllare che i componenti del kit tiralatte siano usurati o danneggiati prima dell'uso. Sostituire se necessario.
 - Ispezionare sempre tutte le parti prima dell'uso per la pulizia.
 - Per evitare danni al tiralatte, tutti i componenti devono essere completamente asciutti prima dell'uso.

III. VISUALIZZAZIONE ICONA

1. Modalità bionica; 2. Modalità massaggio 3. Indicatore batteria; 4. Pulsante di accensione; 5. Diminuzione dell'aspirazione; 6. Livello di aspirazione; 7. Modalità di pompaggio; 8. Indicatore di tempo; 9. Cambio modalità; 10. Aumento dell'aspirazione;
Pulsante di accensione Premere 2 secondi per accendere o spegnere il tiralatte.

1. Il tiralatte si avvierà in modalità massaggio. Regolare il livello di pompaggio utilizzando i pulsanti (-)(+) per trovare un livello confortevole. La modalità massaggio è il ritmo della pompa di aspirazione a digiuno, che stimola il flusso del latte.
 2. Dopo due minuti, il microinfusore passerà automaticamente alla modalità di pompaggio. Regolare il livello di pompaggio utilizzando i pulsanti (-)(+) per trovare il livello di pompaggio massimo confortevole. Se il latte inizia a fluire prima di due minuti, premere il pulsante di modifica della modalità per passare manualmente alla modalità di pompaggio.
 - La modalità di pompaggio è un ritmo di suzione/pompaggio più lento per una rimozione del latte delicata ed efficiente dopo che il latte ha iniziato a fluire.
 3. Una volta che si sta pompando in modalità di pompaggio, aumentare la velocità/il vuoto (+) fino a quando il pompaggio non si sente leggermente a disagio (non doloroso), quindi diminuire leggermente utilizzando il pulsante (-).
 4. È possibile passare alla modalità bionica quando il flusso del latte si interrompe. La modalità bionica mira a innescare un'altra delusione combinando ritmi di pompaggio veloci e lenti.
- Modalità: Modalità massaggio L1-L9; Modalità di pompaggio L1-L9; Bionico L1-L9.
Indicatore della batteria: indica la durata residua della batteria. Si prega di caricare il tiralatte quando la batteria è scarica.

IV. FUNZIONAMENTO DEL TIRANTE SENO

Passaggio 1: posizionare la coppa per il seno sul seno in modo che il capezzolo sia correttamente centrato nel tunnel.

Passaggio 2: Tenere la coppa per il seno e il connettore sul seno con il pollice e l'indice. Sostiene il seno con il palmo della mano.

Passaggio 3- Accendi il tiralatte premendo il pulsante di accensione e scegli la modalità che preferisci.

Passaggio 4: spegnere il tiralatte premendo il pulsante di accensione. Rimuovere la bottiglia dal connettore. Installa il set per capezzoli se hai intenzione di allattare subito il bambino o trasferisci il latte appena spremuto in un sacchetto/contenitore per il latte e conservalo in un congelatore o frigorifero.

V. ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

Lavare prima e dopo ogni utilizzo!

Passaggio 1: smontare tutte le parti come mostrato in I. Rimuovere il cappuccio dalla coppa per il seno. Separare il connettore dalla coppa per il seno, dal diaframma, dal cappuccio, dalla valvola e dal biberon. Sciacquare il cappuccio antipolvere (I-1); Scudo in silicone (I-2); Connettore (I-3); diaframma in silicone (I-5); valvola (I-6); Set di capezzoli (I-8); Bottiglia per il latte (I-7) e Base per bottiglia (I-9) in acqua fredda. NOTA: non lavare mai l'unità principale (I-12); Cavo di ricarica (I-10), adattatore USB (I-11) e Airtube (I-13) per evitare danni permanenti al prodotto. Pulire con un panno umido (non bagnato) e asciugare immediatamente.

Passaggio 2: immergere in acqua tiepida per 5 minuti, quindi lavare e risciacquare.

Passaggio 3: lasciare asciugare le parti all'aria. Conservare le parti asciutte in un luogo fresco quando non in uso.

Non conservare parti bagnate o umide

QUANDO LAVARE E IGIENIZZARE:

• PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO LAVARE E IGIENIZZARE: la coppetta per il seno (I-2); Kit tiralatte (I-3; I-5; I-6); Set capezzoli (I-8) e bottiglia per il latte (I-7).

• DOPO OGNI UTILIZZO LAVARE: la coppetta per il seno (I-2); Kit tiralatte (I-3; I-5; I-6); Set capezzoli (I-8) e bottiglia per il latte (I-7).

• IGIENIZZARE UNA VOLTA AL GIORNO: la coppetta per il seno (I-2); Kit tiralatte (I-3; I-5; I-6); Set capezzoli (I-8) e bottiglia per il latte (I-7).

Nota:

• Prima del primo utilizzo, caricare la batteria del tiralatte per 2 ore collegando il tiralatte a una fonte di alimentazione tramite il connettore USB. L'icona della batteria apparirà sul display completamente carica quando la carica è completa.

• Fare attenzione a non danneggiare le parti del kit tiralatte durante la pulizia.

• Conservare il kit per tiralatte asciutto in un sacchetto o in un contenitore pulito fino al prossimo utilizzo.

• Lavarsi accuratamente le mani.

VI. CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE

Il tiralatte contiene una batteria ricaricabile. Per preservare il tiralatte, quando non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, passerà automaticamente alla modalità di archiviazione. Prima di conservare il tiralatte per un periodo di tempo prolungato, ricorda di:

A - Kit di pulizia del tiralatte B - Pulizia del tiralatte C - Assicurarsi che la batteria del tiralatte sia completamente carica.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il tiralatte non si accende:

• Controllare se il tiralatte è collegato a una presa elettrica funzionante.

• Verificare se il cavo USB funziona, utilizzando un altro dispositivo.

Se c'è poca o nessuna aspirazione:

• Controllare se tutti i collegamenti del tiralatte sono sicuri.

• Smontare e montare il gruppo pompa. Assicurati che tutti i pezzi siano puliti e non danneggiati.

• Durante l'estrazione, assicurarsi che la coppa per il seno sia completamente sigillata attorno al seno.

In caso di trabocco del latte materno:

• Spegner il tiralatte e scollegare il cavo USB dalla presa elettrica.

• Utilizzare un panno umido (non bagnato) per pulire il tiralatte.

• Quando tutti i componenti sono asciutti, rimontare.

VII. LINEE GUIDA PER LA CONSERVAZIONE DEL LATTE SENO ESPRESSO (PER NEONATI SANI).

2. Temperatura ambiente; 3. Dispositivo di raffreddamento con impacco di ghiaccio; 4. Frigorifero; 5. Congelatore; 6. 4-6 ore a 19-26 °C (66-78°F); 7. 24 ore a 15 °C (59°F); 8. 3-8 giorni a 4 °C (39°F); 9. 6-12 mesi a -18--20° C (0--4°F).

Conforme a EN 14350, EN 55014, EN 61000.

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es für eine spätere Überprüfung auf. Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Nutzungserlebnis mit unserer intelligenten elektrischen Milchpumpe.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- BPA-freie Materialien und kompatibel: Pumpe und Zubehör sind aus BPA-freien Materialien hergestellt. Connector ist mit den meisten Standard-Babyflaschen kompatibel.
- Design zum Schutz vor Rückfluss: Geschlossenes System, um zu verhindern, dass Muttermilch in die Pumpe zurückfließt, Infektionen vorbeugt und die Milch frisch hält.
- Superweiche Silikon-Brusthaube: Die flexible, ultraweiche Silikon-Brusthaube fühlt sich angenehm an, reduziert den Druck und hilft, die Brust zu massieren, um das Milchfluss zu fördern und den Milchfluss zu optimieren.
- Intelligente Touchscreen-Technologie: Das digitale Display verfügt über eine Speichertaste, einen Timer und eine Hintergrundbeleuchtung zum einfachen Verfolgen und Aufzeichnen von Pumpsitzungen.
- Erfüllen Sie unterschiedliche Bedürfnisse: 9 Stufen Massagemodus & 9 Stufen Pumpmodus & 9 Stufen Bionic Modus.
- Leise und leicht: Die leise Milchpumpe ermöglicht diskretes Abpumpen überall. Leichte, tragbare Pumpe für Mütter, die unterwegs mehrmals am Tag abpumpen.
- Große Akkukapazität: Verwendet einen wiederaufladbaren Lithium-Akku mit großer Kapazität, voll aufgeladen kann für 2 Stunden verwendet werden, kein Anschluss an Wechselstrom erforderlich. Mütter können jederzeit und überall abpumpen.

I. PRODUKTBESTANDTEILE

1. Staubkappe (x2); 2. Silikonenschutz (x2); 3. Anschluss (x2); 4. Membrankappe (x2); 5. Silikonmembran (x2); 6. Silikonventil (x4); 7. Milchflasche (x2); 8. Nippelsatz (x2); 9. Flaschenbasis (x2); 10. Ladekabel; 11. USB-Adapter; 12. Hauptgerät; 13. Luftschlauch
Technische Spezifikation: Stromversorgung: 110–240 V, 50–60 Hz; Ausgangsleistung: 5 V 1 A; Größe: 105 x 105 x 53 mm; Gewicht: 275 g; Batteriekapazität und -typ: 3,7 V 1400 mAh Li-Ion.

II. ZUSAMMENBAU IHRER MILCHPUMPE

1. Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife, bevor Sie die Milchpumpe, das Milchpumpenset und die Brust berühren.
 2. Drücken Sie die Silikonmembran und die Kappe in den Anschluss.
 3. Schieben Sie die Brusthaube auf den Anschluss.
 4. Stecken Sie das Ventil in den Anschluss. Verriegeln Sie die Milchflasche im Anschluss, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen, bis sie fest sitzt.
 5. Schieben Sie den Schlauch in die Kappe/n und die Haupteinheit. Drücken Sie zwei Schläuche, wenn Sie das doppelseitige Pumpen wählen. Tippen Sie auf den Bildschirm, um das Hauptgerät einzuschalten.
- A- Einseitiges Pumpen; B- Doppelseitiges Pumpen;
- Überprüfen Sie vor der Verwendung die Komponenten des Milchpumpensets auf Abnutzung oder Beschädigung. Gegebenenfalls ersetzen.
 - Kontrollieren Sie vor Gebrauch immer alle Teile auf Sauberkeit.
 - Um Schäden an der Milchpumpe zu vermeiden, müssen alle Komponenten vor Gebrauch vollständig trocken sein.

III. ICON-ANZEIGE

1. Bionischer Modus; 2. Massagemodus 3. Batterieanzeige; 4. Netzschalter; 5. Saugabnahme; 6. Saughöhe; 7. Pumpmodus; 8. Zeitanzeige; 9. Moduswechsel; 10. Saugkrafterhöhung;
Ein/Aus-Taste 2 Sekunden drücken, um die Milchpumpe ein- oder auszuschalten.

1. Ihre Milchpumpe beginnt im Massagemodus. Stellen Sie die Pumpstärke mit den Tasten (-)(+) ein, um eine angenehme Stufe zu finden. Der Massagemodus ist ein fast saugender Pumpenrhythmus, der den Milchfluss anregt.
 2. Nach zwei Minuten wechselt Ihre Pumpe automatisch in den Pumpmodus. Passen Sie die Pumpstärke mit den Tasten (-)(+) an, um Ihre maximal angenehme Pumpstärke zu finden. Wenn Ihre Milch vor zwei Minuten zu fließen beginnt, drücken Sie die Moduswechseltaste, um manuell in den Pumpmodus zu wechseln.
- Der Pumpmodus ist ein langsamerer Saug-/Pumpenrhythmus für eine sanfte und effiziente Milchentnahme, nachdem die Milch zu fließen begonnen hat.
3. Wenn Sie im Pumpmodus pumpen, erhöhen Sie die Geschwindigkeit/das Vakuum (+), bis sich das Pumpen leicht unangenehm (nicht schmerzhaft) anfühlt, und verringern Sie dann leicht mit der Taste (-).
 4. Sie können in den Bionic Mode wechseln, wenn der Milchfluss stoppt. Der Bionic Mode zielt darauf ab, eine weitere Enttäuschung auszulösen, indem schnelle und langsame Pumpenrhythmen kombiniert werden.
- Modi: Massagemodus L1-L9; Pumpmodus L1-L9; Bionische L1-L9.
Batterieanzeige: Zeigt die verbleibende Batterielebensdauer an. Bitte laden Sie die Milchpumpe auf, wenn die Batterie schwach ist.

IV. BETRIEB IHRER BRUSTPUMPE

Schritt 1 – Legen Sie die Brusthaube so auf Ihre Brust, dass Ihre Brustwarze richtig im Tunnel zentriert ist.

Schritt 2 – Halten Sie die Brusthaube und den Stecker mit Daumen und Zeigefinger an Ihre Brust. Stützen Sie Ihre Brust mit der Handfläche.

Schritt 3 – Schalten Sie die Milchpumpe ein, indem Sie auf die Ein/Aus-Taste tippen, und wählen Sie den gewünschten Modus aus.

Schritt 4 – Schalten Sie die Milchpumpe aus, indem Sie den Netzschalter drücken. Entfernen Sie das Nippelset, wenn Sie das Baby sofort füttern, oder füllen Sie die frisch abgepumpte Milch in einen Milchaufbewahrungsbeutel/-behälter und bewahren Sie sie in einem Gefrierschrank oder Kühlschranks auf.

V. REINIGUNGSHINWEISE

Vor dem ersten und nach jedem Gebrauch waschen!

Schritt 1 – Demontieren Sie alle Teile wie in I gezeigt. Entfernen Sie die Kappe von der Brusthaube. Trennen Sie den Stecker von der Brusthaube, dem Diaphragma, der Kappe, dem Ventil und der Flasche. Spülen Sie die Staubkappe (I-1); Silikonabschirmung (I-2); Stecker (I-3); Silikondiaphragma (I-5); Ventil (I-6); Nippelsatz (I-8); Milchflasche (I-7) und Flaschenboden (I-9) in kaltem Wasser. HINWEIS: Waschen Sie niemals das Hauptgerät (I-12); Ladekabel (I-10), USB-Adapter (I-11) und Luftschlauch (I-13), um dauerhafte Schäden am Produkt zu vermeiden. Mit einem feuchten Tuch (nicht nass) abwischen und sofort trocknen.

Schritt 2 – 5 Minuten in warmem Wasser einweichen, dann waschen und abspülen.

Schritt 3 – Lassen Sie die Teile an der Luft trocknen. Lagern Sie trockene Teile bei Nichtgebrauch an einem kühlen Ort.

Lagern Sie keine nassen oder feuchten Teile

WANN WASCHEN UND DESINFIZIEREN:

- WASCHEN UND DESINFIZIEREN SIE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH: die Brusthaube (I-2); Milchpumpenset (I-3; I-5; I-6); Nippelset (I-8) und Milchflasche (I-7).
- WASCHEN SIE NACH JEDEM GEBRAUCH: die Brusthaube (I-2); Milchpumpenset (I-3; I-5; I-6); Nippelset (I-8) und Milchflasche (I-7).
- EINMAL PRO TAG DESINFIZIEREN: die Brusthaube (I-2); Milchpumpenset (I-3; I-5; I-6); Nippelset (I-8) und Milchflasche (I-7).

Notiz:

- Laden Sie den Akku der Milchpumpe vor dem ersten Gebrauch 2 Stunden lang auf, indem Sie die Pumpe über den USB-Anschluss an eine Stromquelle anschließen. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erscheint das Batteriesymbol vollständig aufgeladen auf dem Display.
- Achten Sie darauf, beim Reinigen keine Teile des Milchpumpensets zu beschädigen.
- Bewahren Sie das trockene Milchpumpenset bis zur nächsten Verwendung in einem sauberen Beutel oder Behälter auf.
- Hände gründlich waschen.

VI. LANGFRISTIGE LAGERUNG

Ihre Milchpumpe enthält eine wiederaufladbare Batterie. Um Ihre Milchpumpe zu schonen, wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen, es wechselt automatisch in den Speichermodus. Bevor Sie Ihre Milchpumpe für längere Zeit lagern, denken Sie daran:

A - Milchpumpenset reinigen B - Milchpumpe reinigen C - Stellen Sie sicher, dass der Akku der Milchpumpe vollständig aufgeladen ist.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn sich die Milchpumpe nicht einschaltet:

- Prüfen Sie, ob die Milchpumpe an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie mit einem anderen Gerät, ob das USB-Kabel funktioniert.

Bei geringer oder keiner Saugleistung:

- Prüfen Sie, ob alle Anschlüsse der Milchpumpe sicher sind.
- Pumpenaggregat zerlegen und zusammenbauen. Stellen Sie sicher, dass alle Teile sauber und unbeschädigt sind.
- Achten Sie beim Abpumpen darauf, dass die Brusthaube vollständig dicht um Ihre Brust liegt.

Bei Überlaufen der Muttermilch:

- Schalten Sie die Milchpumpe aus und ziehen Sie das USB-Kabel aus der Steckdose.
- Wischen Sie die Milchpumpe mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch ab.
- Wenn alle Komponenten trocken sind, wieder zusammenbauen.

VII. AUFBEWAHRUNGSRICHTLINIEN FÜR FRISCH ABGETRAGENE MUTTERMILCH (FÜR GESUNDE GEBURTSFRÜCHTIGE BABYS).

2. Raumtemperatur; 3. Kühler mit Eisbeutel; 4. Kühlschranks; 5. Gefrierschranks; 6. 4–6 Stunden bei 19–26 °C (66–78° F); 7. 24 Stunden bei 15 °C (59° F); 8. 3–8 Tage bei 4 °C (39° F); 9. 6–12 Monate bei –18––20° C (0––4° F).

Entspricht EN 14350, EN 55014, EN 61000.

Merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser et conservez-le pour pouvoir le vérifier facilement à l'avenir. Je vous souhaite une expérience d'utilisation agréable avec notre tire-lait électrique intelligent.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Matériaux sans BPA et compatibles : la pompe et les accessoires sont fabriqués à partir de matériaux sans BPA. Le connecteur est compatible avec la plupart des biberons standard.
- Conception de protection anti-retour : système fermé pour empêcher le lait maternel de remonter vers le tire-lait, prévenir les infections et garder le lait frais.
- Protège-poitrine en silicone super doux : Le protège-poitrine en silicone souple et ultra-doux est confortable, réduit la pression et aide à masser le sein pour favoriser la descente et optimiser le débit de lait.
- Technologie d'écran tactile intelligent : L'affichage numérique comprend un bouton de mémoire, une minuterie et un rétroéclairage pour faciliter le suivi et l'enregistrement des sessions de pompage.
- Répondez à différents besoins : mode massage à 9 niveaux et mode pompage à 9 niveaux et mode bionique à 9 niveaux.
- Silencieux et léger : le tire-lait silencieux permet un pompage discret n'importe où. Pompe légère et portable conçue pour les mamans actives qui pompent plusieurs fois par jour.
- Grande capacité de batterie : Utilise une batterie au lithium rechargeable de grande capacité, complètement chargée peut être utilisée pendant 2 heures, pas besoin de se connecter à l'alimentation secteur. Les mamans peuvent profiter du pompage n'importe où et n'importe quand.

I. COMPOSANTS DU PRODUIT

1. Bouchon anti-poussière (x2) ; 2. Boudier en silicone (x2) ; 3. Connecteur (x2) ; 4. Capuchon de diaphragme (x2) ; 5. Diaphragme en silicone (x2) ; 6. Soupape en silicone (x4) ; 7. Bouteille de lait (x2) ; 8. Jeu de mamelons (x2) ; 9. Sode de bouteille (x2) ; 10. Câble de charge ; 11. Adaptateur USB ; 12. Unité principale ; 13. Tube à air

Spécification technique : alimentation : 110-240 V 50-60 Hz ; Sortie d'alimentation : 5 V 1 A ; Taille : 105*105*53mm ; Poids : 275 g ; Capacité et type de batterie : Li-ion 3,7V 1400 mAh.

II. ASSEMBLAGE DE VOTRE TIRE-LAIT

1. Lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon avant de toucher le tire-lait, le kit de tire-lait et le sein.
 2. Appuyez sur le diaphragme en silicone et le capuchon dans le connecteur.
 3. Poussez la tétère sur le connecteur.
 4. Mettez la vanne dans le connecteur. Verrouillez la bouteille de lait dans le connecteur en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit serrée.
 5. Poussez le tube dans le(s) capuchon(s) et l'unité principale. Poussez deux tubes si vous choisissez le pompage double face. Appuyez sur l'écran pour allumer l'unité principale.
- A- Pompage d'un seul côté ; B- Pompage double face ;
- Vérifiez que les composants du kit de tire-lait ne sont pas usés ou endommagés avant utilisation. Remplacez si nécessaire.
 - Inspectez toujours toutes les pièces avant utilisation pour vous assurer qu'elles sont propres.
 - Pour éviter d'endommager le tire-lait, tous les composants doivent être complètement secs avant utilisation.

III. AFFICHAGE DES ICONES

1. Mode bionique ; 2. Mode massage 3. Indicateur de batterie ; 4. Bouton d'alimentation ; 5. Diminution de l'aspiration ; 6. Niveau d'aspiration ; 7. Mode de pompage ; 8. Indicateur de temps ; 9. Changement de mode ; 10. Augmentation de l'aspiration ; Bouton d'alimentation Appuyez 2 secondes pour allumer ou éteindre le tire-lait.

1. Votre tire-lait commencera en mode massage. Réglez le niveau de pompage à l'aide des boutons (-)(+) pour trouver un niveau confortable. Le mode massage est un rythme de pompe à suction rapide, ce qui stimule le débit de lait.
2. Après deux minutes, votre pompe passera automatiquement en mode de pompage. Ajustez le niveau de pompage à l'aide des boutons (-)(+) pour trouver votre niveau de pompage confortable maximum. Si votre lait commence à s'écouler avant deux minutes, appuyez sur le bouton de changement de mode pour passer manuellement au mode d'expression.
3. Le mode de pompage est un rythme de suction/pompage plus lent pour une élimination douce et efficace du lait une fois que le lait a commencé à couler.
4. Une fois que vous pompez en mode de pompage, augmentez la vitesse/le vide (+) jusqu'à ce que le pompage soit légèrement inconfortable (pas douloureux), puis diminuez légèrement à l'aide du bouton (-).
5. Vous pouvez passer en mode bionique lorsque le débit de lait s'arrête. Le mode bionique vise à déclencher une autre déception en combinant des rythmes de pompage rapides et lents.
6. Modes : mode de massage L1-L9 ; Mode de pompage L1-L9 ; Bionique L1-L9.
7. Indicateur de batterie : indique la durée de vie restante de la batterie. Veuillez charger le tire-lait lorsque la batterie est faible.

IV. FONCTIONNEMENT DE VOTRE TIRE-LAIT

Étape 1 - Placez la tétérèlle sur votre sein afin que votre mamelon soit correctement centré dans le tunnel.

Étape 2 - Tenez la tétérèlle et le connecteur sur votre sein avec votre pouce et votre index. Soutenez votre poitrine avec la paume de votre main.

Étape 3 - Allumez le tire-lait en appuyant sur le bouton d'alimentation et choisissez le mode que vous préférez.

Étape 4 - Éteignez le tire-lait en appuyant sur le bouton d'alimentation. Retirez la bouteille du connecteur. Installez l'ensemble de tétines si vous allez nourrir le bébé tout de suite ou transférez le lait fraîchement exprimé dans un sac/récipient de stockage de lait et conservez-le dans un congélateur ou un réfrigérateur.

V. INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Laver avant la première et après chaque utilisation !

Étape 1 - Démontez toutes les pièces comme indiqué en I. Retirez le capuchon de la tétérèlle. Séparez le connecteur de la tétérèlle, du diaphragme, du capuchon, de la valve et du biberon. Rincez le capuchon anti-poussière (I-1) ; Boudier en silicone (I-2) ; Connecteur (I-3) ; Diaphragme en silicone (I-5) ; Soupape (I-6) ; Jeu de mamelons (I-8) ; Bouteille de lait (I-7) et Base de bouteille (I-9) dans de l'eau froide. REMARQUE : Ne lavez jamais l'unité principale (I-12) ; Câble de charge (I-10), adaptateur USB (I-11) et Airtube (I-13) pour éviter des dommages permanents au produit. Essuyez avec un chiffon humide (pas mouillé) et séchez immédiatement.

Étape 2 - Faire tremper dans de l'eau tiède pendant 5 minutes, puis laver et rincer.

Étape 3 - Laissez les pièces sécher à l'air. Stockez les pièces sèches dans un endroit frais lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

Ne stockez pas les pièces mouillées ou humides

QUAND LAVÉ ET ASSAINIR :

• AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, LAVÉ ET ASSAINIR : la tétérèlle (I-2) ; Kit tire-lait (I-3 ; I-5 ; I-6) ; Jeu de tétines (I-8) et bouteille de lait (I-7).

• APRÈS CHAQUE UTILISATION LAVÉ : la tétérèlle (I-2) ; Kit tire-lait (I-3 ; I-5 ; I-6) ; Jeu de tétines (I-8) et bouteille de lait (I-7).

• UNE FOIS PAR JOUR DÉINFECTEZ : la tétérèlle (I-2) ; Kit tire-lait (I-3 ; I-5 ; I-6) ; Jeu de tétines (I-8) et bouteille de lait (I-7).

Noter :

• Avant la première utilisation, chargez la batterie du tire-lait pendant 2 heures en connectant le tire-lait à une source d'alimentation avec le connecteur USB.

L'icône de la batterie apparaît complètement chargée sur l'écran lorsque la charge est terminée.

• Veillez à ne pas endommager les pièces du kit de tire-lait pendant le nettoyage.

• Conservez le kit de tire-lait sec dans un sac ou un récipient propre jusqu'à la prochaine utilisation.

• Lavez-vous soigneusement les mains.

VI. STOCKAGE À LONG TERME

Votre tire-lait contient une batterie rechargeable. Pour préserver votre tire-lait, lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée,

il passera automatiquement en mode de stockage. Avant de ranger votre tire-lait pendant une période prolongée, n'oubliez pas de :

A - Kit de nettoyage du tire-lait B - Nettoyez le tire-lait C - Assurez-vous que la batterie du tire-lait est complètement chargée.

DÉPANNAGE

Si le tire-lait ne s'allume pas :

• Vérifiez si le tire-lait est branché sur une prise électrique en état de marche.

• Vérifiez si le câble USB fonctionne, en utilisant un autre appareil.

Si'il y a peu ou pas d'aspiration :

• Vérifiez si toutes les connexions du tire-lait sont sécurisées.

• Démontez et remonter le groupe motopompe. Assurez-vous que toutes les pièces sont propres et non endommagées.

• Pendant l'expression, assurez-vous que la tétérèlle est complètement scellée autour de votre sein.

Si'il y a un débordement de lait maternel :

• Éteignez le tire-lait et débranchez le câble USB de la prise électrique.

• Utilisez un chiffon humide (pas mouillé) pour essuyer le tire-lait.

• Lorsque tous les composants sont secs, réassemblez.

VII. DIRECTIVES DE CONSERVATION DU LAIT MATERNEL FRAÎCHEMENT EXPRIMÉ (POUR LES BÉBÉS TERMINÉS EN SANTÉ).

2. Température ambiante ; 3. Glacière avec sac de glace ; 4. Réfrigérateur ; 5. Congélateur ; 6. 4-6 heures à 19-26 °C (66-78°F) ; 7. 24 heures à 15°C (59°F) ; 8. 3-8 jours à 4 °C (39°F) ; 9. 6-12 mois à -18- -20°C (0- -4°F).

Conforme aux normes EN 14350, EN 55014, EN 61000.

Vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și să-l păstrați pentru a-l verifica cu ușurință în viitor. Vă dorim să aveți o experiență plăcută de utilizare cu pompa noastră de sân electrică inteligentă.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Materiale fără BPA și compatibile: pompa și accesoriile sunt fabricate din materiale fără BPA. Conectorul este compatibil cu majoritatea biberonelor standard.
- Design de protecție anti-retur: sistem închis pentru a preveni trecerea laptelui matern în pompă, pentru a preveni infecția și pentru a menține laptele proaspăt.
- Scut de sân din silicon super moale: Protecția de sân din silicon flexibilă, ultra-moale se simte confortabil, reduce presiunea și ajută la masarea sânilui pentru a promova decăderea și a optimiza fluxul de lapte.
- Tehnologie inteligentă cu ecran tactil: Afășajul digital dispune de un buton de memorie, temporizator și lumină de fundal pentru urmărirea și înregistrarea ușoară a sesiunilor de pompare.
- Satisface diferite nevoi: 9 nivele Mod Masaj și 9 nivele Mod Pompare și 9 Nivele Mod Bionic.
- Silențios și ușor: Pompa de sân silențioasă permite pomparea discretă oriunde. Pompă ușoară, portabilă, concepută pentru mamele aflate în mișcare care pompează de mai multe ori pe zi.
- Capacitate mare a bateriei: Utilizează o baterie cu litiu reincărcabilă de mare capacitate, complet încărcată poate fi folosită timp de 2 ore, fără a fi nevoie să se conecteze la curent alternativ. Mamele se pot bucura de pompat oriunde și oricând.

I. COMPONENTELE PRODUSULUI

1. Capac de praf (x2); 2. Scut din silicon (x2); 3. Conector (x2); 4. Capac diafragmă (x2); 5. Diafragma din silicon (x2); 6. Supapă din silicon (x4); 7. Sticlă de lapte (x2); 8. Set mameelon (x2); 9. Baza sticlei (x2); 10. Cablu de incarcare; 11. Adaptor USB; 12. Unitate principală; 13. Tub de aer

Specificatii tehnice: Putere in:110-240V 50-60Hz; Leșire: 5V 1A; Dimensiune: 105*105*53mm; Greutate: 275g; Capacitate și tip baterie: 3.7V 1400mAh Li-ion.

II. MONTAREA POMPE DE SÂN

1. Spălați-vă bine mâinile cu apă și săpun înainte de a atinge pompa de sân, trusa de pompa de sân și sânul.
 2. Apăsăți diafragma și capacul din silicon în conector.
 3. Împingeți scutul pe conector.
 4. Puneți supapa în conector. Blocați sticlă de lapte în conector rotindu-l în sensul acelor de ceasornic până strânge.
 5. Împingeți tubul în capac/e și în unitatea principală. Împingeți două tuburi dacă alegeți pomparea dublă. Atingeți ecranul pentru a pomi unitatea principală.
- A- Pompare cu o singură parte; B- Pompare dubla laterala;
- Verificați componentele setului pompei de sân pentru uzură sau deteriorare înainte de utilizare. Înclocuiți dacă este necesar.
 - Inspectați întotdeauna toate piesele înainte de utilizare pentru curățenie.
 - Pentru a preveni deteriorarea pompei de sân, toate componentele trebuie să fie complet uscate înainte de utilizare.

III. Afășaj icoană

1. Modul bionic; 2. Mod masaj 3. Indicator baterie; 4. Buton de alimentare; 5. Scăderea aspirației; 6. Nivel de aspirație; 7. Modul de pompare; 8. Indicator de timp; 9. Schimbarea modului; 10. Creșterea aspirației;

Butonul de pornire Apăsăți 2 secunde pentru a pomi sau pentru a opri pompa de sân.

1. Pompa de sân va pomi în modul Masaj. Reglați nivelul de pompare folosind butoanele (-)(+) pentru a găsi un nivel confortabil.

Modul de masaj este ritmul pompei de aspirare a postului, care stimulează fluxul de lapte.

2. După două minute, pompa dumneavoastră va trece automat la modul de pompare. Reglați nivelul de pompare utilizând butoanele (-)(+) c pentru a găsi nivelul maxim confortabil de pompare. Dacă laptele începe să curgă înainte de două minute, apăsați butonul de schimbare a modului pentru a trece manual la modul de pompare.

Modul de pompare este un ritm de aspirare/pompare mai lent pentru îndepărtarea blândă și eficientă a laptelui după ce laptele a început să curgă.

3.0 după ce pompați în modul de pompare, creșteți viteza/vidul (+) până când pomparea se simte ușor inconfortabilă (nu dureroasă), apoi reduceți ușor folosind butonul (-).

4. Puteți comuta la modul Bionic când fluxul de lapte se oprește. Modul Bionic își propune să dedănze o altă dezamăgire prin combinarea ritmurilor de pompare rapide și lente.

Moduri: Mod masaj L1-L9; Mod pompare L1-L9; Bionic L1-L9.

Indicator baterie: indică durata rămasă a bateriei. Vă rugăm să încărcăți pompa de sân când bateria este descărcată.

IV. FUNCȚIONAREA POMPEI DE SÂN

Pasul 1- Așezați scutul pentru sân pe sân, astfel încât mamelonul să fie centrat corect în tunel.

Pasul 2- Țineți protecția pentru sân și conectorul pe sân cu degetul mare și arătător. Sprijiniți-vă sânul cu palma mâinii.

Pasul 3- Porniți pompa de sân atingând butonul de pornire și alegeți modul pe care îl preferați.

Pasul 4- Opriti pompa de sân apăsând butonul de pornire. Scoateți stida din conector. Instalați setul de tetine dacă aveți de gând să hrăniți copilul imediat sau transferați laptele proaspăt extras într-o pungă/recipient de depozitare a laptelui și depozitați-l la congelator sau la frigider.

V. INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE

Spălați înainte și după fiecare utilizare!

Pasul 1- Dezasamblați toate piesele așa cum se arată în I. Scoateți capacul de pe scutul de sân. Separați conectorul de scutul pentru sân, diafragmă, capac, supapă și biberon. Clătiți capacul antipraf (I-1); Scut din silicon (I-2); Conector (I-3); Diafragmă din silicon (I-5); Supapă (I-6); Set mamelon (I-8); Stida de lapte (I-7) și baza stidei (I-9) în apă rece. NOTĂ: Nu spălați niciodată unitatea principală (I-12); Cablu de încărcare (I-10), adaptor USB (I-11) și Airtube (I-13) pentru a evita deteriorarea permanentă a produsului. Ștergeți cu o cârpă umedă (nu umedă) și uscați imediat.

Pasul 2- Înmuiați în apă caldă timp de 5 minute, apoi spălați și clătiți.

Pasul 3- Lăsați piesele să se usuce la aer. Păstrați piesele uscate într-un loc răcoros atunci când nu sunt utilizate.

Nu depozitați piese umede sau umede

CÂND SĂ SPĂLȚI ȘI ÎNGHEȚĂȚI:

• ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE SPĂLAȚI ȘI ÎNGHEȚĂȚI: scutul pentru sâni (I-2); Kit pompa de sân (I-3; I-5; I-6); Set de tetine (I-8) și biberon de lapte (I-7).

• DUPĂ FIECARE UTILIZARE SPĂLARE: scutul pentru sâni (I-2); Kit pompa de sân (I-3; I-5; I-6); Set de tetine (I-8) și biberon de lapte (I-7).

• ÎNGHEȚĂȚI O dată pe zi: scutul pentru sâni (I-2); Kit pompa de sân (I-3; I-5; I-6); Set de tetine (I-8) și biberon de lapte (I-7).

Notă:

• Înainte de prima utilizare, încărcați bateria pompei de sân timp de 2 ore conectând pompa la o sursă de alimentare cu conectorul USB. Pictograma bateriei va apărea complet încărcată pe afișaj când încărcarea este completă.

• Aveți grijă să nu deteriorați piesele trusei pompei de sân în timpul curățării.

• Păstrați trusa de pompa de sân uscată într-o pungă sau recipient curat până la următoarea utilizare.

• Spălați-vă bine mâinile.

VI. DEPOZITARE PENTRU TERMEN LUNG

Pompa de sân conține o baterie reîncărcabilă. Pentru a vă păstra pompa de sân, atunci când nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp, va trece automat în modul de stocare. Înainte de a păstra pompa de sân pentru o perioadă lungă de timp, nu uitați să:

A - Curățați setul pompei de sân B - Curățați pompa de sân C - Asigurați-vă că bateria pompei de sân este încărcată complet.

DEPANARE

Dacă pompa de sân nu pornește:

• Verificați dacă pompa de sân este conectată la o priză electrică funcțională.

• Verificați dacă cablul USB funcționează, folosind un alt dispozitiv.

Dacă aspirația este scăzută sau nu este:

• Verificați dacă toate conexiunile pompei de sân sunt sigure.

• Dezasamblați și asamblați setul de pompă. Asigurați-vă că toate piesele sunt curate și nu sunt deteriorate.

• În timp ce pompați, asigurați-vă că scutul pentru sân este complet etanșat în jurul sânelui dumneavoastră.

Dacă există un preaplin de lapte matern:

• Opriti pompa de sân și deconectați cablul USB de la priza electrică.

• Folosiți o cârpă umedă (nu umedă) pentru a șterge pompa de sân.

• Când toate componentele sunt uscate, reasamblați.

VII. GHIDUL PENTRU DEPOZITAREA LAPTELUI PROAPT EXPRIMAT (PENTRU BEBELUȚI LA TERMEN SĂNĂTOS).

2. Temperatura camerei; 3. Cooler cu pachet de gheață; 4. Frigider; 5. Congelator; 6. 4-6 ore la 19-26 ° C (66-78° F); 7. 24 de ore la 15 ° C (59° F); 8. 3-8 zile la 4 ° C (39° F); 9. 6-12 luni la -18 -20° C (0 -4° F).

Conform cu EN 14350, EN 55014, EN 61000.

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem i zachowanie jej do łatwego sprawdzenia w przyszłości. Życzymy przyjemnego korzystania z naszego inteligentnego laktatora elektrycznego.

CECHY PRODUKTU

- Materiały niezawierające BPA i kompatybilne: Pompa i akcesoria są wykonane z materiałów niezawierających BPA. Złącze jest kompatybilne z większością standardowych butelek dla niemowląt.
- Konstrukcja zapobiegająca przepływowi wstecznemu: Zamknięty system zapobiegający cofaniu się mleka matki do laktatora, zapobiegający infekcjom i utrzymujący świeżość mleka.
- Super miękkie silikonowe nakładki na piersi: Elastyczne, bardzo miękkie silikonowe nakładki na piersi są wygodne, zmniejszają nacisk i pomagają masować piersi, aby przyspieszyć wypływ mleka i zoptymalizować przepływ mleka.
- Inteligentna technologia ekranu dotykowego: Cyfrowy wyświetlacz jest wyposażony w przycisk pamięci, timer i podświetlenie ułatwiające śledzenie i rejestrowanie sesji pompy.
- Spełnij różne potrzeby: 9 poziomów tryb masażu i 9 poziomów tryb pompowania i 9 poziomów tryb bioniczny.
- Cichy i lekki: Cichy laktator pozwala na dyskretne odciąganie w dowolnym miejscu. Lekki, przenośny laktator przeznaczony dla mam w ruchu, które odciągają kilka razy dziennie.
- Duża pojemność baterii: Wykorzystuje akumulator litowy o dużej pojemności, w pełni naładowany może być używany przez 2 godziny, bez konieczności podłączania do zasilania prądem zmiennym. Mammy mogą czerpać radość z odciągania pokarmu w dowolnym miejscu i czasie.

I. KOMPONENTY PRODUKTU

1. Zasklepka (x2); 2. Osłona silikonowa (x2); 3. Złącze (x2); 4. Nasadka membrany (x2); 5. Membrana silikonowa (x2); 6. Zawór silikonowy (x4); 7. Butelka na mleko (x2); 8. Zestaw sutków (x2); 9. Podstawa butelki (x2); 10. Kabel do ładowania; 11. Adapter USB; 12. Jednostka główna; 13. Rura powietrzna
Specyfikacja techniczna: Zasilanie: 110-240V 50-60Hz; Wyjście zasilania: 5V 1A; Rozmiar: 105*105*53mm; Waga: 275g; Pojemność i typ akumulatora: litowo-jonowy 3,7V 1400 mAh.

II. MONTAŻ LAKIERÓW

1. Dokładnie umyj ręce mydłem i wodą przed dotknięciem laktatora, zestawu do laktatora i piersi.
 2. Wciśnij silikonową membranę i nasadkę do złącza.
 3. Nałóż lejek na łącznik.
 4. Włóż zawór do złącza. Zablokuj butelkę z mlekiem w złączu, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu.
 5. Wciśnij probówkę do zatyczki/korciówek i jednostki głównej. Wciśnij dwie rurki, jeśli wybierzesz pompowanie dwustronne. Dotknij ekranu, aby włączyć jednostkę główną.
- A- Pompowanie jednostronne; B- Pompowanie dwustronne;
- Przed użyciem sprawdź elementy zestawu laktatora pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Wymień w razie potrzeby.
 - Zawsze sprawdzaj wszystkie części przed użyciem pod kątem czystości.
 - Aby zapobiec uszkodzeniu laktatora, wszystkie elementy muszą być całkowicie suche przed użyciem.

III. WYŚWIELANIE IKON

1. Tryb bioniczny; 2. Tryb masażu 3. Wskaźnik baterii; 4. Przycisk zasilania; 5. Spadek ssania; 6. Poziom ssania; 7. Tryb pompowania; 8. Wskaźnik czasu; 9. Zmiana trybu; 10. Wzrost ssania;
- Przycisk zasilania Naciśnij 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć laktator.

1. Twój laktator uruchomi się w trybie masażu. Dostosuj poziom pompowania za pomocą przycisków (-)(+), aby znaleźć odpowiedni poziom. Tryb masażu to rytm pompy ssącej na czczo, która stymuluje przepływ mleka.
2. Po dwóch minutach pompa automatycznie przejdzie w tryb pompowania. Dostosuj poziom odciągania za pomocą przycisków (-)(+) c, aby znaleźć maksymalny komfortowy poziom odciągania pokarmu. Jeśli mleko zacznie płynąć przed upływem dwóch minut, naciśnij przycisk zmiany trybu, aby ręcznie przejść do trybu odciągania.
- Tryb odciągania to wolniejszy rytm ssania/pompowania w celu delikatnego i wydajnego usuwania mleka po jego rozpoczęciu.
- 3.0 Kiedy odciągasz pokarm w trybie odciągania, zwiększ prędkość/podciśnienie (+), aż odciąganie będzie trochę nieprzyjemne (nie bolesne), a następnie zmniejsz lekko za pomocą przycisku (-).
4. Możesz przełączyć się na tryb bioniczny, gdy wypływ mleka ustanie. Tryb Bionic ma na celu wywołanie kolejnego rozbiicia, łącząc szybko i wolne rytmy pompowania.
- Tryby: Tryb masażu L1-L9; Tryb pompowania L1-L9; Bioniczny L1-L9.
- Wskaźnik baterii: wskazuje pozostałą żywotność baterii. Laktator należy ładować, gdy poziom naładowania baterii jest niski.

IV. OBSŁUGA LAKIERKI

Krok 1 – Umieść Jelek na piersi tak, aby brodawka była prawidłowo wyśrodkowana w tunelu.

Krok 2 – Przytrzymaj Jelek i łącznik na piersi kciukiem i palcem wskazującym. Podeprzyj piers dłońmi.

Krok 3 – Włącz laktator, dotykając przycisku zasilania i wybierz preferowany tryb.

Krok 4 – Wyłącz laktator, naciskając przycisk zasilania. Wyjmij butelkę ze złącza. Zainstaluj zestaw na sutki, jeśli zamierzasz od razu nakarmić dziecko lub przynieś świeżo odciągnięte mleko do woreczka/pojemnika do przechowywania mleka i przechowuj je w zamrażarce lub lodówce.

V. INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

Pierz przed pierwszym i po każdym użyciu!

Krok 1 – Zdemontuj wszystkie części, jak pokazano w I. Zdejmij nasadkę z lejka. Odłącz złącze od lejka, membrany, nasadki, zaworu i butelki. Wypłucz kapturek przeciwpyłowy (I-1); Osłona silikonowa (I-2); Złącze (I-3); Membrana silikonowa (I-5); zawór (I-6); Zestaw sutków (I-8); Butelka mleka (I-7) i podstawa butelki (I-9) w chłodnej wodzie. UWAGA: Nigdy nie myj jednostki głównej (I-12); Kabel ładujący (I-10), adapter USB (I-11) i rurka powietrzna (I-13), aby uniknąć trwałego uszkodzenia produktu. Wytrzyj wilgotną szmatką (nie moką) i natychmiast wysusz.

Krok 2 – Namocz w ciepłej wodzie przez 5 minut, a następnie umyj i spłucz.

Krok 3 – Poczekaj, aż części wyschną na powietrzu. Przechowuj suche części w chłodnym miejscu, gdy nie są używane.

Nie przechowuj mokrych lub wilgotnych części

KIEDY MYĆ I ODKAŻAĆ:

- PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM MYĆ I ODKAŻAĆ: napiersnik (I-2); Zestaw laktatora (I-3; I-5; I-6); Zestaw smoczków (I-8) i butelka mleka (I-7).
- PO KAŻDYM UŻYCIU PRANIE: napiersnik (I-2); Zestaw laktatora (I-3; I-5; I-6); Zestaw smoczków (I-8) i butelka mleka (I-7).
- ODKAŻANIE RAZ DZIENNIE: Jelek piersiowy (I-2); Zestaw laktatora (I-3; I-5; I-6); Zestaw smoczków (I-8) i butelka mleka (I-7).

Notatka:

• Przed pierwszym użyciem ładowanie laktatora przez 2 godziny, podłączając laktator do źródła zasilania za pomocą złącza USB. Po zakończeniu ładowania na wyświetlaczu pojawi się ikona baterii w pełni naładowanej.

• Uważaj, aby podczas czyszczenia nie uszkodzić części zestawu laktatora.

• Zestaw do karmienia na sucho przechowuj w czystej torbie lub pojemniku do następnego użycia.

• Dokładnie umyć ręce.

VI. PRZECHOWYWANIE DŁUGOTERMINOWE

Twój laktator zawiera akumulator. Aby zachować laktator, gdy nie jest używany przez dłuższy czas,

automatycznie przejdzie w tryb przechowywania. Przed przechowywaniem laktatora przez dłuższy czas pamiętaj, aby:

A – Zestaw do czyszczenia laktatora B – Czyszczenie laktatora C – Upewnij się, że bateria laktatora jest w pełni naładowana.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli laktator nie włącza się:

- Sprawdź, czy laktator jest podłączony do sprawnego gniazdka elektrycznego.
- Sprawdź, czy kabel USB działa, używając innego urządzenia.

W przypadku niskiego ssania lub braku ssania:

- Sprawdź, czy wszystkie połączenia laktatorów są bezpieczne.
- Zdemontować i zmontować agregat pompowy. Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i nieuszkodzone.
- Podczas odciągania upewnij się, że Jelek jest całkowicie szczelny wokół piersi.

W przypadku przepełnienia mleka matki:

- Wyłącz laktator i odłącz kabel USB z gniazdka elektrycznego.
- Do wycierania laktatora używaj wilgotnej (nie mokrej) szmatki.
- Gdy wszystkie elementy są suche, zmontuj je ponownie.

VII. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA ŚWIEŻO WYRAŻONEGO MLEKA (DLA ZDROWYCH DZIECI DO ŻYCIA).

2. Temperatura pokojowa; 3. Chłodnica z lodem; 4. Lodówka; 5. Zamrażarka; 6. 4-6 godzin w 19-26 °C (66-78° F); 7. 24 godzin w 15°C (59°F); 8. 3-8 dni w 4 °C (39° F); 9. 6-12 miesięcy w -18–-20° C (0–-4°F).

Zgodny z EN 14350, EN 55014, EN 61000.

Хвала вам што сте купили наш производ. Пажљиво прочитајте ово упутство пре употребе и сачувајте га за будућу употребу. Желим вам пријатно искуство коришћења наше интелигентне електричне пумпе за дојке.

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОИЗВОДА

- Без БПА и компатибилан: Пумпа и прибор су направљени од материјала без ВРА. Пумпа је компатибилна са већином стандардних флаша за бебе са широким грлом.
- Систем за спречавање повратног тока: Затворени систем који спречава да мајчино млеко уђе у уређај. Штити уређај од оштећења и чисти мајчино млеко.
- Мекани силиконски левак за дојке: Меки силиконски левак, који доприноси удобности мајке, смањује притисак и учествује у масажима груди како би промовисао стимулацију и оптимизацију протока мајчиног млека.
- Екран осетљив на додир: екран осетљив на додир, меморија за снимање недавних сесија и тајмер за лако праћење.
- Задовољавање различитих потреба: Функција Масажа - 9 нивоа, Функција Скуеезе - 9 нивоа и Функција Скуеезе са неравномерним пумпањем - 9 нивоа рада.
- Тиха и лагана: Тиха пумпа за груди омогућава дискретно пумпање било где. Лаган, преносив, дизајниран за мајке у покрету које циједе млеко неколико пута дневно.
- УСБ пуњива батерија: Издржљива литијумска батерија са 2 сата трајања батерије након потпуног пуњења. Микро USB порт са стандардним USB каблом за повезивање са извором напајања.

I. КОМПОНЕНТЕ ПРОИЗВОДА

1. Заштитни поклопац (x2); 2. Силиконски левак (x2); 3. Тело пумпе (x2); 4. Поклопац кућишта пумпе (x2); 5. Силиконска дијафрагма (x2); 6. Силиконски вентил (x4); 7. Боца (x2); 8. Сет дува (x2); 9. Држач за флаше (x2); 10. Кабл за пуњење; 11. УСБ адаптер; 12. Главна јединица; 13. Ваздушна цев.

Техничка спецификација: Улазно напајање: 110-240V 50-60Hz; Излазно напајање: 5V 1A; Величина: 105x105x53mm; Тежина: 275 г; Капацитет и тип батерије: 3.7V 1400mAh Li-ion.

II. МОНТАЖА НАПОЛНЕ ПУМПЕ

1. Добро оперите руке сапуном и водом пре него што додирнете пумпу, прибор и груди.
 2. Притисните силиконску мембрану и поклопац у тело пумпе.
 3. Притисните силиконски левак на тело пумпе.
 4. Уметните силиконски вентил у тело пумпе. Затегните флашу за млеко окретањем у смеру казаљке на сату док се не стегне.
 5. Гурните цев за ваздух у поклопац кућишта пумпе и главну јединицу. Притисните две цеви ако изаберете душло пумпање. Додирните екран да бисте укључили пумпу.
- A- Једно пумпање; B- Двоструко пумпање;
- Проверите да ли су компоненте пумпе за дојке истрошене или оштећене пре употребе. Замените ако је потребно.
 - Пре употребе увек проверите чистоћу свих делова.
 - Да бисте спречили оштећење, све компоненте пумпе морају бити потпуно суве пре употребе.

III. ДИГИТАЛНИ ЕКРАН

1. Режим стискања са неуједначеним пумпањем; 2. Режим масаже; 3. Индикатор батерије; 4. Дугме за напајање; 5. Дугме за смањење усисавања; 6. Тренутни ниво; 7. Режим стискања; 8. Индикатор времена; 9. Промена режима; 10. Дугме за повећање усисавања;
- Дугме за напајање: Држите 2 секунде да бисте укључили или искључили пумпу за дојке.

1. Пумпа ће се покренути са режимом масаже. Подесите ниво пумпања помоћу (-) и (+) дугмади да бисте пронашли одговарајући ниво за вас. Функција масаже укључује брз ритам усисавања како би се стимулисао проток млека.
 2. Након два минута, пумпа ће аутоматски прећи у фазу пражњења. Подесите ниво стискања помоћу дугмади (-) и (+) да бисте пронашли одговарајући ниво за вас. Ако млеко потече пре истека ових 2 минута, притисните дугме да промените режим ручног пребацивања у режим пумпања. Функција цеђења укључује спорији ритам исисања како би се млеко потпуно исцедило.
 3. У режиму стискања, повећавајте снагу усисавања (помоћу дугмета (+)) док не осетите благу непагодност (пазите да не осећате бол), а затим лагано смањите помоћу (-) дугмета.
 4. Можете да пређете на режим стискања са неравномерним пумпањем када проток млека престане. Режим неуједначеног пумпања има за циљ да покрене још једно пумпање комбинавањем брзих и спорих ритмова пумпања.
- Режими рада: Режим масаже L1-L9; Режим стискања L1-L9; Режим стискања са неуједначеним пумпањем L1-L9.
- Индикатор батерије Приказује преостало трајање батерије. Напуните пумпу за дојке када се батерија испразни.
- Индикатор времена: Приказује трајање ваше сесије цеђења. Пумпа ће се аутоматски искључити након 30 минута употребе.

IV. УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Корак 1 – Поставите силиконски левак на дојку тако да брадавица буде правилно центрирана у отвору.

Корак 2 – Палцем и кажипрстом држите силиконски левак и тело пумпе на дојци. Подуприте дојку дланом.

Корак 3 – Укључите пумпу притиском на дугме за напајање и изаберите режим који желите.

Корак 4 – Искључите пумпу за груди притиском на дугме за напајање након употребе. Одврните флашу за млеко са тела пумпе. Уградите ццулу ако ћете одмах нахранити бебу изцеђеним млеком. У другим случајевима, издојено млеко преbacите у коверту / контејнер за складиштење млека и чувајте у фрижидеру или замрзивачу.

V. УПУТСТВО ЗА ЧИШЋЕЊЕ

Очистите пре прве и после сваке употребе!

Корак 1 – Раставите све делове као што је приказано у I. Скините поклопац са силиконског левка. Раставите тело пумпе, силиконски левак, мембрану, поклопац, вентил и боцу. Исперите заштитни поклопац (I-1); Силиконски левак (I-2); Тело пумпе (I-3); Силиконска дијафрагма (I-5); Вентил (I-6); Сет за ццуле (I-8) и држач за флаше (I-9) у млакој води.

ОПРЕЗ: Никада немојте прати главну пумпну јединицу (I-12); Кабл за пуњење (I-10), УСБ адаптер (I-11) и ваздушна цев (I-13) да бисте избегли трајно оштећење производа. Обришите влажном крпом и одмах осушите.

Корак 2 – Потопите у топлу воду 5 минута, затим оперите и исперите.

Корак 3 – Оставите делове да се осуше на ваздуху. Чувајте суве делове на хладном месту када се не користе.

Не складиштите мокре или влажне делове.

КАДА ПРАТИ А КАДА СТЕРИЛИЗОВАТИ:

- ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ ПЕРИТЕ И СТЕРИЛИЗУЈТЕ: Силиконски левак (I-2); Делови (I-3; I-5; I-6); Сет за ццуле (I-8) и флашицу за млеко (I-7).
- ПОСЛЕ СВАКЕ УПОТРЕБЕ ПРАЊЕ: Силиконски левак (I-2); Делови (I-3; I-5; I-6); Сет за ццуле (I-8) и флашицу за млеко (I-7).
- СТЕРИЛИЗАЦИЈА ЈЕДНОМ ДНЕВНО: Силиконски левак (I-2); Делови (I-3; I-5; I-6); Сет за ццуле (I-8) и флашицу за млеко (I-7).

Белешка:

- Пре прве употребе, пуните пумпу преко USB кабла и адаптера 2 сата.
- Пазите да не оштетите делове комплекта за мајчино млеко током чишћења.
- Чувајте пумпни агрегат у чистој врећи или контејнеру до следеће употребе.
- Добро оперите руке.

VI. ДУГОТРАЈНО СКЛАДИШТЕЊЕ

Ваша пумпа за груди садржи пуњиву батерију. Када се не користи дужи временски период, батерија ће аутоматски ући у режим складиштења. Пре чувања пумпе за дојке на дужи временски период, обавезно:

A – Очистите компоненте пумпе; B – Очистите пумпу; C – Уверите се да је батерија пумпе потпуно напуњена.

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

Ако се пумпа за дојке не укључи:

- Проверите да ли је пумпа укључена у исправну електричну утичицу.
- Проверите да ли УСБ кабл ради на другом уређају.

Ако је уисавање мало или нимало:

- Проверите да ли су сви прикључци и компоненте пумпе састављени.
- Раставите и поново саставите пумпу. Уверите се да су сви делови чисти и неоштећени.
- Док сежете, уверите се да је силиконски левак чврсто и правилно постављен око дојке.

Ако постоји цурење млека:

- Искључите пумпу за дојке и извуците USB кабл.
- Користите влажну (не мокру) крпу да обришете пумпицу.
- Када су све компоненте суве, поново их саставите.

VII. СМЕРНИЦЕ ЗА ЧУВАЊЕ ДОЈКИ (ЗА ЗДРАВЕ БЕБЕ).

2. Собна температура; 3. Хладњак са ледом; 4. Фрижидер; 5. Замрзивач; 6. 4-6 сати на 19-26 °C (66-78° F); 7. 24 сата на 15 °C (59° F); 8. 3-8 дана на 4 °C (39° F); 9. 6-12 месеци на -18 – -20 °C (0 – -4° F).

Испуњава захтеве стандарда EN 14350, EN 55014, EN 61000.

Ви благодариме што го купивте нашиот производ. Ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство пред употреба и чувајте го за идна референца. Ви посакувам пријатно искуство со користење на нашата интелигентна електрична пумпа за гради.

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

- Без BPA и компатибилни: пумпата и додаточите се направени од материјали без BPA. Пумпата е компатибилна со повеќето стандардни шишиња за бебиња со широки усти.
- Систем за спречување на повратен проток: Затворен систем кој спречува мајчиното млеко да влезе во уредот. Го штити уредот од оштетување и чисто мајчино млеко.
- Мека силиконска инка за гради: Мека силиконска инка, која придонесува за удобност на мајката, го намалува притисокот и учествува во масажата на градите за да се промовира стимулација и оптимизација на протокот на мајчиното млеко.
- Екран на допир: Екран на допир, меморија за снимање неодамнешни сесии и тајмер за лесно следење.
- Задоволување на различни потреби: Функционална масажа - 9 нивоа, функција за стискање - 9 нивоа и функција за стискање со неравномерно пумпање - 9 нивоа на работа.
- Тивко и лесна: Тивката пумпа за гради овозможува дискретно пумпање насекаде. Лесен, пренослив, дизајниран за мајки во движење кои го испуштаат млекото неколку пати на ден.
- USB батерија на полнење: Издржлива литиумска батерија со 2 часа траење на батеријата по целосно полнење. Микро USB приклучок со стандарден USB кабел за поврзување со извор на енергија.

I. КОМПОНЕНТИ НА ПРОИЗВОДОТ

1. Заштитна обвивка (x2); 2. Силиконска инка (x2); 3. Тело на пумпата (x2); 4. Капак на телото на пумпата (x2); 5. Силиконска дијафрагма (x2); 6. Силиконски вентил (x4); 7. Шише (x2); 8. Комплет цццла (x2); 9. Држач за шишиња (x2); 10. Кабел за полнење; 11. USB адаптер; 12. Главна единица; 13. Воздушна цевка.

Техничка спецификација: Влезно напојување: 110-240V 50-60Hz; Излезно напојување: 5V 1A; Големина: 105x105x53mm; Тежина: 275 g; Капацитет и тип на батерија: 3,7V 1400mAh Li-Ion.

II. СОСТАВУВАЊЕ НА ПУМПАТА ЗА ХРАНА

1. Измијте ги рацете темелно со сапун и вода пред да ги допрете пумпата, додаточите и градите.
 2. Притиснете ја силиконската дијафрагма и капакот во телото на пумпата.
 3. Притиснете ја силиконската инка на телото на пумпата.
 4. Вметнете го силиконскиот вентил во телото на пумпата. Затегнете го шишето со млеко вртејќи го во насока на стрелките на часовникот додека не се стегне.
 5. Турнете ја цевката за воздух во капакот на телото на пумпата и главниот дел. Притиснете ги двете цевки ако изберете двојно пумпање. Допрете го екранот за да ја вклучите пумпата.
- A- Единечно пумпање; B- Двојно пумпање;
- Проверете ги компонентите на пумпата за гради дали се истрошени или оштетени пред употреба. Заменете ако е потребно.
 - Секогаш проверувајте ги сите делови за чистота пред употреба.
 - За да се спречи оштетување, сите компоненти на пумпата мора да бидат целосно суви пред употреба.

III. ДИГИТАЛЕН ЕКРАН

1. Режим на стискање со неравномерно пумпање; 2. Режим на масажа; 3. Индикатор за батерија; 4. Копче за вклучување; 5. Копче за намалување на вшмукувањето; 6. Тековно ниво; 7. Режим на стискање; 8. Временски индикатор; 9. Промена на режим; 10. Копче за зголемување на вшмукувањето; Копче за вклучување: држете 2 секунди за да ја вклучите или исклучите пумпата за гради.

1. Пумпата ќе започне со режим на масажа. Прилагодете го нивото на пумпање со копчињата (-) (+) за да го најдете вистинското ниво за вас. Функцијата Масажа вклучува брз ритам на вшмукување со цел да се стимулира протокот на млеко.
2. По две минути, пумпата автоматски ќе се префли во фазата на одвод. Прилагодете го нивото на стискање со копчињата (-) (+) за да го најдете вистинското ниво за вас. Ако млекото тече пред да поминат овие 2 минути, притиснете го копчето за да го смените режимот за рачно префрлување во режим на пумпање. Функцијата на изразување вклучува побавен ритам на цццлање со цел целосно да се исцеди млекото.
3. Во режимот Стискање, зголемете ја моќта на вшмукување (користејќи го копчето (+)) додека не почувствувате мала непријатност (погрижете се да не чувствувате болка), а потоа малку намалете ја со копчето (-).
4. Може да се префрлите на режимот Стиснување со неравномерно пумпање кога ќе престане протокот на млеко. Режимот на неравномерно пумпање има за цел да активира друго пумпање со комбинирање на брзи и бавни ритам на пумпање.
- Режими на работа: Режим на масажа L1-L9; Режим на стискање L1-L9; Режим на стискање со неравномерно пумпање L1-L9.
- Индикатор за батерија Го прикажува преостанатиот век на батеријата. Наполнете ја пумпата за гради кога батеријата е потрошена.
- Индикатор за време: Го прикажува времетраењето на вашата сесија на стискање. Пумпата автоматски ќе се исклучи по 30 минути користење.

IV. УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Чекор 1- Поставете ја силиконската инка на градите така што брадавицата е правилно центриран во дупката.

Чекор 2- Држете ја силиконската инка и телото на пумпата на градите со палецот и показалецот. Поддржете ги градите со дланката.

Чекор 3 - Вклучете ја пумпата со притискање на копчето за вклучување и изберете го режимот што го сакате.

Чекор 4- Исклучете ја пумпата за гради со притискање на копчето за вклучување по употреба. Одвртете го шишето со млеко од телото на пумпата.

Инсталирајте сет за цуцли ако веднаш ќе го храните бебето измолзено млеко. Во други случаи, исцеденото млеко префрлете го во плик/контејнер за складирање млеко и чувајте го во фрижидер или замрзнувач.

V. УПАТСТВА ЗА ЧИСТЕЊЕ

Чистете пред првата и после секоја употреба!

Чекор 1- Расклопете ги сите делови како што е прикажано во I. Отстранете го капакот од силиконската инка. Расклопете го телото на пумпата, силиконската инка, дијафрагмата, капакот, вентилот и шишето. Исплакнете го заштитниот капак (I-1); Силиконска инка (I-2); Тело на пумпата (I-3); Силиконска дијафрагма (I-5); Вентил (I-6); Комплет цуцла (I-8); Шишето (I-7) и држачот за шише (I-9) во млека вода.

ВНИМАНИЕ: Никогаш не ја мијте главната единица на пумпата (I-12); Кабел за полнење (I-10), USB адаптер (I-11) и Воздушна цевка (I-13) за да се избегне трајно оштетување на производот. Избришете со влажна крпа и веднаш исушете.

Чекор 2 - Потопете во топла вода 5 минути, а потоа измијте и исплакнете.

Чекор 3 - Оставете ги деловите да се исушат на воздух. Чувајте ги сувите делови на ладно место кога не се користат.

Не чувајте влажни или влажни делови.

КОГА ДА СЕ ПЕРЕ И КОГА ДА СТЕРИЛИЗИРА:

- ПЕРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА ПЕРЕТЕ И СТЕРИЛИЗИРАЈТЕ: Силиконска инка (I-2); Делови (I-3; I-5; I-6); Сетот за цуцла (I-8) и шишето млеко (I-7).
- ПО СЕКОЈА УПОТРЕБА ПЕРЕЊЕ: Силиконска инка (I-2); Делови (I-3; I-5; I-6); Сетот за цуцла (I-8) и шишето млеко (I-7).
- СТЕРИЛИЗИРАЈ ЕДНАШ ДЕН: Силиконската инка (I-2); Делови (I-3; I-5; I-6); Сетот за цуцла (I-8) и шишето млеко (I-7).

Забелешка:

- Пред првата употреба, наполнете ја пумпата со USB-кабелот и адаптерот 2 часа.
- Внимавајте да не оштетите делови од комплетот за мајчино млеко за време на чистењето.
- Чувајте го комплетот за пумпа во чиста кеса или контејнер до следната употреба.
- Измијте ги рацете темелно.

VI. ДОЛГОРОЧНО ЧУВАЊЕ

Вашата пумпа за гради содржи батерија што се полни. Кога не се користи подолг временски период, батеријата автоматски ќе влезе во режим на складирање. Пред да ја чувате пумпата за гради подолг временски период, погрижете се:

A - Исклиштете ги компонентите на пумпата; B - Исклиштете ја пумпата; B - Проверете дали батеријата на пумпата е целосно наполнета.

РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

Ако пумпата за гради не се вклучи:

- Проверете дали пумпата е вклучена во работен штекер.
- Проверете дали USB-кабелот работи на друг уред.

Ако има малку или никакво вшмукување:

- Проверете дали се склопени сите приклучоци и компоненти на пумпата.
- Расклопете ја и повторно составете ја пумпата. Проверете дали сите делови се чисти и неоштетени.
- Додека стискате, проверете дали силиконската инка е цврсто и правилно поставена околу градите.

Ако има истекување на млеко:

- Исклучете ја пумпата за гради и исклучете го USB-кабелот.
- Користете влажна (не влажна) крпа за да ја избришете пумпата за гради.
- Кога сите компоненти се сушат, повторно склопете.

VII. УПАТСТВА ЗА ЧУВАЊЕ НА ДОЛЖИТЕ (ЗДРАВИ БЕБИЊА).

2. Собна температура; 3. Кулер со леден пакет; 4. Фрижидер; 5. Замрзнувач; 6. 4-6 часа на 19-26 °C (66-78° F); 7. 24 часа на 15 °C (59° F); 8. 3-8 дена на 4 °C (39° F); 9. 6-12 месеци на -18- -20 °C (0- -4° F).

Ги исполнува барањата на стандардот EN 14350, EN 55014, EN 61000.

Спасибо за покупку нашего продукта. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования. Желаю вам приятного использования нашего умного электрического молокоотсоса.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

- Совместимость и отсутствие содержания бисфенола-А: помпа и аксессуары изготовлены из материалов, не содержащих бисфенол-А. Помпа совместима с большинством стандартных детских бутылочек с широким горлышком.
- Система предотвращения обратного потока: закрытая система, предотвращающая попадание грудного молока в устройство. Защищает устройство от повреждений и очищает грудное молоко.
- Мягкая силиконовая воронка для груди: Мягкая силиконовая воронка способствует комфорту матери, снижает давление и участвует в массаже груди, стимулируя и оптимизируя приток грудного молока.
- Сенсорный дисплей: Сенсорный дисплей, память для записи последних сеансов и таймер для удобного отслеживания.
- Удовлетворение различных потребностей: Функция Массаж – 9 уровней, Функция Выжимания – 9 уровней и Функция Выжимания с неравномерным накачиванием – 9 уровней работы.
- Тихий и легкий: бесшумный молокоотсос позволяет незаметно сцеживать молоко в любом месте. Легкий, портативный, предназначен для мам в пути, которые сцеживают молоко несколько раз в день.
- Аккумуляторная батарея USB: долговечная литиевая батарея со сроком службы 2 часа после полной зарядки. Порт Micro USB со стандартным кабелем USB для подключения к источнику питания.

I. КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

1. Защитная крышка (x2); 2. Силиконовая воронка (x2); 3. Корпус насоса (x2); 4. Крышка корпуса насоса (x2); 5. Силиконовая диафрагма (x2); 6. Силиконовый клапан (x4); 7. Бутылка (x2); 8. Набор пустышек (x2); 9. Держатель для бутылок (x2); 10. Зарядный кабель; 11. USB-адаптер; 12. Основной блок; 13. Воздушная трубка.

Технические характеристики: Входное питание: 110-240В 50-60Гц; Выходное питание: 5В 1А; Размер: 105x105x33мм; Вес: 275 г; Емкость и тип аккумулятора: 3,7 В, 1400 мАч, литий-ионный.

II. СБОРКА ПИТАТЕЛЬНОГО НАСОСА

1. Тщательно вымойте руки водой с мылом, прежде чем прикасаться к помпе, аксессуарам и грудной клетке.
 2. Вдавите силиконовую диафрагму и крышку в корпус насоса.
 3. Прижмите силиконовую воронку к корпусу насоса.
 4. Вставьте силиконовый клапан в корпус насоса. Затяните молочную бутылку, повернув ее по часовой стрелке до упора.
 5. Вставьте воздушную трубку в крышку корпуса насоса и основной блок. Нажмите на две трубы, если вы выбрали двойную откачку. Коснитесь экрана, чтобы включить насос.
- А – одинарная прокачка; В – двойная прокачка;
- Перед использованием проверьте компоненты молокоотсоса на предмет износа или повреждений. При необходимости замените.
 - Перед использованием всегда проверяйте чистоту всех деталей.
 - Во избежание повреждений все компоненты насоса перед использованием должны быть полностью сухими.

III. ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ

1. Режим откачки с неравномерной прокачкой; 2. Режим массажа; 3. Индикатор батареи; 4. Кнопка питания; 5. Кнопка уменьшения всасывания; 6. Текущий уровень; 7. Режим выжимания; 8. Индикатор времени; 9. Смена режима; 10. Кнопка увеличения всасывания; Кнопка питания: удерживайте в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить молокоотсос.

1. Помпа запустится в режиме массажа. Отрегулируйте уровень прокачки с помощью кнопок (-) (+), чтобы найти правильный уровень для вас. Функция массажа включает в себя быстрый ритм всасывания, чтобы стимулировать приток молока.
 2. Через две минуты насос автоматически переключится на фазу слива. Отрегулируйте уровень сжатия с помощью кнопок (-) (+), чтобы найти правильный уровень для вас. Если молоко вытекает до истечения этих 2 минут, нажмите кнопку, чтобы изменить режим ручного переключения на режим сцеживания. Функция сцеживания включает более медленный ритм сосания для полного сцеживания молока.
 3. В режиме сжатия увеличьте мощность всасывания (с помощью кнопки (+)) до тех пор, пока не почувствуете легкий дискомфорт (убедитесь, что вы не чувствуете боли), затем немного уменьшите с помощью кнопки (-).
 4. Вы можете переключиться в режим выжимания с неравномерным сцеживанием, когда поток молока прекратится. Режим неравномерного сцеживания направлен на запуск другого сцеживания путем сочетания быстрых и медленных ритмов сцеживания.
- Режимы работы: Режим массажа L1-L9; Режим выжимания L1-L9; Режим выжимания с неравномерной прокачкой L1-L9.
- Индикатор батареи Показывает оставшийся заряд батареи. Пожалуйста, заряжайте молокоотсос, когда батарея разряжена.
- Индикатор времени: показывает продолжительность сеанса сжатия. Помпа автоматически выключится через 30 минут использования.

IV. ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Шаг 1. Поместите силиконовую воронку на грудь так, чтобы сосок находился в правильном центре отверстия.

Шаг 2 - Удерживайте силиконовую воронку и корпус помпы на груди большим и указательным пальцами. Поддержите грудь ладонью.

Шаг 3. Включите помпу, нажав кнопку питания, и выберите нужный режим.

Шаг 4. Выключите молокоотсос, нажав кнопку питания после использования. Отвинтите молочную бутылку от корпуса помпы. Установите набор пустышек, если собираетесь сразу кормить ребенка сцеженным молоком. В других случаях переложите сцеженное молоко в конверт/контейнер для хранения молока и храните в холодильнике или морозильной камере.

V. ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ

Чистите перед первым и после каждого использования!

Шаг 1. Разберите все детали, как показано на I. Снимите крышку с силиконовой воронки. Разберите корпус насоса, силиконовую воронку, диафрагму, крышку, клапан и бутылку. Промойте защитный кожух (I-1); Силиконовая воронка (II-2); Корпус насоса (II-3); Силиконовая диафрагма (II-5); Клапан (II-6); Набор пустышек (II-8); Бутылка (II-7) и держатель для бутылки (II-9) в чуть теплой воде.

ВНИМАНИЕ: Никогда не мойте блок главного насоса (I-12); Зарядный кабель (I-10), USB-адаптер (I-11) и воздушная трубка (I-13) во избежание необратимого повреждения устройства. Протрите влажной тканью и сразу же высушите.

Шаг 2 -Замочите в теплой воде на 5 минут, затем постирайте и ополосните.

Шаг 3 - Дайте деталям высохнуть на воздухе. Храните сухие детали в прохладном месте, когда они не используются.

Не храните мокрые или влажные детали.

КОГДА СТИРАТЬ И КОГДА СТЕРИЛИЗОВАТЬ:

• **ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫМОЙТЕ И СТЕРИЛИЗУЙТЕ:** Силиконовую воронку (I-2); Части (I-3; I-5; I-6); Набор соски (I-8) и бутылочка с молоком (I-7).

• **ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫТЬ:** Силиконовую воронку (I-2); Части (I-3; I-5; I-6); Набор соски (I-8) и бутылочка с молоком (I-7).

• **СТЕРИЛИЗОВАТЬ ОДИН РАЗ В ДЕНЬ:** силиконовую воронку (I-2); Части (I-3; I-5; I-6); Набор соски (I-8) и бутылочка с молоком (I-7).

Примечание:

- Перед первым использованием зарядите помпу с помощью USB-кабеля и адаптера в течение 2 часов.
- Будьте осторожны, чтобы не повредить детали набора для грудного молока во время очистки.
- Храните насосный агрегат в чистом мешке или контейнере до следующего использования.
- Тщательно вымойте руки.

VI. ДОЛГОСРОЧНОЕ ХРАНЕНИЕ

Ваш молокоотсос содержит перезаряжаемую батарею. Если аккумулятор не используется в течение длительного периода времени, он автоматически переходит в режим хранения. Перед тем, как поставить молокоотсос на длительное хранение, убедитесь, что:

A - Очистите компоненты насоса; B - Очистите насос; C - Убедитесь, что аккумулятор помпы полностью заряжен.

ПОИСК ПРОБЛЕМЫ

Если молокоотсос не включается:

- Убедитесь, что насос подключен к работающей электрической розетке.
- Убедитесь, что кабель USB работает с другим устройством.

Если всасывания мало или нет:

- Убедитесь, что все соединения и компоненты насоса собраны.
- Разберите и снова соберите насос. Убедитесь, что все детали чистые и не повреждены.
- При сдавливании следите за тем, чтобы силиконовая воронка плотно и правильно располагалась вокруг груди.

Если есть подтекание молока:

- Выключите молокоотсос и отсоедините кабель USB.
- Используйте влажную (не мокрую) ткань для протирки молокоотсоса.
- Когда все компоненты высохнут, соберите их.

VII. РУКОВОДСТВО ПО ХРАНЕНИЮ ГРУДИ (ДЛЯ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ).

2. Комнатная температура; 3. Кулер со льдом; 4. Холодильник; 5. Морозильник; 6. 4-6 часов при 19-26°C (66-78°F); 7. 24 часа при 15°C (59°F); 8. 3-8 дней при 4°C (39°F); 9. 6-12 месяцев при -18—20°C (0—4°F).

Соответствует требованиям стандарта EN 14350, EN 55014, EN 61000.

Дякуємо, що придбали наш продукт. Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням та збережіть його для подальшого використання. Бажаємо вам приємного використання нашого інтелектуального електричного молоковідсмоктувача.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

- Не містить BPA і сумісний: насос та аксесуари виготовлені з матеріалів, які не містять BPA. Насос сумісний з більшістю стандартних дитячих пляшечок з широким горлом.
- Система запобігання зворотному потоку: закрита система, яка запобігає потраплянню грудного молока в пристрій. Захищає пристрій від пошкоджень і чисте грудне молоко.
- М'яка силіконова воронка для грудей: м'яка силіконова воронка, яка сприяє комфорту матері, знижує тиск і бере участь у масажі грудей, щоб стимулювати та оптимізувати відтік грудного молока.
- Сенсорний дисплей: сенсорний дисплей, пам'ятає для запису останніх сеансів і таймер для легкого відстеження.
- Задоволення різних потреб: Функція Масаж – 9 рівнів, Функція Squeeze – 9 рівнів і Функція Squeeze з нерівномірним накачуванням – 9 рівнів роботи.
- Тихий і легкий: безшумний молоковідсмоктувач дозволяє непомітно зіджджувати будь-де. Легкий, портативний, призначений для мам у дорозі, які зіджджують молоко кілька разів на день.
- Акумуляторна батарея USB: міцний літійовий акумулятор із 2 годинами автономної роботи після повного зарядження. Порт Micro USB зі стандартним кабелем USB для підключення до джерела живлення.

I. КОМПОНЕНТИ ПРОДУКТУ

1. Захисна кришка (x2); 2. Силіконова воронка (x2); 3. Корпус насоса (x2); 4. Кришка корпусу насоса (x2); 5. Силіконова діафрагма (x2); 6. Силіконовий клапан (x4); 7. Пляшка (x2); 8. Набір пустушки (x2); 9. Тримач для пляшок (x2); 10. Кабель для зарядки; 11. USB-адаптер; 12. Основний блок; 13. Повітряна трубка.

Технічні характеристики: Вхідне живлення: 110-240V 50-60Hz; Вихідне джерело живлення: 5V 1A; Розмір: 105x105x53 мм; Вага: 275 г; Ємність і тип батареї: 3.7V 1400mAh Li-ion.

II. ЗБІРКА КОРМОНАСОСА

1. Ретельно вимийте руки з милом, перш ніж торкатися насоса, аксесуарів і скрині.
2. Втисніть силіконову діафрагму та кришку в корпус насоса.
3. Притисніть силіконову воронку до корпусу насоса.
4. Вставте силіконовий клапан в корпус насоса. Затягніть молочну пляшку, повертаючи її за годинникову стрілку, доки вона не затягнеться.
5. Вставте повітряну трубку в кришку корпусу насоса та основного блоку. Натисніть на дві труби, якщо ви вибрали подвійне відкачування. Торкніться екрана, щоб увімкнути насос.

A- Одноразове відкачування; B- Подвійна відкачування;

- Перед використанням перевірте компоненти молоковідсмоктувача на предмет зносу чи пошкоджень. При необхідності замініть.
- Перед використанням завжди перевіряйте всі деталі на чистоту.
- Щоб запобігти пошкодженню, всі компоненти насоса повинні бути повністю сухими перед використанням.

III. ЦИФРОВИЙ ДИСПЛЕЙ

1. Режим віджимання при нерівномірному відкачуванні; 2. Режим масажу; 3. Індикатор батареї; 4. Кнопка живлення; 5. Кнопка зменшення всмоктування; 6. Поточний рівень; 7. Режим віджимання; 8. Індикатор часу; 9. Зміна режиму; 10. Кнопка збільшення всмоктування; Кнопка живлення: утримуйте протягом 2 секунд, щоб увімкнути або вимкнути молоковідсмоктувач.

1. Насос запуститься в режимі масажу. Відрегулюйте рівень накачування за допомогою кнопок (-) і (+), щоб знайти потрібний рівень. Функція масажу включає швидкий ритм смокання, щоб стимулювати потік молока.

2. Через дві хвилини насос автоматично перейде на фазу зливу. Відрегулюйте рівень стиснення за допомогою кнопок (-) і (+), щоб знайти потрібний рівень. Якщо молоко витікає до закінчення цих 2 хвилин, натисніть кнопку, щоб змінити режим ручного перемикачання на режим зіджджування. Функція зіджджування включає повільний ритм смокання для повного зіджджування молока.

3. У режимі збільшуйте потужність всмоктування (за допомогою кнопки (+)), поки не відчуєте легкий дискомфорт (переконайтеся, що ви не відчуваєте болю), потім злегка зменшіть її за допомогою кнопки (-).

4. Ви можете переключитися в режим «Віджимання» з нерівномірним зіджджуванням, коли потік молока припиниться. Режим нерівномірного прокачування має на меті викликати іншу прокачування, поєднуючи швидкі та повільні ритми накачування.

Режими роботи: режим масажу L1-L9; Режим віджимання L1-L9; Режим віджимання з нерівномірною прокачуванням L1-L9.

Індикатор заряду батареї Показує час роботи акумулятора, що залишився. Будь ласка, зарядіть молоковідсмоктувач, коли батарея розряджена.

Індикатор часу: показує тривалість сеансу віджимання. Насос вимкнеться автоматично через 30 хвилин використання.

IV. ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Крок 1. Покладіть силіконову воронку на груди так, щоб сосок був правильно центрований в отворі.

Крок 2 - великим і вказівним пальцями притримуйте силіконову воронку і корпус насоса на грудях. Підтримуйте груди долонею.

Крок 3. Увімкніть насос, натиснувши кнопку живлення та виберіть потрібний режим.

Крок 4. Після використання вимкніть молоковідсмоктувач, натиснувши кнопку живлення. Відкрити молочну пляшку з корпусу насоса. Встановіть набір-пустушку, якщо збираєтеся негайно годувати дитину зсідженим молоком. В інших випадках перемістіть зсіджене молоко в конверт / контейнер для зберігання молока і зберігайте в холодильнику або морозильній камері.

V. ІНСТРУКЦІЯ З ОЧИЩЕННЯ

Очищайте перед першим і після кожного використання!

Крок 1. Розберіть всі деталі, як показано на I. Зніміть кришку з силіконової воронки. Розібрати корпус насоса, силіконову воронку, діафрагму, кришку, клапан і пляшку. Промийте захисний чохол (I-1); Силіконова воронка (I-2); Корпус насоса (I-3); Силіконова діафрагма (I-5); Клапан (I-6); Набір пустушки (I-8); Пляшку (I-7) і тримач для пляшок (I-9) у теплій воді.

УВАГА: Ніколи не мийте головний насосний блок (I-12); Зарядний кабель (I-10), USB-адаптер (I-11) і повітряна трубка (I-13), щоб уникнути остаточного пошкодження виробу. Протріть вологою ганчіркою і негайно висушіть.

Крок 2 - Замочіть у теплій воді на 5 хвилин, потім вимийте та промийте.

Крок 3 - Дайте деталям висохнути на повітрі. Зберігайте сухі деталі в прохолодному місці, коли вони не використовуються.

Не зберігайте вологі чи вологі деталі.

КОЛИ ПРАТИ І КОЛИ СТЕРИЛІЗУВАТИ:

• ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ ПОМИТИ ТА СТЕРИЛІЗУЙТЕ: Силіконова воронка (I-2); Частини (I-3; I-5; I-6); Набір пустушки (I-8) і молочна пляшка (I-7).

• ПІСЛЯ КОЖНОГО ВИКОРИСТАННЯ МИННЯ: Силіконова воронка (I-2); Частини (I-3; I-5; I-6); Набір пустушки (I-8) і молочна пляшка (I-7).

• СТЕРИЛІЗУЙТЕ РАЗ НА ДОБУ: силіконова воронка (I-2); Частини (I-3; I-5; I-6); Набір пустушки (I-8) і молочна пляшка (I-7).

Примітка:

- Перед першим використанням зарядіть насос за допомогою USB-кабелю та адаптера протягом 2 годин.
- Будьте обережні, щоб не пошкодити частини набору для грудного молока під час чищення.
- Зберігайте насосний агрегат у чистому пакеті або контейнері до наступного використання.
- Ретельно вимийте руки.

VI. ДОВГОТРОКОВА ЗБЕРІГАННЯ

Ваш молоковідсмоктувач містить акумуляторну батарею. Якщо акумулятор не використовується протягом тривалого часу, акумулятор автоматично перейде в режим зберігання. Перш ніж зберігати молоковідсмоктувач протягом тривалого періоду часу, переконайтеся, що:

A - Очистіть компоненти насоса; B - Очистити насос; C - Переконайтеся, що акумулятор насоса повністю заряджений.

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Якщо молоковідсмоктувач не вмикається:

- Перевірте, чи насос підключено до справної електричної розетки.
- Перевірте, чи USB-кабель працює на іншому пристрої.

Якщо всмоктування мало або немає:

- Перевірте, чи всі з'єднання та компоненти насоса зібрані.
- Розберіть і знову зберіть насос. Переконайтеся, що всі частини чисті та непошкоджені.
- Під час зсіджування переконайтеся, що силіконова воронка щільно і правильно розташована навколо грудей.

Якщо є витік молока:

- Вимкніть молоковідсмоктувач і від'єднайте USB-кабель.
- Використовуйте вологу (не вологу) тканину, щоб протерти молоковідсмоктувач.
- Коли всі компоненти висохнуть, зберіть їх.

VII. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ ГРУДІВ (ДЛЯ ЗДОРОВИХ ДІТЯК).

2. Кімнатна температура; 3. Кулер з пакетом з льодом; 4. Холодильник; 5. Морозильна камера; 6. 4-6 годин при 19-26 °C (66-78° F); 7. 24 години при 15 °C (59° F); 8. 3-8 днів при 4 °C (39° F); 9. 6-12 місяців при -18--20 °C (0--4° F).

Відповідає вимогам стандартів EN 14350, EN 55014, EN 61000.

Hvala vam što ste kupili naš proizvod. Prije uporabe pažljivo pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduću upotrebu. Želim vam ugodno iskustvo korištenja naše inteligentne električne pumpe za grudi.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- Bez BPA i kompatibilan: pumpa i pribor izrađeni su od materijala bez BPA. Pumpa je kompatibilna s većinom standardnih dječjih bočica s širokim grlom.
- Sustav za sprječavanje povratnog toka: zatvoreni sustav koji sprječava ulazak majčinog mlijeka u uređaj. Stiti uređaj od oštećenja i čisti majčino mlijeko.
- Mekani silikonski lijevak za dojke: Meki silikonski lijevak, koji doprinosi udobnosti majke, smanjuje pritisak i sudjeluje u masaži grudi kako bi potaknuo stimulaciju i optimizaciju protoka majčinog mlijeka.
- Zaslon osjetljiv na dodir: zaslon osjetljiv na dodir, memorija za snimanje nedavnih sesija i mjerač vremena za jednostavno praćenje.
- Zadovoljavanje različitih potreba: Funkcija Masaža - 9 razina, Funkcija Squeeze - s neravnomjernim pumpanjem - 9 razina rada.
- Tiha i lagana: tiha pumpa za grudi omogućuje diskretno pumpanje bilo gdje. Lagan, prenosiv, dizajniran za majke u pokretu koje cijede mlijeko nekoliko puta dnevno.
- USB punjiva baterija: Izdržljiva litijaska baterija s 2 sata trajanja baterije nakon potpunog punjenja. Micro USB priključak sa standardnim USB kabelom za spajanje na izvor napajanja.

I. KOMPONENTE PROIZVODA

1. Zaštitni poklopac (x2);
 2. Silikonski lijevak (x2);
 3. Tijelo pumpe (x2);
 4. Poklopac tijela crpke (x2);
 5. Silikonska dijafragma (x2);
 6. Silikonski ventil (x4);
 7. Boca (x2);
 8. Set dudu (x2);
 9. Držač za boce (x2);
 10. Kabel za punjenje;
 11. USB adapter;
 12. Glavna jedinica;
 13. Cijev za zrak.
- Tehnička specifikacija: Ulazno napajanje: 110-240V 50-60Hz; Izlazno napajanje: 5V 1A; Veličina: 105x105x53mm; Težina: 275g; Kapacitet i tip baterije: 3.7V 1400mAh Li-ion.

II. SASTAVLJANJE NAPOJNE PUMPE

1. Temeljito operite ruke sapunom i vodom prije nego dodirnete pumpu, pribor i prsa.
 2. Pritisnite silikonsku membranu i poklopac u tijelo pumpe.
 3. Pritisnite silikonski lijevak na tijelo pumpe.
 4. Umetnite silikonski ventil u tijelo pumpe. Zategnite bocu s mlijekom okrećući je u smjeru kazaljke na satu dok ne stegne.
 5. Gurnite cijev za zrak u poklopac kućišta pumpe i glavnu jedinicu. Pritisnite dvije cijevi ako odaberete dvostruko pumpanje. Dodirnite ekran da biste uključili pumpu.
- A- Jedno pumpanje; B- Dvostruko pumpanje;
- Prije uporabe provjerite jesu li dijelovi pumpice za grudi istrošeni ili oštećeni. Zamijenite ako je potrebno.
 - Prije uporabe uvijek provjerite čistoću svih dijelova.
 - Kako biste spriječili oštećenje, sve komponente crpke moraju biti potpuno suhe prije uporabe.

III. DIGITALNI ZASLON

1. Način cijedenja s neravnomjernim pumpanjem;
 2. Način rada za masažu;
 3. Indikator baterije;
 4. Tipka za uključivanje;
 5. Gumb za smanjenje usisavanja;
 6. Trenutna razina;
 7. Način rada cijedenja;
 8. Pokazatelj vremena;
 9. Promjena režima;
 10. Gumb za povećanje usisavanja;
- Gumb za uključivanje: držite 2 sekunde kako biste uključili ili isključili pumpicu za grudi.

1. Crpka će se pokrenuti s načinom masaže. Podesite razinu pumpanja pomoću (-) (+) tipki kako biste pronašli odgovarajuću razinu za vas. Funkcija masaže uključuje brzi ritam usisavanja kako bi se potaknuo protok mlijeka.
 2. Nakon dvije minute, crpka će se automatski prebaciti na fazu odvoda. Podesite razinu stiskanja pomoću gumba (-) i (+) kako biste pronašli odgovarajuću razinu za vas. Ako mlijeko poteče prije isteka ove 2 minute, pritisnite tipku da promijenite način ručnog prebacivanja u način ispušavanja. Funkcija cijedenja uključuje sporiji ritam sisanja kako bi se mlijeko u potpunosti iscijedilo.
 3. U načinu rada Squeeze povećavajte snagu usisavanja (pomoću tipke (+)) dok ne osjetite blagu nelagodu (pažite da ne osjećate bol), a zatim lagano smanjite tipkom (-).
 4. Možete se prebaciti na način rada Squeeze s neravnomjernim pumpanjem kada protok mlijeka prestane. Način neravnomjernog pumpanja ima za cilj pokrenuti još jedno pumpanje kombiniranjem brzih i sporih ritmova pumpanja.
- Načini rada: Način masaže L1-L9; Način stiskanja L1-L9; Način stiskanja s neravnomjernim pumpanjem L1-L9.
- Indikator baterije: Pokazuje preostali vijek trajanja baterije. Napunite pumpicu za grudi kada se baterija isprazni.
- Indikator vremena: Prikazuje trajanje vaše sesije cijedenja. Crpka će se automatski isključiti nakon 30 minuta korištenja.

IV. UPUTE ZA KORIŠTENJE

Korak 1 – Stavite silikonski lijevak na dojku tako da bradavica bude pravilno centrirana u rupi.

Korak 2 – Palcem i kažiprstom držite silikonski lijevak i tijelo pumpice na dojci. Poduprite dojku dlanom.

Korak 3 – Uključite crpku pritiskom na tipku za uključivanje i odaberite način rada koji želite.

Korak 4 – Isključite pumpicu za grudi pritiskom na tipku za napajanje nakon upotrebe. Otvrdnite bocu za mlijeko s tijela pumpe. Ugradite dudu ako ćete bebu odmah nahraniti izdvojenim mlijekom. U drugim slučajevima izdvojeno mlijeko premjestite u omotnicu/spremnik za pohranu mlijeka i čuvajte u hladnjaku ili zamrzivaču.

V. UPUTE ZA ČIŠĆENJE

Očistite prije prve i nakon svake uporabe!

Korak 1 – Rastavite sve dijelove kao što je prikazano u I. Skinite poklopac sa silikonskog lijevka. Rastavite tijelo pumpe, silikonski lijevak, membranu, poklopac, ventil i bocu. Isperite zaštitni poklopac (I-1); Silikonski lijevak (I-2); Tijelo pumpe (I-3); Silikonska dijafragma (I-5); Ventil (I-6); Set dudu (I-8); Boca (I-7) i držač za bocu (I-9) u mlakoj vodi.

OPREZ: Nikada nemojte prati glavnu crpnu jedinicu (I-12); Kabel za punjenje (I-10), USB adapter (I-11) i zračna cijev (I-13) kako biste izbjegli trajno oštećenje proizvoda. Obrisite vlažnom krpom i odmah osušite.

Korak 2 – Potopite u toplu vodu 5 minuta, zatim operite i isperite.

Korak 3 – Ostavite dijelove da se osuše na zraku. Suhe dijelove čuvajte na hladnom mjestu kada se ne koriste.

Ne spremaite mokre ili vlažne dijelove.

KADA PRATI A KADA STERILIZIRATI:

- PRIJE PRVE UPOTREBE OPERITE I STERILIZIRAJTE: Silikonski lijevak (I-2); Dijelovi (I-3; I-5; I-6); Set dudu (I-8) i bočica za mlijeko (I-7).
- NAKON SVAKE UPOTREBE PRANJE: Silikonski lijevak (I-2); Dijelovi (I-3; I-5; I-6); Set dudu (I-8) i bočica za mlijeko (I-7).
- STERILIZIRAJTE JEDNOM DNEVNO: Silikonski lijevak (I-2); Dijelovi (I-3; I-5; I-6); Set dudu (I-8) i bočica za mlijeko (I-7).

Bilješka:

- Prije prve uporabe punite pumpu USB kabelom i adapterom 2 sata.
- Pazite da ne oštetite dijelove kompleta za majčino mlijeko tijekom čišćenja.
- Pohranite pumpni agregat u čistu vrećicu ili spremnik do sljedeće uporabe.
- Temeljito operite ruke.

VI. DUGOTRAJNO ČUVANJE

Vaša pumpa za grudi sadrži punjivu bateriju. Kada se ne koristi dulje vrijeme, baterija će automatski ući u način skladištenja. Prije pohranjivanja pumpice za grudi na dulje vrijeme, obavezno:

A – Očistite komponente pumpe; B – Očistite pumpu; C – Provjerite je li baterija pumpe potpuno napunjena.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako se pumpa za grudi ne uključuje:

- Provjerite je li crpka uključena u ispravnu električnu utičnicu.
- Provjerite radi li USB kabel na drugom uređaju.

Ako je usisavanje malo ili nimalo:

- Provjerite jesu li svi priključci crpke i komponente sastavljeni.
- Rastavite i ponovno sastavite crpku. Provjerite jesu li svi dijelovi čisti i neoštećeni.
- Tijekom cijedenja pazite da silikonski lijevak bude čvrsto i pravilno postavljen oko dojke.

Ako postoji curenje mlijeka:

- Isključite pumpicu za grudi i odspojite USB kabel.
- Koristite vlažnu (ne mokru) krpu za brisanje pumpice za grudi.
- Kada su sve komponente suhe, ponovno sastavite.

VII. SMJERNICE ZA ČUVANJE DOJKI (ZA ZDRAVE BEBE).

2. Sobna temperatura; 3. Hladnjak s paketom leđa; 4. Hladnjak; 5. Zamrzivač; 6. 4-6 sati na 19-26 °C (66-78° F); 7. 24 sata na 15 °C (59° F); 8. 3-8 dana na 4 °C (39° F); 9. 6-12 mjeseci na -18 – -20 °C (0 – -4° F).

Udovoljava zahtjevima standarda EN 14350, EN 55014, EN 61000.

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Přejí vám příjemný zážitek z používání naší inteligentní elektrické odsávačky mateřského mléka.

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

- Bez BPA a kompatibilní: Pumpa a příslušenství jsou vyrobeny z materiálů bez BPA. Pumpa je kompatibilní s většinou standardních širokohrdých kojeneckých lahví.
- Systém prevence zpětného toku: Uzavřený systém, který zabráňuje pronikání mateřského mléka do zařízení. Chrání zařízení před poškozením a čistí mateřské mléko.
- Měkká silikonová nálevka na prsa: Měkká silikonová nálevka, která přispívá k pohodlí maminky, snižuje tlak a podílí se na masáži prsou pro podporu stimulace a optimalizace toku mateřského mléka.
- Dotykový displej: Dotykový displej, paměť pro záznam posledních relací a časovač pro snadné sledování.
- Uspokojení různých potřeb: Funkce masáž - 9 úrovní, funkce Squeeze - 9 úrovní a funkce Squeeze s nerovnoměrným pumpováním - 9 úrovní provozu.
- Tichá a lehká: Tichá odsávačka mateřského mléka umožňuje diskrétní odsávání kdekoli. Lehký, přenosný, určený pro maminky na cestách, které odsávají mléko několikrát denně.
- USB dobíjecí baterie: Odolná lithiová baterie s výdrží 2 hodiny po plném nabití. Micro USB port se standardním USB kabelem pro připojení ke zdroji napájení.

I. SOUČÁSTI PRODUKTU

1. Ochranný kryt (x2); 2. Silikonová nálevka (x2); 3. Těleso čerpadla (x2); 4. Kryt tělesa čerpadla (x2); 5. Silikonová membrána (x2); 6. Silikonový ventil (x4); 7. Láhev (x2); 8. Sada dudlíku (x2); 9. Držák lahví (x2); 10. Nabíjecí kabel; 11. USB adaptér; 12. Hlavní jednotka; 13. Vzduchová trubice.

Technická specifikace: Vstupní napájení: 110-240V 50-60Hz; Výstupní napájení: 5V 1A; Velikost: 105x105x53mm; Hmotnost: 275 g; Kapacita a typ baterie: 3,7V 1400mAh Li-ion.

II. MONTÁŽ PODÁVACÍHO ČERPADLA

1. Než se dotknete pumpy, příslušenství a hruďníku, důkladně si umyjte ruce mýdlem a vodou.
 2. Zatlačte silikonovou membránu a kryt do těla pumpy.
 3. Přitlačte silikonovou nálevku na tělo pumpy.
 4. Vložte silikonový ventil do těla pumpy. Láhev s mlékem utáhněte otočením ve směru hodinových ručiček, dokud nebude utažená.
 5. Zatlačte vzduchovou hadici do krytu těla čerpadla a hlavní jednotky. Pokud zvolíte dvojité čerpání, stiskněte obě trubky. Dotykem obrazovky zapnete pumpu.
- A- Jednorázové čerpání; B- Dvojité čerpání;
- Před použitím zkontrolujte součásti odsávačky, zda nejsou opotřebované nebo poškozené. V případě potřeby vyměňte.
 - Před použitím vždy zkontrolujte čistotu všech dílů.
 - Aby se zabránilo poškození, musí být všechny součásti čerpadla před použitím zcela suché.

III. DIGITÁLNÍ DISPLEJ

1. Režim ždímní s nerovnoměrným čerpáním; 2. Režim masáže; 3. Indikátor baterie; 4. Tlačítko napájení; 5. Tlačítko snížení sání; 6. Aktuální úroveň; 7. Režim ždímní; 8. Ukazatel času; 9. Změna režimu; 10. Tlačítko pro zvýšení sání;
- Tlačítko napájení: Podržení po dobu 2 sekund zapnete nebo vypnete odsávačku mateřského mléka.

1. Pumpa se spustí v režimu masáže. Upravte úroveň čerpání pomocí tlačítek (-) (+), abyste našli správnou úroveň pro vás. Funkce masáže zahrnuje rychlý rytmus sání, aby se stimuloval tok mléka.
 2. Po dvou minutách se čerpadlo automaticky přepne do fáze vypouštění. Upravte úroveň zmáčknutím tlačítek (-) a (+), abyste našli tu správnou úroveň. Pokud mléko teče před uplynutím těchto 2 minut, stisknutím tlačítka změňte režim ručního přepínání na režim odsávání. Funkce odsávání zahrnuje pomalejší rytmus sání, aby se mléko plně odsalo.
 3. V režimu Squeeze zvyšujete sací výkon (pomocí tlačítka (+)), dokud nepocítíte mírné nepohodlí (ujistěte se, že necítíte žádnou bolest), poté mírně snižte pomocí tlačítka (-).
 4. Když se zastaví tok mléka, můžete přepnout do režimu Squeeze s nerovnoměrným odsáváním. Režim nerovnoměrného čerpání má za cíl spustit další čerpání kombinací rychlých a pomalých rytů čerpání.
- Provozní režimy: Masážní režim L1-L9; Režim ždímní L1-L9; Režim masáže s nerovnoměrným pumpováním L1-L9.
- Indikátor baterie Zobrazuje zbývající životnost baterie. Nabijte prosím odsávačku mateřského mléka, když je baterie vybitá.
- Indikátor času: Ukazuje dobu trvání vaší relace masáží. Pumpa se automaticky vypne po 30 minutách používání.

IV. NÁVOD K POUŽITÍ

Krok 1 – Umístěte silikonovou nálevku na prsa tak, aby byla bradavka správně vycentrována v otvoru.

Krok 2 – Pakem a ukazováčkem přidržíte silikonový trychtýř a tělo pumpy na prsu. Podepřete si prsa dlaní.

Krok 3 – Zapněte pumpu stisknutím tlačítka napájení a vyberte režim, který preferujete.

Krok 4 – Po použití vypněte odsávací materského mléka stisknutím tlačítka napájení. Odšroubujte láhev na mléko od těla pumpy. Nainstalujte sadu dudlíku, pokud se chystáte dítě ihned nakrmit odsávaným mlékem. V ostatních případech přeneste odsáté mléko do obálky/nádoby na skladování mléka a uložte do chladničky nebo mrazničky.

V. POKYNY K ČISTĚNÍ

Čistěte před prvním a po každém použití!

Krok 1 – Demontujte všechny díly, jak je znázorněno v I. Sejměte kryt ze silikonové nálevky. Demontujte tělo pumpy, silikonovou nálevku, membránu, viko, ventil a láhev. Opláchněte ochranný kryt (I-1); Silikonová nálevka (I-2); Těleso čerpadla (I-3); Silikonová membrána (I-5); ventil (I-6); Sada dudlíku (I-8); Láhev (I-7) a držák na láhev (I-9) ve vlažné vodě.

POZOR: Nikdy nemyjte hlavní čerpadlovou jednotku (I-12); Nabíjecí kabel (I-10), USB adaptér (I-11) a vzduchová trubice (I-13), aby nedošlo k trvalému poškození produktu. Otřete vlhkým hadříkem a ihned osušte.

Krok 2 – Namočte na 5 minut do teplé vody, poté omyjte a opláchněte.

Krok 3 – Nechte díly uschnout na vzduchu. Pokud suché díly nepoužíváte, skladujte je na chladném místě.

Neskladujte mokré nebo vlhké díly.

KDY MYT A KDY STERILIZOVAT:

• PŘED PRVNÍM POUŽITÍM UMÝT A STERILIZOVAT: Silikonová nálevka (I-2); Části (I-3; I-5; I-6); Sada dudlíku (I-8) a lahvička na mléko (I-7).

• PO KAŽDÉM POUŽITÍ MYTÍ: Silikonová nálevka (I-2); Části (I-3; I-5; I-6); Sada dudlíku (I-8) a lahvička na mléko (I-7).

• STERILIZUJTE JEDNOU DENNĚ: Silikonový trychtýř (I-2); Části (I-3; I-5; I-6); Sada dudlíku (I-8) a lahvička na mléko (I-7).

Poznámka:

• Před prvním použitím nabijte pumpu pomocí USB kabelu a adaptéru po dobu 2 hodin.

• Buďte opatrní, abyste během čištění nepoškodili části soupravy pro materské mléko.

• Uchovávejte čerpací soupravu v čistém sáčku nebo nádobě až do dalšího použití.

• Důkladně si umyjte ruce.

VI. DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ

Vaše odsávací materského mléka obsahuje dobíjecí baterii. Pokud se baterie delší dobu nepoužívá, automaticky přejde do režimu skladování. Před uložením odsávacíky na delší dobu se ujistěte, že:

A – Vyčistěte součásti čerpadla; B – Vyčistěte čerpadlo; C – Ujistěte se, že je baterie pumpy plně nabitá.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud se odsávací materského mléka nezapne:

• Zkontrolujte, zda je čerpadlo zapojeno do funkční elektrické zásuvky.

• Zkontrolujte, zda kabel USB funguje na jiném zařízení.

Pokud je sání malé nebo žádné:

• Zkontrolujte, zda jsou namontovány všechny spoje a součásti čerpadla.

• Rozeberte a znovu smontujte čerpadlo. Ujistěte se, že všechny části jsou čisté a nepoškozené.

• Při mačkání se ujistěte, že silikonová nálevka je těsně a správně umístěna kolem prsu.

Pokud dojde k úniku mléka:

• Vypněte odsávací materského mléka a odpojte USB kabel.

• K otření odsávacíky použijte vlhký (ne mokrý) hadřík.

• Když jsou všechny součásti suché, smontujte je.

VII. SMĚRNICE PRO UCHOVÁVÁNÍ PRSŮ (PRO ZDRAVÁ MIMINKA).

2. pokojová teplota; 3. Chladí s ledem; 4. Lednička; 5. Mraznička; 6. 4-6 hodin při 19-26 °C (66-78° F); 7. 24 hodin při 15 °C (59° F); 8. 3-8 dní při 4 °C (39° F); 9. 6-12 měsíců při -18 – -20 °C (0 – -4° F).

Splňuje požadavky normy EN 14350, EN 55014, EN 61000.

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie. Prajem vám príjemný zážitok z používania našej inteligentnej elektrickej odsávačky mlieka.

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

- Bez BPA a kompatibilita: Pumpa a príslušenstvo sú vyrobené z materiálov bez BPA. Odsávačka je kompatibilná s väčšinou štandardných širokohrdlových dojčenských fľaš.
- Systém prevencie spätného toku: Uzavretý systém, ktorý zabráňuje vniknutiu materského mlieka do zariadenia. Chráni zariadenie pred poškodením a čisti materské mlieko.
- Mäkký silikónový lievik na prsia: Mäkký silikónový lievik, ktorý prispieva ku komfortu mamičky, znižuje tlak a podieľa sa na masáži prs na podporu stimulácie a optimalizácie toku materského mlieka.
- Dotykový displej: Dotykový displej, pamäť pre záznam posledných relácií a časovač pre jednoduché sledovanie.
- Uspokojenie rôznych potrieb: Funkcia masáž - 9 úrovní, funkcia Squeeze - 9 úrovní a funkcia Squeeze s nerovnomerným pumpovaním - 9 úrovní prevádzky.
- Tichá a ľahká: Tichá odsávačka mlieka umožňuje diskretné odsávanie kdekoľvek. Ľahká, prenosná, určená pre mamičky na cestách, ktoré odsávajú mlieko niekoľkokrát denne.
- USB nabíjateľná batéria: Odolná litiová batéria s 2 hodinovou výdržou batérie po úplnom nabití. Micro USB port so štandardným USB káblom na pripojenie k zdroju napájania.

I. KOMPONENTY PRODUKTU

1. Ochranný kryt (x2); 2. Silikónový lievik (x2); 3. Teleso čerpadla (x2); 4. Kryt telesa čerpadla (x2); 5. Silikónová membrána (x2); 6. Silikónový ventil (x4); 7. Fľaša (x2); 8. Súprava cumlíka (x2); 9. Držiak na fľašu (x2); 10. Nabíjací kábel; 11. USB adaptér; 12. Hlavná jednotka; 13. Vzduchová trubica.
- Technická špecifikácia: Vstupné napájanie: 110-240V 50-60Hz; Výstupné napájanie: 5V 1A; Veľkosť: 105x105x53mm; Hmotnosť: 275 g; Kapacita a typ batérie: 3,7V 1400mAh Li-ion.

II. MONTÁŽ PODÁVACIEHO ČERPADLA

1. Predtým, ako sa dotknete pumpy, príslušenstva a hrudníka, dôkladne si umyte ruky mydlom a vodou.
 2. Zatlačte silikónovú membránu a kryt do tela pumpy.
 3. Prítlačte silikónový lievik na telo pumpy.
 4. Vložte silikónový ventil do tela pumpy. Utiachnite fľašu s mliekom otáčaním v smere hodinových ručičiek, kým nebude tesná.
 5. Zatlačte vzduchovú hadičku do krytu telesa čerpadla a hlavnej jednotky. Stlačte dve rúry, ak zvolíte dvojité čerpanie. Dotknite sa obrazovky pre zapnutie pumpy.
- A- Jednorazové čerpanie; B- Dvojité čerpanie;
- Pred použitím skontrolujte súčasti odsávačky mlieka, či nie sú opotrebované alebo poškodené. V prípade potreby vymeňte.
 - Pred použitím vždy skontrolujte čistotu všetkých častí.
 - Aby sa predišlo poškodeniu, všetky súčasti čerpadla musia byť pred použitím úplne suché.

III. DIGITÁLNY DISPLEJ

1. Režim stlačenia s nerovnomerným čerpaním; 2. Režim masáže; 3. Indikátor batérie; 4. Tlačidlo napájania; 5. Tlačidlo zníženia sania; 6. Aktuálna úroveň; 7. Režim stlačenia; 8. Indikátor času; 9. Zmena režimu; 10. Tlačidlo na zvýšenie sania;
- Tlačidlo napájania: Podržaním na 2 sekundy zapnete alebo vypnete odsávačku mlieka.

1. Pumpa sa spustí v režime masáže. Upravte úroveň čerpania pomocou tlačidiel (-) (+), aby ste našli správnu úroveň pre vás. Masážna funkcia zahŕňa rýchly rytmus sania, aby sa stimuloval tok mlieka.
 2. Po dvoch minútach sa čerpadlo automaticky prepne do fázy vypúšťania. Upravte úroveň stlačenia pomocou tlačidiel (-) a (+), aby ste našli správnu úroveň. Ak mlieko tečie pred uplynutím týchto 2 minút, stlačením tlačidla zmeníte režim manuálneho prepínania na režim odsávania. Funkcia odsávania zahŕňa pomalší rytmus sania, aby sa mlieko úplne odsalo.
 3. V režime Squeeze zvyšujte sací výkon (pomocou tlačidla (+)), až kým nepocítite mierne nepohodlie (uistite sa, že necítite žiadnu bolesť), potom mierne znížte pomocou tlačidla (-).
 4. Keď sa tok mlieka zastaví, môžete prepnúť do režimu Squeeze s nerovnomerným odsávaním. Režim nerovnomerného čerpania má za cieľ spustiť ďalšie čerpanie kombináciou rýchlych a pomalých rytmov čerpania.
- Prevádzkové režimy: Masážny režim L1-L9; Režim stlačenia L1-L9; Režim zmykania s nerovnomerným čerpaním L1-L9.
- Indikátor batérie Zobrazuje zostávajúcu výdrž batérie. Nabíť odsávačku mlieka, keď je batéria vybitá.
- Indikátor času: Zobrazuje trvanie stlačenia. Pumpa sa automaticky vypne po 30 minútach používania.
- Krok 2 - Držte silikónový lievik a telo pumpy na prsiach pakom a ukazovákorn. Podporte prsník dľaňou.

IV. INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE

Krok 1 – Priložte silikónový lievik na prsia tak, aby bola bradavka správne vycentrovaná v otvore.

Krok 2 – Palcom a ukazovákom pridržte silikónový lievik a telo pumpy na prsiach. Podoprite si prsník dlanou.

Krok 3 – Zapnite pumpu stlačením tlačidla napájania a vyberte režim, ktorý uprednostňujete.

Krok 4 – Po použití vypnite odsávačku mlieka stlačením tlačidla napájania. Odskrutkujte fľašu s mliekom z tela pumpy. Nainštalujte súpravu cumlíka, ak sa chystáte dieťa ihneď nakrmiť odsatým mliekom. V ostatných prípadoch prenešte odsaté mlieko do obálky/nádoby na uskladnenie mlieka a uložte do chladničky alebo mrazničky.

V. POKYNY NA ČISTENIE

Pred prvým a po každom použití vyčistite!

Krok 1 – Demontujte všetky časti podľa obrázka I. Odstráňte kryt zo silikónového lievika. Demontujte telo pumpy, silikónový lievik, membránu, veko, ventil a fľašu. Opláchnite ochranný kryt (I-1); silikónový lievik (I-2); Telo čerpadla (I-3); Silikónová membrána (I-5); ventil (I-6); Súprava cumlíka (I-8); Fľaša (I-7) a držiak na fľašu (I-9) vo vlažnej vode.

UPOZORNENIE: Nikdy neumývajte jednotku hlavného čerpadla (I-12); Nabíjací kábel (I-10), USB adaptér (I-11) a vzduchová trubica (I-13), aby sa predišlo trvalému poškodeniu produktu. Utrite vlhkou handričkou a ihneď osušte.

Krok 2 – Namočte do teplej vody na 5 minút, potom umyte a opláchnite.

Krok 3 – Nechajte diely vyschnúť na vzduchu. Keď sa nepoužívajú suché diely, skladujte ich na chladnom mieste. Neskladujte mokré alebo vlhké časti.

KEDY PRAŤ A KEDY STERILIZOVAŤ:

• PRED PRVÝM POUŽITÍM UMÝVAŤ A STERILIZOVAŤ: Silikónový lievik (I-2); Časti (1-3; 1-5; 1-6); Súprava cumlíka (I-8) a fľaša na mlieko (I-7).

• PO KAŽDOM POUŽITÍ UMÝVANIE: Silikónový lievik (I-2); Časti (1-3; 1-5; 1-6); Súprava cumlíka (I-8) a fľaša na mlieko (I-7).

• STERILIZUJTE RAZ DENNE: Silikónový lievik (I-2); Časti (1-3; 1-5; 1-6); Súprava cumlíka (I-8) a fľaša na mlieko (I-7).

Poznámka:

- Pred prvým použitím nabíjajte pumpu pomocou USB kábla a adaptéra 2 hodiny.
- Dávajte pozor, aby ste počas čistenia nepoškodili časti súpravy materského mlieka.
- Súpravu pumpy skladujte v čistom vrecku alebo nádobe až do ďalšieho použitia.
- Dôkladne si umyte ruky.

VI. DLHODOBÉ SKLADOVANIE

Vaša odsávačka mlieka obsahuje nabíjateľnú batériu. Keď sa batéria dlhší čas nepoužíva, automaticky prejde do režimu skladovania. Pred uskladnením odsávačky mlieka na dlhší čas sa uistite, že:

A – Vyčistite súčasti čerpadla; B – Vyčistite čerpadlo; C – Uistite sa, že je batéria pumpy úplne nabitá.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak sa odsávačka mlieka nezapne:

- Skontrolujte, či je čerpadlo zapojené do fungujúcej elektrickej zásuvky.
- Skontrolujte, či kábel USB funguje na inom zariadení.

Ak je odsávanie malé alebo žiadne:

- Skontrolujte, či sú zmontované všetky spoje a komponenty čerpadla.
- Rozoberte a znovu zložte čerpadlo. Uistite sa, že všetky časti sú čisté a nepoškodené.
- Počas stlačania sa uistite, že silikónový lievik je tesne a správne umiestnený okolo prsníka.

Ak dôjde k úniku mlieka:

- Vypnite odsávačku mlieka a odpojte USB kábel.
- Na utieranie odsávačky mlieka použite vlhkú (nie mokrú) handričku.
- Keď sú všetky komponenty suché, zložte ich.

VII. POKYNY PRE UCHOVÁVANIE PRSNÍKOV (PRE ZDRAVÉ Bábätká).

2. Teplota miestnosti; 3. Chladí s ľadom; 4. chladnička; 5. mraznička; 6. 4-6 hodín pri 19-26 °C (66-78°F); 7. 24 hodín pri 15 °C (59°F); 8. 3-8 dní pri 4 °C (39°F); 9. 6-12 mesiacov pri -18 – -20 °C (0 – -4°F).

Spĺňa požiadavky normy EN 14350, EN 55014, EN 61000.

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg, hogy a jövőben könnyen ellenőrizhesse. Kellemes használati élményt kívánunk okos elektromos mellszívóinkkal.

A TERMÉK JELLEMZŐI

- BPA-mentes anyagok és kompatibilis: A szivattyú és a tartozékok BPA-mentes anyagokból készülnek. A csatlakozó a legtöbb szabványos cumisíveggel kompatibilis.
- Visszafojtás elleni védelem: Zárt rendszer, amely megakadályozza, hogy az anyatej visszajusson a pumpába, megelőzve a fertőzést és a tej frissességét.
- Szuperpuha szilikon mellvédő: A rugalmas, ultrapuha szilikon mellvédő kényelmes érzés, csökkenti a nyomást és segít a mell masszírozásában, hogy elősegítse a leeresztést és optimalizálja a tejáramlást.
- Intelligens érintőképernyős technológia: A digitális kijelző memóriagombbal, időzítővel és háttérvilágítással rendelkezik a pumpa munkameneteinek egyszerű nyomon követéséhez és rögzítéséhez.
- Különböző igények kielégítése: 9 fokozatú masszázsmód és 9 fokozatú pumpáló mód és 9 szintű bionikus mód.
- Csendes és könnyű: A csendes mellszívó bárhol diszkrét pumpálást tesz lehetővé. Könnyű, hordozható pumpa az úton lévő anyukák számára, akik naponta többször pumpálnak.
- Nagy akkumulátorkapacitás: Nagy kapacitású újratölthető lítium akkumulátort használ, teljesen feltöltött állapotban 2 órán keresztül használható, nem kell hálózati tápegységhez csatlakoztatni. Az anyukák bárhol és bármikor élvezhetik a pumpálást.

I. TERMÉK ÖSSZETEVŐI

1. Porvédő sapka (x2); 2. Szilikon pajzs (x2); 3. Csatlakozó (x2); 4. Membránsapka (x2); 5. Szilikon membrán (x2); 6. Szilikon szelep (x4); 7. Mtejes íveg (x2); 8. Mellbimbó készlet (x2); 9. Palack alap (x2); 10. Töltőkábel; 11. USB adapter; 12. Fő egység; 13. Légcső
- Műszaki specifikáció: Teljesítmény: 110-240V 50-60Hz; Kimenet: 5V 1A; Méret: 105*105*53mm; Súly: 275 g; Akkumulátor kapacitása és típusa: 3,7V 1400 mAh Li-ion.

II. A MELLPUMPÁJA ÖSSZESZERELÉSE

1. Alaposan mosson kezet szappannal és vízzel, mielőtt hozzáér a mellszívóhoz, a mellszívó készlethez és a melhez.
 2. Nyomja be a szilikon membránt és a kupakot a csatlakozóba.
 3. Nyomja a mellvédőt a csatlakozóra.
 4. Helyezze a szelepet a csatlakozóba. Rögzítse a tejesíveget a csatlakozóba úgy, hogy az óramutató járásával megegyező irányba forgatja szorosra.
 5. Nyomja be a csövet a kupakba és a főegységbe. Nyomja meg két csövet, ha a kétoldalas szivattyúzást választja. Érintse meg a képernyőt a fő egység bekapcsolásához.
- A- Egyoldali szivattyúzás; B- Kétoldali szivattyúzás;
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a mellszívó készlet alkatrészei nem koptak vagy sérültek-e. Szükség esetén cserélje ki.
 - Használat előtt mindig ellenőrizze az összes alkatrész tisztaságát.
 - A mellszívó károsodásának elkerülése érdekében minden alkatrésznek teljesen száraznak kell lennie használat előtt.

III. IKON KIJELZŐ

1. Bionik mód; 2. Masszázs üzemmód 3. Elemjelző; 4. Bekapcsoló gomb; 5. Szíváscsökkenés; 6. Szívási szint; 7. Szivattyúzási mód; 8. Időjelző; 9. Üzem módváltás; 10. Szívásnövelés;

Bekapcsológomb Nyomja meg 2 másodpercig a mellszívó bekapcsolásához vagy kikapcsolásához.

1. A mellszívó Masszázs módban indul. Állítsa be a szivattyúzási szintet a (-)/(+) gombok segítségével, hogy megtalálja a kényelmes szintet.
2. A Masszázs mód az éhgyomri szívószivattyú ritmusa, amely serkenti a tejáramlást.
3. Két perc elteltével a pumpa automatikusan átvált Pumping módba. Állítsa be a szivattyúzási szintet a (-)/(+) gombokkal, hogy megtalálja a szivattyúzás maximális kényelmes szintjét. Ha a két perc előtt elkezd folyni, nyomja meg az Üzem módváltás gombot a Pumping módba való manuális váltáshoz.
4. A Pumping Mode lassabb szívási/szivattyúzási ritmust biztosít a finom és hatékony tejteltávolítás érdekében, miután a tej elkezd folyni.
5. 3.0 Miután pumpálási módban pumpál, növelje a sebességet/vákuumot (+), amíg a szivattyúzás kissé kényelmetlennek nem tűnik (nem fájdalmas), majd csökkentse kissé a (-) gomb segítségével.
6. Amikor a tej áramlása leáll, átkapcsolhat Bionik módra. A Bionik Mode célja, hogy a gyors és lassú pumpálási ritmusok kombinálásával újabb csillapítást váltson ki.

Módok: Masszázs mód L1-L9; L1-L9 szivattyúzási mód; Bionik L1-L9.

Akkumulátor visszajelző: Az akkumulátor hátralévő élettartamát jelzi. Töltse fel a mellszívót, ha az akkumulátor lemerült.

IV. A MELLPUMPÁJA MŰKÖDTETÉSE

1. lépés – Helyezze a mellvédőt a mellére úgy, hogy a mellbimbója megfelelően az alagút közepébe kerüljön.
2. lépés – Tartsa a mellvédőt és a csatlakozót a melléhez a hüvelykujjával és a mutatóujjával. Támassza meg a mellét a tenyerével.
3. lépés: Kapcsolja be a mellszívót a bekapcsológomb megérintésével, és válassza ki a kívánt üzemmódot.
4. lépés – Kapcsolja ki a mellszívót a bekapcsológomb megnyomásával. Vegye ki az üveget a csatlakozóból. Szerelje fel a mellbimbókészletet, ha azonnal eteti a bábát, vagy töltsé át a frissen lefejt tejet egy tejtároló zacskóba/tartályba, és tárolja fagyasztóban vagy hűtőszekrényben.

V. TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK

Először használjon először és minden használat után mossa le!

1. lépés – Szerelje szét az összes alkatrészt az I. részben látható módon. Távolítsa el a kupakot a mellvédőről. Válassza le a csatlakozót a mellvédőről, a membránról, a kupakról, a szelepről és a palackról. Öblítse le a porvédő sapkát (I-1); Szilikon pajzs (I-2); Csatlakozó (I-3); Szilikon membrán (I-5); Szelep (I-6); Mellbimbókészlet (I-8); Tejpalack (I-7) és Palack alap (I-9) hideg vízben. MEGJEGYZÉS: Soha ne mossa a főegységet (I-12); Töltőkábel (I-10), USB adapter (I-11) és Airtube (I-13) a termék maradandó károsodásának elkerülése érdekében. Törölje le nedves (nem nedves) ruhával, és azonnal szárítsa meg.
 2. lépés – Áztassa 5 percig meleg vízben, majd mossa le és öblítse le.
 3. lépés – Hagyja az alkatrészeket levegőn megszáradni. Használaton kívül tárolja a száraz részeket hűvös helyen.
- Ne tároljon nedves vagy nyirkos alkatrészeket

MOSÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS MIKOR:

- ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT MOSÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS: a mellvédőt (I-2); Mellszívó készlet (I-3; I-5; I-6); Mellbimbókészlet (I-8) és Tejpalack (I-7).
- MINDEN HASZNÁLATI MOSÁS UTÁN: a mellvédő (I-2); Mellszívó készlet (I-3; I-5; I-6); Mellbimbókészlet (I-8) és Tejpalack (I-7).
- NAPI EGYSZER fertőtlenítés: a mellvédő (I-2); Mellszívó készlet (I-3; I-5; I-6); Mellbimbókészlet (I-8) és Tejpalack (I-7).

Jegyzet:

- Az első használat előtt töltsé a mellszívó akkumulátorát 2 órány keresztül úgy, hogy a pumpát az USB-csatlakozóval áramforráshoz csatlakoztatja. A teljesen feltöltött akkumulátor ikon megjelenik a kijelzőn, amikor a töltés befejeződött.
- Ügyeljen arra, hogy tisztítás közben ne sértse meg a mellszívó készlet egyes részeit.
- Tárolja a száraz mellszívó készletet tiszta zacskóban vagy tartályban a következő használatig.
- Általában mosson kezet.

VI. HOSSZANTARTÓ TÁROLÁS

A mellszívó újratölthető elemet tartalmaz. A mellszívó megőrzése érdekében, ha hosszabb ideig nem használja, automatikusan átvált tárolási módba. Mielőtt a mellszívót huzamosabb ideig tárolná, ne fedje le:

A – Tisztítsa meg a mellszívó készletet B – Tisztítsa meg a mellszívót C – Győződjön meg arról, hogy a mellszívó akkumulátora teljesen fel van töltve.

HIBAEHÁRÍTÁS

Ha a mellszívó nem kapcsol be:

- Ellenőrizze, hogy a mellszívó működő elektromos aljzatba van-e csatlakoztatva.
 - Ellenőrizze, hogy az USB-kábel működik-e egy másik eszközzel.
- Ha alacsony vagy nincs szívás:
- Ellenőrizze, hogy minden mellszívó csatlakozás biztonságos-e.
 - Szerelje szét és szerelje össze a szivattyú gépegységet. Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész tiszta és nem sérült.
 - Szívás közben ügyeljen arra, hogy a mellvédő teljesen le legyen zárva a mell körül.

Ha túlfolyik az anyatej:

- Kapcsolja ki a mellszívót, és húzza ki az USB-kábelt a konnektorból.
- Nedves (nem nedves) kendővel törölje le a mellszívót.
- Amikor minden alkatrész megszáradt, szerelje össze újra.

VII. FRISSEN EXPOZÍCIÓT ANYATEJ TÁROLÁSI IRÁNYELVEK (EGÉSZÉSGES KIADÁSRA VONATKOZÓ CSECSEMÉKRE).

2. Szobahőmérséklet; 3. Hűtőjégsomaggal; 4. Hűtőszekrény; 5. Fagyasztó; 6. 4-6 óra 19-26 °C-on (66-78°F); 7. 24 óra 15 °C-on (59°F); 8. 3-8 nap 4 °C-on (39°F); 9. 6-12 hónapig -18~-20° C-on (0~-4°F).

Megfelel az EN 14350, EN 55014, EN 61000 szabványoknak.

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν το χρησιμοποιήσετε και κρατήστε το για εύκολο έλεγχο στο μέλλον. Εύχομαι να έχετε μια ευχάριστη εμπειρία χρήσης με το έξυπνο ηλεκτρικό θηλάστρο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Υλικό χωρίς BPA & Συμβατό: Η αντλία και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από υλικά χωρίς BPA. Ο σύνδεσμος είναι συμβατός με τα περισσότερα τυπικά μπιμπερό.
- Σχεδιασμός προστασίας από την αντίστροφη ροή: Κλειστό σύστημα για την αποφυγή επιστροφής του μητρικού γάλακτος στην αντλία, την πρόληψη μόλυνσης και τη διατήρηση φρέσκου γάλακτος.
- Σούπερ μαλακή ασπίδα στήθους ολικόνης: Η εύκαμπτη, εξαιρετικά μαλακή ασπίδα στήθους ολικόνης προσφέρει άνετη αίσθηση, μειώνει την πίεση και βοηθά στο μασάζ στο στήθος για την προώθηση της απογοίτευσης και τη βελτιστοποίηση της ροής του γάλακτος.
- Τεχνολογία έξυπνης οθόνης αφής: Η ψηφιακή οθόνη διαθέτει κουμπι μνήμης, χρονοδιακόπτη και οπίσθιο φωτισμό για εύκολη παρακολούθηση και καταγραφή περιόδων αντλίας.
- Καλύπτει διαφορετικές ανάγκες: 9 επίπεδα λειτουργία μασάζ & 9 επίπεδα λειτουργία άντλησης & 9 επίπεδα λειτουργία Bionic.
- Αθόρυβο και ελαφρύ: Το αθόρυβο θηλάστρο επιτρέπει τη διακριτική άντληση οπουδήποτε. Ελαφριά, φορητή αντλία σχεδιασμένη για μητέρες εν κινήσει που αντλούν πολλές φορές την ημέρα.
- Μεγάλη χωρητικότητα μπαταρίας: Χρησιμοποιεί επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου μεγάλης χωρητικότητας, πλήρως φορτισμένη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 2 ώρες, δεν χρειάζεται να συνδεθεί με εναλλασσόμενο ρεύμα. Οι μπαταρίες μπορούν να απολαμβάνουν την άντληση οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή.

I. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Καπάκι σκόνης (x2); 2. Ασπίδα ολικόνης (x2); 3. Βύσμα (x2); 4. Καπάκι διαφράγματος (x2); 5. Διάφραγμα ολικόνης (x2); 6. Βαλβίδα ολικόνης (x4); 7. Μπουκαλί γάλακτος (x2); 8. Σετ θηλής (x2); 9. Βάση μπουκαλιού (x2); 10. Καλώδιο φόρτισης. 11. Προσαρμογέας USB. 12. Κύρια μονάδα. 13. Airtube
Τεχνική προδιαγραφή: Ισχύς σε: 110-240V 50-60Hz; Έξοδος: 5V 1A; Μέγεθος: 105*105*53mm; Βάρος: 275g; Χωρητικότητα και τύπος μπαταρίας: 3,7V 1400mAh Li-ion.

II. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΗΘΗΚΟΥ ΣΑΣ

1. Πλύνετε καλά τα χέρια με σαπούνι και νερό πριν αγγίξετε το θηλάστρο, το kit θηλάστρου και το στήθος.
 2. Πιέστε το διάφραγμα και το καπάκι ολικόνης μέσα στον σύνδεσμο.
 3. Σπρώξτε το θωρακικό κάλυμμα πάνω στον σύνδεσμο.
 4. Τοποθετήστε τη βαλβίδα στον σύνδεσμο. Κλειδώστε το μπουκαλί γάλακτος στον σύνδεσμο περιστρέφοντας δεξιόστροφα μέχρι να σφίξει.
 5. Σπρώξτε το σωλήνα μέσα στο πώμα/τα και στην κύρια μονάδα. Πιέστε δύο σωλήνες εάν επιλέξετε άντληση διπλής πλευράς. Πατήστε την οθόνη για να ενεργοποιήσετε την κύρια μονάδα.
- A-Μονοπλευρική άντληση. B-Διπλής πλευράς άντληση.
- Ελέγξτε τα εξαρτήματα του kit θηλάστρου για φθορά ή ζημιά πριν από τη χρήση. Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται.
 - Ελέγχετε πάντα όλα τα εξαρτήματα πριν από τη χρήση για καθαριότητα.
 - Για να αποφυγείτε ή ζημιά στο θηλάστρο, όλα τα εξαρτήματα πρέπει να είναι εντελώς στεγνά πριν από τη χρήση.

III. ΘΘΝΗ ΕΙΚΟΝΙΩΩΥ

1. Βιονική λειτουργία. 2. Λειτουργία μασάζ. 3. Ένδειξη μπαταρίας. 4. Κουμπι λειτουργίας. 5. Μείωση αναρρόφησης. 6. Επίπεδο αναρρόφησης. 7. Λειτουργία άντλησης. 8. Ένδειξη χρόνου. 9. Άλληγή τρόπου λειτουργίας. 10. Αύξηση αναρρόφησης;
Κουμπι λειτουργίας Πατήστε 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το θηλάστρο.

1. Το θηλάσμά σας θα ξεκινήσει σε λειτουργία μασάζ. Ρυθμίστε το επίπεδο άντλησης χρησιμοποιώντας τα κουμπιά (-)(+) για να βρείτε ένα άνετο επίπεδο. Η λειτουργία μασάζ είναι ο ρυθμός της αντλίας αναρρόφησης η οποία, που διεγείρει τη ροή του γάλακτος.
2. Μετά από δύο λεπτά, η αντλία σας θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία άντλησης. Ρυθμίστε το επίπεδο άντλησης χρησιμοποιώντας τα κουμπιά c-)(+) για να βρείτε το μέγιστο άνετο επίπεδο άντλησης. Εάν το γάλα σας αρχίσει να ρέει πριν από δύο λεπτά, πατήστε το κουμπι αλλαγής λειτουργίας για να μεταβείτε χειροκίνητα στη λειτουργία άντλησης.
Η λειτουργία άντλησης είναι πιο αργός ρυθμός απορρόφησης/άντλησης για απαλή και αποτελεσματική αφαίρεση γάλακτος μετά την έναρξη της ροής του γάλακτος.
- 3.0 Αφού αντλείτε στη λειτουργία άντλησης, αυξήστε την ταχύτητα/κενό (+) έως ότου η άντληση να αισθανθεί ελαφρώς άβολη (όχι επώδυνη), στη συνέχεια μειώστε ελαφρά χρησιμοποιώντας το κουμπι (-).
4. Μπορείτε να μεταβείτε στη λειτουργία Bionic όταν σταματήσει η ροή του γάλακτος. Η λειτουργία Bionic Mode στοχεύει να προκαλέσει άλλη μια απογοίτευση συνδυάζοντας γρήγορους και αργούς ρυθμούς άντλησης.
Λειτουργίες: Λειτουργία μασάζ L1-L9; Λειτουργία άντλησης L1-L9; Bionic L1-L9.
Ένδειξη μπαταρίας: Υποδεικνύει την υπολειπόμενη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Φορτίστε το θηλάστρο όταν η μπαταρία είναι χαμηλή.

IV. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΗΘΗΚΟΥ ΣΑΣ

Βήμα 1- Τοποθετήστε την ασπίδα στήθους στο στήθος σας έτσι ώστε η θηλή σας να είναι σωστά κεντραρισμένη στο τούνελ.

Βήμα 2- Κρατήστε την ασπίδα στήθους και τον σύνδεσμο πάνω στο στήθος σας με τον αντίχειρα και τον δείκτη σας. Στήριξτε το στήθος σας με την παλάμη του χεριού σας.

Βήμα 3- Ενεργοποιήστε το θήλαστρο πατώντας το κουμπί λειτουργίας και επιλέξτε τη λειτουργία που προτιμάτε.

Βήμα 4- Απενεργοποιήστε το θήλαστρο πατώντας το κουμπί λειτουργίας. Αφαιρέστε το μπουκάλι από το βύσμα. Τοποθετήστε το σετ θηλής εάν πρόκειται να ταισέτε το μωρό αμέσως ή μεταφέρετε το φρέσκο εκτριμμένο γάλα σε μια σακούλα/δοχείο αποθήκευσης γάλακτος και αποθηκεύστε το σε κατάψυξη ή ψυγείο.

V. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Πλύνετε πριν την πρώτη και μετά από κάθε χρήση!

Βήμα 1- Αποσυναρμολογήστε όλα τα μέρη όπως φαίνεται στο Ι. Αφαιρέστε το καπάκι από την ασπίδα στήθους. Διαχωρίστε τη φιάα από την ασπίδα στήθους, το διάφραγμα, το καπάκι, τη βαλβίδα και τη φιάλη. Ξεπλύνετε το καπάκι σκόνης (I-1). Ασπίδα σιλκόννης (I-2); Σύνδεσμος (I-3); Διάφραγμα σιλκόννης (I-5); Βαλβίδα (I-6); Σετ θηλής (I-8); Μπουκάλι γάλακτος (I-7) και βάση μπουκαλιού (I-9) σε δροσερό νερό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην πλένετε ποτέ την κύρια μονάδα (I-12). Καλώδιο φόρτισης (I-10), προσαρμογέας USB (I-11) και Airtube (I-13) για την αποφυγή μόνιμης ζημιάς στο προϊόν. Σκουπίστε με ένα υγρό πανί (όχι βρεγμένο) και στεγνώστε αμέσως.

Βήμα 2- Μουλιάστε σε ζεστό νερό για 5 λεπτά, στη συνέχεια πλύνετε και ξεπλύνετε.

Βήμα 3- Αφίστε τα μέρη να στεγνώσουν στον αέρα. Αποθηκεύστε τα στεγνά μέρη σε δροσερό μέρος όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.

Μην αποθηκεύετε υγρά ή υγρά μέρη

ΠΟΤΕ ΝΑ ΠΛΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΛΥΝΕΤΑΙ

- ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΥΝΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΕΙΤΕ: την ασπίδα στήθους (I-2). Κιτ αντλίας στήθους (I-3; I-5; I-6); Σετ θηλής (I-8) και μπουκάλι γάλακτος (I-7).
- ΜΕΤΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΠΛΥΣΗ: η ασπίδα στήθους (I-2). Κιτ αντλίας στήθους (I-3; I-5; I-6); Σετ θηλής (I-8) και μπουκάλι γάλακτος (I-7).
- ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΣΥΝΕΣΗ: η ασπίδα του μαστού (I-2). Κιτ αντλίας στήθους (I-3; I-5; I-6); Σετ θηλής (I-8) και μπουκάλι γάλακτος (I-7).

Σημειώσεις:

- Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε την μπαταρία του θηλαστρού για 2 ώρες συνδέοντας την αντλία σε μια πηγή ρεύματος με την υποδοχή USB. Το εικονίδιο μπαταρίας θα εμφανιστεί πλήρως φορτισμένο στην οθόνη όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.
- Προσέξτε να μην καταστρέψετε μέρη του κιτ θηλαστρού κατά τον καθαρισμό.
- Αποθηκεύστε το σετ ξηρού θηλαστρού σε καθαρή τσάντα ή δοχείο μέχρι την επόμενη χρήση.
- Πλένετε καλά τα χέρια.

VI. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το θήλασμά σας περιέχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Για να διατηρήσετε το θήλασμά σας, όταν δεν το χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία αποθήκευσης. Πριν αποθηκεύσετε το θήλασμά σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, θυμηθείτε να:

A - Καθαρίστε κιτ θηλαστρού B - Καθαρίστε το θήλαστρο C - Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία του θηλαστρού είναι πλήρως φορτισμένη.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν το θήλαστρο δεν ανάβει:

- Ελέγξτε εάν το θήλαστρο είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτρική πρίζα που λειτουργεί.
- Ελέγξτε εάν το καλώδιο USB λειτουργεί, χρησιμοποιώντας άλλη συσκευή.

Εάν υπάρχει χαμηλή ή καθόλου αναρρόφηση:

- Ελέγξτε εάν όλες οι συνδέσεις του θηλαστρού είναι ασφαλείς.
- Αποσυναρμολογήστε και συναρμολογήστε το σετ αντλίας. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κομμάτια είναι καθαρά και δεν έχουν υποστεί ζημιά.
- Κατά την άντληση, βεβαιωθείτε ότι η ασπίδα στήθους είναι πλήρως σφραγισμένη γύρω από το στήθος σας.

Εάν υπάρχει υπερχέλιση μητρικού γάλακτος:

- Απενεργοποιήστε το θήλαστρο και αποσυνδέστε το καλώδιο USB από την πρίζα.
- Χρησιμοποιήστε ένα υγρό (όχι βρεγμένο) πανί για να σκουπίσετε το θήλαστρο.
- Όταν όλα τα εξαρτήματα στεγνώσουν, συναρμολογήστε ξανά.

VII. ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΟΥ (ΓΙΑ ΜΩΡΗ ΘΕΡΜΙΟΥ ΥΠΟΥ).

2. Θερμοκρασία δωματίου. 3. Ψύκτη με παγοκύστη. 4. Ψυγείο? 5. Καταψύκτη? 6. 4-6 ώρες στους 19-26 °C (66-78°F). 7. 24 ώρες στους 15 °C (59°F). 8. 3-8 ημέρες στους 4 °C (39°F). 9. 6-12 μήνες στους -18- -20°C (0- -4°F).

Συμμορφώνεται με τα πρότυπα EN 14350, EN 55014, EN 61000.

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride kolayca kontrol etmek için saklayın. Akıllı elektrikli göğüs pompamızla keyifli bir kullanım deneyimi yaşamanız dileğiyle.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- BPA içermeyen malzemeler ve Uyumlu: Pompa ve aksesuarlar BPA içermeyen malzemelerden yapılmıştır. Konektör, çoğu standart biberonla uyumludur.
- Geri akış önleyici koruma tasarımı: Anne süütünün pompaya geri gitmesini önlemek, enfeksiyonu önlemek ve süti taze tutmak için kapalı sistem.
- Süper yumuşak silikon göğüs kalkanı: Esnek, ultra yumuşak silikon göğüs kalkanı rahat hissettirir, basıncı azaltır ve memenin boşalmasını teşvik etmek ve süt akışını optimize etmek için masajı yardımcı olur.
- Akıllı dokunmatik ekran teknolojisi: Dijital ekran, pompa oturumlarını kolay izleme ve kaydetme için bir hafıza düğmesi, zamanlayıcı ve arka ışık içerir.
- Farklı ihtiyaçları karşılayın: 9 seviye Masaj modu & 9 seviye Pompalama modu & 9 Seviye Biyonik mod.
- Sessiz ve Hafif: Sessiz göğüs pompası, her yerde sağduyulu pompalama sağlar. Günde birkaç kez pompalayan, hareket halindeki anneler için tasarlanmış hafif, taşınabilir pompa.
- Büyük pil kapasitesi: Büyük kapasiteli, şarj edilebilir bir lityum pil kullanır, tam şarjlı 2 saat kullanılabilir, AC gücüne bağlanmaya gerek yoktur. Anneler her zaman her yerde pompalamanın keyfini çıkarabilir.

I. ÜRÜN BİLEŞENLERİ

1. Toz kapağı (x2); 2. Silikon kalkan (x2); 3. Konektör (x2); 4. Diyafram başlığı (x2); 5. Silikon diyafram (x2); 6. Silikon valf (x4); 7. Süt şişesi (x2); 8. Meme seti (x2); 9. Şişe tabanı (x2); 10. Şarj kablosu; 11. USB adaptörü; 12. Ana ünite; 13. Hava Tüpü
- Teknik Özellikler: Güç: 110-240V 50-60Hz; Güç Çıkışı: 5V 1A; Boyut: 105*105*53mm; Ağırlık: 275g; Pil kapasitesi ve türü: 3.7V 1400mAh Li-ion.

II. MEME POMPANIZIN MONTAJI

1. Göğüs pompasına, göğüs pompası setine ve memeye dokunmadan önce ellerinizi sabun ve suyla iyice yıkayın.
 2. Silikon diyaframı ve kapağı konektöre bastırın.
 3. Göğüs kalkanını konektöre doğru itin.
 4. Vanaı konektöre yerleştirin. Süt şişesini sıkıştıracaya kadar saat yönünde çevirerek konektöre kilitleyin.
 5. Tüpü kapaklara ve ana üniteye doğru itin. Çift taraflı pompalamayı seçerseniz iki boruyu itin. Ana üniteyi açmak için ekrana dokunun.
- A- Tek taraflı pompalama; B- Çift taraflı pompalama;
- Kullanmadan önce göğüs pompası kiti bileşenlerinde aşınma veya hasar olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse değiştirin.
 - Kullanımdan önce her zaman temizlik için tüm parçaları inceleyin.
 - Göğüs pompasının hasar görmesini önlemek için kullanımdan önce tüm bileşenlerin tamamen kuru olması gerekir.

III. İKON EKRANI

1. Biyonik mod; 2. Masaj modu 3. Pil Göstergesi; 4. Güç düğmesi; 5. Emme azaltma; 6. Emme seviyesi; 7. Pompalama modu; 8. Zaman göstergesi; 9. Mod değişikliği; 10. Emme artışı;
- Güç düğmesi Göğüs pompasını açmak veya kapatmak için 2 saniye basın.

1. Göğüs pompanız Masaj Moduna başlayacaktır. Rahat bir seviye bulmak için (-)(+) düğmelerini kullanarak pompalama seviyesini ayarlayın.
- Masaj Modu, süt akışını uyaran oruç emme pompası ritimidir.

2. İki dakika sonra pompanız otomatik olarak Pompalama Moduna geçecektir. Maksimum rahat pompalama seviyenizi bulmak için (-)(+) düğmelerini kullanarak pompalama seviyesini ayarlayın. Sütitünüz iki dakikadan önce akmaya başlarsa, Pompa Moduna manuel olarak geçmek için Mod değiştirme düğmesine basın.

Pompalama Modu, süt akmaya başladıktan sonra sütitin nazik ve verimli bir şekilde alınması için daha yavaş emme/pompalama ritmidir.

- 3.0 Pompalama Modunda pompalama yaptığınızda, pompalama biraz rahatsız olana (acı vermeden) kadar hız/vakumu (+) artırın, ardından (-) düğmesini kullanarak biraz azaltın.

4. Süt akışı durduğunda Biyonik Moda geçebilirsiniz. Bionic Mode, hızlı ve yavaş pompalama ritimlerini birleştirerek başka bir hayal kurgusunu tetiklemeyi amaçlıyor.

Modlar: Masaj Modu L1-L9; Pompalama Modu L1-L9; Biyonik L1-L9.

- Pil Göstergesi: Kalan pil ömrünü gösterir. Pil azaldığında lütfen göğüs pompasını şarj edin.

IV. MEME POMPANINIZI ÇALIŞTIRMA

Adım 1- Göğüs siperini meme ucunuz tünelde düzgün bir şekilde ortalananak şekilde göğsünüze yerleştirin.

Adım 2- Başparmağınız ve işaret parmağınızla göğüs koruyucusunu ve konektörü göğsünüze tutun. Avucunuzun içiyle göğsünüzü destekleyin.

Adım 3- Güç düğmesine dokunarak göğüs pompasını açın ve tercih ettiğiniz modu seçin.

Adım 4- Güç düğmesine basarak göğüs pompasını kapatın. Şişeyi konektörden çıkartın. Bebeği hemen besleyecekseniz veya sağlanmış taze sütü bir sütte sakladığınız torbasına/kabına aktaracaksınız meme setini takın ve dondurucuda veya buzdolabında saklayın.

V. TEMİZLİK TALİMATLARI

İlk kullanımdan önce ve her kullanımdan sonra yıkayınız!

Adım 1- Tüm parçaları fide gösterildiği gibi sökün. Göğüs kalkanından kapağı çıkartın. Konektörü göğüs kalkanından, diyaframdan, kapaktan, valften ve şişeden ayırın. Toz kapağını (I-1) durulayın; Silikon kalkan (I-2); Konektör (I-3); Silikon diyafram (I-5); Valf (I-6); Meme seti (I-8); Süt şişesi (I-7) ve Şişe tabanı (I-9) soğuk suda. NOT: Ana üniteyi (I-12) asla yıkamayın; Üründe kalıcı hasar oluşmasını önlemek için şarj kablosu (I-10), USB adaptörü (I-11) ve Airtube (I-13). Nemli bir bezle (Islak değil) silin ve hemen kurulayın.

Adım 2- İlk suda 5 dakika bekletin, ardından yıkayın ve durulayın.

Adım 3- Parçaları kurumaya bırakın. Kullanılmadığı zaman kuru parçaları serin bir yerde saklayın.

Islak veya nemli parçaları saklamayın

NE ZAMAN YIKAMALI VE SANİTASYON YAPILMALI:

- İLK KULLANIMDAN ÖNCE YIKAMA VE SANİTASYON YAPMA: Göğüs koruması (I-2); Göğüs pompası seti (I-3; I-5; I-6); Meme seti (I-8) ve Süt şişesi (I-7).
- HER KULLANIMDAN SONRA YIKAMA: Göğüs koruması (I-2); Göğüs pompası seti (I-3; I-5; I-6); Meme seti (I-8) ve Süt şişesi (I-7).
- GÜNDE BİR KEZ TEMİZLEYİN: Göğüs kalkanı (I-2); Göğüs pompası seti (I-3; I-5; I-6); Meme seti (I-8) ve Süt şişesi (I-7).

Not:

- İlk kullanımdan önce, pompayı USB konektörü ile bir güç kaynağına bağlayarak göğüs pompası pilini 2 saat şarj edin. Şarj işlemi tamamlandığında pil simgesi ekranda tam olarak şarj edilmiş olarak görünecektir.
- Temizlik sırasında göğüs pompası kitinin parçalarına zarar vermemeye dikkat edin.
- Kuru göğüs pompası kitini bir sonraki kullanıma kadar temiz bir torba veya kaptaki saklayın.
- Ellerinizi iyice yıkayın.

VI. UZUN SÜRELİ DEPOLAMA

Göğüs pompanız şarj edilebilir bir pil içerir. Göğüs pompanız uzun süre kullanılmadığında korumak için, otomatik olarak depolama moduna geçecektir. Göğüs pompanız uzun süre saklamadan önce şunları unutmayın:

A - Göğüs pompası kitini temizleyin B - Göğüs pompasını temizleyin C - Göğüs pompası pilinin tamamen şarj olduğundan emin olun.

SORUN GİDERME

Göğüs pompası açılmıyorsa:

- Göğüs pompasının çalışan bir elektrik prizine takılı olup olmadığını kontrol edin.
- Başka bir cihaz kullanarak USB kablusunun çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- Emiş düşüşse veya hiç yoksa:
- Tüm göğüs pompası bağlantılarının sağlam olup olmadığını kontrol edin.
- Pompa setini söküp ve monte edin. Tüm parçaları temiz ve hasarlı olmadığından emin olun.
- Pompalarken, göğüs koruyucunun göğsünüzün etrafını tamamen kapattığından emin olun.

Anne sütü taşması varsa:

- Göğüs pompasını kapatın ve USB kablusunu elektrik prizinden çıkartın.
- Göğüs pompasını silmek için nemli (Islak olmayan) bir bez kullanın.
- Tüm bileşenler kurduğunda tekrar monte edin.

VII. TAZE SAĞLANMIŞ ANNE SÜTÜ SAKLAMA YÖNERGELERİ (SAĞLIKLI DÖNEM BEBEKLER İÇİN).

2. Oda sıcaklığı; 3. Buz paketi ile soğutucu; 4. Buzdolabı; 5. Dondurucu; 6. 19-26 °C'de (68-78°F) 4-6 saat; 7. 15 °C'de (59°F) 24 saat; 8. 4 °C'de (39°F) 3-8 gün; 9. -18--20° C'de (0--4°F) 6-12 ay.

EN 14350, EN 55014, EN 61000 ile uyumludur.

شكرا لك على شراء منتجنا. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام والاحتفاظ به لسهولة فحصه في المستقبل. أتمنى لك تجربة استخدام ممتعة مع مضخة الثدي الكهربائية الذكية.

مو اصفات المنتج

الموصل متوافق مع معظم رضاعات BPA. ومتوافقة: المضخة والملحقات مصنوعة من مواد خالية من مادة BPA • مواد خالية من مادة الأطفال القياسية.

- تصميم حماية ضد التدفق العكسي: نظام مغلق لمنع حليب الأم من الرجوع إلى المضخة ، ومنع العدوى ، والحفاظ على الحليب طازجا.
- درع سيليكون فائق النعومة للثدي: يشعرك درع الثدي المرن والفاقد النعومة بالراحة ويقلل الضغط ويساعد على تدليك الثدي لتعزير الحمول وتخصيف الثدي الحليب.
- تقنية شاشة الممس الذكية: تتميز الشاشة الرقمية بزر ذاكرة ، ومؤقت وإضاءة خلفية لسهولة تتبع وتسجيل جلسات الضخ.
- تعبئة الاحتياجات المختلفة: ٩ مستويات وضع التدليك و ٩ مستويات وضع الضخ و ٩ مستويات وضع الكترولوني.
- هادئة وخفيفة الوزن: تسمح مضخة الثدي الهادئة بالضخ في أي مكان. مضخة محمولة خفيفة الوزن مصممة للامهات أثناء التنقل اللاني
- بضضن عدة مرات في اليوم.
- سعة بطارية كبيرة: تستخدم بطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن ذات سعة كبيرة ، ويمكن استخدامها مشحونة بالكامل لمدة ساعتين ، دون الحاجة إلى الاتصال ببطاقة التيار المتردد. يمكن للامهات الاستمتاع بالضخ في أي مكان وفي أي وقت.

١. مكونات المنتج

6 ؛ 5 (x2) غشاء سيلكون. 4 ؛ 3 (x2) موصل. 2 ؛ 1 (x2) درع سيلكون. 2 ؛ 1 (x2) غطاء الغبار كابل الشحن. 11. محول. 10 ؛ 9 (x2) قاعدة زجاجة. 8 ؛ 7 (x2) مجموعة الحلمة. 8 ؛ 7 (x2) زجاجة حليب. 7 ؛ 4 (x4) صمام سيلكون Airtube USB. 12. 13. الجرم: 1.0 ± 0.03 مم ؛ الوزن: 270 ± 10 V المواصفات الفنية: الطاقة في: 110-240 فولت 50-60 هرتز ؛ خرج الطاقة: 5V 1A 3.7 جرام 1400mAh Li-Ion البطارية ونوعها: 3.7

ثانيًا. تجميع مضخة الثدي

١. اغسلي يديك جيدًا بالماء والصابون قبل لمس مضخة الثدي ومجموعة أدوات ضخ الثدي والثدي.
٢. اضغط على غشاء السيليكون والغطاء في الموصل.
٣. ادفع شفاطة الثدي على الموصل.
٤. ضع الصمام في الموصل. أغلق زجاجة الحليب في الموصل عن طريق تدويرها في اتجاه عقارب الساعة حتى إحكام ربطها.
٥. ادفع الأنبوب في الغطاء / الأغشية والوحدة الرئيسية. ادفع أنبوبين إذا اخترت ضخ مزدوج الجانب. اضغط على الشاشة لتشغيل الوحدة بالنسبة لك.

أ- ضخ جانب واحد ب- ضخ مزدوج الجانب

- افحص مكونات مجموعة مضخة الثدي للتأكد من عدم وجود اهتراء أو تلف قبل الاستخدام. استبدلها إذا لزم الأمر.
- افحص دائماً جميع الأجزاء قبل استخدامها من أجل النظافة.
- لمنع تلف مضخة الثدي، يجب أن تحفظ جميع المكونات تماماً قبل الاستخدام.

ثالثاً. عرض أيقونة

١. وضع الكثروني، ٢. وضع التذليل، ٣. مؤشر البطارية، ٤. زر الطاقة، ٥. انخفاض الشفط، ٦. مستوى الشفط، ٧. وضع الضخ، ٨. مؤشر الوقت، ٩. تغيير الوضع، ١٠. زيادة الشفط.
- زر الطاقة اضغط لمدة ثانيتين لتشغيل أو إيقاف تشغيل مضخة الثدي.

زر الطاقة اضغط لمدة ثانيتين لتشغيل أو إيقاف تشغيل مضخة التدي.

١. متبداً مضخة الثدي في وضع التدليك. اضبط مستوى الضخ باستخدام الأزرار (-) (+) للعثور على مستوى مريح.

وضع التدليك هو صيام إيقاع مضخة المص ، مما يحفز تدفق الحليب.

٢. بعد دقيقتين ، ستنتقل المضخة تلقائياً إلى وضع الضخ. اضبط مستوى الضخ باستخدام الأزرار (-) (+) لمعرفة أقصى مستوى مريح للضخ. إذا بدأ الحليب في التدفق قبل دقيقتين ، فاضغط على زر تغيير الوضع للانتقال يدوياً إلى وضع الضخ.

وضع الضخ هو إيقاع شَفْط / ضخ أبطأ لإزالة الحليب بشكل لطيف وفعال بعد بدء تدفق الحليب.

٣٠٠ بمجرد قيامك بالضحك في وضع الضحك ، قم بزيادة السرعة / الفراغ (+) حتى تشعر بأن الضحك غير مريح قليلاً (غير مؤلم) ، ثم قلل

قليلًا باستخدام الزر (-).

إلى إثارة خيبة أمل أخرى من خلال الجمع بين إيقاعات الضخ ٤. يمكنك التبديل إلى الوضع الإلكتروني عندما يتوقف تدفق الحليب. يهدف

المسريع والبطيء.

L1-L9 بيونيكي ؛ L1-L9 وضع الضخ ؛ L1-L9 وسائط: وضع التدليك

مؤشر البطارية: يشير إلى عمر البطارية المتبقي. يرجى شحن مضخة الثدي عندما تكون البطارية منخفضة.

مؤشر الوقت: يشير إلى طول جلسة الضخ. سيتم إيقاف تشغيل المضخة تلقائيًا بعد ٣٠ دقيقة من الاستخدام.

[illegible]

رابعا. تشغيل مضخة الندي

- الخطوة ١ - ضعي درع الندي على صدرك بحيث تكون الحلمة في المنتصف بشكل صحيح في النفق.
- الخطوة ٢ - أمسك درع الندي والموصل على صدرك بإبهامك وسبابتك. اسندي ثديك براحة يدك.
- الخطوة الثالثة - تشغيل مضخة الندي عن طريق النقر على زر الطاقة واختيار الوضع الذي تفضله.
- الخطوة ٤ - قم بإيقاف تشغيل مضخة الندي بالضغط على زر الطاقة. قم بإزالة الزجاجة من المحلول. ثبت المجموعة الجديدة إذا كنت ستطمع الطفل على الفور أو انقل الحليب الطازج إلى كيس / وعاء تخزين الحليب و قم بتخزينه في الفريزر أو الثلاجة.

تعليمات التنظيف V.

اغسل قبل الاستخدام الأول وبعد كل استخدام!

قم بإزالة الغطاء عن واقى الندي. افصل الموصل عن درع الندي والحجاب الحاجز. [الخطوة ١ - قم بفك جميع الأجزاء كما هو موضح في (I-6) صمام ؛ (I-5) غشاء سيليكون ؛ (I-3) موصل ؛ (I-2) درع سيليكون ؛ (I-1) والغطاء والصمام والزجاجة. شطف غطاء الغبار كابل (I-12) في ماء بارد. ملاحظة: لا تغسل الوحدة الرئيسية (I-9) وقاعدة الزجاجة (I-7) زجاجة الحليب ؛ (I-8) مجموعة الحلمة لتجنب التلف الدائم للمنتج. يُسمح بقطعة قماش مبللة (غير مبللة) ويُجفف على (I-13) Airtube و (I-11) USB ومحلول (I-10) الشحن الفور.

الخطوة ٢ - نقع في ماء دافئ لمدة ٥ دقائق، ثم اغسل واشطف.

الخطوة ٣ - اترك الأجزاء تجف في الهواء. قم بتخزين الأجزاء الجافة في مكان بارد عندما لا تكون قيد الاستعمال.

لا تخزن الأجزاء المبللة أو الرطبة

متى يجب غسلها وتعقيمها:

وزجاجة حليب (I-8) طقم حلمات ؛ (I-6) ؛ I-5 ؛ I-3-I-2) • قبل الاستخدام الأول للغسيل والتعقيم. واقى الندي (I-7).

- (I-7) وزجاجة حليب (I-8) طقم حلمات ؛ (I-6) ؛ I-5 ؛ I-3-I-2) • بعد كل استخدام غسيل: واقى الندي •
- (I-7) وزجاجة حليب (I-8) طقم حلمات ؛ (I-6) ؛ I-5 ؛ I-3-I-2) • مجموعة مضخة الندي ؛ (I-2) تعقيم مرة واحدة في اليوم: واقى الندي •

ملحوظة:

- سيظهر رمز USB. قبل الاستخدام الأول، اشحن بطارية مضخة الندي لمدة ساعتين عن طريق توصيل المضخة بمصدر طاقة بموصل البطارية مشحونة بالكامل على الشاشة عند اكتمال الشحن.
- احرصي على عدم إتلاف أجزاء من مجموعة مضخة الندي أثناء التنظيف.
- احفظي مجموعة مضخة الندي الجافة في كيس أو وعاء نظيف حتى الاستخدام التالي.
- اغسل يديك جيداً.

السادس. تخزين على المدى الطويل

تحتوي مضخة الندي على بطارية قابلة لإعادة الشحن. للحفاظ على مضخة الندي، عند عدم استخدامها لفترة طويلة من الوقت، سوف ينتقل تلقائياً إلى وضع التخزين. قبل تخزين مضخة الندي لفترة طويلة من الوقت، نذكركم ما يلي:

أ - تنظيف مجموعة مضخة الندي ب - تنظيف مضخة الندي ج - تأكد من شحن بطارية مضخة الندي بالكامل.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كانت مضخة الندي لا تعمل:

- تحقق مما إذا كانت مضخة الندي موصولة بمأخذ كهربائي سليم.
- يعمل، باستخدام جهاز آخر. USB • تحقق مما إذا كان كبل إذا كان الشفط منخفضاً أو معوقاً:
- تحقق مما إذا كانت جميع وصلات مضخة الندي آمنة.
- قم بفك وتركيب مجموعة المضخة. تأكد من أن كل القطع نظيفة وغير تالفة.
- أثناء الشفط، نتأكد من أن واقى الندي مغلق تماماً حول الندي.
- إذا كان هناك فائض من لبن الأم:
- من مأخذ التيار الكهربائي. USB • أوقف تشغيل مضخة الندي وافصل كبل
- استخدم قطعة قماش مبللة (غير مبللة) لمسح مضخة الندي.
- عندما تجف جميع المكونات، أعد التجميع.



سابعا. إرشادات تخزين حليب الندي المعبر عنه حديثاً (للرضع الصحيين).

٢. درجة حرارة الغرفة. ٣. المبرد مع كيس الثلج. ٤. ثلاجة. ٥. الفريزر. ٦. ٤-٦ ساعات عند ١٩-٢٦ درجة مئوية (٦٦-٧٨ درجة فهرنهايت) ؛ ٧. ٢٤ ساعة عند ١٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت) ؛ ٨. ٨-٣ أيام عند ٤ درجات مئوية (٣٩ درجة فهرنهايت) ؛ ٩. ٦-١٢ شهراً عند ١٨-٢٠ درجة مئوية (٤٠-٤٠ درجة فهرنهايت).



EN 14350 ، EN 55014 ، EN 61000 متوافق مع



KIKKA BOO Bulgaria
Vasil Levski 121
Plovdiv, Bulgaria
office@kikkaboo.com

 Kikkaboo (Bulgaria)
 [kikkabooworld](https://www.instagram.com/kikkabooworld)

KIKKA BOO Spain
Calle Sos Del Rey Catolico, 16, 7C
Granada, Spain
office@kikkaboo.com

 Kikkaboo Spain
 [kikkaboospain](https://www.instagram.com/kikkaboospain)

www.kikkaboo.com