





CAILY

electric breast pump





INSTRUCTIONS FOR USE


ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА - INSTRUCCIONES DE USO - INSTRUÇÕES DE USO - ISTRUZIONI PER L'USO - MODE D'EMPLOI -
GEBRAUCHSANWEISUNG - INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE - INSTRUKCJA UŻYCIA - UPUTSTVO ZA UPOTREBU - УПАТСТВО ЗА
УПОТРЕБА - ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЪЗОВАНИЮ - ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ - UPUTE ZA KORIŠTENJE - NÁVOD
K POUŽITÍ - INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - KULLANIM İÇİN TALİMATLAR -
تعليمات للاستخدام




I.







II.






II.



III.



IV.

When to Wash	Breast Shield 	Breast Pump Kit 	Bottle & Cap 
Before 1st use	☞ wash ☞ sanitize	☞ wash ☞ sanitize	☞ wash ☞ sanitize
After each use	☞ wash	☞ wash	☞ wash
Once per day	☞ sanitize	☞ sanitize	☞ sanitize


V.



A



B



C

VI.

Freshly Expressed Breast Milk Storage Guidelines (for Healthy Term Babies) ¹

² Room Temperature	³ Cooler With Ice Pack	⁴ Refrigerator	⁵ Freezer
⁶ 4-6 hours at 66-78°F (19-26°C)	⁷ 24 hours at 59°F (15°C)	⁸ 3-8 days at 39°F or lower (4°C)	⁹ 6-12 months 0 - -4°F (-18- -20°C)

VII.

Thank you for buying our product. Please read this manual carefully before using and keep it for easily checking in the future. Wish you have a pleasant using experience with our smart electric breast pump.

PRODUCT FEATURES

- BPA-free materials & Compatible: Pump and accessories are made of BPA-free materials. Connector is compatible with most standard baby bottles.
- Anti-back flow protection design: Closed system to prevent breastmilk from backing up to the pump, prevent infection, and keep the milk fresh.
- Super soft silicone breast shield: The flexible, ultra-soft silicone breast shield feels comfortable, reduces pressure and helps massage the breast to promote letdown and optimize milk flow.
- Smart touch screen technology: Digital display features a memory button, timer and backlight for easy tracking and recording pump sessions.
- Meet different needs: 5 Levels Massage mode & 9 Levels Pumping mode & 5 Levels Bionic mode.
- Quiet and Lightweight: The quiet breast pump allows for discreet pumping anywhere. Lightweight, portable pump designed for moms on the go who pump several times a day.
- Large battery capacity: Uses a large capacity rechargeable lithium battery, fully charged can be used for 2 hours, no need to connect to AC power. Moms can enjoy pumping anywhere at anytime.

I. PRODUCT COMPONENTS

1. Dust cap; 2. Silicone shield; 3. Connector; 4. Diaphragm cap; 5. Silicone diaphragm 6. Silicone valve; 7. Milk bottle; 8. Nipple set; 9. Bottle base; 10. Charging cable; 11. USB Adapter; 12. Main unit; 13. Airtube

Technical Specification: Power in: 110-240V 50-60Hz; Power Out: 5V 1A; Size: 151x42x36mm; Weight: 220g; Battery Capacity and Type: 3.7V 1400mAh Li-ion.

II. ASSEMBLING YOUR BREAST PUMP

1. Wash hands thoroughly with soap and water before touching breast pump, breast pump kit and breast.
 2. Press the silicone diaphragm and cap into the connector.
 3. Push the breastshield onto the connector.
 4. Put the valve into the connector. Lock the milk bottle into the connector by rotating clockwise until tight.
 5. Push the tube into the cap and main unit. Tap the screen to turn on the main unit.
- Check breast pump kit components for wear or damage before use. Replace if necessary.
 - Always inspect all parts prior to use for cleanliness.
 - To prevent damage to the breast pump all components must be completely dry before use.

III. ICON DISPLAY

1. Massage mode; 2. Pumping mode; 3. Bionic mode; 4. Battery indicator; 5. Power button; 6. Suction decrease; 7. Suction level; 8. Time indicator; 9. Suction increase; 10. Mode change;

Power Button: Press for 2 seconds to turn on or to turn off the breast pump.

1. Your breast pump will begin in Massage Mode. Adjust the pumping level using the (-)(+) buttons to find a comfortable level. Massage Mode is fast sucking pump rhythm, which stimulates milk flow.
2. After two minutes, your pump will automatically transition to Pumping Mode. Adjust the pumping level using the (-)(+) buttons to find your maximum comfortable level of pumping. If your milk begins to flow before two minutes, press the Mode change button to manually transition to Pumping Mode.
- Pumping Mode is slower sucking/pumping rhythm for gentle and efficient milk removal after milk has started flowing.
3. Once you are pumping in the Pumping Mode, increase the speed/vacuum (+) until pumping feels slightly uncomfortable (not painful), then decrease slightly using the button (-).
4. You can switch to the Bionic Mode when the milk flow stops. Bionic Mode aims to trigger another let-down by combining fast and slow pumping rhythms.

Modes: Massage Mode L1-L5; Pumping Mode L1-L9; Bionic L1-L5.

Battery Indicator: Indicates remaining battery life. Please charge breast pump when low in battery.

Time Indicator: Indicates the length of your pumping session. The pump will automatically switch off after 30 minutes use.

IV. OPERATING YOUR BREAST PUMP

Step 1- Place the breast shield on your breast so that your nipple is properly centered in the tunnel.

Step 2- Hold the breast shield and connector onto your breast with your thumb and index finger. Support your breast with the palm of your hand.

Step 3- Turn on the breast pump by tapping the power button and choose the mode you prefer.

Step 4- Turn off the breast pump by pressing the power button. Remove the bottle from the connector. Install the nipple set if you are going to feed the baby right away or transfer the freshly expressed milk into a milk storage bag/container and store it in a freezer or refrigerator.

V. CLEANING INSTRUCTIONS

Wash before first and after each use!

Step 1- Disassemble all parts as shown in I. Remove the cap from the breast shield. Separate the connector from the breast shield, diaphragm, cap, valve and bottle. Rinse the Dust cap (I-1); Silicone shield (I-2); Connector (I-3); Silicone diaphragm (I-5); Valve (I-6); Nipple set (I-8); Milk bottle (I-7) and Bottle base (I-9) in cool water. NOTE: Never wash the Main unit (I-12); Charging cable (I-10), USB adapter (I-11) and Airtube (I-13) to avoid permanent damage to the product. Wipe with a damp cloth (not wet) and dry immediately.

Step 2- Soak in warm water for 5 minutes, then wash and rinse.

Step 3- Allow parts to air dry. Store dry parts in a cool place when not in use.

Do not store wet or damp parts.

WHEN TO WASH AND SANITIZE:

• BEFORE FIRST USE WASH AND SANITIZE: the Breast shield (I-2); Breast pump kit (I-3; I-5; I-6); Nipple set (I-8) and Milk bottle (I-7).

• AFTER EACH USE WASH: the Breast shield (I-2); Breast pump kit (I-3; I-5; I-6); Nipple set (I-8) and Milk bottle (I-7).

• ONCE PER DAY SANITIZE: the Breast shield (I-2); Breast pump kit (I-3; I-5; I-6); Nipple set (I-8) and Milk bottle (I-7).

Note:

• Before first use, charge the breast pump battery for 2 hours by connecting the pump to a power source with the USB connector. The battery icon will appear fully charged on the display when charging is complete.

• Take care not to damage parts of the breast pump kit during cleaning.

• Store the dry breast pump kit in a clean bag or container until next use.

• Wash hands thoroughly.

VI. LONG-TERM STORAGE

Your breast pump contains a rechargeable battery. To preserve your breast pump, when not in use for an extended amount of time, it will automatically transition into storage mode. Before storing your breast pump for an extended amount of time, remember to:

A - Clean breast pump kit B - Clean the breast pump C - Make sure breast pump battery is fully charged.

TROUBLESHOOTING

If breast pump does not power on:

• Check whether the breast pump is plugged into a working electric outlet.

• Check whether the USB cable is working, using another device.

If there is low or no suction:

• Check whether all breast pump connections are secure.

• Disassemble and assemble the pump set. Make sure all pieces are clean and not damaged.

• While pumping, make sure the breast shield is completely sealed around your breast.

If there is a breast milk overflow:

• Turn off the breast pump and unplug the USB cable from the electrical outlet.

• Use a damp (not wet) cloth to wipe the breast pump.

• When all components are dry, reassemble.

VII. FRESHLY EXPRESSED BREASTMILK STORAGE GUIDELINES (FOR HEALTHY TERM BABIES).

2. Room temperature; 3. Cooler with ice pack; 4. Refrigerator; 5. Freezer; 6. 4-6 hours at 19-26 °C (66-78°F); 7. 24 hours at 15 °C (59°F); 8. 3-8 days at 4 °C (39°F); 9. 6-12 months at -18- -20° C (0- -4°F).

Complied with EN 14350, EN 55014, EN 61000.

Gracias por comprar nuestro producto. Lea atentamente este manual antes de utilizarlo y guárdelo para consultarlo fácilmente en el futuro. Deseamos que tenga una experiencia de uso agradable con nuestro extractor de leche eléctrico inteligente.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- **Materiales libres de BPA y compatibles:** la bomba y los accesorios están fabricados con materiales libres de BPA. El conector es compatible con la mayoría de los biberones estándar.
- **Diseño de protección antirretorno:** sistema cerrado para evitar que la leche materna regrese al extractor, evitar infecciones y mantener la leche fresca.
- **Embudo de silicona súper suave:** El protector de seno de silicona ultra suave y flexible se siente cómodo, reduce la presión y ayuda a masajear el seno para promover la bajada y optimizar el flujo de leche.
- **Tecnología de pantalla táctil inteligente:** la pantalla digital cuenta con un botón de memoria, temporizador y retroiluminación para facilitar el seguimiento y el registro de las sesiones de bombeo.
- **Satisfacer diferentes necesidades:** modo de masaje de 5 niveles y modo de bombeo de 9 niveles y modo biónico de 5 niveles.
- **Silencioso y liviano:** el extractor de leche silencioso permite un bombeo discreto en cualquier lugar. Extractor de leche portátil y ligero diseñado para mamás activas que extraen leche varias veces al día.
- **Batería de gran capacidad:** Utiliza una batería de litio recargable de gran capacidad, la carga completa se puede utilizar durante 2 horas, sin necesidad de conectarla a la alimentación de CA. Las mamás pueden disfrutar de la extracción de leche en cualquier lugar y en cualquier momento.

I. COMPONENTES DEL PRODUCTO

1. Tapa antipolvo; 2. Escudo de silicona; 3. Conector; 4. Tapa del diafragma; 5. Diafragma de silicona 6. Válvula de silicona; 7. Botella de leche; 8. Juego de pezones; 9. Fondo de botella; 10. Cable de carga; 11. Adaptador USB; 12. Unidad principal; 13. Tubo de aire
Especificaciones técnicas: Entrada de energía: 110-240V 50-60Hz; Salida de energía: 5V 1A; Tamaño: 151x42x36 mm; Peso: 220g; Capacidad y tipo de batería: 3,7V 1400 mAh Li-ion.

II. MONTAJE DE SU BOMBA DE LECHE

1. Lávese bien las manos con agua y jabón antes de tocar el extractor de leche, el kit del extractor de leche y el seno.
2. Presione el diafragma de silicona y la tapa en el conector.
3. Empuje el protector de pecho en el conector.
4. Coloque la válvula en el conector. Bloquee la botella de leche en el conector girándola en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede apretada.
5. Empuje el tubo dentro de la tapa y la unidad principal. Toque la pantalla para encender la unidad principal.
- Revise los componentes del kit del extractor de leche para ver si están desgastados o dañados antes de usarlos. Reemplace si es necesario.
- Inspeccione siempre todas las piezas antes de usarlas para verificar que estén limpias.
- Para evitar daños al extractor de leche, todos los componentes deben estar completamente secos antes de su uso.

tercero VISUALIZACIÓN DE ICONOS

1. Modo de masaje; 2. Modo de bombeo; 3. Modo biónico; 4. Indicador de batería; 5. Botón de encendido; 6. Disminución de la succión; 7. Nivel de succión; 8. Indicador de tiempo; 9. Aumento de succión; 10. Cambio de modo;
Botón de encendido: presione durante 2 segundos para encender o apagar el extractor de leche.

1. Su extractor de leche comenzará en modo de masaje. Ajuste el nivel de bombeo usando los botones (-)(+) para encontrar un nivel cómodo. El modo de masaje es el ritmo de la bomba de succión en ayunas, lo que estimula el flujo de leche.
2. Después de dos minutos, su bomba pasará automáticamente al modo de bombeo. Ajuste el nivel de bombeo usando los botones (-)(+) para encontrar su máximo nivel cómodo de bombeo. Si su leche comienza a fluir antes de dos minutos, presione el botón de cambio de modo para pasar manualmente al modo de extracción.
- El modo de bombeo es un ritmo de succión/bombeo más lento para una extracción de leche suave y eficiente después de que la leche ha comenzado a fluir.
3. Una vez que esté bombeando en el modo de bombeo, aumente la velocidad/vacío (+) hasta que el bombeo se sienta ligeramente incómodo (sin dolor), luego disminuya ligeramente usando el botón (-).
4. Puede cambiar al modo biónico cuando se detenga el flujo de leche. El modo biónico tiene como objetivo desencadenar otra bajada combinando ritmos de bombeo rápidos y lentos.
- Modos: Modo de masaje L1-L5; Modo de bombeo L1-L9; Biónica L1-L5.
- Indicador de batería: indica la vida restante de la batería. Cargue el extractor de leche cuando tenga poca batería.

IV. FUNCIONAMIENTO DE SU BOMBA DE LECHE

- Paso 1: coloque el protector de senos en su seno para que su pezón quede correctamente centrado en el túnel.
Paso 2: sostenga el protector de senos y el conector sobre su seno con el pulgar y el índice. Sostenga su seno con la palma de su mano.
Paso 3- Encienda el extractor de leche tocando el botón de encendido y elija el modo que prefiera.

Paso 4- Apague el extractor de leche presionando el botón de encendido. Retire la botella del conector. Instale el juego de tetinas si va a alimentar al bebé de inmediato o transfiera la leche recién extraída a una bolsa/recipiente de almacenamiento de leche y guárdela en un congelador o refrigerador.

V. INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

¡Lavar antes del primer y después de cada uso!

Paso 1: desmonte todas las piezas como se muestra en I. Quite la tapa del protector de pecho. Separe el conector del protector de senos, el diafragma, la tapa, la válvula y el biberón. Enjuague la tapa antipolvo (I-1); escudo de silicona (I-2); Conector (I-3); Diafragma de silicona (I-5); Válvula (I-6); Juego de pezones (I-8); Botella de leche (I-7) y Base de botella (I-9) en agua fría. NOTA: Nunca lave la unidad principal (I-12); Cable de carga (I-10), adaptador USB (I-11) y Airtube (I-13) para evitar daños permanentes al producto. Limpiar con un paño húmedo (no mojado) y secar inmediatamente.

Paso 2: remoje en agua tibia durante 5 minutos, luego lave y enjuague.

Paso 3: permita que las piezas se sequen al aire. Guarde las piezas secas en un lugar fresco cuando no las utilice.

No almacene piezas mojadas o húmedas.

CUÁNDO LAVAR Y DESINFECTAR:

- ANTES DEL PRIMER USO LAVAR Y DESINFECTAR: el escudo de mama (I-2); Kit extractor de leche (I-3; I-5; I-6); Juego de tetinas (I-8) y Biberón (I-7).
- DESPUÉS DE CADA USO LAVAR: el Embudo (I-2); Kit extractor de leche (I-3; I-5; I-6); Juego de tetinas (I-8) y Biberón (I-7).
- DESINFECTE UNA VEZ AL DÍA: el escudo del seno (I-2); Kit extractor de leche (I-3; I-5; I-6); Juego de tetinas (I-8) y Biberón (I-7).

Nota:

- Antes del primer uso, cargue la batería del extractor de leche durante 2 horas conectando el extractor a una fuente de alimentación con el conector USB. El ícono de la batería aparecerá completamente cargado en la pantalla cuando se complete la carga.
- Tenga cuidado de no dañar las piezas del kit extractor de leche durante la limpieza.
- Guarde el kit de extractor de leche seco en una bolsa o recipiente limpio hasta el próximo uso.
- Lávese bien las manos.

VI. ALMACENAMIENTO A LARGO PLAZO

Su extractor de leche contiene una batería recargable. Para conservar su extractor de leche, cuando no se utilice durante un período de tiempo prolongado, pasará automáticamente al modo de almacenamiento. Antes de almacenar su extractor de leche durante un período prolongado de tiempo, recuerde:

A - Limpie el kit del extractor de leche B - Limpie el extractor de leche C - Asegúrese de que la batería del extractor de leche esté completamente cargada.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el extractor de leche no se enciende:

- Verifique si el extractor de leche está enchufado a un tomacorriente que funcione.
- Compruebe si el cable USB funciona utilizando otro dispositivo.

Si la succión es baja o nula:

- Verifique si todas las conexiones del extractor de leche están seguras.
 - Desmontar y montar el grupo motobomba. Asegúrese de que todas las piezas estén limpias y no dañadas.
 - Mientras bombea, asegúrese de que el protector de senos esté completamente sellado alrededor de su seno.
- Si hay un desbordamiento de leche materna:
- Apague el extractor de leche y desconecte el cable USB del tomacorriente.
 - Utilice un paño húmedo (no mojado) para limpiar el extractor de leche.
 - Cuando todos los componentes estén secos, vuelva a armar.

VIII. PAUTAS DE ALMACENAMIENTO DE LECHE MATERNA FRESCA (PARA BEBÉS A TÉRMINO SALUDABLES).

2. Temperatura ambiente; 3. Refrigerador con bolsa de hielo; 4. Refrigerador; 5. Congelador; 6. 4-6 horas a 19-26°C (66-78°F); 7. 24 horas a 15°C (59°F); 8. 3-8 días a 4°C (39°F); 9. 6-12 meses a 0- -4°C (-18- -20°F).

Cumple con EN 14350, EN 55014, EN 61000.

• Mientras bombea, asegúrese de que el protector de mama esté completamente sellado alrededor de su pecho.

Si hay un desbordamiento de milk de mama

- Apague el extractor de leche y desconecte el cable USB del tomacorriente.
- Utilice un paño húmedo (no mojado) para limpiar el extractor de leche.
- Cuando todos los componentes estén secos, vuelva a montar.

VI. PAUTAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE LA LECHE MATERNA RECÉN EXPRESA (PARA BEBÉS A TÉRMINO SALUDABLES).

2. Temperatura ambiente; 3. Refrigerador con bolsa de hielo; 4. Refrigerador; 5. Congelador; 6. 4-6 horas a 19-26 °C (66-78° F); 7. 24 horas a 15 °C (59° F); 8. 3-8 días a 4°C (39° F); 9. 6-12 meses a -18- -20° C (0- -4° F).

Благодарим ви, че закупихте нашия продукт. Моля, прочетете внимателно тази инструкция преди употреба и я запазете за справка в бъдеще. Пожелавам ви приятно изживяване при използване на нашата интелигентна електрическа помпа за кърма.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

- Без BPA & Съвместим: Помпата и аксесоарите са изработени от материали без BPA. Помпата е съвместима с повечето стандартни бебешки шишета с широко гърло.
- Система за предотвратяване на обратния поток: Затворена система, която предотвратява попадането на кърма в устройството. Предпазва устройството от повреждане и кърмата чиста.
- Мека силиконова фуния за гърди: Мека силиконова фуния, която допринася за комфорта на майката, намалява налягането и участва в масажирането на гърдата, за да насърчи стимулирането и оптимизирането на притока на кърма.
- Сензорен дисплей: Сензорен дисплей, функция памет за запис на последните сесии и таймер за лесно проследяване.
- Задоволяване на различни нужди: Функция Масаж - 5 нива, функция Изцеждане - 9 нива и функция Изцеждане с неравномерно изпомпване - 5 нива на работа.
- Тиха и лека: Тихата помпа за кърма позволява дискретно изпомпване навсякъде. Лека, преносима, предназначена за майки в движение, които изчезват кърмата си няколко пъти на ден.
- USB презаредима батерия: Издръжлива литиева батерия с 2-часов живот на батерията, след пълно зареждане. Микро USB порт със стандартен USB кабел за свързване към източник на захранване.

I. КОМПОНЕНТИ НА ПРОДУКТА

1. Предпазен капак; 2. Силиконова фуния; 3. Тяло на помпата; 4. Капак на тялото на помпата; 5. Силиконовата диафрагма 6. Силиконова клапа; 7. Шише; 8. Биберонов сет; 9. Поставка за шише; 10. Зареждащ кабел; 11. USB адаптор; 12. Основно устройство; 13. Въздушна тръба.
- Техническа спецификация: Входно захранване: 110-240V 50-60Hz; Изходно захранване: 5V 1A; Размер: 151x42x36mm; Тегло: 220g; Капацитет и тип на батерията: 3.7V 1400mAh Li-ion.

II. СГЛОБЯВАНЕ НА ПОМПАТА ЗА КЪРМА

1. Измийте добре ръцете си със сапун и вода, преди да докоснете помпата, аксесоарите и гърдите.
 2. Натиснете силиконовата диафрагма и капака в тялото на помпата.
 3. Натиснете силиконовата фуния върху тялото на помпата.
 4. Поставете силиконовата клапа в тялото на помпата. Затегнете шишето за мляко, като завъртите по посока на часовниковата стрелка, докато се затегне.
 5. Натиснете въздушната тръба в капака на тялото на помпата и основното устройство. Докоснете екрана, за да включите помпата.
- Преди употреба проверете компонентите на помпата за кърма за износване или повреда. Заменете, ако е необходимо.
 - Винаги проверявайте всички части дали са чисти преди употреба.
 - За да предотвратите увреждане, всички компоненти на помпата трябва да са напълно сухи преди употреба.

III. ЦИФРОВ ДИСПЛЕЙ

1. Режим масаж; 2. Режим изцеждане; 3. Режим изцеждане с неравномерно изпомпване. 4. Индикатор за батерия; 5. Бутон за включване; 6. Бутон за намаляване на засмукването; 7. Текущо ниво; 8. Индикатор за време; 9. Бутон за увеличаване на засмукването; 10. Смяна на режима; Бутон за включване: Задръжте за 2 секунди, за да включите или изключите помпата за кърма.
 1. Помпата ще започне с режим Масаж. Регулирайте нивото на изпомпване с помощта на (-) (+) бутоните, за да намерите подходящо ниво за вас. Функцията Масаж включва бърз ритъм на засмукване, с цел стимулиране на притока на мляко.
 2. След две минути помпата автоматично ще премине към фаза на Изцеждане. Регулирайте нивото на изцеждане с помощта на (-) (+) бутоните, за да намерите подходящото ниво за вас. Ако млякото потече преди да изтекат тези 2 минути, натиснете бутона за Смяна на режима за ръчно преминаване към режим на Изцеждане. Функцията Изцеждане включва по-бавен ритъм на засмукване, с цел пълноценно изцеждане на кърмата.
 3. В режим Изцеждане увеличете силата на засмукване (използвайки бутона (+)), докато усетите лек дискомфорт (уверете се, че не усещате болка), след това намалете леко с (-) бутона.
 4. Можете да превключите в Режим Изцеждане с неравномерно изпомпване, когато потокът на мляко спре. Режим Изцеждане с неравномерно изпомпване има за цел да задейства още едно изцеждане чрез комбиниране на бързи и бавни изпомпващи ритми.
- Режими на работа: Режим на масаж L1-L5; Режим на изцеждане L1-L9; Режим Изцеждане с неравномерно изпомпване L1-L5.
- Индикатор за батерията Показва оставашия живот на батерията. Моля, заредете помпата за кърма, когато батерията е изтощена.
- Индикатор за време: Показва продължителността на вашата сесия на изцеждане. Помпата ще се изключи автоматично след 30 минути използване.

IV. ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Стъпка 1- Поставете силиконовата фуния на гърдата си, така че зърното да е центрирано правилно в отвора.

Стъпка 2 -Задържете силиконовата фуния и тялото на помпата върху гърдата с палец и показалец. Подпирайте гърдата си с дланта си.

Стъпка 3- Включете помпата, като натиснете бутона за захранване и изберете режима, който предпочитате.

Стъпка 4- Изключете помпата за кърма, като натиснете бутона за захранване след употреба. Развийте бутилката с мляко от тялото на помпата.

Инсталирайте биберония сет, ако веднага ще нахраните бебето с изцеденото мляко. В останалите случаи прехвърлете изцеденото мляко в плик/контейнер за съхранение на кърма и съхранявайте в хладилник или фризер.

V. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

Почистете преди първата и след всяка употреба!

Стъпка 1- Разглобете всички части, както е показано в I. Отстранете капака от силиконовата фуния. Разглобете тялото на помпата, силиконовата фуния, диафрагмата, капака, клапата и шишето. Изплакнете Предпазния капак (I-1); Силиконовата фуния(I-2); Тялото на помпата (I-3); Силиконова диафрагма (I-5); Клапа (I-6); Биберония сет (I-8); Шишето(I-7) и поставката за шише (I-9) в хладка вода.

ВНИМАНИЕ: Никога не мийте Овното устройство на помпата (I-12); Зареждащия кабел (I-10) , USB адаптора (I-11) и Въздушната тръба (I-13), за да избегнете трайни повреди на продукта. Избършете с влажна кърпа и подсушете веднага.

Стъпка 2-Накиснете в топла вода за 5 минути, след това измийте и изплакнете.

Стъпка 3 - Оставете частите да изсъхнат на въздух. Съхранявайте сухите части на хладно място, когато не се използват.

Не съхранявайте мокри или влажни части.

КОГА ДА ИЗМИВАТЕ И КОГА ДА СТЕРИЛИЗИРАТЕ:

• ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА ИЗМИЙТЕ И СТЕРИЛИЗИРАЙТЕ: Силиконовата фуния(I-2); Частите (I-3; I-5; I-6); Биберония сет (I-8) и шишето за мляко (I-7).

• СЛЕД ВСЯКА УПОТРЕБА ИЗМИЙТЕ: Силиконовата фуния(I-2); Частите (I-3; I-5; I-6); Биберония сет (I-8) и шишето за мляко (I-7).

• ВЕДНЪЖ НА ДЕН СТЕРИЛИЗИРАЙТЕ: Силиконовата фуния(I-2); Частите (I-3; I-5; I-6); Биберония сет (I-8) и шишето за мляко (I-7).
Забележка:

- Преди първо използване, заредете помпата с помощта на USB кабела и адаптора в продължение на 2 часа.
- Внимавайте да не повредите части от комплекта за кърма по време на почистване.
- Съхранявайте комплекта за помпа в чиста торба или контейнер до следваща употреба.
- Измийте добре ръцете си.

VI. ДЪЛГОСРОЧНО СЪХРАНЕНИЕ

Вашата помпа за кърма съдържа акумулаторна батерия. Когато не се използва за продължителен период от време, батерията автоматично ще премине в режим на съхранение. Преди да съхранявате помпата за кърма за продължителен период от време, не забравяйте да:

A - Почистите компонентите на помпата; B - Почистите помпата; C - Уверете се, че батерията на помпата е напълно заредена;

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Ако помпата за кърма не се включва:

- Проверете дали помпата е включена в работещ електрически контакт.
- Проверете дали USB кабелът работи на друго устройство.

Ако има слабо или няма засмукване:

- Проверете дали всички връзки на помпата и компонентите са слобени.
- Разглобете и слобете помпата. Уверете се, че всички части са чисти и не се повредени.
- Докато изцеждате, уверете се, че силиконовата фуния е плътно и правилно позиционирана около гърдата.

Ако има изтичане на мляко:

- Изключете помпата за гърди и извадете USB кабела от електрическия контакт.
- Използвайте влажна (не мокра) кърпа, за да избършете помпата за гърди.
- Когато всички компоненти са сухи, слобете отново.

VII. РЪКОВОДСТВА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА КЪРМА (ЗА ЗДРАВО РОДЕНИ БЕБЕТА).

2. Стайна температура; 3. Охладител с пакет с лед; 4. Хладилник; 5. Фризер; 6. 4-6 часа при 19-26° C (66-78° F); 7. 24 часа при 15° C (59° F); 8. 3-8 дни при 4° C (39° F); 9. 6-12 месеца при -18--20° C (0--4° F).

Съответства на изискванията на стандарт EN 14350, EN 55014, EN 61000.

Obrigado por comprar nosso produto. Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o para fácil verificação no futuro. Desejo que você tenha uma experiência de uso agradável com nossa bomba tira leite elétrica inteligente.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Materiais sem BPA e compatíveis: A bomba e os acessórios são feitos de materiais sem BPA. O conector é compatível com a maioria das mameadeiras padrão.
- Design de proteção anti-retorno: sistema fechado para evitar que o leite materno volte para a bomba, prevenir infecções e manter o leite fresco.
- Protetor de peito de silicone super macio: O protetor de peito de silicone flexível e ultra macio é confortável, reduz a pressão e ajuda a massagear o peito para promover a descida e otimizar o fluxo de leite.
- Tecnologia de tela sensível ao toque inteligente: O visor digital possui um botão de memória, temporizador e luz de fundo para facilitar o rastreamento e a gravação das sessões de bombeamento.
- Atenda a diferentes necessidades: modo de massagem de 5 níveis e modo de bombeamento de 9 níveis e modo biônico de 5 níveis.
- Silencioso e Leve: O extrator de leite silencioso permite um bombeamento discreto em qualquer lugar. Bomba leve e portátil projetada para mães em movimento que bombeiam várias vezes ao dia.
- Grande capacidade da bateria: Usa uma bateria de lítio recarregável de grande capacidade, totalmente carregada pode ser usada por 2 horas, sem necessidade de conectar à alimentação CA. As mães podem desfrutar de bombeamento em qualquer lugar a qualquer hora.

I. COMPONENTES DO PRODUTO

1. Tampão de poeira; 2. Escudo de silicone; 3. Conector; 4. Tampa do diafragma; 5. Diafragma de silicone 6. Válvula de silicone; 7. Frasco de leite; 8. Conjunto de mamilos; 9. Base de garrafa; 10. Cabo de carregamento; 11. Adaptador USB; 12. Unidade principal; 13. Tubo de ar
Especificação técnica: Alimentação: 110-240V 50-60Hz; Saída de energia: 5V 1A; Tamanho: 151x42x36mm; Peso: 220g; Capacidade e tipo de bateria: 3.7V 1400mAh Li-ion.

II. MONTANDO SUA BOMBA DE PEITO

1. Lave bem as mãos com água e sabão antes de tocar na bomba tira leite, no kit da bomba tira leite e no peito.
 2. Pressione o diafragma de silicone e a tampa no conector.
 3. Empurre o peitoral no conector.
 4. Coloque a válvula no conector. Trave a garrafa de leite no conector girando no sentido horário até apertar.
 5. Empurre o tubo na tampa e na unidade principal. Toque na tela para ligar a unidade principal.
- Verifique os componentes do kit da bomba tira leite quanto a desgaste ou danos antes de usar. Substitua se necessário.
 - Sempre inspecione todas as peças antes do uso quanto à limpeza.
 - Para evitar danos ao extrator de leite, todos os componentes devem estar completamente secos antes do uso.

III. EXIBIÇÃO DE ÍCONES

1. Modo de massagem; 2. Modo de bombeamento; 3. Modo biônico; 4. Indicador de bateria; 5. Botão liga/desliga; 6. Diminuição da sucção; 7. Nível de sucção; 8. Indicador de tempo; 9. Aumento da sucção; 10. Mudança de modo;
Botão liga/desliga: Pressione por 2 segundos para ligar ou desligar a bomba tira leite.

1. Sua bomba tira leite começará no Modo Massagem. Ajuste o nível de bombeamento usando os botões (-)/(+) para encontrar um nível confortável. O modo de massagem é o ritmo da bomba de sucção em jejum, que estimula o fluxo de leite.
 2. Após dois minutos, sua bomba passará automaticamente para o modo de bombeamento. Ajuste o nível de bombeamento usando os botões (-)/(+) para encontrar seu nível máximo de bombeamento confortável. Se o leite começar a fluir antes de dois minutos, pressione o botão de mudança de modo para fazer a transição manual para o modo de extração.
 3. O modo de bombeamento é um ritmo de sucção/bombeamento mais lento para uma remoção suave e eficiente do leite depois que o leite começa a fluir. Uma vez que você esteja bombeando no modo de bombeamento, aumente a velocidade/vácuo (+) até que o bombeamento seja um pouco desconfortável (não doloroso), então diminua um pouco usando o botão (-).
 4. Você pode alternar para o modo biônico quando o fluxo de leite parar. O Bionic Mode visa desencadear outra decepção, combinando ritmos de bombeamento rápidos e lentos.
- Modos: Modo de Massagem L1-L5; Modo de bombeamento L1-L9; Biônico L1-L5.
Indicador de bateria: Indica a vida útil restante da bateria. Carregue a bomba tira leite quando a bateria estiver fraca.
Indicador de tempo: Indica a duração da sua sessão de bombeamento. A bomba desliga-se automaticamente após 30 minutos de utilização.

4. FUNCIONANDO SUA BOMBA DE PEITO

Passo 1- Coloque o protetor de mama em seu peito para que seu mamilo fique bem centrado no túnel.

Passo 2- Segure o protetor de mama e o conector em seu peito com o polegar e o dedo indicador. Apoie o peito com a palma da mão.

Passo 3- Ligue o extrator de leite tocando no botão **liga / desliga** e escolha o modo de sua preferência.

Passo 4- Desligue a bomba tira leite pressionando o botão **liga/desliga**. Remova a garrafa do conector. **Instale o conjunto de mamilos se for alimentar o bebê imediatamente ou transfira o leite recém-extraído para um saco/recipiente de armazenamento de leite e armazene-o em um freezer ou geladeira.**

V. INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

Lave antes e depois de cada uso!

Passo 1- Desmonte todas as peças conforme mostrado em **I**. Remova a tampa do funil. Separe o conector do funil, diafragma, tampa, válvula e frasco. Enxágue a tampa de poeira (I-1); Blindagem de silicone (I-2); Conector (I-3); Diafragma de silicone (I-5); Válvula (I-6); Conjunto de mamilos (I-8); Garrafa de leite (I-7) e base da garrafa (I-9) em água fria. **NOTA:** Nunca lave a unidade principal (I-12); Cabo de carregamento (I-10), adaptador USB (I-11) e Airtube (I-13) para evitar danos permanentes ao produto. Limpe com um pano úmido (não molhado) e seque imediatamente.

Passo 2- Mergulhe em água morna por 5 minutos, depois lave e enxágue.

Passo 3- Permita que as peças sequem ao ar. Armazene as peças secas em local fresco quando não estiverem em uso.

Não armazene peças molhadas ou úmidas.

QUANDO LAVAR E SANITIZAR:

- **ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO LAVE E HIGIENIZE:** o peitoral (I-2); Kit de bomba tira leite (I-3; I-5; I-6); Conjunto de mamilos (I-8) e garrafa de leite (I-7).
- **LAVAGEM APÓS CADA USO:** o protetor de peito (I-2); Kit de bomba tira leite (I-3; I-5; I-6); Conjunto de mamilos (I-8) e garrafa de leite (I-7).
- **UMA VEZ POR DIA HIGIENIZAR:** o mamilo (I-2); Kit de bomba tira leite (I-3; I-5; I-6); Conjunto de mamilos (I-8) e garrafa de leite (I-7).

Observação:

• Antes da primeira utilização, carregue a bateria da bomba tira leite durante 2 horas ligando a bomba a uma fonte de alimentação com o conector USB. O ícone da bateria aparecerá totalmente carregado no visor quando o carregamento estiver concluído.

• Tome cuidado para não danificar as peças do kit da bomba tira leite durante a limpeza.

• Guarde o kit de extrator de leite seco em um saco ou recipiente limpo até o próximo uso.

• Lave bem as mãos.

VI. ARMAZENAMENTO DE LONGO PRAZO

A sua bomba tira leite contém uma bateria recarregável. Para preservar sua bomba tira leite, quando não estiver em uso por um longo período de tempo, ele passará automaticamente para o modo de armazenamento. Antes de guardar o seu extrator de leite por um longo período de tempo, lembre-se de:

A - Limpar o kit do extrator de leite B - Limpar o extrator de leite C - Certifique-se de que a bateria do extrator de leite esteja totalmente carregada.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se a bomba tira leite não ligar:

- Verifique se o extrator de leite está conectado a uma tomada elétrica em funcionamento.
- Verifique se o cabo USB está funcionando usando outro dispositivo.

Se houver baixa ou nenhuma sucção:

- Verifique se todas as conexões da bomba tira leite estão seguras.
- Desmonte e monte o conjunto da bomba. Certifique-se de que todas as peças estejam limpas e não danificadas.
- Durante a extração, certifique-se de que o funil está completamente vedado à volta do seu peito.

Se houver excesso de leite materno:

- Desligue a bomba tira leite e desconecte o cabo USB da tomada elétrica.
- Use um pano úmido (não molhado) para limpar a bomba tira leite.
- Quando todos os componentes estiverem secos, remonte.

VII. DIRETRIZES PARA ARMAZENAMENTO DE LEITE RECENTEMENTE EXPRESSO (PARA BEBÊS SAUDÁVEIS DE TERMO).

2. Temperatura ambiente; 3. Refrigerador com bolsa de gelo; 4. Frigorífico; 5. Congelador; 6. 4-6 horas a 19-26°C (66-78°F); 7. 24 horas a 15°C (59°F); 8. 3-8 dias a 4°C (39°F); 9. 6-12 meses a -18--20°C (0--4°F).

Em conformidade com EN 14350, EN 55014, EN 61000.

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo per un facile controllo in futuro. Ti auguro una piacevole esperienza di utilizzo con il nostro tiralatte elettrico intelligente.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Materiali privi di BPA e compatibili: la pompa e gli accessori sono realizzati con materiali privi di BPA. Il connettore è compatibile con la maggior parte dei biberon standard.
- Design anti-riflusso: sistema chiuso per impedire al latte materno di tornare al tiralatte, prevenire infezioni e mantenere il latte fresco.
- Coppetta per il seno in silicone super morbida: la coppetta per il seno in silicone flessibile e ultra morbida è confortevole, riduce la pressione e aiuta a massaggiare il seno per favorire il rilassamento e ottimizzare il flusso del latte.
- Tecnologia touch screen intelligente: il display digitale è dotato di pulsante di memoria, timer e retroilluminazione per un facile monitoraggio e registrazione delle sessioni di pompaggio.
- Soddisfare diverse esigenze: 5 livelli Modalità massaggio e 9 livelli Modalità pompaggio e 5 livelli Modalità bionica.
- Silenzioso e leggero: il tiralatte silenzioso consente un'estrazione discreta ovunque. Tiralatte leggero e portatile progettato per le mamme in movimento che tirano più volte al giorno.
- Grande capacità della batteria: utilizza una batteria al litio ricaricabile di grande capacità, completamente carica può essere utilizzata per 2 ore, non è necessario collegarsi all'alimentazione CA. Le mamme possono divertirsi a pompare ovunque e in qualsiasi momento.

I. COMPONENTI DEL PRODOTTO

1. Cappuccio antipolvere; 2. Scudo in silicone; 3. Connettore; 4. Cappuccio del diaframma; 5. Membrana in silicone 6. Valvola in silicone; 7. Bottiglia per il latte; 8. Set di capezzoli;
9. Base bottiglia; 10. Cavo di ricarica; 11. Adattatore USB; 12. Unità principale; 13. Camera d'aria
Specifiche tecniche: Alimentazione: 110-240 V 50-60 Hz; Uscita di alimentazione: 5 V 1 A; Dimensioni: 151x42x36mm; Peso: 220 g; Capacità e tipo della batteria: agli ioni di litio da 3,7 V 1400 mAh.

II. COME ASSEMBLARE IL TIRANTE SENSO

1. Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di toccare il tiralatte, il kit per tiralatte e il seno.
 2. Premere il diaframma in silicone e il cappuccio nel connettore.
 3. Spingere la coppa per il seno sul connettore.
 4. Inserire la valvola nel connettore. Bloccare la bottiglia del latte nel connettore ruotandola in senso orario finché non è ben serrata.
 5. Spingere il tubo nel tappo e nell'unità principale. Toccare lo schermo per accendere l'unità principale.
- Controllare che i componenti del kit tiralatte siano usurati o danneggiati prima dell'uso. Sostituire se necessario.
 - Ispezionare sempre tutte le parti prima dell'uso per la pulizia.
 - Per evitare danni al tiralatte, tutti i componenti devono essere completamente asciutti prima dell'uso.

III. VISUALIZZAZIONE ICONA

1. Modalità massaggio; 2. Modalità di pompaggio; 3. Modalità bionica; 4. Indicatore della batteria; 5. Pulsante di accensione; 6. Diminuzione dell'aspirazione; 7. Livello di aspirazione; 8. Indicatore di tempo; 9. Aumento dell'aspirazione; 10. Cambio modalità;
Pulsante di accensione: premere per 2 secondi per accendere o spegnere il tiralatte.

1. Il tiralatte si avvierà in modalità massaggio. Regolare il livello di pompaggio utilizzando i pulsanti (-)/(+) per trovare un livello confortevole. La modalità massaggio è il ritmo della pompa di aspirazione a digiuno, che stimola il flusso del latte.
 2. Dopo due minuti, il microfusore passerà automaticamente alla modalità di pompaggio. Regolare il livello di pompaggio utilizzando i pulsanti (-)/(+) per trovare il livello di pompaggio massimo confortevole. Se il latte inizia a fluire prima di due minuti, premere il pulsante di modifica della modalità per passare manualmente alla modalità di pompaggio.
- La modalità di pompaggio è un ritmo di suzione/pompaggio più lento per una rimozione del latte delicata ed efficiente dopo che il latte ha iniziato a fluire.
3. Una volta che si sta pompando in modalità di pompaggio, aumentare la velocità/il vuoto (+) fino a quando il pompaggio non si sente leggermente a disagio (non doloroso), quindi diminuire leggermente utilizzando il pulsante (-).
 4. È possibile passare alla modalità bionica quando il flusso del latte si interrompe. La modalità bionica mira a innescare un'altra delusione combinando ritmi di pompaggio veloci e lenti.
- Modalità: Modalità massaggio L1-L5; Modalità di pompaggio L1-L9; Bionico L1-L5.
- Indicatore della batteria: indica la durata residua della batteria. Si prega di caricare il tiralatte quando la batteria è scarica.
- Indicatore di tempo: indica la durata della sessione di estrazione. La pompa si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti di utilizzo.

IV. FUNZIONAMENTO DEL TIRANTE SENO

Passaggio 1: posizionare la coppa per il seno sul seno in modo che il capezolo sia correttamente centrato nel tunnel.

Passaggio 2: Tenere la coppa per il seno e il connettore sul seno con il pollice e l'indice. Sostieni il seno con il palmo della mano.

Passaggio 3: Accendi il tiralatte toccando il pulsante di accensione e scegli la modalità che preferisci.

Passaggio 4: spegnere il tiralatte premendo il pulsante di accensione. Rimuovere la bottiglia dal connettore. Installa il set per capezoli se hai intenzione di allattare subito il bambino o trasferisci il latte appena spremuto in un sacchetto/contenitore per il latte e conservalo in un congelatore o frigorifero.

V. ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

Lavare prima e dopo ogni utilizzo!

Passaggio 1: smontare tutte le parti come mostrato in I. Rimuovere il cappuccio dalla coppa per il seno. Separare il connettore dalla coppa per il seno, dal diaframma, dal cappuccio, dalla valvola e dal biberon. Sciacquare il cappuccio antipolvere (I-1); Scudo in silicone (I-2); Connettore (I-3); diaframma in silicone (I-5); valvola (I-6); Set di capezoli (I-8); Bottiglia per il latte (I-7) e Base per bottiglia (I-9) in acqua fredda. **NOTA:** non lavare mai l'unità principale (I-12); Cavo di ricarica (I-10), adattatore USB (I-11) e Airtube (I-13) per evitare danni permanenti al prodotto. Pulire con un panno umido (non bagnato) e asciugare immediatamente.

Passaggio 2: immergere in acqua tiepida per 5 minuti, quindi lavare e risciacquare.

Passaggio 3: lasciare asciugare le parti all'aria. Conservare le parti asciutte in un luogo fresco quando non in uso.

Non conservare parti bagnate o umide.

QUANDO LAVARE E IGIENIZZARE:

- **PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO LAVARE E IGIENIZZARE:** la coppetta per il seno (I-2); Kit tiralatte (I-3; I-5; I-6); Set capezoli (I-8) e bottiglia per il latte (I-7).
- **DOPO OGNI UTILIZZO LAVARE:** la coppetta per il seno (I-2); Kit tiralatte (I-3; I-5; I-6); Set capezoli (I-8) e bottiglia per il latte (I-7).
- **IGIENIZZARE UNA VOLTA AL GIORNO:** la coppetta per il seno (I-2); Kit tiralatte (I-3; I-5; I-6); Set capezoli (I-8) e bottiglia per il latte (I-7).

Nota:

- Prima del primo utilizzo, caricare la batteria del tiralatte per 2 ore collegando il tiralatte a una fonte di alimentazione tramite il connettore USB. L'icona della batteria apparirà sul display completamente carica quando la carica è completa.
- Fare attenzione a non danneggiare le parti del kit tiralatte durante la pulizia.
- Conservare il kit per tiralatte asciutto in un sacchetto o in un contenitore pulito fino al prossimo utilizzo.
- Lavarsi accuratamente le mani.

VI. CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE

Il tiralatte contiene una batteria ricaricabile. Per preservare il tiralatte, quando non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, passerà automaticamente alla modalità di archiviazione. Prima di conservare il tiralatte per un periodo di tempo prolungato, ricorda di:

A - Kit di pulizia del tiralatte B - Pulizia del tiralatte C - Assicurarsi che la batteria del tiralatte sia completamente carica.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il tiralatte non si accende:

- Controllare se il tiralatte è collegato a una presa elettrica funzionante.
- Verificare se il cavo USB funziona, utilizzando un altro dispositivo.

Se c'è poca o nessuna aspirazione:

- Controllare se tutti i collegamenti del tiralatte sono sicuri.
- Smontare e montare il gruppo pompa. Assicurati che tutti i pezzi siano puliti e non danneggiati.
- Durante l'estrazione, assicurarsi che la coppa per il seno sia completamente sigillata attorno al seno.

In caso di trabocco del latte materno:

- Spegnerne il tiralatte e scollegare il cavo USB dalla presa elettrica.
- Utilizzare un panno umido (non bagnato) per pulire il tiralatte.
- Quando tutti i componenti sono asciutti, rimontare.

VII. LINEE GUIDA PER LA CONSERVAZIONE DEL LATTE SENO ESPRESSO (PER NEONATI SANI).

2. Temperatura ambiente; 3. Dispositivo di raffreddamento con impacco di ghiaccio; 4. Frigorifero; 5. Congelatore; 6. 4-6 ore a 19-26 °C (66-78°F); 7. 24 ore a 15 °C (59°F); 8. 3-8 giorni a 4 °C (39°F); 9. 6-12 mesi a -18--20 °C (0--4°F).

Conforme a EN 14350, EN 55014, EN 61000.

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es für eine spätere Überprüfung auf. Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Nutzungsergebnis mit unserer intelligenten elektrischen Milchpumpe.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- **BPA-freie Materialien und kompatibel:** Pumpe und Zubehör sind aus BPA-freien Materialien hergestellt. Connector ist mit den meisten Standard-Babyflaschen kompatibel.
- **Design zum Schutz vor Rückfluss:** Geschlossenes System, um zu verhindern, dass Muttermilch in die Pumpe zurückfließt, Infektionen vorbeugt und die Milch frisch hält.
- **Superweiche Silikon-Brusthaube:** Die flexible, ultraweiche Silikon-Brusthaube fühlt sich angenehm an, reduziert den Druck und hilft, die Brust zu massieren, um den Milchfluss zu fördern und den Milchfluss zu optimieren.
- **Intelligente Touchscreen-Technologie:** Das digitale Display verfügt über eine Speichertaste, einen Timer und eine Hintergrundbeleuchtung zum einfachen Verfolgen und Aufzeichnen von Pumpsitzungen.
- **Erfüllen Sie unterschiedliche Bedürfnisse:** 5 Stufen Massagemodus & 9 Stufen Pumpmodus & 5 Stufen Bionic Modus.
- **Leise und leicht:** Die leise Milchpumpe ermöglicht diskretes Abpumpen überall. Leichte, tragbare Pumpe für Mütter, die unterwegs mehrmals am Tag abpumpen.
- **Große Akkukapazität:** Verwendet einen wiederaufladbaren Lithium-Akku mit großer Kapazität, voll aufgeladen kann für 2 Stunden verwendet werden, kein Anschluss an Wechselstrom erforderlich. Mütter können jederzeit und überall abpumpen.

I. PRODUKTBESTANDTEILE

1. Staubkappe; 2. Silikonchild; 3. Stecker; 4. Membrankappe; 5. Silikonmembran 6. Silikonventil; 7. Milchflasche; 8. Nippelsatz;

9. Flaschenboden; 10. Ladekabel; 11. USB-Adapter; 12. Haupteinheit; 13. Luftschlauch

Technische Daten: Stromeingang: 110-240 V 50-60 Hz; Ausgangsleistung: 5V 1 A; Größe: 151 x 42 x 36 mm; Gewicht: 220 g; Batteriekapazität und -typ: 3,7 V 1400 mAh Li-Ion.

II. ZUSAMMENBAU IHRER MILCHPUMPE

1. Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife, bevor Sie die Milchpumpe, das Milchpumpenset und die Brust berühren.
2. Drücken Sie die Silikonmembran und die Kappe in den Anschluss.
3. Schieben Sie die Brusthaube auf den Anschluss.
4. Stecken Sie das Ventil in den Anschluss. Verriegeln Sie die Milchflasche im Anschluss, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen, bis sie fest sitzt.
5. Schieben Sie den Schlauch in die Kappe und das Hauptgerät. Tippen Sie auf den Bildschirm, um das Hauptgerät einzuschalten.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung die Komponenten des Milchpumpensets auf Abnutzung oder Beschädigung. Gegebenenfalls ersetzen.
- Kontrollieren Sie vor Gebrauch immer alle Teile auf Sauberkeit.
- Um Schäden an der Milchpumpe zu vermeiden, müssen alle Komponenten vor Gebrauch vollständig trocken sein.

III. ICON-ANZEIGE

1. Massagemodus; 2. Pumpmodus; 3. Bionischer Modus; 4. Batterieanzeige; 5. Netzschalter; 6. Saugabnahme; 7. Saughöhe; 8. Zeitanzeige; 9. Saugkrafterhöhung; 10. Moduswechsel;
Power-Taste: 2 Sekunden lang drücken, um die Milchpumpe ein- oder auszuschalten.

1. Ihre Milchpumpe beginnt im Massagemodus. Stellen Sie die Pumpstärke mit den Tasten (-)(+) ein, um eine angenehme Stufe zu finden. Der Massagemodus ist ein fast saugender Pumpenrhythmus, der den Milchfluss anregt.
2. Nach zwei Minuten wechselt Ihre Pumpe automatisch in den Pumpmodus. Passen Sie die Pumpstärke mit den Tasten (-)(+) an, um Ihre maximal angenehme Pumpstärke zu finden. Wenn Ihre Milch vor zwei Minuten zu fließen beginnt, drücken Sie die Moduswechsel-taste, um manuell in den Pumpmodus zu wechseln. Der Pumpmodus ist ein langsamerer Saug-/Pumpenrhythmus für eine sanfte und effiziente Milchentnahme, nachdem die Milch zu fließen begonnen hat.
3. Wenn Sie im Pumpmodus pumpen, erhöhen Sie die Geschwindigkeit/das Vakuum (+), bis sich das Pumpen leicht unangenehm (nicht schmerzhaft) anfühlt, und verringern Sie dann leicht mit der Taste (-).
4. Sie können in den Bionic Mode wechseln, wenn der Milchfluss stoppt. Der Bionic Mode zielt darauf ab, eine weitere Enttäuschung auszulösen, indem schnelle und langsame Pumpenrhythmen kombiniert werden.
Modi: Massagemodus L1-L5; Pumpmodus L1-L9; Bionisches L1-L5.
Batterieanzeige: Zeigt die verbleibende Batterielebensdauer an. Bitte laden Sie die Milchpumpe auf, wenn die Batterie schwach ist.
Zeitanzeige: Zeigt die Dauer Ihrer Pumpsitzung an. Die Pumpe schaltet sich nach 30 Minuten Gebrauch automatisch aus.

IV. BETRIEB IHRER BRUSTPUMPE

Schritt 1 – Legen Sie die Brusthaube so auf Ihre Brust, dass Ihre Brustwarze richtig im Tunnel zentriert ist.

Schritt 2 – Halten Sie die Brusthaube und den Stecker mit Daumen und Zeigefinger an Ihre Brust. Stützen Sie Ihre Brust mit der Handfläche.

Schritt 3 – Schalten Sie die Milchpumpe ein, indem Sie auf die Ein/Aus-Taste tippen, und wählen Sie den gewünschten Modus aus.

Schritt 4 – Schalten Sie die Milchpumpe aus, indem Sie den Netzschalter drücken. Entfernen Sie die Flasche aus dem Konektor. Installieren Sie das Nippelset, wenn Sie das Baby sofort füttern, oder füllen Sie die frisch abgepumpte Milch in einen Milchaufbewahrungsbeutel/-behälter und bewahren Sie sie in einem Gefrierschrank oder Kühlschranks auf.

V. REINIGUNGSHINWEISE

Vor dem ersten und nach jedem Gebrauch waschen!

Schritt 1 – Demontieren Sie alle Teile wie in I gezeigt. Entfernen Sie die Kappe von der Brusthaube. Trennen Sie den Stecker von der Brusthaube, dem Diaphragma, der Kappe, dem Ventil und der Flasche. Spülen Sie die Staubkappe (I-1); Silikonabschirmung (I-2); Stecker (I-3); Silikondiaphragma (I-5); Ventil (I-6); Nippelset (I-8); Milchflasche (I-7) und Flaschenboden (I-9) in kaltem Wasser. HINWEIS: Waschen Sie niemals das Hauptgerät (I-12); Ladekabel (I-10), USB-Adapter (I-11) und Luftschlauch (I-13), um dauerhafte Schäden am Produkt zu vermeiden. Mit einem feuchten Tuch (nicht nass) abwischen und sofort trocknen.

Schritt 2 – 5 Minuten in warmem Wasser einweichen, dann waschen und abspülen.

Schritt 3 – Lassen Sie die Teile an der Luft trocknen. Lagern Sie trockene Teile bei Nichtgebrauch an einem kühlen Ort.

Lagern Sie keine nassen oder feuchten Teile.

WANN WASCHEN UND DESINFIZIEREN:

• WASCHEN UND DESINFIZIEREN SIE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH: die Brusthaube (I-2); Milchpumpenset (I-3; I-5; I-6); Nippelset (I-8) und Milchflasche (I-7).

• WASCHEN SIE NACH JEDEM GEBRAUCH: die Brusthaube (I-2); Milchpumpenset (I-3; I-5; I-6); Nippelset (I-8) und Milchflasche (I-7).

• EINMAL PRO TAG DESINFIZIEREN: die Brusthaube (I-2); Milchpumpenset (I-3; I-5; I-6); Nippelset (I-8) und Milchflasche (I-7).

Notiz:

• Laden Sie den Akku der Milchpumpe vor dem ersten Gebrauch 2 Stunden lang auf, indem Sie die Pumpe über den USB-Anschluss an eine Stromquelle anschließen. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erscheint das Batteriesymbol vollständig aufgeladen auf dem Display.

• Achten Sie darauf, beim Reinigen keine Teile des Milchpumpensets zu beschädigen.

• Bewahren Sie das trockene Milchpumpenset bis zur nächsten Verwendung in einem sauberen Beutel oder Behälter auf.

• Hände gründlich waschen.

VI. LANGFRISTIGE LAGERUNG

Ihre Milchpumpe enthält eine wiederaufladbare Batterie. Um Ihre Milchpumpe zu schonen, wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen, es wechselt automatisch in den Speichermodus. Bevor Sie Ihre Milchpumpe für längere Zeit lagern, denken Sie daran:

A – Milchpumpenset reinigen B – Milchpumpe reinigen C – Stellen Sie sicher, dass der Akku der Milchpumpe vollständig aufgeladen ist.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn sich die Milchpumpe nicht einschaltet:

• Prüfen Sie, ob die Milchpumpe an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.

• Überprüfen Sie mit einem anderen Gerät, ob das USB-Kabel funktioniert.

Bei geringer oder keiner Saugleistung:

• Prüfen Sie, ob alle Anschlüsse der Milchpumpe sicher sind.

• Pumpenaggregat zerlegen und zusammenbauen. Stellen Sie sicher, dass alle Teile sauber und unbeschädigt sind.

• Achten Sie beim Abpumpen darauf, dass die Brusthaube vollständig dicht um Ihre Brust liegt.

Bei Überlaufen der Muttermilch:

• Schalten Sie die Milchpumpe aus und ziehen Sie das USB-Kabel aus der Steckdose.

• Wischen Sie die Milchpumpe mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch ab.

• Wenn alle Komponenten trocken sind, wieder zusammenbauen.

VII. AUFBEWAHRUNGSRICHTLINIEN FÜR FRISCH ABGETRAGENE MUTTERMILCH (FÜR GESUNDE GEBURTSFRÜCHTIGE BABYS).

2. Raumtemperatur; 3. Kühler mit Eisbeutel; 4. Kühlschranks; 5. Gefrierschranks; 6. 4–6 Stunden bei 19–26 °C (66–78° F); 7. 24 Stunden bei 15 °C (59° F); 8. 3–8 Tage bei 4 °C (39° F); 9. 6–12 Monate bei –18–20° C (0–4° F).

Entspricht EN 14350, EN 55014, EN 61000.

Merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser et conservez-le pour pouvoir le vérifier facilement à l'avenir. Je vous souhaite une expérience d'utilisation agréable avec notre tire-lait électrique intelligent.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Matériaux sans BPA et compatibles : la pompe et les accessoires sont fabriqués à partir de matériaux sans BPA. Le connecteur est compatible avec la plupart des biberons standard.
- Conception de protection anti-retour : système fermé pour empêcher le lait maternel de remonter vers le tire-lait, prévenir les infections et garder le lait frais.
- Protège-poitrine en silicone super doux : Le protège-poitrine en silicone souple et ultra-doux est confortable, réduit la pression et aide à masser le sein pour favoriser la descente et optimiser le débit de lait.
- Technologie d'écran tactile intelligent : L'affichage numérique comprend un bouton de mémoire, une minuterie et un rétroéclairage pour faciliter le suivi et l'enregistrement des sessions de pompage.
- Répondez à différents besoins : mode de massage à 5 niveaux et mode de pompage à 9 niveaux et mode bionique à 5 niveaux.
- Silencieux et léger : le tire-lait silencieux permet un pompage discret n'importe où. Pompe légère et portable conçue pour les mamans actives qui pompent plusieurs fois par jour.
- Grande capacité de batterie : Utilise une batterie au lithium rechargeable de grande capacité, complètement chargée peut être utilisée pendant 2 heures, pas besoin de se connecter à l'alimentation secteur. Les mamans peuvent profiter du pompage n'importe où et n'importe quand.

I. COMPOSANTS DU PRODUIT

1. Bouchon anti-poussière ; 2. Bouclier en silicone ; 3. Connecteur ; 4. Capuchon de diaphragme ; 5. Diaphragme en silicone 6. Vanne en silicone ; 7. Bouteille de lait ; 8. Jeu de mamelons ; 9. Socle de bouteille ; 10. Câble de charge ; 11. Adaptateur USB ; 12. Unité principale ; 13. Tube à air
 Spécification technique : alimentation : 110-240 V 50-60 Hz ; Sortie d'alimentation : 5 V 1 A ; Taille : 151 x 42 x 36 mm ; Poids : 220 g ; Capacité et type de batterie : Li-ion 3,7V 1400 mAh.

II. ASSEMBLAGE DE VOTRE TIRE-LAIT

1. Lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon avant de toucher le tire-lait, le kit de tire-lait et le sein.
 2. Appuyez sur le diaphragme en silicone et le capuchon dans le connecteur.
 3. Poussez la tétère sur le connecteur.
 4. Mettez la vanne dans le connecteur. Verrouillez la bouteille de lait dans le connecteur en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit serrée.
 5. Poussez le tube dans le capuchon et l'unité principale. Appuyez sur l'écran pour allumer l'unité principale.
- Vérifiez que les composants du kit de tire-lait ne sont pas usés ou endommagés avant utilisation. Remplacez si nécessaire.
 - Inspectez toujours toutes les pièces avant utilisation pour vous assurer qu'elles sont propres.
 - Pour éviter d'endommager le tire-lait, tous les composants doivent être complètement secs avant utilisation.

III. AFFICHAGE DES ICÔNES

1. Mode massage ; 2. Mode de pompage ; 3. Mode bionique ; 4. Indicateur de batterie ; 5. Bouton d'alimentation ; 6. Diminution de l'aspiration ; 7. Niveau d'aspiration ; 8. Indicateur de temps ; 9. Augmentation de l'aspiration ; 10. Changement de mode ; Bouton d'alimentation : Appuyez pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre le tire-lait.

1. Votre tire-lait commencera en mode massage. Réglez le niveau de pompage à l'aide des boutons (-)/(+) pour trouver un niveau confortable. Le mode massage est un rythme de pompe à suction rapide, ce qui stimule le débit de lait.
 2. Après deux minutes, votre pompe passera automatiquement en mode de pompage. Ajustez le niveau de pompage à l'aide des boutons (-)/(+) pour trouver votre niveau de pompage confortable maximum. Si votre lait commence à s'écouler avant deux minutes, appuyez sur le bouton de changement de mode pour passer manuellement au mode d'expression.
 - Le mode de pompage est un rythme de suction/pompage plus lent pour une élimination douce et efficace du lait une fois que le lait a commencé à couler.
 3. Une fois que vous pompez en mode de pompage, augmentez la vitesse/le vide (+) jusqu'à ce que le pompage soit légèrement inconfortable (pas douloureux), puis diminuez légèrement à l'aide du bouton (-).
 4. Vous pouvez passer en mode bionique lorsque le débit de lait s'arrête. Le mode bionique vise à déclencher une autre déception en combinant des rythmes de pompage rapides et lents.
- Modes : mode de massage L1-L5 ; Mode de pompage L1-L9 ; Bionique L1-L5.
 Indicateur de batterie : indique la durée de vie restante de la batterie. Veuillez charger le tire-lait lorsque la batterie est faible.
 Indicateur de temps : indique la durée de votre séance d'expression. La pompe s'éteindra automatiquement après 30 minutes d'utilisation.

IV. FONCTIONNEMENT DE VOTRE TIRE-LAIT

Étape 1 - Placez la tétérèlle sur votre sein afin que votre mamelon soit correctement centré dans le tunnel.

Étape 2 - Tenez la tétérèlle et le connecteur sur votre sein avec votre pouce et votre index. Soutenez votre poitrine avec la paume de votre main.

Étape 3 - Allumez le tire-lait en appuyant sur le bouton d'alimentation et choisissez le mode que vous préférez.

Étape 4 - Éteignez le tire-lait en appuyant sur le bouton d'alimentation. Retirez la bouteille du connecteur. Installez l'ensemble de tétines si vous allez nourrir le bébé tout de suite ou transférez le lait fraîchement exprimé dans un sac/récipient de stockage de lait et conservez-le dans un congélateur ou un réfrigérateur.

V. INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Laver avant la première et après chaque utilisation !

Étape 1 - Démontez toutes les pièces comme indiqué en I. Retirez le capuchon de la tétérèlle. Séparez le connecteur de la tétérèlle, du diaphragme, du capuchon, de la valve et du biberon. Rincez le capuchon anti-poussière (I-1) ; Boudier en silicone (I-2) ; Connecteur (I-3) ; Diaphragme en silicone (I-5) ; Soupape (I-6) ; Jeu de mamelons (I-8) ; Bouteille de lait (I-7) et Base de bouteille (I-9) dans de l'eau froide. REMARQUE : Ne lavez jamais l'unité principale (I-12) ; Câble de charge (I-10), adaptateur USB (I-11) et Airtube (I-13) pour éviter des dommages permanents au produit. Essuyez avec un chiffon humide (pas mouillé) et séchez immédiatement.

Étape 2 - Faire tremper dans de l'eau tiède pendant 5 minutes, puis laver et rincer.

Étape 3 - Laissez les pièces sécher à l'air. Stockez les pièces sèches dans un endroit frais lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

Ne stockez pas de pièces mouillées ou humides.

QUAND LAVER ET ASSAINIR :

- AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, LAVER ET ASSAINIR : la tétérèlle (I-2) ; Kit tire-lait (I-3 ; I-5 ; I-6) ; Jeu de tétines (I-8) et bouteille de lait (I-7).
- APRÈS CHAQUE UTILISATION LAVER : la tétérèlle (I-2) ; Kit tire-lait (I-3 ; I-5 ; I-6) ; Jeu de tétines (I-8) et bouteille de lait (I-7).
- UNE FOIS PAR JOUR DÉINFECTEZ : la tétérèlle (I-2) ; Kit tire-lait (I-3 ; I-5 ; I-6) ; Jeu de tétines (I-8) et bouteille de lait (I-7).

Noter :

- Avant la première utilisation, chargez la batterie du tire-lait pendant 2 heures en connectant le tire-lait à une source d'alimentation avec le connecteur USB. L'icône de la batterie apparaît complètement chargée sur l'écran lorsque la charge est terminée.
- Veillez à ne pas endommager les pièces du kit de tire-lait pendant le nettoyage.
- Conservez le kit de tire-lait sec dans un sac ou un récipient propre jusqu'à la prochaine utilisation.
- Lavez-vous soigneusement les mains.

VI. STOCKAGE À LONG TERME

Votre tire-lait contient une batterie rechargeable. Pour préserver votre tire-lait, lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée,

il passera automatiquement en mode de stockage. Avant de ranger votre tire-lait pendant une période prolongée, n'oubliez pas de :

A - Kit de nettoyage du tire-lait B - Nettoyez le tire-lait C - Assurez-vous que la batterie du tire-lait est complètement chargée.

DÉPANNAGE

Si le tire-lait ne s'allume pas :

- Vérifiez si le tire-lait est branché sur une prise électrique en état de marche.
- Vérifiez si le câble USB fonctionne, en utilisant un autre appareil.

S'il y a peu ou pas d'aspiration :

- Vérifiez si toutes les connexions du tire-lait sont sécurisées.
- Démontez et remonter le groupe motopompe. Assurez-vous que toutes les pièces sont propres et non endommagées.
- Pendant l'expression, assurez-vous que la tétérèlle est complètement scellée autour de votre sein.

S'il y a un débordement de lait maternel :

- Éteignez le tire-lait et débranchez le câble USB de la prise électrique.
- Utilisez un chiffon humide (pas mouillé) pour essuyer le tire-lait.
- Lorsque tous les composants sont secs, réassemblez.

VII. DIRECTIVES DE CONSERVATION DU LAIT MATERNEL FRAÎCHEMENT EXPRIMÉ (POUR LES BÉBÉS TERMINÉS EN SANTÉ).

2. Température ambiante ; 3. Glacière avec sac de glace ; 4. Réfrigérateur ; 5. Congélateur ; 6. 4-6 heures à 19-26 °C (66-78° F) ; 7. 24 heures à 15°C (59° F) ; 8. 3-8 jours à 4 °C (39° F) ; 9. 6-12 mois à -18- -20° C (0- -4° F).

Conforme aux normes EN 14350, EN 55014, EN 61000.

Vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și să-l păstrați pentru a-l verifica cu ușurință în viitor. Vă dorim să aveți o experiență plăcută de utilizare cu pompa noastră de sân electrică inteligentă.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Materiale fără BPA și compatibile: pompa și accesoriile sunt fabricate din materiale fără BPA. Conectorul este compatibil cu majoritatea biberoanelor standard.
- Design de protecție anti-retur: sistem închis pentru a preveni trecerea laptelui matern în pompă, pentru a preveni infecția și pentru a menține laptele proaspăt.
- Scut de sân din silicon super moale: Protecția de sân din silicon flexibilă, ultra-moale se simte confortabilă, reduce presiunea și ajută la masarea sânelui pentru a promova decăderea și a optimiza fluxul de lapte.
- Tehnologie inteligentă cu ecran tactil: Afășajul digital dispune de un buton de memorie, temporizator și lumină de fundal pentru urmărirea și înregistrarea ușoară a sesiunilor de pompare.
- Satisface diferite nevoi: 5 nivele Mod Masaj și 9 nivele Mod Pumping și 5 Nivele Mod Bionic.
- Silențios și ușor: Pompa de sân silențioasă permite pomparea discretă oriunde. Pompa ușoară, portabilă, concepută pentru mamele aflate în mișcare care pompează de mai multe ori pe zi.
- Capacitate mare a bateriei: Utilizează o baterie cu litiu reincărcabilă de mare capacitate, complet încărcată poate fi folosită timp de 2 ore, fără a fi nevoie să se conecteze la curent alternativ. Mamele se pot bucura de pompat oriunde și oricând.

I. COMPONENTELE PRODUSULUI

1. Capac de praf; 2. Scut din silicon; 3. Conector; 4. Capac diafragmă; 5. Diafragma din silicon 6. Supapa din silicon; 7. Mstidă de lapte; 8. Set mameleon; 9. Baza sticle; 10. Cablu de incarcare; 11. Adaptor USB; 12. Unitate principală; 13. Tub de aer
- Specificatii tehnice: Putere in: 110-240V 50-60Hz; Ieșire: 5V 1A; Dimensiune: 151x42x36mm; Greutate: 220g; Capacitate și tip baterie: 3,7V 1400 mAh Li-ion.

II. MONTAREA POMPEI DE SÂN

1. Spălați-vă bine mâinile cu apă și săpun înainte de a atinge pompa de sân, trusa de pompa de sân și sânelul.
 2. Apăsăți diafragma și capacul din silicon în conector.
 3. Împingeți scutul pe conector.
 4. Puneți supapa în conector. Blocați stida de lapte în conector rotindu-l în sensul acelor de ceasornic până strânge.
 5. Împingeți tubul în capac și în unitatea principală. Atingeți ecranul pentru a porni unitatea principală.
- Verificați componentele setului pompei de sân pentru uzură sau deteriorare înainte de utilizare. Înlocuiți dacă este necesar.
 - Inspectați întotdeauna toate piesele înainte de utilizare pentru curățenie.
 - Pentru a preveni deteriorarea pompei de sân, toate componentele trebuie să fie complet uscate înainte de utilizare.

III. AFĂȘAJ ICONĂ

1. Mod masaj; 2. Modul de pompare; 3. Modul bionic; 4. Indicator baterie; 5. Buton de alimentare; 6. Scăderea aspirației; 7. Nivel de aspirație; 8. Indicator de timp; 9. Creșterea aspirației; 10. Schimbarea modului;
- Buton de pornire: Apăsăți timp de 2 secunde pentru a porni sau pentru a opri pompa de sân.

1. Pompa de sân va porni în modul Masaj. Reglați nivelul de pompare folosind butoanele (-)/(+) pentru a găsi un nivel confortabil.

Modul de masaj este ritmul pompei de aspirare a postului, care stimulează fluxul de lapte.

2. După două minute, pompa dumneavoastră va trece automat la modul de pompare. Reglați nivelul de pompare folosind butoanele (-)/(+) pentru a găsi nivelul maxim confortabil de pompare. Dacă laptele începe să curgă înainte de două minute, apăsați butonul de schimbare a modului pentru a trece manual la modul de pompare.

Modul de pompare este un ritm de aspirare/pompare mai lent pentru îndepărtarea blândă și eficientă a laptelui după ce laptele a început să curgă.

3. După ce pompați în modul de pompare, creșteți viteza/vidul (+) până când pomparea se simte ușor inconfortabilă (nu dureroasă), apoi reduceți ușor folosind butonul (-).

4. Puteți comuta la modul Bionic când fluxul de lapte se oprește. Modul Bionic își propune să deașeze o altă dezamăgire prin combinarea ritmurilor de pompare rapide și lente.

Moduri: Mod masaj L1-L5; Mod de pompare L1-L9; Bionic L1-L5.

Indicator baterie: indică durata rămasă a bateriei. Vă rugăm să încărcăți pompa de sân când bateria este descărcată.

Indicator de timp: indică durata sesiunii de pompare. Pompa se va opri automat după 30 de minute de utilizare.

IV. FUNCȚIONAREA POMPĂ DE SÂN

Pașul 1- Așezați scutul pentru sân pe sân, astfel încât mameelonul să fie centrat corect în tunel.

Pașul 2 - Țineți protecția pentru sân și conectorul pe sân cu degetul mare și arătător. Sprijiniți-vă sânul cu palma mâinii.

Pașul 3- Porniți pompa de sân atingând butonul de pornire și alegeți modul pe care îl preferați.

Pașul 4- Opriti pompa de sân apăsând butonul de pornire. Scoateți sticla din conector. Instalați setul de mameleane dacă aveți de gând să hrăniți copilul imediat sau transferați laptele proaspăt extras într-o pungă/recipient de depozitare a laptelui și depozitați-l la congelator sau la frigider.

V. INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE

Spălați înainte și după fiecare utilizare!

Pașul 1- Dezasamblați toate piesele așa cum se arată în I. Scoateți capacul de pe scutul de sân. Separați conectorul de scutul pentru sân, diafragmă, capac, supapă și biberon. Clătiți capacul antipraf (I-1); Scut din silicon (I-2); Conector (I-3); Diafragmă din silicon (I-5); Supapă (I-6); Set mamelon (I-8); Sticlă de lapte (I-7) și baza sticlei (I-9) în apă rece. NOTĂ: Nu spălați niciodată unitatea principală (I-12); Cablu de încărcare (I-10), adaptor USB (I-11) și Airtube (I-13) pentru a evita deteriorarea permanentă a produsului. Ștergeți cu o cârpă umedă (nu umedă) și uscați imediat.

Pașul 2 - Înmuiați în apă caldă timp de 5 minute, apoi spălați și clătiți.

Pașul 3 - Lăsați piesele să se usuce la aer. Păstrați piesele uscate într-un loc răcoros atunci când nu sunt utilizate.

Nu depozitați piese umede sau umede.

CÂND SĂ SPĂLĂȚI ȘI ÎNGHEȚĂȚI:

• ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE SPĂLAȚI ȘI ÎNGHEȚĂȚI: scutul pentru sân (I-2); Kit pompa de san (I-3; I-5; I-6); Set de tetine (I-8) și biberon de lapte (I-7).

• DUPĂ FIECARE UTILIZARE SPĂLARE: scutul pentru sân (I-2); Kit pompa de san (I-3; I-5; I-6); Set de tetine (I-8) și biberon de lapte (I-7).

• ÎNGHEȚĂȚI LA O dată pe zi: scutul pentru sân (I-2); Kit pompa de san (I-3; I-5; I-6); Set de tetine (I-8) și biberon de lapte (I-7).

Notă:

• Înainte de prima utilizare, încărcați bateria pompei de sân timp de 2 ore conectând pompa la o sursă de alimentare cu conectorul USB. Pictograma bateriei va apărea complet încărcată pe afișaj când încărcarea este completă.

• Aveți grijă să nu deteriorați piesele trusei pompei de sân în timpul curățării.

• Păstrați trusa de pompa de sân uscată într-o pungă sau recipient curat până la următoarea utilizare.

• Spălați-vă bine mâinile.

VI. DEPOZITARE PE TERMEN LUNG

Pompa de sân conține o baterie reincărcabilă. Pentru a vă păstra pompa de sân, atunci când nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp, va trece automat în modul de stocare. Înainte de a păstra pompa de sân pentru o perioadă lungă de timp, nu uitați să:

A - Curățați setul pompei de sân B - Curățați pompa de sân C - Asigurați-vă că bateria pompei de sân este încărcată complet.

DEPANARE

Dacă pompa de sân nu pompește:

• Verificați dacă pompa de sân este conectată la o priză electrică funcțională.

• Verificați dacă cablul USB funcționează, folosind un alt dispozitiv.

Dacă aspirația este scăzută sau nu este:

• Verificați dacă toate conexiunile pompei de sân sunt sigure.

• Dezasamblați și asamblați setul de pompă. Asigurați-vă că toate piesele sunt curate și nu sunt deteriorate.

• În timp ce pompați, asigurați-vă că scutul pentru sân este complet etanșat în jurul sânelui dumneavoastră.

Dacă există un preaplin de lapte matern:

• Opriti pompa de sân și deconectați cablul USB de la priza electrică.

• Folosiți o cârpă umedă (nu umedă) pentru a șterge pompa de sân.

• Când toate componentele sunt uscate, reasamblați.

VII. GHIDUL PENTRU DEPOZITAREA LAPTELULUI PROAPT EXPRIMAT (PENTRU BEBELUȚI LA TERMINAT SĂNĂTOS).

2. Temperatura camerei; 3. Cooler cu pachet de gheață; 4. Frigider; 5. Congelator; 6. 4-6 ore la 19-26 °C (66-78° F); 7. 24 de ore la 15 °C (59° F); 8. 3-8 zile la 4 °C (39° F); 9. 6-12 luni la -18--20° C (0--4° F).

Conform cu EN 14350, EN 55014, EN 61000.

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem i zachowanie jej do łatwego sprawdzenia w przyszłości. Życzymy przyjemnego korzystania z naszego inteligentnego laktatora elektrycznego.

CECHY PRODUKTU

- Materiały niezawierające BPA i kompatybilne: Pompa i akcesoria są wykonane z materiałów niezawierających BPA. Złącze jest kompatybilne z większością standardowych butelek dla niemowląt.
- Konstrukcja zapobiegająca przepływowi wstecznemu: Zamknięty system zapobiegający cofaniu się mleka matki do laktatora, zapobiegający infekcjom i utrzymujący świeżość mleka.
- Super miękkie silikonowe nakładki na piersi: Elastyczne, bardzo miękkie silikonowe nakładki na piersi są wygodne, zmniejszają nacisk i pomagają masować piersi, aby przyspieszyć wypływ mleka i zoptymalizować przepływ mleka.
- Inteligentna technologia ekranu dotykowego: Cyfrowy wyświetlacz jest wyposażony w przycisk pamięci, timer i podświetlenie ułatwiające śledzenie i rejestrowanie sesji pompy.
- Spełnij różne potrzeby: 5 poziomów tryb masażu i 9 poziomów tryb pompowania i 5 poziomów tryb bioniczny.
- Cichy i lekki: Cichy laktator pozwala na dyskretne odciąganie w dowolnym miejscu. Lekki, przenośny laktator przeznaczony dla mam w ruchu, które odciągają kilka razy dziennie.
- Duża pojemność baterii: Wykorzystuje akumulator litowy o dużej pojemności, w pełni naładowany może być używany przez 2 godziny, bez konieczności podłączania do zasilania prądem zmiennym. Mamry mogą czerpać radość z odciągania pokarmu w dowolnym miejscu i czasie.

I. KOMPONENTY PRODUKTU

1. Osłona przeciwyplotowa; 2. Osłona silikonowa; 3. Złącze; 4. Nasadka membrany; 5. Membrana silikonowa 6. Zawór silikonowy; 7. Butelka na mleko; 8. Zestaw sutków;
 9. Podstawa butelki; 10. Kabel do ładowania; 11. Adapter USB; 12. Jednostka główna; 13. Rura powietrzna
- Specyfikacja techniczna: Zasilanie: 110-240V 50-60Hz; Wyjście zasilania: 5V 1A; Rozmiar: 151x42x36mm; Waga: 220g; Pojemność i typ baterii: litowo-jonowa 3,7V 1400 mAh.

II. MONTAŻ LAKIERÓW

1. Dokładnie umyj ręce mydłem i wodą przed dotknięciem laktatora, zestawu do laktatora i piersi.
 2. Wciśnij silikonową membranę i nasadkę do złącza.
 3. Nałóż lejek na łącznik.
 4. Włóż zawór do złącza. Zablokuj butelkę z mlekiem w złączu, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu.
 5. Wciśnij probówkę do zatyczki i jednostki głównej. Dotknij ekranu, aby włączyć jednostkę główną.
- Przed użyciem sprawdź elementy zestawu laktatora pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Wymień w razie potrzeby.
 - Zawsze sprawdzaj wszystkie części przed użyciem pod kątem czystości.
 - Aby zapobiec uszkodzeniu laktatora, wszystkie elementy muszą być całkowicie suche przed użyciem.

III. WYŚWIETLANIE IKON

1. Tryb masażu; 2. Tryb pompowania; 3. Tryb bioniczny; 4. Wskaźnik baterii; 5. Przycisk zasilania; 6. Spadek ssania; 7. Poziom ssania; 8. Wskaźnik czasu; 9. Wzrost ssania; 10. Zmiana trybu;
- Przycisk zasilania: Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć laktator.

1. Twój laktator uruchomi się w trybie masażu. Dostosuj poziom pompowania za pomocą przycisków (-)(+), aby znaleźć odpowiedni poziom. Tryb masażu to rytm pompy ssącej na czczo, która stymuluje przepływ mleka.
 2. Po dwóch minutach pompa automatycznie przejdzie w tryb pompowania. Dostosuj poziom odciągania za pomocą przycisków (-)(+), aby znaleźć maksymalny komfortowy poziom odciągania pokarmu. Jeśli mleko zacznie płynąć przed upływem dwóch minut, naciśnij przycisk zmiany trybu, aby ręcznie przejść do trybu odciągania.
 - Tryb odciągania to wolniejszy rytm ssania/pompowania w celu delikatnego i wydajnego usuwania mleka po jego rozpoczęciu.
 - 3.0 Kiedy odciągasz pokarm w trybie odciągania, zwiększ prędkość/podciśnienie (+), aż odciąganie będzie nieco nieprzyjemne (nie bolesne), a następnie zmniejsz nieco za pomocą przycisku (-).
 4. Możesz przełączyć się na tryb bioniczny, gdy wypływ mleka ustanie. Tryb Bionic ma na celu wywołanie kolejnego rozbięcia, łącząc szybkie i wolne rytmy pompowania.
- Tryby: tryb masażu L1-L5; Tryb pompowania L1-L9; Bioniczne L1-L5.
- Wskaźnik baterii: wskazuje pozostałą żywotność baterii. Laktator należy ładować, gdy poziom naładowania baterii jest niski.
- Wskaźnik czasu: wskazuje długość sesji odciągania pokarmu. Pompa wyłączy się automatycznie po 30 minutach użytkowania.

IV. OBSŁUGA LAKIERKI

Krok 1 – Umieść lejek na piersi tak, aby brodawka była prawidłowo wyśrodkowana w tunelu.

Krok 2 – Przytrzymaj lejek i łącznik na piersi kciukiem i palcem wskazującym. Podeprzyj piers dłońmi.

Krok 3 – Włącz laktator, dotykając przycisku zasilania i wybierz preferowany tryb.

Krok 4 – Wylącz laktator, naciskając przycisk zasilania. Wyjmij butelkę ze złącza. Zainstaluj zestaw na sutki, jeśli zamierzasz od razu nakarmić dziecko lub przynieś świeżo odciągnięte mleko do woreczka/pojemnika do przechowywania mleka i przechowuj je w zamrażarce lub lodówce.

V. INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

Pierz przed pierwszym i po każdym użyciu!

Krok 1 – Zdemontuj wszystkie części, jak pokazano w I. Zdejmij nasadkę z lejka. Odłącz złącze od lejka, membrany, nasadki, zaworu i butelki. Wypłucz kapturek przeciwpyłkowy (I-1); Osłona silikonowa (I-2); Złącze (I-3); Membrana silikonowa (I-5); zawór (I-6); Zestaw sutków (I-8); Butelka mleka (I-7) i podstawa butelki (I-9) w chłodnej wodzie. UWAGA: Nigdy nie myj jednostki głównej (I-12); Kabel ładujący (I-10), adapter USB (I-11) i rurka powietrzna (I-13), aby uniknąć trwałego uszkodzenia produktu. Wytrzyj wilgotną szmatką (nie mokrą) i natychmiast wysusz.

Krok 2 – Namocz w ciepłej wodzie przez 5 minut, a następnie umyj i splucz.

Krok 3 – Poczekać, aż części wyschną na powietrzu. Przechowuj suche części w chłodnym miejscu, gdy nie są używane.

Nie przechowywać mokrych lub wilgotnych części.

KIEDY MYĆ I ODKAŻAĆ:

- PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM MYĆ I ODKAŻAĆ: napiersnik (I-2); Zestaw laktatora (I-3; I-5; I-6); Zestaw smoczków (I-8) i butelka mleka (I-7).
- PO KAŻDYM UŻYCIU PRANIE: napiersnik (I-2); Zestaw laktatora (I-3; I-5; I-6); Zestaw smoczków (I-8) i butelka mleka (I-7).
- ODKAŻANIE RAZ DZIENNIE: lejek piersiowy (I-2); Zestaw laktatora (I-3; I-5; I-6); Zestaw smoczków (I-8) i butelka mleka (I-7).

Notatka:

- Przed pierwszym użyciem ładu akumulator laktatora przez 2 godziny, podłączając laktator do źródła zasilania za pomocą złącza USB. Po zakończeniu ładowania na wyświetlaczu pojawi się ikona baterii w pełni naładowanej.
- Uważaj, aby podczas czyszczenia nie uszkodzić części zestawu laktatora.
- Zestaw do karmienia na sucho przechowuj w czystej torbie lub pojemniku do następnego użycia.
- Dokładnie umyć ręce.

VI. PRZECHOWYWANIE DŁUGOTERMINOWE

Twój laktator zawiera akumulator. Aby zachować laktator, gdy nie jest używany przez dłuższy czas,

automatycznie przejdzie w tryb przechowywania. Przed przechowywaniem laktatora przez dłuższy czas pamiętaj, aby:

A – Zestaw do czyszczenia laktatora B – Czyszczenie laktatora C – Upewnij się, że bateria laktatora jest w pełni naładowana.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli laktator nie włącza się:

- Sprawdź, czy laktator jest podłączony do sprawnego gniazdka elektrycznego.
- Sprawdź, czy kabel USB działa, używając innego urządzenia.

W przypadku niskiego ssania lub braku ssania:

- Sprawdź, czy wszystkie połączenia laktatorów są bezpieczne.
- Zdemontować i zmontować agregat pompowy. Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i nieuszkodzone.
- Podczas odciągania upewnij się, że lejek jest całkowicie szczelny wokół piersi.

W przypadku przepełnienia mleka matki:

- Wylącz laktator i odłącz kabel USB z gniazdka elektrycznego.
- Do wyderania laktatora używaj wilgotnej (nie mokrej) szmatki.
- Gdy wszystkie elementy są suche, zmontuj je ponownie.

VII. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA ŚWIEŻO WYRAŻONEGO MLEKA (DLA ZDROWYCH DZIECI DO ŻYCIA).

2. Temperatura pokojowa; 3. Chłodnica z lodem; 4. Lodówka; 5. Zamrażarka; 6. 4-6 godzin w 19-26 °C (66-78°F); 7. 24 godziny w 15°C (59°F); 8. 3-8 dni w 4 °C (39°F); 9. 6-12 miesięcy w -18- -20° C (0- -4°F).

Zgodny z EN 14350, EN 55014, EN 61000.

Хвала вам што сте купили наш производ. Пажљиво прочитајте ово упутство пре употребе и сачувајте га за будућу употребу. Желим вам пријатно искуство коришћења наше интелигентне електричне пумпе за дојке.

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОИЗВОДА

- Без БПА и компатибилан: Пумпа и прибор су направљени од материјала без БПА. Пумпа је компатибилна са већином стандардних флаша за бебе са широким грлом.
- Систем за спречавање повратног тока: Затворени систем који спречава да мајчино млеко уђе у уређај. Штити уређај од оштећења и чисти мајчино млеко.
- Мекани силиконски левак за дојке: Меки силиконски левак, који доприноси удобности мајке, смањује притисак и учествује у масажи груди како би промовисао стимулацију и оптимизацију протока мајчиног млека.
- Екран осетљив на додир: екран осетљив на додир, меморија за снимање недавних сесија и тајмер за лако праћење.
- Задовољавање различитих потреба: Функција Масажа - 5 нивоа, Функција Сквеезе - 9 нивоа и Функција Сквеезе са неједначеним пумпањем - 5 нивоа рада.
- Тиха и лагана: Тиха пумпа за груди омогућава дискретно пумпање било где. Лаган, преносив, дизајниран за мајке у покрету које цијеле млеко неколико пута дневно.
- УСБ пуњива батерија: Издржљива литијумска батерија са 2 сата трајања батерије након потпуног пуњења. Микро УСБ порт са стандардним УСБ каблом за повезивање са извором напајања.

I. КОМПОНЕНТЕ ПРОИЗВОДА

1. Заштитни поклопац;
 2. Силиконски левак;
 3. Тело пумпе;
 4. Поклопац кућишта пумпе;
 5. Силиконска дијафрагма
 6. Силиконски вентил;
 7. Боца;
 8. Дуда сет;
 9. Држац за флаше;
 10. Кабл за пуњење;
 11. USB адаптер;
 12. Главна јединица;
 13. Ваздушна цев.
- Техничка спецификација: Улазно напајање: 110-240V 50-60Hz; Излазно напајање: 5V 1A; Величина: 151x42x36мм; Тежина: 220 г; Капацитет и тип батерије: 3.7V 1400mAh Li-ион.

II. МОНТАЖА НАПОЈНЕ ПУМPE

1. Добро оперите руке сапуном и водом пре него што додирнете пумпу, прибор и груди.
 2. Притисните силиконску мембрану и поклопац у тело пумпе.
 3. Притисните силиконски левак на тело пумпе.
 4. Уметните силиконски вентил у тело пумпе. Затегните флашу за млеко окретањем у смеру казаљке на сату док се не стегне.
 5. Гурните цев за ваздух у поклопац кућишта пумпе и главну јединицу. Додирните екран да бисте укључили пумпу.
- Проверите да ли су компоненте пумпе за дојке истрошене или оштећене пре употребе. Замените ако је потребно.
 - Пре употребе увек проверите чистоћу свих делова.
 - Да бисте спречили оштећење, све компоненте пумпе морају бити потпуно суве пре употребе.

III. ДИГИТАЛНИ ЕКРАН

1. Режим масаже;
 2. Режим стискања;
 3. Режим стискања са неједначеним пумпањем.
 4. Индикатор батерије;
 5. Дугме за напајање;
 6. Дугме за смањење усисавања;
 7. Тренутни ниво;
 8. Индикатор времена;
 9. Дугме за повећање усисавања;
 10. Промена режима;
- Дугме за напајање: Држите 2 секунде да бисте укључили или искључили пумпу за дојке.

1. Пумпа ће се покренути са режимом масаже. Подесите ниво пумпања помоћу (-) (+) дугмади да бисте пронашли одговарајући ниво за вас. Функција масаже укључује брз ритам усисавања како би се стимулисао проток млека.
 2. Након два минута, пумпа ће аутоматски прећи у фазу пражења. Подесите ниво стискања помоћу дугмади (-) (+) да бисте пронашли одговарајући ниво за вас. Ако млеко потече пре истека ових 2 минута, притисните дугме да промените режим ручног пребацивања у режим пумпања. Функција цеђења укључује спорији ритам сисања како би се млеко потпуно исцедило.
 3. У режиму стискања, повећавајте снагу усисавања (помоћу дугмета (+)) док не осетите благу нелагодност (пазите да не осећате бол), а затим лагано смањите помоћу (-) дугмета.
 4. Можете да пређете на режим стискања са неравномерним пумпањем када проток млека престане. Режим неједначеног пумпања има за циљ да покрене још једно пумпање комбиновањем брзих и спорих ритмова пумпања.
- Режими рада: Режим масаже L1-L5; Режим стискања L1-L9; Режим стискања са неједначеним пумпањем L1-L5.
- Индикатор батерије Приказује преостало трајање батерије. Напуните пумпу за дојке када се батерија испразни.
- Индикатор времена: Приказује трајање ваше сесије цеђења. Пумпа ће се аутоматски искључити након 30 минута употребе.
- Пре употребе увек проверите чистоћу свих делова.
 - Да бисте спречили кварење мајчиног млека, све компоненте морају бити потпуно суве пре употребе.

IV. УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Корак 1 – Поставите силиконски левак на дојку тако да брадавица буде правилно центрирана у отвору.

Корак 2 – Палцем и кажипрстом држите силиконски левак и тело пумпе на дојци. Подуприте дојку дланом.

Корак 3 – Укључите пумпу притиском на дугме за напајање и изаберите режим који желите.

Корак 4 – Искључите пумпу за груди притиском на дугме за напајање након употребе. Одржите флашу за млеко са тела пумпе. Уградите цуцу ако ћете одмах нахранити бебу изцеђеним млеком. У другим случајевима, издојено млеко пребаците у коверту / контејнер за складиштење млека и чувајте у фрижидеру или замрзивачу.

V. УПУТСТВО ЗА ЧИШЋЕЊЕ

Очистите пре прве и после сваке употребе!

Корак 1 – Раставите све делове као што је приказано у И. Скините поклопац са силиконског левка. Раставите тело пумпе, силиконски левак, мембрану, поклопац, вентил и боцу. Исперите заштитни поклопац (I-1); Силиконски левак (I-2); Тело пумпе (I-3); Силиконска дијафрагма (I-5); Вентил (I-6); Set за цуцле (I-8); Боца (I-7) и држач за флаше (I-9) у млакој води.

ОПРЕЗ: Никада немојте прати главну пумпну јединицу (I-12); Кабл за пуњење (I-10), УСБ адаптер (I-11) и ваздушна цев (I-13) да бисте избегли трајно оштећење производа. Обришите влажном крпом и одмах осушите.

Корак 2 – Потопите у топлу воду 5 минута, затим оперите и исперите.

Корак 3 – Оставите делове да се осуше на ваздуху. Чувајте суве делове на хладном месту када се не користе.

Не складиштајте мокре или влажне делове.

КАДА ПРАТИ А КАДА СТЕРИЛИЗОВАТИ:

- ПЕРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ ПЕРИТЕ И СТЕРИЛИЗУЈТЕ: Силиконски левак (I-2); Делови (I-3; I-5; I-6); Set за цуцле (I-8) и флашицу за млеко (I-7).
- ПОСЛЕ СВАКЕ УПОТРЕБЕ ПРАЊЕ: Силиконски левак (I-2); Делови (I-3; I-5; I-6); Set за цуцле (I-8) и флашицу за млеко (I-7).
- СТЕРИЛИЗАЦИЈА ЈЕДНОМ ДНЕВНО: Силиконски левак (I-2); Делови (I-3; I-5; I-6); Set за цуцле (I-8) и флашицу за млеко (I-7).

Белешка:

- Пре прве употребе, пуните пумпу преко USB кабла и адаптера 2 сата.
- Пазите да не оштетите делове комплекта за мајчино млеко током чишћења.
- Чувајте пумпни агрегат у чистој врећи или контејнеру до следеће употребе.
- Добро оперите руке.

VI. ДУГОТРАЈНО СКЛАДИШТЕЊЕ

Ваша пумпа за груди садржи пуњиву батерију. Када се не користи дужи временски период, батерија ће аутоматски ући у режим складиштења. Пре чувања пумпе за дојке на дужи временски период, обавезно:

A – Очистите компоненте пумпе; B – Очистите пумпу; C – Уверите се да је батерија пумпе потпуно напуњена;

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

Ако се пумпа за дојке не укључи:

- Проверите да ли је пумпа укључена у исправну електричну утичницу.
- Проверите да ли USB кабл ради на другом уређају.

Ако је усклавање мало или нимало:

- Проверите да ли су сви прикључци и компоненте пумпе састављени.
- Раставите и поново саставите пумпу. Уверите се да су сви делови чисти и неоштећени.
- Док стежете, уверите се да је силиконски левак чврсто и правилно постављен око дојке.

Ако постоји цурење млека:

- Искључите пумпу за дојке и извуците USB кабл.
- Користите влажну (не мокру) крпу да обришете пумпицу.
- Када су све компоненте суве, поново их саставите.

VII. СМЕРНИЦЕ ЗА ЧУВАЊЕ ДОЈКИ (ЗА ЗДРАВЕ БЕБЕ).

2. Собна температура; 3. Хладњак са ледом; 4. Фрижидер; 5. Замрзивач; 6. 4-6 сати на 19-26 °C (66-78° F); 7. 24 сата на 15 °C (59° F); 8. 3-8 дана на 4 °C (39° F); 9. 6-12 месеци на -18 – -20 °C (0 – -4° F).

Испуњава захтеве стандарда EN 14350, EN 55014, EN 61000.

Ви благодариме што го купивте нашиот производ. Ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство пред употреба и чувајте го за идна референца. Ви посакувам пријатно искуство со користење на нашата интелигентна електрична пумпа за гради.

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

- Без ВРА и компатибилни: пумпата и додатоците се направени од материјали без ВРА. Пумпата е компатибилна со повеќето стандардни шишиња за бебиња со широки усти.
- Систем за спречување на повратен проток: Затворен систем кој спречува мајчино млеко да влезе во уредот. Го штити уредот од оштетување и чисто мајчино млеко.
- Мека силиконска инка за гради: Мека силиконска инка, која придонесува за удобност на мајката, го намалува притисокот и учествува во масажата на градите за да се промовира стимулација и оптимизација на протокот на мајчино млеко.
- Екран на допир: Екран на допир, меморија за снимање неодамнешни сесии и тајмер за лесно следење.
- Задоволување на различни потреби: Функционална масажа - 5 нивоа, функција за стискање - 9 нивоа и функција за стискање со неравномерно пумпање - 5 нивоа на работа.
- Тивко и лесна: Тивката пумпа за гради овозможува дискретно пумпање насекаде. Лесен, пренослив, дизајниран за мајки во движење кои го испуштаат млекото неколку пати на ден.
- USB батерија на полнење: Издржлива литиумска батерија со 2 часа траење на батеријата по целосно полнење. Микро USB приклучок со стандарден USB кабел за поврзување со извор на енергија.

I. КОМПОНЕНТИ НА ПРОИЗВОДОТ

1. Заштитна обвивка; 2. Силиконска инка; 3. Тело на пумпата; 4. Капак на телото на пумпата; 5. Силиконска дијафрагма 6. Силиконски вентил; 7. Шише; 8. Комплет цуцла; 9. Држач за шишиња; 10. Кабел за полнење; 11. USB адаптер; 12. Главна единица; 13. Воздушна цевка.

Техничка спецификација: Влезно напојување: 110-240V 50-60Hz; Излезно напојување: 5V 1A; Големина: 151x42x36mm; Тежина: 220 g; Капацитет и тип на батерија: 3,7V 1400mAh Li-ion.

II. СОСТАВУВАЊЕ НА ПУМПАТА ЗА ХРАНА

1. Измијте ги рачете темелно со сапун и вода пред да ги допрете пумпата, додатоците и градите.
2. Притиснете ја силиконската дијафрагма и капакот во телото на пумпата.
3. Притиснете ја силиконската инка на телото на пумпата.
4. Вметнете го силиконскиот вентил во телото на пумпата. Затегнете го шишето со млеко вртејќи го во насока на стрелките на часовникот додека не се стегне.
5. Турнете ја цевката за воздух во капакот на телото на пумпата и главниот дел. Допрете го екранот за да ја вклучите пумпата.
- Проверете ги компонентите на пумпата за гради дали се истрошени или оштетени пред употреба. Заменете ако е потребно.
- Секогаш проверувајте ги сите делови за чистота пред употреба.
- За да се спречи оштетување, сите компоненти на пумпата мора да бидат целосно суви пред употреба.

III. ДИГИТАЛЕН ЕКРАН

1. Режим на масажа; 2. Режим на стискање; 3. Режим на стискање со неравномерно пумпање. 4. Индикатор за батерија; 5. Копче за вклучување; 6. Копче за намалување на вшмукувањето; 7. Тековно ниво; 8. Временик индикатор; 9. Копче за зголемување на вшмукувањето; 10. Промена на режим;
- Копче за вклучување: држете 2 секунди за да ја вклучите или исклучите пумпата за гради.

1. Пумпата ќе започне со режим на масажа. Прилагодете го нивото на пумпање со копчињата (-) (+) за да го најдете вистинското ниво за вас. Функцијата Масажна вклучува брз ритам на вшмукување со цел да се стимулира протокот на млеко.
 2. По две минути, пумпата автоматски ќе се префрли во фазата на одвод. Прилагодете го нивото на стискање со копчињата (-) (+) за да го најдете вистинското ниво за вас. Ако млекото тече пред да поминат овие 2 минути, притиснете го копчето за да го смените режимот за рачно префрлување во режим на пумпање. Функцијата на изразување вклучува побавен ритам на цицање со цел целосно да се исцеди млекото.
 3. Во режимот Стискање, зголемете ја моќта на вшмукување (користејќи го копчето (+)) додека не почувствувате мала непријатност (погрижете се да не чувствувате болка), а потоа малку намалете ја со копчето (-).
 4. Може да се префрлите на режимот Стиснување со неравномерно пумпање кога ќе престане протокот на млеко. Режимот на неравномерно пумпање има за цел да активира друго пумпање со комбинирање на брзи и бавни ритам на пумпање.
- Режим на работа: Режим на масажа L1-L5; Режим на стискање L1-L9; Режим на стискање со неравномерно пумпање L1-L5.
- Индикатор за батерија Го прикажува преостанатиот век на батеријата. Наполнете ја пумпата за гради кога батеријата е потрошена.
- Индикатор за време: Го прикажува времетраењето на вашата сесија на стискање. Пумпата автоматски ќе се исклучи по 30 минути користење.

IV. УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Чекор 1 - Поставете ја силиконската инка на градите така што брадавицата е правилно центриран во дупката.

Чекор 2 - Држете ја силиконската инка и телото на пумпата на градите со палецот и показалецот. Поддржете ги градите со дланката.

Чекор 3 - Вклучете ја пумпата со притискање на копчето за вклучување и изберете го режимот што го сакате.

Чекор 4 - Исклучете ја пумпата за гради со притискање на копчето за вклучување по употреба. Одржете го шишето со млеко од телото на пумпата.

Инсталирајте сет за цуцла ако веднаш ќе го нахраните бебето измолзено млеко. Во други случаи, исцеденото млеко префрлете го во плик/контејнер за складирање млеко и чувајте го во фрижидер или замрзнувач.

V. УПАТСТВА ЗА ЧИСТЕЊЕ

Чистете пред првата и после секоја употреба!

Чекор 1 - Расклопете ги сите делови како што е прикажано во I. Отстранете го капакот од силиконската инка. Расклопете го телото на пумпата, силиконската инка, дијафрагмата, капакот, вентилот и шишето. Исплакнете го заштитниот капак (I-1); Силиконска инка (I-2); Тело на пумпата (I-3); Силиконска дијафрагма (I-5); Вентил (I-6); Комплет цуцла (I-8); Шишето (I-7) и држачот за шише (I-9) во млека вода.

ВНИМАНИЕ: Никогаш не ја мијте главната единица на пумпата (I-12); Кабел за полнење (I-10), USB адаптер (I-11) и Воздушна цевка (I-13) за да се избегне трајно оштетување на производот. Избришете со влажна крпа и веднаш исушете.

Чекор 2 - Потопете во топла вода 5 минути, а потоа измијте и исплакнете.

Чекор 3 - Оставете ги деловите да се исушат на воздух. Чувајте ги сувите делови на ладно место кога не се користат.

Не чувајте влажни или влажни делови.

КОГА ДА СЕ ПЕРЕ И КОГА ДА СТЕРИЛИЗИРА:

- ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА ПЕРЕТЕ И СТЕРИЛИЗИРАЈТЕ: Силиконска инка (I-2); Делови (I-3; I-5; I-6); Сетот за цуцла (I-8) и шишето млеко (I-7).
- ПО СЕКОЈА УПОТРЕБА ПЕРЕЊЕ: Силиконска инка (I-2); Делови (I-3; I-5; I-6); Сетот за цуцла (I-8) и шишето млеко (I-7).
- СТЕРИЛИЗИРАЈ ЕДНАШ ДЕН: Силиконската инка (I-2); Делови (I-3; I-5; I-6); Сетот за цуцла (I-8) и шишето млеко (I-7).

Забелешка:

- Пред првата употреба, наполнете ја пумпата со USB-кабелот и адаптерот 2 часа.
- Внимавајте да не оштетите делови од комплетот за мајчино млеко за време на чистењето.
- Чувајте го комплетот за пумпа во чиста кеса или контејнер до следната употреба.
- Измијте ги рацете темелно.

VI. ДОЛГОРОЧНО ЧУВАЊЕ

Вашата пумпа за гради содржи батерија што се полни. Кога не се користи подолг временски период, батеријата автоматски ќе влезе во режим на складирање. Пред да ја чувате пумпата за гради подолг временски период, погрижете се:

A - Исчистете ги компонентите на пумпата; B - Исчистете ја пумпата; C - Проверете дали батеријата на пумпата е целосно наполнета;

РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

Ако пумпата за гради не се вклучи:

- Проверете дали пумпата е вклучена во работен штекер.
- Проверете дали USB-кабелот работи на друг уред.

Ако има малку или никакво вшмукување:

- Проверете дали се склопени сите приклучоци и компоненти на пумпата.
- Расклопете ја и повторно составете ја пумпата. Проверете дали сите делови се чисти и неоштетени.
- Додека стискате, проверете дали силиконската инка е цврсто и правилно поставена околу градите.

Ако има истекување на млеко:

- Исклучете ја пумпата за гради и исклучете го USB-кабелот.
- Користете влажна (не влажна) крпа за да ја избришете пумпата за гради.
- Кога сите компоненти се сушат, повторно склопете.

VII. УПАТСТВА ЗА ЧУВАЊЕ НА ДОЛЖИТЕ (ЗДРАВИ БЕБИЊА).

2. Собна температура; 3. Кулер со леден пакет; 4. Фрижидер; 5. Замрзнувач; 6. 4-6 часа на 19-26 °C (66-78° F); 7. 24 часа на 15 °C (59° F); 8. 3-8 дена на 4 °C (39° F); 9. 6-12 месеци на -18 -20 °C (0- -4° F).

Ги исполнува барањата на стандардот EN 14350, EN 55014, EN 61000.

Спасибо за покупку нашего продукта. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования. Желаю вам приятного использования нашего умного электрического молокоотсоса.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

- Совместимость и отсутствие содержания бисфенола-А: помпа и аксессуары изготовлены из материалов, не содержащих бисфенол-А. Помпа совместима с большинством стандартных детских бутылочек с широким горлышком.
- Система предотвращения обратного потока: закрытая система, предотвращающая попадание грудного молока в устройство. Защищает устройство от повреждений и очищает грудное молоко.
- Мягкая силиконовая воронка для груди: Мягкая силиконовая воронка способствует комфорту матери, снижает давление и участвует в массаже груди, стимулируя и оптимизируя приток грудного молока.
- Сенсорный дисплей: Сенсорный дисплей, память для записи последних сеансов и таймер для удобного отслеживания.
- Удовлетворение различных потребностей: функция массажа – 5 уровней, функция выжимания – 9 уровней и функция выжимания с неравномерным накачиванием – 5 уровней работы.
- Тихий и легкий: бесшумный молокоотсос позволяет незаметно сцеживать молоко в любом месте. Легкий, портативный, предназначен для мам в пути, которые сцеживают молоко несколько раз в день.
- Аккумуляторная батарея USB: долговечная литиевая батарея со сроком службы 2 часа после полной зарядки. Порт Micro USB со стандартным кабелем USB для подключения к источнику питания.

I. КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

1. Защитный кожух; 2. Силиконовая воронка; 3. Корпус насоса; 4. Крышка корпуса насоса; 5. Силиконовая диафрагма 6. Силиконовый клапан; 7. Бутылка; 8. Набор пустышек; 9. Держатель для бутылок; 10. Зарядный кабель; 11. USB-адаптер; 12. Основной блок; 13. Воздушная трубка.
Технические характеристики: Входное питание: 110-240В 50-60Гц; Выходное питание: 5В 1А; Размер: 151x42x36мм; Вес: 220 г; Емкость и тип аккумулятора: 3,7 В, 1400 мАч, литий-ионный.

II. СБОРКА ПИТАТЕЛЬНОГО НАСОСА

1. Тщательно вымойте руки водой с мылом, прежде чем прикасаться к помпе, аксессуарам и грудной клетке.
2. Вдавите силиконовую диафрагму и крышку в корпус насоса.
3. Прижмите силиконовую воронку к корпусу насоса.
4. Вставьте силиконовый клапан в корпус насоса. Затяните молочную бутылку, повернув ее по часовой стрелке до упора.
5. Вставьте воздушную трубку в крышку корпуса насоса и основной блок. Коснитесь экрана, чтобы включить насос.
- Перед использованием проверьте компоненты молокоотсоса на предмет износа или повреждений. При необходимости замените.
- Перед использованием всегда проверяйте чистоту всех деталей.
- Во избежание повреждений все компоненты насоса перед использованием должны быть полностью сухими.

III. ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ

1. Режим массажа; 2. Режим выжимания; 3. Режим отжима с неравномерной прокачкой. 4. Индикатор батареи; 5. Кнопка питания; 6. Кнопка уменьшения всасывания; 7. Текущий уровень; 8. Индикатор времени; 9. Кнопка увеличения всасывания; 10. Смена режима; Кнопка питания: удерживайте в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить молокоотсос.

1. Помпа запустится в режиме массажа. Отрегулируйте уровень прокачки с помощью кнопок (-) (+), чтобы найти правильный уровень для вас. Функция массажа включает в себя быстрый ритм всасывания, чтобы стимулировать приток молока.
2. Через две минуты насос автоматически переключится на фазу слива. Отрегулируйте уровень сжатия с помощью кнопок (-) (+), чтобы найти правильный уровень для вас. Если молоко вытекает до истечения этих 2 минут, нажмите кнопку, чтобы изменить режим ручного переключения на режим сцеживания. Функция сцеживания включает более медленный ритм сосания для полного сцеживания молока.
3. В режиме сжатия увеличьте мощность всасывания (с помощью кнопки (+)) до тех пор, пока не почувствуете легкий дискомфорт (убедитесь, что вы не чувствуете боли), затем немного уменьшите с помощью кнопки (-).
4. Вы можете переключиться в режим выжимания с неравномерным сцеживанием, когда поток молока прекратится. Режим неравномерного сцеживания направлен на запуск другого сцеживания путем сочетания быстрых и медленных ритмов сцеживания.
Режимы работы: Режим массажа L1-L5; Режим выжимания L1-L9; Режим выжимания с неравномерной прокачкой L1-L5.
Индикатор батареи Показывает оставшийся заряд батареи. Пожалуйста, зарядите молокоотсос, когда батарея разряжена.
Индикатор времени: показывает продолжительность сеанса сжатия. Помпа автоматически выключится через 30 минут использования.

IV. ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Шаг 1. Поместите силиконовую воронку на грудь так, чтобы сосок находился в правильном центре отверстия.

Шаг 2 - Удерживайте силиконовую воронку и корпус помпы на груди большим и указательным пальцами. Поддержите грудь ладонью.

Шаг 3. Включите помпу, нажав кнопку питания, и выберите нужный режим.

Шаг 4. Выключите молокоотсос, нажав кнопку питания после использования. Отвинтите молочную бутылку от корпуса помпы. Установите набор пустышек, если собираетесь сразу кормить ребенка сцеженным молоком. В других случаях переложите сцеженное молоко в конверт/контейнер для хранения молока и храните в холодильнике или морозильной камере.

V. ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ

Чистите перед первым и после каждого использования!

Шаг 1. Разберите все детали, как показано на I. Снимите крышку с силиконовой воронки. Разберите корпус насоса, силиконовую воронку, диафрагму, крышку, клапан и бутылку. Промойте защитный кожух (I-1); Силиконовая воронка (II-2); Корпус насоса (II-3); Силиконовая диафрагма (II-5); Клапан (II-6); Набор пустышек (II-8); Бутылка (II-7) и держатель для бутылки (II-9) в чьей теплой воде.

ВНИМАНИЕ: Никогда не мойте блок главного насоса (I-12); Зарядный кабель (I-10), USB-адаптер (I-11) и воздушная трубка (I-13) во избежание необратимого повреждения устройства. Протрите влажной тканью и сразу же высушите.

Шаг 2 -Замочите в теплой воде на 5 минут, затем постирайте и ополосните.

Шаг 3 - Дайте деталям высохнуть на воздухе. Храните сухие детали в прохладном месте, когда они не используются.

Не храните мокрые или влажные детали.

КОГДА СТИРАТЬ И КОГДА СТЕРИЛИЗОВАТЬ:

• **ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫМОЙТЕ И СТЕРИЛИЗУЙТЕ:** Силиконовую воронку (I-2); Части (I-3; I-5; I-6); Набор соски (I-8) и бутылочка с молоком (I-7).

• **ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫТЬ:** Силиконовую воронку (I-2); Части (I-3; I-5; I-6); Набор соски (I-8) и бутылочка с молоком (I-7).

• **СТЕРИЛИЗОВАТЬ ОДИН РАЗ В ДЕНЬ:** силиконовую воронку (I-2); Части (I-3; I-5; I-6); Набор соски (I-8) и бутылочка с молоком (I-7).

Примечание:

- Перед первым использованием зарядите помпу с помощью USB-кабеля и адаптера в течение 2 часов.
- Будьте осторожны, чтобы не повредить детали набора для грудного молока во время очистки.
- Храните насосный агрегат в чистом мешке или контейнере до следующего использования.
- Тщательно вымойте руки.

VI. ДОЛГОСРОЧНОЕ ХРАНЕНИЕ

Ваш молокоотсос содержит перезаряжаемую батарею. Если аккумулятор не используется в течение длительного периода времени, он автоматически переходит в режим хранения. Перед тем, как поставить молокоотсос на длительное хранение, убедитесь, что:

A - Очистите компоненты насоса; B - Очистите насос; C - Убедитесь, что аккумулятор помпы полностью заряжен;

ПОИСК ПРОБЛЕМЫ

Если молокоотсос не включается:

- Убедитесь, что насос подключен к работающей электрической розетке.
- Убедитесь, что кабель USB работает с другим устройством.

Если всасывания мало или нет:

- Убедитесь, что все соединения и компоненты насоса собраны.
- Разберите и снова соберите насос. Убедитесь, что все детали чистые и не повреждены.
- При сдавливании следите за тем, чтобы силиконовая воронка плотно и правильно располагалась вокруг груди.

Если есть подтекание молока:

- Выключите молокоотсос и отсоедините кабель USB.
- Используйте влажную (не мокрую) ткань для протирки молокоотсоса.
- Когда все компоненты высохнут, соберите их.

VII. РУКОВОДСТВО ПО ХРАНЕНИЮ ГРУДИ (ДЛЯ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ).

2. Комнатная температура; 3. Кулер со льдом; 4. Холодильник; 5. Морозильник; 6. 4-6 часов при 19-26°C (66-78°F); 7. 24 часа при 15°C (59°F); 8. 3-8 дней при 4°C (39°F); 9. 6-12 месяцев при -18-20°C (0-4°F).

Соответствует требованиям стандарта EN 14350, EN 55014, EN 61000.

Дякуємо, що придбали наш продукт. Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням та збережіть його для подальшого використання. Бажаю вам приємного використання нашого інтелектуального електричного молоковідсмоктувача.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

- Не містить BPA і сумісний: насос та аксесуари виготовлені з матеріалів, які не містять BPA. Насос сумісний з більшістю стандартних дитячих пляшечок з широким горлом.
- Система запобігання зворотному потоку: закрита система, яка запобігає потраплянню грудного молока в пристрій. Захищає пристрій від пошкоджень і чисте грудне молоко.
- М'яка силіконова воронка для грудей: м'яка силіконова воронка, яка сприяє комфорту матері, знижує тиск і бере участь у масажі грудей, щоб стимулювати та оптимізувати відтік грудного молока.
- Сенсорний дисплей: сенсорний дисплей, пам'ять для запису останніх сеансів і таймер для легкого відстеження.
- Задоволення різних потреб: Функція Масаж – 5 рівнів, Функція Squeeze – 9 рівнів і Функція Squeeze з нерівномірним накачуванням – 5 рівнів роботи.
- Тихий і легкий: безшумний молоковідсмоктувач дозволяє непомітно здійснювати будь-де. Легкий, портативний, призначений для мам у дорозі, які здійснюють молоко кілька разів на день.
- Акумуляторна батарея USB: міцний літійовий акумулятор із 2 годинами автономної роботи після повного зарядження. Порт Micro USB зі стандартним кабелем USB для підключення до джерела живлення.

I. КОМПОНЕНТИ ПРОДУКТУ

1. Захисний кожух; 2. Силіконова воронка; 3. Корпус насоса; 4. Кришка корпусу насоса; 5. Силіконова діафрагма 6. Силіконовий клапан; 7. Пляшка; 8. Набір пустушки; 9. Тримач для пляшок; 10. Кабель для зарядки; 11. USB-адаптер; 12. Основний блок; 13. Повітряна трубка.

Технічні характеристики: Вхідне живлення: 110-240В 50-60Гц; Вихідне джерело живлення: 5В 1А; Розмір: 151x42x36 мм; Вага: 220 г; Ємність і тип батареї: 3.7V 1400mAh Li-ion.

II. ЗБІРКА КОРМОНАСОСА

1. Ретельно вимийте руки з милом, перш ніж торкатися насоса, аксесуарів і скрині.
 2. Витисніть силіконову діафрагму та кришку в корпус насоса.
 3. Притисніть силіконову воронку до корпусу насоса.
 4. Вставте силіконовий клапан в корпус насоса. Затягніть молочну пляшку, повертаючи її за годинниковою стрілкою, доки вона не затягнеться.
 5. Вставте повітряну трубку в кришку корпусу насоса та основного блоку. Торкніться екрана, щоб увімкнути насос.
- Перед використанням перевірте компоненти молоковідсмоктувача на предмет зносу чи пошкоджень. При необхідності замініть.
 - Перед використанням завжди перевіряйте всі деталі на чистоту.
 - Щоб запобігти пошкодженню, всі компоненти насоса повинні бути повністю сухими перед використанням.

III. ЦИФРОВИЙ ДИСПЛЕЙ

1. Режим масажу; 2. Режим віджимання; 3. Режим віджимання з нерівномірним відкачуванням; 4. Індикатор батареї; 5. Кнопка живлення; 6. Кнопка зменшення всмоктування; 7. Поточний рівень; 8. Індикатор часу; 9. Кнопка збільшення всмоктування; 10. Зміна режиму; Кнопка живлення: утримуйте протягом 2 секунд, щоб увімкнути або вимкнути молоковідсмоктувач.

1. Насос запуститься в режимі масажу. Відрегулюйте рівень накачування за допомогою кнопок (-) (+), щоб знайти потрібний рівень. Функція масажу включає швидкий ритм смокання, щоб стимулювати потік молока.

2. Через дві хвилини насос автоматично перейде на фазу зливу. Відрегулюйте рівень стиснення за допомогою кнопок (-) (+), щоб знайти потрібний рівень. Якщо молоко витікає до закінчення цих 2 хвилин, натисніть кнопку, щоб змінити режим ручного перемикачання на режим здійснювання. Функція здійснювання включає повільний ритм смокання для повного здійснювання молока.

3. У режимі Squeeze збільшуйте потужність всмоктування (за допомогою кнопки (+)), поки не відчуєте легкий дискомфорт (переконайтеся, що ви не відчуваєте болю), потім злегка зменшіть її за допомогою кнопки (-).

4. Ви можете переключитися в режим «Віджимання» з нерівномірним здійснюванням, коли потік молока припиниться. Режим нерівномірного прокачування має на меті викликати іншу прокачування, поєднуючи швидкі та повільні ритми накачування.

Режими роботи: режим масажу L1-L5; Режим віджимання L1-L9; Режим віджимання з нерівномірною прокачуванням L1-L5.

Індикатор заряду батареї Показує час роботи акумулятора, що залишився. Будь ласка, зарядіть молоковідсмоктувач, коли батарея розряджена.

Індикатор часу: показує тривалість сеансу віджимання. Насос вимкнеться автоматично через 30 хвилин використання.

IV. ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Крок 1. Покладіть силіконову воронку на груди так, щоб сосок був правильно центрований в отворі.

Крок 2 - великим і вказівним пальцями притримуйте силіконову воронку і корпус насоса на грудях. Підтримуйте груди долонею.

Крок 3. Увімкніть насос, натиснувши кнопку живлення та виберіть потрібний режим.

Крок 4. Після використання вимкніть молоковідсмоктувач, натиснувши кнопку живлення. Відкрити молочну пляшку з корпусу насоса. Встановіть набір-пустушку, якщо збираєтеся негайно годувати дитину зщідженим молоком. В інших випадках перемістіть зщіджене молоко в конверт / контейнер для зберігання молока і зберігайте в холодильнику або морозильній камері.

V. ІНСТРУКЦІЯ З ОЧИЩЕННЯ

Очищайте перед першим і після кожного використання!

Крок 1. Розберіть всі деталі, як показано на І. Зніміть кришку з силіконової воронки. Розібрати корпус насоса, силіконову воронку, діафрагму, кришку, клапан і пляшку. Промийте захисний чохол (I-1); Силіконова воронка (I-2); Корпус насоса (I-3); Силіконова діафрагма (I-5); Клапан (I-6); Набір пустушки (I-8); Пляшку (I-7) і тримач для пляшок (I-9) у теплій воді.

УВАГА: Ніколи не мийте головний насосний блок (I-12); Зарядний кабель (I-10), USB-адаптер (I-11) і повітряна трубка (I-13), щоб уникнути остаточного пошкодження виробу. Протріть вологою ганчіркою і негайно висушіть.

Крок 2 - Замочіть у теплій воді на 5 хвилин, потім вимийте та промийте.

Крок 3 - Дайте деталям висохнути на повітрі. Зберігайте сухі деталі в прохолодному місці, коли вони не використовуються.

Не зберігайте вологі чи вологі деталі.

КОЛИ ПРАТИ І КОЛИ СТЕРИЛІЗУВАТИ:

• ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ ПОМИТИ ТА СТЕРИЛІЗУЙТЕ: Силіконова воронка (I-2); Частини (I-3; I-5; I-6); Набір пустушки (I-8) і молочна пляшка (I-7).

• ПІСЛЯ КОЖНОГО ВИКОРИСТАННЯ МІННЯ: Силіконова воронка (I-2); Частини (I-3; I-5; I-6); Набір пустушки (I-8) і молочна пляшка (I-7).

• СТЕРИЛІЗУЙТЕ РАЗ НА ДОБУ: силіконова воронка (I-2); Частини (I-3; I-5; I-6); Набір пустушки (I-8) і молочна пляшка (I-7).

Примітка:

- Перед першим використанням зарядіть насос за допомогою USB-кабелю та адаптера протягом 2 годин.
- Будьте обережні, щоб не пошкодити частини набору для грудного молока під час чищення.
- Зберігайте насосний агрегат у чистому пакеті або контейнері до наступного використання.
- Ретельно вимийте руки.

VI. ДОВГОТРОКОВА ЗБЕРІГАННЯ

Ваш молоковідсмоктувач містить акумуляторну батарею. Якщо акумулятор не використовується протягом тривалого часу, акумулятор автоматично перейде в режим зберігання. Перш ніж зберігати молоковідсмоктувач протягом тривалого періоду часу, переконайтеся, що:

A - Очистіть компоненти насоса; B - Очистіть насос; C - Переконайтеся, що акумулятор насоса повністю заряджений;

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Якщо молоковідсмоктувач не вмикається:

- Перевірте, чи насос підключено до справної електричної розетки.
- Перевірте, чи USB-кабель працює на іншому пристрої.

Якщо всмоктування мало або немає:

- Перевірте, чи всі з'єднання та компоненти насоса зібрані.
- Розберіть і знову зберіть насос. Переконайтеся, що всі частини чисті та непошкоджені.
- Під час зщіджування переконайтеся, що силіконова воронка щільно і правильно розташована навколо грудей.

Якщо є витік молока:

- Вимкніть молоковідсмоктувач і від'єднайте USB-кабель.
- Використовуйте вологу (не вологу) тканину, щоб протерти молоковідсмоктувач.
- Коли всі компоненти висохнуть, зберіть їх.

VII. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ ГРУДІВ (ДЛЯ ЗДОРОВИХ ДІТК).

2. Кімнатна температура; 3. Кулер з пакетом з льодом; 4. Холодильник; 5. Морозильна камера; 6. 4-6 годин при 19-26 °C (66-78° F); 7. 24 години при 15 °C (59° F); 8. 3-8 днів при 4 °C (39° F); 9. 6-12 місяців при -18 - 20 °C (0 - -4° F).

Відповідає вимогам стандартів EN 14350, EN 55014, EN 61000.

Hvala vam što ste kupili naš proizvod. Prije uporabe pažljivo pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduću upotrebu. Želim vam ugodno iskustvo korištenja naše inteligentne električne pumpe za grudi.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- Bez BPA i kompatibilan: pumpa i pribor izrađeni su od materijala bez BPA. Pumpa je kompatibilna s većinom standardnih dječjih bočica s širokim grlom.
- Sustav za sprječavanje povratnog toka: zatvoreni sustav koji sprječava ulazak majčinog mlijeka u uređaj. Stiti uređaj od oštećenja i čisti majčino mlijeko.
- Mekani silikonski lijevak za dojke: Meki silikonski lijevak, koji doprinosi udobnosti majke, smanjuje pritisak i sudjeluje u masaži grudi kako bi potaknuo stimulaciju i optimizaciju protoka majčinog mlijeka.
- Zaslon osjetljiv na dodir: zaslon osjetljiv na dodir, memorija za snimanje nedavnih sesija i mjerač vremena za jednostavno praćenje.
- Zadovoljavanje različitih potreba: Funkcija Masaža - 5 razina, Funkcija Squeeze - 9 razina i Funkcija Squeeze s neravnomjermim pumpanjem - 5 razina rada.
- Tiha i lagana: tiha pumpa za grudi omogućuje diskretno pumpanje bilo gdje. Lagan, prenosiv, dizajniran za majke u pokretu koje cijede mlijeko nekoliko puta dnevno.
- USB punjiva baterija: Izdržljiva litijska baterija s 2 sata trajanja baterije nakon potpunog punjenja. Micro USB priključak sa standardnim USB kablom za spajanje na izvor napajanja.

I. KOMPONENTE PROIZVODA

1. Zaštitni poklopac; 2. Silikonski lijevak; 3. Tijelo pumpe; 4. Poklopac tijela pumpe; 5. Silikonska dijafragma 6. Silikonski ventil; 7. Boca; 8. Set duda; 9. Držač za boce; 10. Kabel za punjenje; 11. USB adapter; 12. Glavna jedinica; 13. Cijev za zrak.
- Tehnička specifikacija: Ulazno napajanje: 110-240V 50-60Hz; Izlazno napajanje: 5V 1A; Veličina: 151x42x36mm; Težina: 220g; Kapacitet i tip baterije: 3.7V 1400mAh Li-ion.

II. SASTAVLJANJE NAPOJNE PUMPE

1. Temeljito operite ruke sapunom i vodom prije nego dodirnete pumpu, pribor i prsa.
 2. Pritisnite silikonsku membranu i poklopac u tijelo pumpe.
 3. Pritisnite silikonski lijevak na tijelo pumpe.
 4. Umetnite silikonski ventil u tijelo pumpe. Zategnite bocu s mlijekom okrećući je u smjeru kazaljke na satu dok ne stegne.
 5. Gurnite cijev za zrak u poklopac kućišta pumpe i glavnu jedinicu. Dodirnite ekran da biste uključili pumpu.
- Prije uporabe provjerite jesu li dijelovi pumpe za grudi istrošeni ili oštećeni. Zamijenite ako je potrebno.
 - Prije uporabe uvijek provjerite čistoću svih dijelova.
 - Kako biste spriječili oštećenje, sve komponente crpke moraju biti potpuno suhe prije uporabe.

III. DIGITALNI ZASLON

1. Način rada za masažu; 2. Način rada cijedenja; 3. Način cijedenja s neravnomjermim pumpanjem. 4. Indikator baterije; 5. Tipka za uključivanje; 6. Gumb za smanjenje usisavanja; 7. Trenutna razina; 8. Pokazatelj vremena; 9. Gumb za povećanje usisavanja; 10. Promjena režima; Gumb za uključivanje: držite 2 sekunde kako biste uključili ili isključili pumpicu za grudi.

1. Crpka će se pokrenuti s načinom masaže. Podesite razinu pumpanja pomoću (-) (+) tipki kako biste pronašli odgovarajuću razinu za vas. Funkcija masaže uključuje brzi ritam usisavanja kako bi se potaknuo protok mlijeka.
 2. Nakon dvije minute, crpka će se automatski prebaciti na fazu odvoda. Podesite razinu stiskanja pomoću gumba (-) i (+) kako biste pronašli odgovarajuću razinu za vas. Ako mlijeko poteže prije isteka ove 2 minute, pritisnite tipku da promijenite način ručnog prebacivanja u način ispumpanja. Funkcija cijedenja uključuje sporiji ritam sisanja kako bi se mlijeko u potpunosti iscijedilo.
 3. U načinu rada Squeeze povećavajte snagu usisavanja (pomoću tipke (+)) dok ne osjetite blagu nelagodu (pazite da ne osjećate bol), a zatim lagano smanjite tipkom (-).
 4. Možete se prebaciti na način rada Squeeze s neravnomjermim pumpanjem kada protok mlijeka prestane. Način neravnomjernog pumpanja ima za cilj pokrenuti još jedno pumpanje kombiniranjem brzih i sporih ritmova pumpanja.
- Načini rada: Način masaže L1-L5; Način stiskanja L1-L9; Način cijedenja s neravnomjermim pumpanjem L1-L5.
- Indikator baterije Pokazuje preostali vijek trajanja baterije. Napunite pumpicu za grudi kada se baterija isprazni.
- Indikator vremena: Prikazuje trajanje vaše sesije cijedenja. Crpka će se automatski isključiti nakon 30 minuta korištenja.

IV. UPUTE ZA KORIŠTENJE

Korak 1 – Stavite silikonski lijevak na dojku tako da bradavica bude pravilno centrirana u rupi.

Korak 2 – Palcem i kažiprstom držite silikonski lijevak i tijelo pumpice na dojci. Poduprite dojku dlanom.

Korak 3 – Uključite crpku pritiskom na tipku za uključivanje i odaberite način rada koji želite.

Korak 4 – Isključite pumpicu za grudi pritiskom na tipku za napajanje nakon upotrebe. Odmrinite bocu za mlijeko s tijela pumpe. Ugradite dudu ako ćete bebū odmah nahraniti izdvojenim mlijekom. U drugim slučajevima izdvojeno mlijeko premjestite u otmotnicu/spremnik za pohranu mlijeka i čuvajte u hladnjaku ili zamrzivaču.

V. UPUTE ZA ČIŠĆENJE

Očistite prije prve i nakon svake uporabe!

Korak 1 – Rastavite sve dijelove kao što je prikazano u I. Skinite poklopac sa silikonskog lijevka. Rastavite tijelo pumpe, silikonski lijevak, membranu, poklopac, ventil i bocu. Isperite zaštitni poklopac (I-1); Silikonski lijevak (I-2); Tijelo pumpe (I-3); Silikonska dijafragma (I-5); Ventil (I-6); Set dudu (I-8); Boca (I-7) i držač za bocu (I-9) u mlakoj vodi.

OPREZ: Nikada nemojte prati glavnu crpnu jedinicu (I-12); Kabel za punjenje (I-10), USB adapter (I-11) i zračna cijev (I-13) kako biste izbjegli trajno oštećenje proizvoda. Obrisite vlažnom krpom i odmah osušite.

Korak 2 – Potopite u toplu vodu 5 minuta, zatim operite i isperite.

Korak 3 – Ostavite dijelove da se osuše na zraku. Suhe dijelove čuvajte na hladnom mjestu kada se ne koriste.

Ne spremaite mokre ili vlažne dijelove.

KADA PRATI A KADA STERILIZIRATI:

- PRIJE PRVE UPOTREBE OPERITE I STERILIZIRAJTE: Silikonski lijevak (I-2); Dijelovi (I-3; I-5; I-6); Set dudu (I-8) i bočica za mlijeko (I-7).
- NAKON SVAKE UPOTREBE PRANJE: Silikonski lijevak (I-2); Dijelovi (I-3; I-5; I-6); Set dudu (I-8) i bočica za mlijeko (I-7).
- STERILIZIRAJTE JEDNOM DNEVNO: Silikonski lijevak (I-2); Dijelovi (I-3; I-5; I-6); Set dudu (I-8) i bočica za mlijeko (I-7).

Bilješka:

- Prije prve uporabe punite pumpu USB kabelom i adapterom 2 sata.
- Pazite da ne oštetite dijelove kompleta za majčino mlijeko tijekom čišćenja.
- Pohranite pumpni agregat u čistu vrećicu ili spremnik do sljedeće uporabe.
- Temeljito operite ruke.

VI. DUGOTRAJNO ČUVANJE

Vaša pumpa za grudi sadrži punjivu bateriju. Kada se ne koristi dulje vrijeme, baterija će automatski ući u način skladištenja. Prije pohranjivanja pumpice za grudi na dulje vrijeme, obavezno:

A - Očistite komponente pumpe; B - Očistite pumpu; C - Provjerite je li baterija pumpe potpuno napunjena;

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako se pumpa za grudi ne uključuje:

- Provjerite je li crpka uključena u ispravnu električnu utičnicu.
- Provjerite radi li USB kabel na drugom uređaju.

Ako je usisavanje malo ili nimalo:

- Provjerite jesu li svi priključci crpke i komponente sastavljeni.
- Rastavite i ponovno sastavite crpku. Provjerite jesu li svi dijelovi čisti i neoštećeni.
- Tijekom cijeđenja pazite da silikonski lijevak bude čvrsto i pravilno postavljen oko dojke.

Ako postoji curenje mlijeka:

- Isključite pumpicu za grudi i odspojite USB kabel.
- Koristite vlažnu (ne mokru) krpū za brisanje pumpice za grudi.
- Kada su sve komponente suhe, ponovno sastavite.

VII. SMJERNICE ZA ČUVANJE DOJKI (ZA ZDRAVE BEBE).

2. Sobna temperatura; 3. Hladnjak s paketom leda; 4. Hladnjak; 5. Zamrzivač; 6. 4-6 sati na 19-26 °C (66-78° F); 7. 24 sata na 15 °C (59° F); 8. 3-8 dana na 4 °C (39° F); 9. 6-12 mjeseci na -18--20 °C (0--4° F).

Udovoljava zahtjevima standarda EN 14350, EN 55014, EN 61000.

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Přejí vám příjemný zážitek z používání naší inteligentní elektrické odsávačky mateřského mléka.

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

- Bez BPA a kompatibilní: Pumpa a příslušenství jsou vyrobeny z materiálů bez BPA. Pumpa je kompatibilní s většinou standardních širokohrdých kojeneckých lahví.
- Systém prevence zpětného toku: Uzavřený systém, který zabraňuje pronikání mateřského mléka do zařízení. Chrání zařízení před poškozením a čistí mateřské mléko.
- Měkká silikonová nálevka na prsa: Měkká silikonová nálevka, která přispívá k pohodlí maminky, snižuje tlak a podílí se na masáži prsou pro podporu stimulace a optimalizace toku mateřského mléka.
- Dotykový displej: Dotykový displej, paměť pro záznam posledních relací a časovač pro snadné sledování.
- Uspokojení různých potřeb: Funkce masáž - 5 úrovní, funkce Squeeze - 9 úrovní a funkce Squeeze s nerovnoměrným pumpováním - 5 úrovní provozu.
- Tichá a lehká: Tichá odsávačka mateřského mléka umožňuje diskrétní odsávání kdekoli. Lehký, přenosný, určený pro maminky na cestách, které odsávají mléko několikrát denně.
- USB dobíjecí baterie: Odolná lithiová baterie s výdrží 2 hodiny po plném nabití. Micro USB port se standardním USB kabelem pro připojení ke zdroji napájení.

I. SOUČÁSTI PRODUKTU

1. Ochranný kryt; 2. Silikonová nálevka; 3. Těleso čerpadla; 4. Kryt tělesa čerpadla; 5. Silikonová membrána 6. Silikonový ventil; 7. Láhev; 8. Sada dudlíků; 9. Držák na láhev; 10. Nabíjecí kabel; 11. USB adaptér; 12. Hlavní jednotka; 13. Vzduchová trubice.

Technická specifikace: Vstupní napájení: 110-240V 50-60Hz; Výstupní napájení: 5V 1A; Velikost: 151x42x36mm; Hmotnost: 220 g; Kapacita a typ baterie: 3,7V 1400mAh Li-ion.

II. MONTÁŽ PODÁVACÍHO ČERPADLA

1. Než se dotknete pumpy, příslušenství a hrudniku, důkladně si umyjte ruce mýdlem a vodou.
2. Zatlačte silikonovou membránu a kryt do těla pumpy.
3. Přitlačte silikonovou nálevku na tělo pumpy.
4. Vložte silikonový ventil do těla pumpy. Láhev s mlékem utáhněte otočením ve směru hodinových ručiček, dokud nebude utažená.
5. Zatlačte vzduchovou hadici do krytu těla čerpadla a hlavní jednotky. Dotykem obrazovky zapnete pumpu.
- Před použitím zkontrolujte součásti odsávačky, zda nejsou opotřebované nebo poškozené. V případě potřeby vyměňte.
- Před použitím vždy zkontrolujte čistotu všech dílů.
- Aby se zabránilo poškození, musí být všechny součásti čerpadla před použitím zcela suché.

III. DIGITÁLNÍ DISPLEJ

1. Režim masáže; 2. Režim ždímání; 3. Režim ždímání s nerovnoměrným pumpováním. 4. Indikátor baterie; 5. Tlačítko napájení; 6. Tlačítko snížení sání; 7. Aktuální úroveň; 8. Ukazatel času; 9. Tlačítko pro zvýšení sání; 10. Změna režimu; Tlačítko napájení: Podržím po dobu 2 sekund zapnete nebo vypnete odsávačku mateřského mléka.

1. Pumpa se spustí v režimu masáže. Upravte úroveň čerpání pomocí tlačítek (-) (+), abyste našli správnou úroveň pro vás. Funkce masáže zahrnuje rychlý rytmus sání, aby se stimuloval tok mléka.
2. Po dvou minutách se čerpadlo automaticky přepne do fáze vypouštění. Upravte úroveň zmáčknutí pomocí tlačítek (-) a (+), abyste našli tu správnou úroveň. Pokud mléko teče před uplynutím těchto 2 minut, stisknutím tlačítka změňte režim ručního přepínání na režim odsávání. Funkce odsávání zahrnuje pomalejší rytmus sání, aby se mléko plně odsalo.
3. V režimu Squeeze zvyšujte sací výkon (pomocí tlačítka (+)), dokud nepocítíte mírně nepohodlí (ujistěte se, že necítíte žádnou bolest), poté mírně snižte pomocí tlačítka (-).
4. Když se zastaví tok mléka, můžete přepnout do režimu Squeeze s nerovnoměrným odsáváním. Režim nerovnoměrného čerpání má za cíl spustit další čerpání kombinací rychlých a pomalých rytmů čerpání.
Provozní režimy: Masážní režim L1-L5; Režim ždímání L1-L9; Mačkácký režim s nerovnoměrným pumpováním L1-L5.
Indikátor baterie Zobrazuje zbývající životnost baterie. Nabijte prosím odsávačku mateřského mléka, když je baterie vybitá.
Indikátor času: Ukazuje dobu trvání vaší relace mačkání. Pumpa se automaticky vypne po 30 minutách používání.

IV. NÁVOD K POUŽITÍ

Krok 1 – Umístěte silikonovou nálevku na prsa tak, aby byla bradavka správně vycentrována v otvoru.

Krok 2 – Pakem a ukazováčkem přidržíte silikonový trychtýř a tělo pumpy na prsu. Podepřete si prsa dlaní.

Krok 3 – Zapněte pumpu stisknutím tlačítka napájení a vyberte režim, který preferujete.

Krok 4 – Po použití vypněte odsávačku mateřského mléka stisknutím tlačítka napájení. Odsrбуйте láhev na mléko od těla pumpy. Nainstalujte sadu dudlíku, pokud se chystáte dítě ihned nakrmit odsátým mlékem. V ostatních případech přeneste odsáté mléko do obálky/nádoby na skladování mléka a uložte do chladničky nebo mrazničky.

V. POKYNY K ČIŠTĚNÍ

Čistěte před prvním a po každém použití!

Krok 1 – Demontujte všechny díly, jak je znázorněno v I. Sejměte kryt ze silikonové nálevky. Demontujte tělo pumpy, silikonovou nálevku, membránu, viko, ventil a láhev. Opláchněte ochranný kryt (I-1); Silikonová nálevka (1-2); Těleso čerpadla (I-3); Silikonová membrána (I-5); ventil (I-6); Sada dudlíku (I-8); Láhev (I-7) a držák na láhev (I-9) ve vlažné vodě.

POZOR: Nikdy nemyjte hlavní čerpadlovou jednotku (I-12); Nabíjecí kabel (I-10), USB adaptér (I-11) a vzduchová trubice (I-13), aby nedošlo k trvalému poškození produktu. Otírejte vlhkým hadříkem a ihned osušte.

Krok 2 – Namočte na 5 minut do teplé vody, poté omyjte a opláchněte.

Krok 3 – Nechte díly uschnout na vzduchu. Pokud suché díly nepoužíváte, skladujte je na chladném místě.

Neskladujte mokré nebo vlhké díly.

KDY MYT A KDY STERILIZOVAT:

• **PŘED PRVNÍM POUŽITÍM UMYTÍ A STERILIZOVAT:** Silikonová nálevka (I-2); Části (I-3; I-5; I-6); Sada dudlíku (I-8) a lahvička na mléko (I-7).

• **PO KAŽDÉM POUŽITÍ MYTÍ:** Silikonová nálevka (I-2); Části (I-3; I-5; I-6); Sada dudlíku (I-8) a lahvička na mléko (I-7).

• **STERILIZUJTE JEDNOU DENNĚ:** Silikonový trychtýř (I-2); Části (I-3; I-5; I-6); Sada dudlíku (I-8) a lahvička na mléko (I-7).

Poznámka:

• Před prvním použitím nabijte pumpu pomocí USB kabelu a adaptéru po dobu 2 hodin.

• Buďte opatrní, abyste během čištění nepoškodili části soupravy pro mateřské mléko.

• Uchovávejte čerpací soupravu v čistém sáčku nebo nádobě až do dalšího použití.

• Důkladně si umyjte ruce.

VI. DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ

Vaše odsávačka mateřského mléka obsahuje dobíjecí baterie. Pokud se baterie delší dobu nepoužívá, automaticky přejde do režimu skladování. Před uložením odsávačky na delší dobu se ujistěte, že:

A - Vyčistěte součásti čerpadla; B - Vyčistěte čerpadlo; C - Ujistěte se, že je baterie pumpy plně nabitá;

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud se odsávačka mateřského mléka nezapne:

• Zkontrolujte, zda je čerpadlo zapojeno do funkční elektrické zásuvky.

• Zkontrolujte, zda kabel USB funguje na jiném zařízení.

Pokud je sání malé nebo žádné:

• Zkontrolujte, zda jsou namontovány všechny spoje a součásti čerpadla.

• Rozeberte a znovu smontujte čerpadlo. Ujistěte se, že všechny části jsou čisté a nepoškozené.

• Při mačkání se ujistěte, že silikonová nálevka je těsně a správně umístěna kolem prsu.

Pokud dojde k úniku mléka:

• Vypněte odsávačku mateřského mléka a odpojte USB kabel.

• K očištění odsávačky použijte vlhký (ne mokrý) hadřík.

• Když jsou všechny součásti suché, smontujte je.

VII. SMĚRNICE PRO UCHOVÁVÁNÍ PRSŮ (PRO ZDRAVÁ MIMINKA).

2. pokojová teplota; 3. Chladicí s ledem; 4. Lednička; 5. Mraznička; 6. 4-6 hodin při 19-26 °C (66-78° F); 7. 24 hodin při 15 °C (59° F); 8. 3-8 dní při 4 °C (39° F); 9. 6-12 měsíců při -18 – -20 °C (0 – -4° F).

Splňuje požadavky normy EN 14350, EN 55014, EN 61000.

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie. Prajem vám príjemný zážitok z používania našej inteligentnej elektrickej odsávačky mlieka.

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

- Bez BPA a kompatibilná: Pumpa a príslušenstvo sú vyrobené z materiálov bez BPA. Odsávačka je kompatibilná s väčšinou štandardných širokohrdlových dojčenských fliaš.
- Systém prevencie spätného toku: Uzavretý systém, ktorý zabraňuje vniknutiu materského mlieka do zariadenia. Chráni zariadenie pred poškodením a čistí materské mlieko.
- Mäkký silikónový lievik na prsia: Mäkký silikónový lievik, ktorý prispieva ku komfortu mamičky, znižuje tlak a podieľa sa na masáži prs na podporu stimulácie a optimalizácie toku materského mlieka.
- Dotykový displej: Dotykový displej, pamäť pre záznam posledných relácií a časovač pre jednoduché sledovanie.
- Uspokojenie rôznych potrieb: Funkcia masáž – 5 úrovní, funkcia Squeeze – 9 úrovní a funkcia Squeeze s nerovnomerným pumpovaním – 5 úrovní prevádzky.
- Tichá a ľahká: Tichá odsávačka mlieka umožňuje diskrétnu odsávku kdekolvek. Ľahký, prenosný, určený pre mamičky na cestách, ktoré odsávajú mlieko niekoľkokrát denne.
- USB nabíjateľná batéria: Odolná lítiová batéria s 2 hodinovou výdržou batérie po úplnom nabití. Micro USB port so štandardným USB káblom na pripojenie k zdroju napájania.

I. KOMPONENTY PRODUKTU

1. Ochranný kryt; 2. silikónový lievik; 3. Teleso čerpadla; 4. Kryt telesa čerpadla; 5. Silikónová membrána 6. Silikónový ventil; 7. Flaša; 8. Súprava cumlíka; 9.

Držiak na flašu; 10. Nabíjaci kábel; 11. USB adaptér; 12. Hlavná jednotka; 13. Vzduchová trubicu.

Technická špecifikácia: Vstupné napájanie: 110-240V 50-60Hz; Výstupné napájanie: 5V 1A; Veľkosť: 151x42x36mm; Hmotnosť: 220 g; Kapacita a typ batérie: 3,7V 1400mAh Li-ion.

II. MONTÁŽ PODÁVACIEHO ČERPADLA

1. Predtým, ako sa dotknete pumpy, príslušenstva a hruďníka, dôkladne si umyte ruky mydlom a vodou.
 2. Začítač silikónovú membránu a kryt do tela pumpy.
 3. Pritlačte silikónový lievik na telo pumpy.
 4. Vložte silikónový ventil do tela pumpy. Utiachnite flašu s mliekom otáčaním v smere hodinových ručičiek, kým nebude tesná.
 5. Začítač vzduchovú hadičku do krytu telesa čerpadla a hlavnej jednotky. Dotknite sa obrazovky pre zapnutie pumpy.
- Pred použitím skontrolujte súčasti odsávačky mlieka, či nie sú opotrebované alebo poškodené. V prípade potreby vymeňte.
 - Pred použitím vždy skontrolujte čistotu všetkých častí.
 - Aby sa predišlo poškodeniu, všetky súčasti čerpadla musia byť pred použitím úplne suché.

III. DIGITÁLNY DISPLEJ

1. Režim masáže; 2. Režim stlačania; 3. Režim žmýkania s nerovnomerným pumpovaním; 4. Indikátor batérie; 5. Tlačidlo napájania; 6. Tlačidlo zníženia sania; 7. Aktuálna úroveň; 8. Indikátor času; 9. Tlačidlo na zvýšenie sania; 10. Zmena režimu;
- Tlačidlo napájania: Podržaním na 2 sekundy zapnete alebo vypnete odsávačku mlieka.

1. Pumpa sa spustí v režime masáže. Upravte úroveň čerpania pomocou tlačidiel (-) (+), aby ste našli správnu úroveň pre vás. Masážna funkcia zahŕňa rýchly rytmus sania, aby sa stimuloval tok mlieka.
 2. Po dvoch minútach sa čerpadlo automaticky prepne do fázy vypúšťania. Upravte úroveň stlačenia pomocou tlačidiel (-) (+), aby ste našli správnu úroveň. Ak mlieko tečie pred uplynutím týchto 2 minút, stlačením tlačidla zmeníte režim manuálneho prepínania na režim odsávania. Funkcia odsávania zahŕňa pomalší rytmus sania, aby sa mlieko úplne odsalo.
 3. V režime Squeeze zvyšujete sací výkon (pomocou tlačidla (+)), až kým nepocítite mierne nepohodlie (uistite sa, že necítite žiadnu bolesť), potom mierne znížte pomocou tlačidla (-).
 4. Keď sa tok mlieka zastaví, môžete prepnúť do režimu Squeeze s nerovnomerným odsávaním. Režim nerovnomerného čerpania má za cieľ spustiť ďalšie čerpanie kombináciou rýchlych a pomalých rytmov čerpania.
- Prevádzkové režimy: Masážny režim L1-L5; Režim stlačania L1-L9; Režim žmýkania s nerovnomerným čerpaním L1-L5.
- Indikátor batérie Zobrazuje zostávajúcu výdrž batérie. Nabite odsávačku mlieka, keď je batéria vybitá.
- Indikátor času: Zobrazuje trvanie stlačania. Pumpa sa automaticky vypne po 30 minútach používania.
- Krok 2 - Držte silikónový lievik a telo pumpy na prsiach pakom a ukazovákom. Podporte prsník dľaňou.

IV. INŠTRUKČIE NA POUŽÍVANIE

Krok 1 – Priložte silikónový lievik na prsia tak, aby bola bradavka správne vycentrovaná v otvore.

Krok 2 – Pakom a ukazovákom pridržte silikónový lievik a telo pumpy na prsiach. Podoprite si prsník dľaňou.

Krok 3 – Zapnite pumpu stlačením tlačidla napájania a vyberte režim, ktorý uprednostňujete.

Krok 4 – Po použití vypnite odsávačku mlieka stlačením tlačidla napájania. Odskrutkujte fľašu s mliekom z tela pumpy. Nainštalujte súpravu cumlíka, ak sa chystáte dieťa ihneď nakŕmiť odsatým mliekom. V ostatných prípadoch prenešte odsaté mlieko do obálky/nádoby na uskladnenie mlieka a uložte do chladničky alebo mrazničky.

V. POKYNY NA ČISTENIE

Pred prvým a po každom použití vyčistite!

Krok 1 – Demontujte všetky časti podľa obrázka I. Odstráňte kryt zo silikónového lievika. Demontujte telo pumpy, silikónový lievik, membránu, veko, ventil a fľašu. Opláchnite ochranný kryt (I-1); silikónový lievik (I-2); Teleso čerpadla (I-3); Silikónová membrána (I-5); ventil (I-6); Súprava cumlíka (I-8); Fľaša (I-7) a držiak na fľašu (I-9) vo vlažnej vode.

UPOZORNENIE: Nikdy neumývajte jednotku hlavného čerpadla (I-12); Nabijací kábel (I-10), USB adaptér (I-11) a vzduchová trubica (I-13), aby sa predišlo trvalému poškodeniu produktu. Utrite vlhkou handričkou a ihneď osušte.

Krok 2 – Namočte do teplej vody na 5 minút, potom umyte a opláchnite.

Krok 3 – Nechajte diely vyschnúť na vzduchu. Keď sa nepoužívajú suché diely, skladujte ich na chladnom mieste.

Neskladujte mokré alebo vlhké časti.

KEDY PRAŤ A KEDY STERILIZOVAŤ:

• PRED PRVÝM POUŽITÍM UMÝVAŤ A STERILIZOVAŤ: Silikónový lievik (I-2); Časti (1-3; 1-5; 1-6); Súprava cumlíka (I-8) a fľaša na mlieko (I-7).

• PO KAŽDOM POUŽITÍ UMÝVANIE: Silikónový lievik (I-2); Časti (1-3; 1-5; 1-6); Súprava cumlíka (I-8) a fľaša na mlieko (I-7).

• STERILIZUJTE RAZ DENNE: Silikónový lievik (I-2); Časti (1-3; 1-5; 1-6); Súprava cumlíka (I-8) a fľaša na mlieko (I-7).

Poznámka:

- Pred prvým použitím nabíjajte pumpu pomocou USB kábla a adaptéra 2 hodiny.
- Dávajte pozor, aby ste počas čistenia nepoškodili časti súpravy materského mlieka.
- Súpravu pumpy skladujte v čistom vrecku alebo nádobe až do ďalšieho použitia.
- Dôkladne si umyte ruky.

VI. DLHODOBÉ SKLADOVANIE

Vaša odsávačka mlieka obsahuje nabíjateľnú batériu. Keď sa batéria dlhší čas nepoužíva, automaticky prejde do režimu skladovania. Pred uskladnením odsávačky mlieka na dlhší čas sa uistite, že:

A – Vyčistite súčasti čerpadla; B – Vyčistite čerpadlo; C – Uistite sa, že je batéria pumpy úplne nabitá;

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak sa odsávačka mlieka nezapne:

- Skontrolujte, či je čerpadlo zapojené do fungujúcej elektrickej zásuvky.
- Skontrolujte, či kábel USB funguje na inom zariadení.

Ak je odsávanie malé alebo žiadne:

- Skontrolujte, či sú zmontované všetky spoje a komponenty čerpadla.
- Rozoberte a znovu zložte čerpadlo. Uistite sa, že všetky časti sú čisté a nepoškodené.
- Počas stlačenia sa uistite, že silikónový lievik je tesne a správne umiestnený okolo prsníka.

Ak dôjde k úniku mlieka:

- Vypnite odsávačku mlieka a odpojte USB kábel.
- Na utieranie odsávačky mlieka použite vlhku (nie mokrou) handričku.
- Keď sú všetky komponenty suché, zložte ich.

VII. POKYNY PRE UCHOVÁVANIE PRSNÍKOV (PRE ZDRAVÉ Bábätka).

2. Teplota miestnosti; 3. Chladí s ľadom; 4. chladnička; 5. mraznička; 6. 4-6 hodín pri 19–26 °C (66–780 F); 7. 24 hodín pri 15 °C (59° F); 8. 3-8 dní pri 4 °C (39° F); 9. 6-12 mesiacov pri -18 – -20 °C (0 – -4° F).

Spĺňa požiadavky normy EN 14350, EN 55014, EN 61000.

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg, hogy a jövőben könnyen ellenőrizhesse. Kellemes használati élményt kívánunk okos elektromos mellszívónkkal.

A TERMÉK JELLEMZŐI

- BPA-mentes anyagok és kompatibilis: A szivattyú és a tartozékok BPA-mentes anyagokból készülnek. A csatlakozó a legtöbb szabványos cumisüveggel kompatibilis.
- Visszafolyási elleni védelem: Zárt rendszer, amely megakadályozza, hogy az anyatej visszajusson a pumpába, megelőzve a fertőzést és a tej frissességét.
- Szuper puha szilikon mellvédő: A rugalmas, ultrapuha szilikon mellvédő kényelmes érzetet kel, csökkenti a nyomást és segíti a mell masszírozásában, hogy elősegítse a leengedést és optimalizálja a tejáramlást.
- Intelligens érintőképernyős technológia: A digitális kijelző memóriagombbal, időzítővel és háttérvilágítással rendelkezik a pumpa munkameneteinek egyszerű nyomon követéséhez és rögzítéséhez.
- Különböző igények kielégítése: 5 fokozatú masszázs mód és 9 fokozatú pumpáló mód és 5 szintű bionikus mód.
- Csendes és könnyű: A csendes mellszívó bárhol diszkrét pumpálást tesz lehetővé. Könnyű, hordozható pumpa az úton lévő anyukák számára, akik naponta többször pumpálnak.
- Nagy akkumulátorkapacitás: Nagy kapacitású újratölthető lítium akkumulátort használ, teljesen feltöltött állapotban 2 órán keresztül használható, nem kell hálózati tápegységhez csatlakoztatni. Az anyukák bárhol és bármikor élvezhetik a pumpálást.

I. TERMÉK ÖSSZETEVŐI

1. Porvédő sapka; 2. Szilikon pajzs; 3. Csatlakozó; 4. Membránsapka; 5. Szilikon membrán 6. Szilikon szelep; 7. Mtejes üveg; 8. Mellbimbó készlet; 9. Palack alap; 10. Töltőkábel; 11. USB-adapter; 12. Fő egység; 13. Légcső
- Műszaki adatok: Tápfeszültség: 110-240V 50-60Hz; Kimenet: 5V 1A; Mérete: 151x42x36mm; Súly: 220g; Akkumulátor kapacitása és típusa: 3,7 V 1400 mAh Li-ion.

II. A MELLPUMPÁJA ÖSSZESZERELÉSE

1. Alaposan mosson kezet szappannal és vízzel, mielőtt hozzáér a mellszívóhoz, a mellszívó készülékhez és a mellhez.
 2. Nyomja be a szilikon membránt és a kupakot a csatlakozóba.
 3. Nyomja a mellvédőt a csatlakozóra.
 4. Helyezze a szelepet a csatlakozóba. Rögzítse a tejesüveget a csatlakozóba úgy, hogy az óramutató járásával megegyező irányba forgatja szorosra.
 5. Tolja be a csövet a kupakba és a főegységbe. Érintse meg a képernyőt a fő egység bekapcsolásához.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a mellszívó készlet alkatrészei nem koptak vagy sérültek-e. Szükség esetén cserélje ki.
 - Használat előtt mindig ellenőrizze az összes alkatrész tisztaságát.
 - A mellszívó károsodásának elkerülése érdekében minden alkatrésznek teljesen száraznak kell lennie használat előtt.

III. IKON KIJELZŐ

1. Masszázs mód; 2. Szivattyúzási mód; 3. Bionic mód; 4. Akkumulátor jelző; 5. Bekapcsoló gomb; 6. Szíváscsökkenés; 7. Szívási szint; 8. Időjelző; 9. Szívásnövelés; 10. Üzem módváltás;
- Bekapcsológomb: Nyomja meg 2 másodpercig a mellszívó bekapcsolásához vagy kikapcsolásához.

1. A mellszívó Masszázs módban indul. Állítsa be a szivattyúzási szintet a (-)(+) gombok segítségével, hogy megtalálja a kényelmes szintet. A Masszázs mód az éhgyomri szívószivattyú ritmusa, amely serkenti a tejáramlást.
 2. Két perc elteltével a pumpa automatikusan átvált Pumping módba. Állítsa be a szivattyúzási szintet a (-)(+) gombok segítségével, hogy megtalálja a maximálisan kényelmes szivattyúzási szintet. Ha a tej két perc előtt elkezd folyni, nyomja meg az Üzem módváltás gombot a Pumping módba való manuális váltáshoz.
 3. A Pumping Mode lassabb szívási/szivattyúzási ritmusbiztosít a finom és hatékony tejtérfelőlitás érdekében, miután a tej elkezd folyni.
 - 3.0 Miután pumpálási módban pumpál, növelje a sebességet/vákuumot (+), amíg a szivattyúzás kissé kényelmetlennek nem tűnik (nem fájdalmas), majd csökkentse kissé a (-) gomb segítségével.
 4. Amikor a tej áramlása leáll, átkapcsolhat Bionic módra. A Bionic Mode célja, hogy a gyors és lassú pumpálási ritmusok kombinálásával újabb csillapítást váltson ki.
- Módok: Masszázs mód L1-L5; L1-L9 szivattyúzási mód; Bionic L1-L5.
- Akkumulátor visszajelző: Az akkumulátor hátralévő élettartamát jelzi. Töltse fel a mellszívót, ha az akkumulátor lemerült.
- Időjelző: A szivattyúzási munkamenet hosszát jelzi. A szivattyú 30 perc használat után automatikusan kikapcsol.

IV. A MELLPUMPÁJA MŰKÖDTETÉSE

1. lépés – Helyezze a mellvédőt a mellére úgy, hogy a mellbimbója megfelelően az alagút közepébe kerüljön.
2. lépés – Tartsa a mellvédőt és a csatlakozót a melléhez a hüvelykujjával és a mutatóujjával. Támassa meg a mellét a tenyerével.
3. lépés: Kapcsolja be a mellszívót a bekapcsológomb megérintésével, és válassza ki a kívánt üzemmódot.
4. lépés – Kapcsolja ki a mellszívót a bekapcsológomb megnyomásával. Vegye ki az üveget a csatlakozóból. Szerelje fel a mellbimbókészletet, ha azonnal etetni a babát, vagy töltsse át a frissen lefejt tejet egy tejtarló zacskóba/tartályba, és tárolja fagyasztóban vagy hűtőszekrényben.

V. TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK

Első használat előtt és minden használat után mossa le!

1. lépés – Szerelje szét az összes alkatrészt az I. részben látható módon. Távolítsa el a kupakot a mellvédőről. Válassza le a csatlakozót a mellvédőről, a membránról, a kupakról, a szelepről és a palackról. Öblítse le a porvédő sapkát (I-1); Szilikon pajzs (I-2); Csatlakozó (I-3); Szilikon membrán (I-5); Szelep (I-6); Mellbimbókészlet (I-8); Tejpalack (I-7) és Palack alap (I-9) hideg vízben. MEGJEGYZÉS: Soha ne mossa a főegységet (I-12); Töltőkábel (I-10), USB adapter (I-11) és Airtube (I-13) a termék maradandó károsodásának elkerülése érdekében. Törölje le nedves (nem nedves) ruhával, és azonnal szárítsa meg.
 2. lépés – Áztassa 5 percig meleg vízben, majd mossa le és öblítse le.
 3. lépés – Hagyja az alkatrészeket levegőn megszáradni. Használaton kívül tárolja a száraz részeket hűvös helyen.
- Ne tároljon nedves vagy nyirkos alkatrészeket.

MOSÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS MIKOR:

- ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT MOSÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS: a mellvédőt (I-2); Mellszívó készlet (I-3; I-5; I-6); Mellbimbókészlet (I-8) és Tejpalack (I-7).
- MINDEN HASZNÁLATI MOSÁS UTÁN: a mellvédő (I-2); Mellszívó készlet (I-3; I-5; I-6); Mellbimbókészlet (I-8) és Tejpalack (I-7).
- NAPI EGYSZER fertőtlenítés: a mellvédő (I-2); Mellszívó készlet (I-3; I-5; I-6); Mellbimbókészlet (I-8) és Tejpalack (I-7).

Jegyzet:

- Az első használat előtt töltsse a mellszívó akkumulátorát 2 órán keresztül úgy, hogy a pumpát az USB-csatlakozóval áramforráshoz csatlakoztatja. A teljesen feltöltött akkumulátor ikon megjelenik a kijelzőn, amikor a töltés befejeződött.
- Ügyeljen arra, hogy tisztítás közben ne sértsen meg a mellszívó készlet egyes részeit.
- Tárolja a száraz mellszívó készletet tiszta zacskóban vagy tartályban a következő használatig.
- Álopson mosson kezet.

VI. HOSSZANTARTÓ TÁROLÁS

A mellszívó újratölthető elemet tartalmaz. A mellszívó megőrzése érdekében, ha hosszabb ideig nem használja, automatikusan átvált tárolási módba. Mielőtt a mellszívót huzamosabb ideig tárolná, ne feledje:

A – Tisztítsa meg a mellszívó készletet B – Tisztítsa meg a mellszívót C – Győződjön meg arról, hogy a mellszívó akkumulátora teljesen fel van töltve.

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha a mellszívó nem kapcsol be:

- Ellenőrizze, hogy a mellszívó működő elektromos aljzatba van-e csatlakoztatva.
 - Ellenőrizze, hogy az USB-kábel működik-e egy másik eszközzel.
- Ha alacsony vagy nincs szívás:
- Ellenőrizze, hogy minden mellszívó csatlakozás biztonságos-e.
 - Szerelje szét és szerelje össze a szivattyú gépegységet. Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész tiszta és nem sérült.
 - Szívás közben ügyeljen arra, hogy a mellvédő teljesen le legyen zárva a mell körül.

Ha túlfolyik az anyatej:

- Kapcsolja ki a mellszívót, és húzza ki az USB-kábelt a konnektorból.
- Nedves (nem nedves) kendővel törölje le a mellszívót.
- Amikor minden alkatrész megszáradt, szerelje össze újra.

VII. FRISSEN EXPOZÍCIÓT ÁTÁLLÓ TÁROLÁSI IRÁNYELVEK (EGÉSZSÉGES KIADÁSRA VONATKOZÓ CSECSEMÉKRE).

2. Szobahőmérséklet; 3. Hűtő jégscomaggal; 4. Hűtőszekrény; 5. Fagyasztó; 6. 4-6 óra 19-26 °C-on (66-78° F); 7. 24 óra 15 °C-on (59° F); 8. 3-8 nap 4 °C-on (39° F); 9. 6-12 hónapig -18- -20° C-on (0- -4° F).

Megfelel az EN 14350, EN 55014, EN 61000 szabványoknak.

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν το χρησιμοποιήσετε και κρατήστε το για εύκολο έλεγχο στο μέλλον. Εύχομαι να έχετε μια ευχάριστη εμπειρία χρήσης με το έξυπνο ηλεκτρικό θηλάστρο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Υλικό χωρίς BPA & Συμβατό: Η αντλία και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από υλικό χωρίς BPA. Ο σύνδεσμος είναι συμβατός με τα περισσότερα τυπικά μπιμπερό.
- Σχεδιασμός προστασίας κατά της ροής: Κλειστό σύστημα για την αποφυγή της επιστροφής του μητρικού γάλακτος στην αντλία, την πρόληψη της μόλυνσης και τη διατήρηση του γάλακτος φρέσκο.
- Σούπερ μαλακή ασπίδα στήθους οσλικόνης: Η εύκαμπτη, εξαιρετικά μαλακή ασπίδα στήθους οσλικόνης προσφέρει άνετη αίσθηση, μειώνει την πίεση και βοηθά στο μασάζ στο στήθος για την προώθηση της απογοίτευσης και τη βελτιστοποίηση της ροής του γάλακτος.
- Τεχνολογία έξυπνης οθόνης αφής: Η ψηφιακή οθόνη διαθέτει κομπί μνήμης, χρονοδιακόπτη και οπίσθιο φωτισμό για εύκολη παρακολούθηση και καταγραφή περιόδων αντλίας.
- Καλύψτε διαφορετικές ανάγκες: 5 επίπεδα λειτουργία μασάζ & 9 επίπεδα λειτουργία άντλησης & 5 επίπεδα λειτουργία Bionic.
- Αθόρυβο και ελαφρύ: Το αθόρυβο θηλάστρο επιτρέπει τη διακριτική άντληση οπουδήποτε. Ελαφρύ, φορητό αντλία σχεδιασμένη για μητέρες εν κινήσει που αντλούν πολλές φορές την ημέρα.
- Μεγάλη χωρητικότητα μπαταρίας: Χρησιμοποιεί επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου μεγάλης χωρητικότητας, πλήρως φορτισμένη μπορεί να χρησιμοποιηθεί 2 ώρες, δεν χρειάζεται να συνδεθεί με εναλλάσσομενο ρεύμα. Οι ομάδες μπορούν να απολαμβάνουν την άντληση οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή.

I. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Καπάκι σκόνης.
 2. Ασπίδα οσλικόνης.
 3. Συνδετήρας.
 4. Καπάκι διαφράγματος.
 5. Διάφραγμα οσλικόνης.
 6. Βαλβίδα οσλικόνης.
 7. Μπουκάλι γάλακτος.
 8. Στεθλή.
 9. Βάση μπουκαλιού.
 10. Καλώδιο φόρτισης.
 11. Προσαρμογέας USB.
 12. Κύρια μονάδα.
 13. Airtube
- Τεχνική Προδιαγραφή: Τροφοδοσία: 110-240V 50-60Hz; Έξοδος: 5V 1A; Μέγεθος: 151x42x36mm; Βάρος: 220g; Χωρητικότητα και τύπος μπαταρίας: 3,7V 1400mAh Li-Ion.

II. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΗΛΑΣΤΡΟΥ ΣΑΣ

1. Πλύνετε καλά τα χέρια με σαπούνι και νερό πριν αγγίξετε το θηλάστρο, το kit θηλάστρο και το στήθος.
2. Πιέστε το διάφραγμα και το καπάκι οσλικόνης μέσα στον σύνδεσμο.
3. Σπρώξτε το θωρακικό κάλυμμα πάνω στον σύνδεσμο.
4. Τοποθετήστε τη βαλβίδα στον σύνδεσμο. Κλειδώστε το μπουκάλι γάλακτος στον σύνδεσμο περιστρέφοντας δεξιόστροφα μέχρι να σφίξει.
5. Σπρώξτε το ωαλήνα μέσα στο καπάκι και την κύρια μονάδα. Πατήστε την οθόνη για να ενεργοποιηθεί την κύρια μονάδα.
- Ελέγξτε τα εξαρτήματα του kit θηλάστρο για φθορά ή ζημιά πριν από τη χρήση. Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται.
- Ελέγχετε πάντα όλα τα εξαρτήματα πριν από τη χρήση για καθαριότητα.
- Για να αποφευχθεί η ζημιά στο θηλάστρο, όλα τα εξαρτήματα πρέπει να είναι εντελώς στεγνά πριν από τη χρήση.

III. ΟΘΟΝΗ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟΥ

1. Λειτουργία μασάζ.
 2. Λειτουργία άντλησης.
 3. Βιονική λειτουργία.
 4. Ένδειξη μπαταρίας.
 5. Κομπί λειτουργίας.
 6. Μείωση αναρρόφησης.
 7. Επίπεδο αναρρόφησης.
 8. Ένδειξη χρόνου.
 9. Αύξηση αναρρόφησης.
 10. Αλλαγή τρόπου λειτουργίας.
- Κομπί λειτουργίας: Πατήστε για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί το θηλάστρο.

1. Το θηλάστρο σας θα ξεκινήσει σε λειτουργία μασάζ. Ρυθμίστε το επίπεδο άντλησης χρησιμοποιώντας τα κουμπιά (-)(+) για να βρείτε ένα άνετο επίπεδο. Η λειτουργία μασάζ είναι ο ρυθμός της αντλίας αναρρόφησης ηρεσίας, που διεγείρει τη ροή του γάλακτος.
 2. Μετά από δύο λεπτά, η αντλία σας θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία άντλησης. Ρυθμίστε το επίπεδο άντλησης χρησιμοποιώντας τα κουμπιά (-)(+) για να βρείτε το μέγιστο άνετο επίπεδο άντλησης. Εάν το γάλα σας αρχίσει να ρέει πριν από δύο λεπτά, πατήστε το κουμπί αλλαγής λειτουργίας για να μεταβείτε χειροκίνητα στη λειτουργία άντλησης. Η λειτουργία άντλησης είναι πιο αργός ρυθμός απορρόφησης/άντλησης για απαλή και αποτελεσματική αφαίρεση γάλακτος μετά την έναρξη της ροής του γάλακτος.
 3. 0 Αφού αντλέτε στη λειτουργία άντλησης, αυξήστε την ταχύτητα/κενό (+) έως ότου η άντληση να αισθανθεί ελαφρώς άβολη (όχι επώδυνη) και στη συνέχεια μειώστε ελαφρά χρησιμοποιώντας τα κουμπιά (-).
 4. Μπορείτε να μεταβείτε στη λειτουργία Bionic όταν σταματήσει η ροή του γάλακτος. Η λειτουργία Bionic Mode στοχεύει να προκαλέσει άλλη μια απογοίτευση συνδυάζοντας γρήγορους και αργούς ρυθμούς άντλησης.
- Λειτουργίες: Λειτουργία μασάζ L1-L5; Λειτουργία άντλησης L1-L9; Bionic L1-L5.
- Ένδειξη μπαταρίας: Υποδεικνύει την υπολειπόμενη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Φορτίστε το θηλάστρο όταν η μπαταρία είναι χαμηλή.
- Ένδειξη χρόνου: Υποδεικνύει τη διάρκεια της συνεδρίας άντλησης. Η αντλία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 30 λεπτά χρήσης.

IV. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΗΘΗΚΟΥ ΣΑΣ

Βήμα 1- Τοποθετήστε την ασπίδα στήθους στο στήθος σας έτσι ώστε η θηλή σας να είναι σωστά κεντραρισμένη στο τούνελ.

Βήμα 2- Κρατήστε την ασπίδα στήθους και τον σύνδεσμο πάνω στο στήθος σας με τον αντίχειρα και τον δείκτη σας. Σπιρίξτε το στήθος σας με την παλάμη του χεριού σας.

Βήμα 3- Ενεργοποιήστε το θήλαστρο πατώντας το κουμπί λειτουργίας και επιλέξτε τη λειτουργία που προτιμάτε.

Βήμα 4- Απενεργοποιήστε το θήλαστρο πατώντας το κουμπί λειτουργίας. Αφαιρέστε το μπουκάλι από το βύσμα. Τοποθετήστε το σετ θηλής εάν πρόκειται να ταΐσετε το μωρό αμέσως ή μεταφέρετε το φρέσκο εκτριμμένο γάλα σε μια σακούλα/δοχείο αποθήκευσης γάλακτος και αποθηκεύστε το σε κατάψυξη ή ψυγείο.

V. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Πλύνετε πριν την πρώτη και μετά από κάθε χρήση!

Βήμα 1- Αποσυναρμολογήστε όλα τα μέρη όπως φαίνεται στο Ι. Αφαιρέστε το καπάκι από την ασπίδα στήθους. Διαχωρίστε τη φιάρα από την ασπίδα στήθους, το διάφραγμα, το καπάκι, τη βαλβίδα και τη φιάλη. Ξεπλύνετε το καπάκι σκόνης (I-1). Ασπίδα σιλκόννης (I-2); Σύνδεσμος (I-3); Διάφραγμα σιλκόννης (I-5); Βαλβίδα (I-6); Σετ θηλής (I-8); Μπουκάλι γάλακτος (I-7) και βάση μπουκαλιού (I-9) σε δροσερό νερό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην πλένετε ποτέ την κύρια μονάδα (I-12). Καλώδιο φόρτισης (I-10), προσαρμωγές USB (I-11) και Airtube (I-13) για την αποφυγή μόνημης ζημιάς στο προϊόν. Σκουπίστε με ένα υγρό πανί (όχι βρεγμένο) και στεγνώστε αμέσως.

Βήμα 2- Μουλιάστε σε ζεστό νερό για 5 λεπτά, στη συνέχεια πλύνετε και ξεπλύνετε.

Βήμα 3- Αφήστε τα μέρη να στεγνώσουν στον αέρα. Αποθηκεύστε τα στεγνά μέρη σε δροσερό μέρος όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.

Μην αποθηκεύετε υγρά ή υγρά μέρη.

ΠΟΤΕ ΝΑ ΠΛΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΛΥΝΕΤΑΙ

- ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΥΝΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΕΙΤΕ: την ασπίδα στήθους (I-2). Κιτ αντλίας στήθους (I-3; I-5; I-6); Σετ θηλής (I-8) και μπουκάλι γάλακτος (I-7).
- ΜΕΤΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΠΛΥΣΗ: η ασπίδα στήθους (I-2). Κιτ αντλίας στήθους (I-3; I-5; I-6); Σετ θηλής (I-8) και μπουκάλι γάλακτος (I-7).
- ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΣΥΝΕΖΗ: η ασπίδα του μαστού (I-2). Κιτ αντλίας στήθους (I-3; I-5; I-6); Σετ θηλής (I-8) και μπουκάλι γάλακτος (I-7).

Σημείωση:

- Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε την μπαταρία του θήλαστρου για 2 ώρες συνδέοντας την αντλία σε μια πηγή ρεύματος με την υποδοχή USB. Το εικονίδιο μπαταρίας θα εμφανιστεί πλήρως φορτισμένο στην οθόνη όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.
- Προσέξτε να μην καταστρέψετε μέρη του κιτ θήλαστρου κατά τον καθαρισμό.
- Αποθηκεύστε το σετ ξηρού θήλαστρου σε καθαρή τσάντα ή δοχείο μέχρι την επόμενη χρήση.
- Πλένετε καλά τα χέρια.

VI. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το θήλασμά σας περιέχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Για να διατηρήσετε το θήλασμά σας, όταν δεν το χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία αποθήκευσης. Πριν αποθηκεύσετε το θήλασμά σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, θυμηθείτε να:

A - Καθαρίστε κιτ θήλαστρου B - Καθαρίστε το θήλαστρο C - Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία του θήλαστρου είναι πλήρως φορτισμένη.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν το θήλαστρο δεν ανάβει:

- Ελέγξτε εάν το θήλαστρο είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτρική πρίζα που λειτουργεί.
- Ελέγξτε εάν το καλώδιο USB λειτουργεί, χρησιμοποιώντας άλλη συσκευή.

Εάν υπάρχει χαμηλή ή καθόλου αναρρόφηση:

- Ελέγξτε εάν όλες οι συνδέσεις του θήλαστρου είναι ασφαλείς.
- Αποσυναρμολογήστε και συναρμολογήστε το σετ αντλίας. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κομμάτια είναι καθαρά και δεν έχουν υποστεί ζημιά.
- Κατά την άντληση, βεβαιωθείτε ότι η ασπίδα στήθους είναι πλήρως σφραγισμένη γύρω από το στήθος σας.

Εάν υπάρχει υπερχειλίση μητρικού γάλακτος:

- Απενεργοποιήστε το θήλαστρο και αποσυνδέστε το καλώδιο USB από την πρίζα.
- Χρησιμοποιήστε ένα υγρό (όχι βρεγμένο) πανί για να σκουπίσετε το θήλαστρο.
- Όταν όλα τα εξαρτήματα στεγνώσουν, συναρμολογήστε ξανά.

VII. ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΟΥ (ΠΑ ΜΩΡΗ ΘΕΡΜΙΟΥ ΥΓΡΟΥ).

2. Θερμοκρασία διαμετώπισης. 3. Ψύκτη με παγοκύστη. 4. Ψυγείο? 5. Καταψύκτης? 6. 4-6 ώρες στους 19-26 °C (66-78°F). 7. 24 ώρες στους 15 °C (59°F). 8. 3-8 ημέρες στους 4 °C (39°F). 9. 6-12 μήνες στους -18- -20° C (0- -4°F).

Συμμορφώνεται με τα πρότυπα EN 14350, EN 55014, EN 61000.

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride kolayca kontrol etmek için saklayın. Akıllı elektrikli göğüs pompamızla keyifli bir kullanım deneyimi yaşamanz dileğiyle.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- BPA içermeyen malzemeler ve Uyumlu: Pompa ve aksesuarlar BPA içermeyen malzemelerden yapılmıştır. Konektör, çoğu standart biberonla uyumludur.
- Geri akış önleyici koruma tasarımı: Anne sütünün pompaya geri gitmesini önlemek, enfeksiyonu önlemek ve süti taze tutmak için kapalı sistem.
- Süper yumuşak silikon göğüs kalkantı: Esnek, ultra yumuşak silikon göğüs kalkantı rahat hissettirir, basıncı azaltır ve memenin boşalmasını teşvik etmek ve süt akışını optimize etmek için masajı yardımcı olur.
- Akıllı dokunmatik ekran teknolojisi: Dijital ekran, pompa oturumlarını kolay izleme ve kaydetme için bir hafıza düğmesi, zamanlayıcı ve arka ışık içerir.
- Farklı ihtiyaçları karşılayın: 5 seviye Masaj modu & 9 seviye Pompalama modu & 5 Seviye Biyonik mod.
- Sessiz ve Hafif: Sessiz göğüs pompası, her yerde sağduyulu pompalama sağlar. Günde birkaç kez pompalayan, hareket halindeki anneler için tasarlanmış hafif, taşınabilir pompa.
- Büyük pil kapasitesi: Büyük kapasiteli, şarj edilebilir bir lityum pil kullanır, tam şarjlı 2 saat kullanılabilir, AC gücüne bağlanmaya gerek yoktur. Anneler her zaman her yerde pompalamanın keyfini çıkarabilir.

I. ÜRÜN BİLEŞENLERİ

1. Toz kapağı; 2. Silikon kalkantı; 3. Bağlayıcı; 4. Diyafram kapağı; 5. Silikon diyafram 6. Silikon valf; 7. Süt şişesi; 8. Meme seti; 9. Şişe tabanı; 10. Şarj kablosu; 11. USB Adaptörü; 12. Ana ünite; 13. Hava Tüpü
- Teknik Özellikler: Güç girişi: 110-240V 50-60Hz; Güç Çıkışı: 5V 1A; Boyut: 151x42x36mm; Ağırlık: 220g; PİL Kapasitesi ve Türü: 3.7V 1400mAh Li-ion.

II. MEME POMPANIZIN MONTAJI

1. Göğüs pompasına, göğüs pompası setine ve memeye dokunmadan önce ellerinizi sabun ve suyla iyice yıkayın.
2. Silikon diyaframı ve kapağı konektöre bastırın.
3. Göğüs kalkantı konektöre doğru itin.
4. Vanayı konektöre yerleştirin. Süt şişesini sudaşncaya kadar saat yönünde çevirerek konektöre kilitleyin.
5. Tüpü kapağıya ve ana üniteye itin. Ana üniteyi açmak için ekrana dokununuz.
- Kullanmadan önce göğüs pompası kiti bileşenlerinde aşınma veya hasar olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse değiştirin.
- Kullanmadan önce her zaman temizlik için tüm parçaları inceleyin.
- Göğüs pompasının hasar görmesini önlemek için kullanımdan önce tüm bileşenlerin tamamen kuru olması gerekir.

III. İKON EKRANI

1. Masaj modu; 2. Pompalama modu; 3. Biyonik mod; 4. PİL göstergesi; 5. Güç düğmesi; 6. Emme azaltma; 7. Emme seviyesi; 8. Zaman göstergesi; 9. Emme arası; 10. Mod değişikliği;

Güç Düğmesi: Göğüs pompasını açmak veya kapatmak için 2 saniye basın.

1. Göğüs pompanız Masaj Modunda başlayacaktır. Rahat bir seviye bulmak için (-)(+) düğmelerini kullanarak pompalama seviyesini ayarlayın. Masaj Modu, süt akışını uyaran oruç emme pompası ritmidir.

2. İki dakika sonra pompanız otomatik olarak Pompalama Moduna geçecektir. Maksimum rahat pompalama seviyenizi bulmak için (-)(+) düğmelerini kullanarak pompalama seviyesini ayarlayın. Sütünüzü iki dakikadan önce akmaya başlarsa, Pompa Moduna manuel olarak geçmek için Mod değiştirme düğmesine basın.

Pompalama Modu, süt akmaya başladıktan sonra sütiün nazik ve verimli bir şekilde alınması için daha yavaş emme/pompalama ritmidir.

3. Pompalama Modunda pompalama yaparken, pompalama biraz rahatsızlık verene (ağnılı olmayan) kadar hız/vakumu (+) artırın, ardından (-) düğmesini kullanarak biraz azaltın.

4. Süt akışı durduğunda Biyonik Moda geçebilirsiniz. Bionic Mode, hızlı ve yavaş pompalama ritimlerini birleştirerek başka bir hayal kırıklığını tetiklemeyi amaçlıyor.

Modlar: Masaj Modu L1-L5; Pompalama Modu L1-L9; Biyonik L1-L5.

PİL Göstergesi: Kalan pil ömrünü gösterir. PİL azaldığında lütfen göğüs pompasını şarj edin.

Zaman Göstergesi: Pompalama seansınızın uzunluğunu gösterir. 30 dakikalık kullanımdan sonra pompa otomatik olarak kapanacaktır.

IV. MEME POMPANINIZI ÇALIŞTIRMA

Adım 1- Göğüs siperini meme ucunuz tünelde düzgün bir şekilde ortalananak şekilde göğsünüze yerleştirin.

Adım 2- Başparmağınız ve işaret parmağınızda göğüs koruyucusunu ve konektörü göğsünüze tutun. Avucunuzun içiyle göğsünüzü destekleyin.

Adım 3- Güç düğmesine dokunarak göğüs pompasını açın ve tercih ettiğiniz modu seçin.

Adım 4- Güç düğmesine basarak göğüs pompasını kapatın. Şişeyi konektörden çıkartın. Bebeği hemen besleyecekseniz veya sağlanmış taze sütü bir süt saklama torbasına/kabına aktaracaksanız meme setini takan ve dondurucuda veya buzdolabında saklayın.

V. TEMİZLİK TALİMATLARI

İlk kullanımdan önce ve her kullanımdan sonra yıkayınız!

Adım 1- Tüm parçaları 1'de gösterildiği gibi sökün. Göğüs kalkanından kapağı çıkartın. Konektörü göğüs kalkanından, diyaframdan, kapaktan, valften ve şişeden ayırın. Toz kapağını (I-1) durulayın; Silikon kalkan (I-2); Konektör (I-3); Silikon diyafram (I-5); Valf (I-6); Meme seti (I-8); Süt şişesi (I-7) ve Şişe tabanı (I-9) soğuk suda. NOT: Ana üniteyi (I-12) asla yıkamayın; Üründe kalıcı hasar oluşmasını önlemek için şarj kablosu (I-10), USB adaptörü (I-11) ve Airtube (I-13). Nemli bir bezle (Islak değil) silin ve hemen kurulaştırın.

Adım 2- İslak suda 5 dakika bekletin, ardından yıkayın ve durulayın.

Adım 3- Parçaları kurumaya bırakın. Kullanılmadığı zaman kuru parçaları serin bir yerde saklayın.

Islak veya nemli parçaları saklamayın.

NE ZAMAN YIKAMALI VE SANİTASYON YAPILMALI:

- İLK KULLANIMDAN ÖNCE YIKAMA VE SANİTASYON YAPMA: Göğüs koruması (I-2); Göğüs pompası seti (I-3; I-5; I-6); Meme seti (I-8) ve Süt şişesi (I-7).
- HER KULLANIMDAN SONRA YIKAMA: Göğüs koruması (I-2); Göğüs pompası seti (I-3; I-5; I-6); Meme seti (I-8) ve Süt şişesi (I-7).
- GÜNDE BİR KEZ TEMİZLİYİN: Göğüs kalkanı (I-2); Göğüs pompası seti (I-3; I-5; I-6); Meme seti (I-8) ve Süt şişesi (I-7).

Not:

- İlk kullanımdan önce, pompayı USB konektörü ile bir güç kaynağına bağlayarak göğüs pompası pilini 2 saat şarj edin. Şarj işlemi tamamlandığında pil simgesi ekranda tam olarak şarj edilmiş olarak görünecektir.
- Temizlik sırasında göğüs pompası kitinin parçalarına zarar vermemeye dikkat edin.
- Kuru göğüs pompası kitini bir sonraki kullanıma kadar temiz bir torba veya kapta saklayın.
- Ellerinizi iyice yıkayın.

VI. UZUN SÜRELİ DEPOLAMA

Göğüs pompanız şarj edilebilir bir pil içerir. Göğüs pompanız uzun süre kullanılmadığında korumak için,

otomatik olarak depolama moduna geçecektir. Göğüs pompanız uzun süre saklamadan önce şunları unutmayın:

A - Göğüs pompası kitini temizleyin B - Göğüs pompasını temizleyin C - Göğüs pompası pilinin tamamen şarj olduğundan emin olun.

SORUN GİDERME

Göğüs pompası açılmıyorsa:

- Göğüs pompasının çalışması için elektrik prizine takılı olup olmadığını kontrol edin.
- Başka bir cihaz kullanarak USB kablusunun çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Emiş düşüğe veya hiç yoksa:

- Tüm göğüs pompası bağlantılarının sağlam olup olmadığını kontrol edin.
- Pompa setini söküp ve monte edin. Tüm parçaları temiz ve hasarlı olmadığından emin olun.
- Pompalarken, göğüs koruyucunun göğsünüzün etrafını tamamen kapattığından emin olun.

Anne sütü taşması varsa:

- Göğüs pompasını kapatın ve USB kablusunu elektrik prizinden çıkartın.
- Göğüs pompasını silmek için nemli (Islak olmayan) bir bez kullanın.
- Tüm bileşenler kurduğunda tekrar monte edin.

VII. TAZE SAĞLANMIŞ ANNE SÜTÜ SAKLAMA YÖNERGELERİ (SAĞLIKLI DÖNEM BEBEKLERİ İÇİN).

2. Oda sıcaklığı; 3. Buz paketi ile soğutucu; 4. Buzdolabı; 5. Dondurucu; 6. 19-26 °C'de (68-78°F) 4-6 saat; 7. 15 °C'de (59°F) 24 saat; 8. 4 °C'de (39°F) 3-8 gün; 9. -18- -20° C'de (0- -4°F) 6-12 ay.

EN 14350, EN 55014, EN 61000 ile uyumludur.

شكراً لك على شراء منتجنا. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام والاحتفاظ به لسهولة فحصه في المستقبل. أتمنى لك تجربة استخدام ممتعة مع مضخة الثدي الكهربائية الذكية.

مواصفات المنتج
الموصل متوافق مع معظم مضخات BPA، ومتوافقة: المضخة والملحقات مصنوعة من مواد خالية من مادة BPA • مواد خالية من مادة الأطفال القياسية.

- تصميم حماية ضد التدفق العكسي: نظام مغلق لمنع حليب الأم من الرجوع إلى المضخة، ومنع العدوى، والحفاظ على الحليب طازجاً.
- درع سيليكون فائق النعومة للثدي: يشعرك درع الثدي المرن والفاثق النعومة بالراحة ويقال الضغط ويساعد على تدليك الثدي لتعزير الحمول وتحسين تدفق الحليب.
- تقنية شاشة اللمس الذكية: تتميز الشاشة الرقمية بزر ذكارة، وموقت وإضاءة خلفية لسهولة تتبع وتسجيل جلسات الضخ.
- تلبية الاحتياجات المختلفة: ٥ مستويات للتدليك و ٩ مستويات وضع الضخ و ٥ مستويات وضع الكترولني.
- هادئة وخفيفة الوزن: تسمح مضخة الثدي الهادئة بالضخ في أي مكان. مضخة محمولة خفيفة الوزن مصممة للامهات أثناء التنقل اللاني
يضعن عدة مرات في اليوم.
- سعة بطارية كبيرة: تستخدم بطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن ذات سعة كبيرة، ويمكن استخدامها مشحونة بالكامل لمدة ساعتين، دون الحاجة إلى الاتصال بطاقة التيار المتردد. يمكن للامهات الاستمتاع بالضخ في أي مكان وفي أي وقت.

١. مكونات المنتج

١. غطاء الغبار.
٢. درع سيليكون.
٣. موصل.
٤. غطاء الحجاب الحاجز.
٥. غشاء سيليكون.
٦. صمام سيليكون.
٧. زجاجة الحليب.
٨. مجموعة الحلمة.
٩. Airtube الوحدة الرئيسية: ١٣. USB، 12. قاعدة زجاجة، ١٠. كابل الشحن، ١١. محول
١٢. الوزن: ٢٢٠ جرام. ؛ 42x36mmx42 الحجم: ١٥ ؛ 1A ١٠ المواصفات الفنية: الطاقة في: ١٠١-٢٤٠ فولت ؛ ٥٠-٦٠ هرتز ؛ خرج الطاقة: ٥ V 1400mAh Li-ion سعة البطارية ونوعها: ٣,٧

ثانياً. تجميع مضخة الثدي

١. اغسل يديك جيداً بالماء والصابون قبل لمس مضخة الثدي ومجموعة أدوات ضخ الثدي والثدي.
٢. اضغط على غشاء السيليكون والغطاء في الموصل.
٣. ادفع شفاطة الثدي على الموصل.
٤. ضع الصمام في الموصل. اعلق زجاجة الحليب في الموصل عن طريق تدويرها في اتجاه عقارب الساعة حتى إحكام ربطها.
٥. ادفع الأتيوب في الغطاء والوحدة الرئيسية. اضغط على الشاشة لتشغيل الوحدة الرئيسية.
٦. افحص مكونات مجموعة مضخة الثدي للتأكد من عدم وجود اهتراء أو تلف قبل الاستخدام. استبدلها إذا لزم الأمر.
٧. افحص دائماً جميع الأجزاء قبل استخدامها من أجل النظافة.
٨. لمنع تلف مضخة الثدي، يجب أن تحف جميع المكونات تماماً قبل الاستخدام.

ثالثاً. عرض أيقونة

١. وضع التدليك.
٢. وضع الضخ.
٣. وضع الكترولني.
٤. مؤشر البطارية.
٥. زر الطاقة.
٦. انخفاض شغط.
٧. مستوى الشغط.
٨. مؤشر الوقت.
٩. زيادة الشغط.
١٠. تغيير الوضع.

زر الطاقة: اضغط عليه لمدة ثابنتين لتشغيل أو إيقاف تشغيل مضخة الثدي.

١. ستبدأ مضخة الثدي في وضع التدليك، اضبط مستوى الضخ باستخدام الأزرار (-) (+) للتحول على مستوى مريح.

٢. وضع التدليك هو صياح إيقاف مضخة المص، مما يحفز تدفق الحليب.
٣. بعد دقيقتين، ستتوقف المضخة تلقائياً إلى وضع الضخ. اضبط مستوى الضخ باستخدام الأزرار (-) (+) للتحول على أقصى مستوى مريح للضخ. إذا بدأ الحليب في التدفق قبل دقيقتين، فاضغط على زر تغيير الوضع للانتقال يدوياً إلى وضع الضخ.
٤. وضع الضخ هو إيقاف شغط / ضخ أبطأ لإزالة الحليب بشكل لطيف وفعال بعد بدء تدفق الحليب.
٥. بمجرد الضخ في وضع الضخ، قم بزيادة السرعة / الفراغ (+) حتى تشعر بأن الضخ غير مريح قليلاً (غير مؤلم)، ثم قل قليلاً باستخدام الزر (-).

إلى إشارة خيبة أمل أخرى من خلال الجمع بين Bionic Mode: يمكنك التبديل إلى الوضع الإلكتروني عندما يتوقف تدفق الحليب. يهدف إيقافات الضخ السريع والبطيء.

1-L5، 1-L9، 1-L10 وضع الضخ ؛ 1-L5، 1-L10 لواناط: وضع التدليك

مؤشر البطارية: يشير إلى عمر البطارية المتبقي. يرجى شحن مضخة الثدي عندما تكون البطارية منخفضة.

مؤشر الوقت: يشير إلى طول جلسة الضخ. سيتم إيقاف تشغيل المضخة تلقائياً بعد ٣٠ دقيقة من الاستخدام.

رابعا، تشغيل مضخة الثدي
الخطوة ١ - ضعي درع الثدي على صدرك بحيث تكون الحلمة في المنتصف بشكل صحيح في النفق.
الخطوة ٢ - أمسك درع الثدي والموصل على صدرك بإبهامك وسبابتك. اسندي ثديك براحة يدك.
الخطوة الثالثة - تشغيل مضخة الثدي عن طريق النفق على زر الطاقة واختيار الوضع الذي تفضله.
الخطوة ٤ - قم بإيقاف تشغيل مضخة الثدي بالضغط على زر الطاقة. قم بإزالة الزجاجة من المحلول. ثبتي المجموعة الجديدة إذا كنت ستعلمين الطفل على الفور أو انقل الحليب الطازج إلى كيس / وعاء تخزين الحليب وتخزينه في الفريزر أو التلاجة.

V. تعليمات التنظيف

اغسل قبل الاستخدام الأول وبعد كل استخدام!

قم بإزالة الغطاء عن وافي الثدي، افصل الموصل عن درع الثدي والحجاب الحاجز. الخطوة ١ - قم بفك جميع الأجزاء كما هو موضح في
؛ (I-6) صمام ؛ (I-5) غشاء سيليكون ؛ (I-3) موصل ؛ (I-2) درع سيليكون ؛ (I-1) والغطاء والصمام والزجاجة. شطف غطاء الغبار
كابل الشحن ؛ (I-12) في ماء بارد. ملاحظة: لا تغسل الوحدة الرئيسية (I-9) وقاعدة الزجاجة (I-7) زجاجة الحليب ؛ (I-8) مجموعة الحلمة
لتجنب التلف الدائم للمنتج. يُسمح بقطعة قماش مبللة (غير مبللة) ويُجف على الفور. (I-13) Airtube و (I-11) USB ومحلول (I-10)
الخطوة ٢ - نقع في ماء دافئ لمدة ٥ دقائق ، ثم اغسل واشطف.
الخطوة ٣ - اترك الأجزاء تجف في الهواء. قم بتخزين الأجزاء الجافة في مكان بارد عندما لا تكون قيد الاستعمال.
لا تخزن الأجزاء المبللة أو الرطبة.

متمى يجب غسلها وتعييمها:

١-وزجاجة حليب (I-8) طقم حلمات ؛ (I-6) ؛ I-5 ؛ I-3 (I-2) مجموعة مضخة الثدي ؛ (I-2) قبل الاستخدام الأول للغسيل والتعييم: وافي الثدي
(7).

(I-7) وزجاجة حليب (I-8) طقم حلمات ؛ (I-6) ؛ I-5 ؛ I-3 (I-2) مجموعة مضخة الثدي ؛ (I-2) بعد كل استخدام غسل: وافي الثدي •

(I-7) وزجاجة حليب (I-8) طقم حلمات ؛ (I-6) ؛ I-5 ؛ I-3 (I-2) مجموعة مضخة الثدي ؛ (I-2) تعييم مرة واحدة في اليوم: وافي الثدي •

ملحوظة:

- سيظهر رمز USB قبل الاستخدام الأول ، اشن بطارية مضخة الثدي لمدة ساعتين عن طريق توصيل المضخة بمصدر طاقة بموصل البطارية مشحونة بالكامل على الشاشة عند اكتمال الشحن.
- احرصي على عدم إتلاف أجزاء من مجموعة مضخة الثدي أثناء التنظيف.
- احفظي مجموعة مضخة الثدي الجافة في كيس أو وعاء نظيف حتى الاستخدام التالي.
- اغسل يديك جيدا.

السادس. تخزين على المدى الطويل

تحتوي مضخة الثدي على بطارية قابلة لإعادة الشحن. للحفاظ على مضخة الثدي ، عند عدم استخدامها لفترة طويلة من الوقت ، سوف ينتقل تلقائياً إلى وضع التخزين. قبل تخزين مضخة الثدي لفترة طويلة من الوقت ، تذكرني ما يلي:
أ - تنظيف مجموعة مضخة الثدي ب - تنظيف مضخة الثدي ج - تأكد من شحن بطارية مضخة الثدي بالكامل.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كانت مضخة الثدي لا تعمل:

- تحققي مما إذا كانت مضخة الثدي موصولة بمأخذ كهربائي سليم.
- يعمل ، باستخدام جهاز آخر. USB • تحقق مما إذا كان كبل إذا كان الشفط منخفضاً أو معدوماً:
- تحقق مما إذا كانت جميع وصلات مضخة الثدي آمنة.
- قم بفك وتركيب مجموعة المضخة. تأكد من أن كل القطع نظيفة وغير تالفة.
- أثناء الشفط ، تأكدي من أن وافي الثدي مغلق تماماً حول الثدي.
- إذا حدث فائض من لبن الأم:
- من مأخذ التيار الكهربائي. USB • أوقف تشغيل مضخة الثدي وافصل كبل
- استخدمي قطعة قماش مبللة (غير مبللة) لمسح مضخة الثدي.
- عندما تجف جميع المكونات ، أعد التجميع.

سابعاً. إرشادات تخزين حليب الثدي المعبر عنه حديثاً (للرضع الصحيين).



٢. درجة حرارة الغرفة. ٣. المبرد مع كيس الثلج. ٤. تالجة. ٥. الفريزر. ٦. ٤-٦ ساعات عند ١٩-٢٦ درجة مئوية (٦٦-٧٨ فهرنهايت) ؛
٤. ٢٤ ساعة عند ١٥ درجة مئوية (٥٩ فهرنهايت) ؛ ٨. ٨-٣ أيام عند ٤ درجات مئوية (٣٩ فهرنهايت) ؛ ٩. ١٢-٦ شهراً عند ١-٨ -
- ٢٠٠ درجة مئوية (٠-٤٠ فهرنهايت).

EN 14350 ، EN 55014 ، EN 61000. متوافق مع




kikka boo

KIKKA BOO Bulgaria
Vasil Levski 121
Plovdiv, Bulgaria
office@kikkaboo.com

 Kikkaboo (Bulgaria)
 kikkabooworld

KIKKA BOO Spain
Calle Sos Del Rey Catolico, 16, 7C
Granada, Spain
office@kikkaboo.com

 Kikkaboo Spain
 kikkaboospain

www.kikkaboo.com