

# OMRON

БЕЗ  
НЕОБХОДИМОСТ  
от антибактериални  
филтри

ЛЕСЕН за  
използване  
и хигиеничен



ВЕЧЕ МОЖЕ ДА ДИШАТЕ  
СПОКОЙНО, ЗАЩОТО БЕБЕТО ВИ  
ДИША СВОБОДНО.

DUOBABY е качествен компресорен  
инхалатор с накрайник за аспириране.

OMRON DUOBABY

All for Healthcare

# ПОЧИСТЕН НОС ЗА ЗДРАВО БЕБЕ

- Носът филтрира и затопля вдишания въздух преди да достигне до белите дробове.



- Когато носът на бебето е запушен, то трябва да диша през устата. Вследствие на това нефилтриран, по-студен въздух достига до белите дробове.

- Резултатът от това е производството на повече слюз, като Вашето бебе може да изпита трудности при дишане, сън и хранене, както и други инфекции на дихателните пътища. <sup>(1,2)</sup>

• Запушеният и течащ нос може да бъде облекчен чрез използване на назален аспиратор и чрез промивка с физиологичен разтвор.<sup>(2)</sup>

- Това ще подобри дишането и ще намали риска от развитие на други инфекции.<sup>(2)</sup>

References:

[1] Ozagar A et al. *Laryngoscope* 2000; 110:107-110.

[2] Chirico G et al. *Minerva Pediatrica* 2014; 66(6):549-57.

# НОВИЯТ 2 В 1 OMRON DUO BABY

Инхалаторът помага за ефективното доставяне на медикамент до горните и долните дихателни пътища.

Аспираторът нежно почиства носа на бебето, намалявайки запушването и позволявайки му да диша свободно.

2 В 1



# ИНХАЛАТОР

СЪС СВОИТЕ ДВА КРАЙНИКА НА РАЗПРАШИТЕЛЯ, ВАШИЯТ ИНХАЛАТОР **DUOBABY** МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА ТРЕТИРАНЕ НЕ САМО НА ДОЛНИТЕ, НО И НА ГОРНИТЕ ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА.



**Накрайник за горни дихателни пътища**  
За третиране на горни дихателни пътища при състояния като запушен нос, настинка, алергии.

**Накрайник за долни дихателни пътища**  
За третиране на долни дихателни пътища при състояния като астма, бронхити, бронхиолити.

Прилежно прибрани аксесоари, когато не се ползва.



# НАЗАЛЕН АСПИРАТОР

НАЗАЛНИЯТ АСПИРАТОР МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СЛУЗ ОТ НОСА НА БЕБЕТО, КОЙТО СЕ СЪБИРА В СЪБИРАТЕЛНАТА ЧАШКА.



• Нежно почиства носа

• Лесен за използване

• Изцяло измиваем и лесен за почистване

• Ергономичен дизайн

• Хигиеничен, без необходимост от еднократни филтри

# КАК СЕ ИЗПОЛЗВА OMRON DУ0BABУ

- Свържете назалния аспиратор към компресора и го използвайте за нежно почистване на носа на Вашето бебе, като поставите пръста си върху отвора на аспиратора.



1




- За да постигнете най-добри резултати, използвайте физиологичен разтвор за размекване на слузта преди аспирация.

2

- Изберете правилния накрайник на разпрашителя за третиране на долните или горните дихателни пътища.

- Добавете медикамента в разпрашителя и поставете маската или мундщука за започване на инхалирането.



- Измийте и дезинфектирайте частите след всяко ползване за отстраняване на остатъчен медикамент или слуз.

- Доброто почистване намалява риска от зараза и спомага за поддържане на оптималната работа на уреда.



3

OMRON DU**Ů**BABY